ZrO² ミリングバーの特長



刃先部のみを切削しダイヤコートを施す。

ダイヤコートは 1000℃以上のオーブンで焼入れする。 ミリングバーの形状に削り出してから焼入れすると、 細いネック部が高熱により軟化し湾曲する恐れがある。 しかし、刃先部のみ削り出してからダイヤコートを施 すので、ネック部の湾曲/変形が起こらず、高い同軸 度を誇る=ブレなく回転する。

耐久性・回転精度・切削精度、全てが高次元。

Q: なぜ耐久性が高いの?

A: ダイヤモンドコーティングの皮膜を強化することで、 コーティング剥がれを防ぐので、高耐久性を誇ります。


Q: なぜ切削精度が高いの?

A: マージンチッピングの原因となる 2.5/2.0/1.0mm での切削の際に3枚刃で切削することにより、 チッピングを抑制します。

Q:回転精度が高いとなぜ良いの?

A:回転精度が高いと、全ての刃先が均一に切削加工面に 接触するが、悪いと接触する刃が偏り、接触している 刃に負荷が掛かりコーティング剥がれの原因となり、 切削加工面のチッピングの可能性が高まります。

> 同心度エラー 5 μ以下 回転精度が高く、 切削加工エラーを抑制



ネック部から軸部に掛けて曲線に加工 曲線に加工することで高い弾性を実現 ミリングバーの破損を抑制

独自のダイヤモンドコーティング コーティング表面がスムースに 耐久性 UP= 長期使用可能





刃先=3枚刃 (2.5/2.0/1.0mm) のメリット

- ◎ 切削加工面がよりスムースに
- 2枚刃と比べ刃先が1枚多く、一度の切削量が少ないので チッピングを抑制
- ◎ チッピング抑制=再切削の頻度と手作業工程の減少
- ◎ 高透過性ジルコニアもチッピングを抑制

ジルコニア切削用パラメーター

刃先直径	切削高さ	スピンドルスピード	送り速度
ø2.5/2.0mm	0.45mm	22,000rpm/分	30mm/秒
ø1.0/0.6/0.5mn		25,000~27,000rpm/分	30mm/秒
	※上記は推奨パラメーターです。※加工パス/ミリングストラテジーにご	※お使いの2枚刃用ミリングバーの加工パス/ミリ いてはご使用の歯科用CAMマシンメーカー、もしく	


●ZrO² ミリングバー 27B2X00041000202 一般医療機器 ●掲載商品の価格は小売価格で、2020年1月1日現在のものです。 価格には消費税は含まれておりません。●仕様及び外観は、製品改良の海予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。





歯科用 CAM マシン ジルコニア切削用ミリングバー ZrO² ミリングバー





刃先直径	刃数	首下長さ	全長	シャンク径	コート	製品番号	価格
ø2.0mm	3	20mm	50mm	ø4mm	ダイヤコート	DIA 2.0mm-3-R	¥21,000
ø 1.0mm	3	18mm	50mm	ø4mm	ダイヤコート	DIA1.0mm -3-R	¥21,000
ø 0.6mm	2	11mm	50mm	ø4mm	ダイヤコート	DIA 0.6mm-2-R	¥22,500



	刃先直径	刃数	首下長さ	全長	シャンク径	コート	製品番号	価格
	ø2.5mm	3	20mm	44mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 2.5mm-3-S	¥19,800
ı	ø 1.0mm	3	18mm	43mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 1.0mm-3-S	¥19,800
	ø 0.5mm	2	9mm	42mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 0.5mm-2-S	¥21,000



刃先直径	刃数	首下長さ	全長	シャンク径	コート	製品番号	価格
ø2.0mm	3	20mm	47mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 2.0mm-3-RND	¥19,800
ø 1.0mm	3	18mm	47mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 1.0mm-3-RND	¥19,800
ø 0.6mm	2	11mm	47mm	ø3mm	ダイヤコート	DIA 0.6mm-2-RND	¥21,000
ø 0.3mm	2	1 mm	47mm	ø3mm	ノンコート	Non 0.3mm-2-RND	¥19,800

$Arum^{\scriptscriptstyle TM}$

ø 2.0mm

ø 1.0mm

ø 0.6mm

Ø 0.3mm

ø 1.0mm

ø 0.6mm

Ø 0.3mm



¥21,000

¥21,000

¥22,500

¥21,000

¥19.800

¥21,000

¥19,800



ø4mm

ø4mm

ø4mm

ø4mm

ダイヤコート

ダイヤコート

ダイヤコート

ノンコート

DIA 2.0mm-3-Ar

DIA 1.0mm-3-Ar

DIA 0.6mm-2-Ar

Non 0.3mm-2-Ar

DIA 1.0mm-3-A

DIA 0.6mm-2-A

Non 0.3mm-2-A

AMANN GIRRBACH®

2

3

20mm

18mm

11mm

1mm

16mm

11mm

1mm

2

50mm

50mm

50mm

50mm



47mm

47mm

47mm

ø3mm

ø3mm

ø3mm

ダイヤコート

ダイヤコート

ノンコート

[※]ご注文の際は、製品番号をお知らせください。 注意! 作業中に刃先が破損し飛散する恐れがある。保護メガネ等を着用すること。

 $^{^1}$ 刃先直径 $^{0.6}$ mm 以下の製品は、首下長さが短いため、隣接面やインプラントホール等の切削の際に注意すること 2 深い裂溝用 3 $^{0.6}$ mm, $^{0.5}$ mm, $^{0.5}$ mm は 2 枚刃