

 **BSA** 品質に厳格な欧州 EN13060 基準で「クラスB」に準拠

7分*、そのスピードは想像以上。

speedster

enbio-S



*7分サイクルは未包装・乾燥工程無しの134℃FASTモード（クラスS）です。

Designed 
in Switzerland

enbio。 Enbio: 滅菌技術の未来を拓く

Enbio社は、革新的な技術と卓越した品質を融合させ、医療・歯科分野における滅菌の課題を解決するために設立されました。スイスのデザインとヨーロッパの高度な製造技術を結集し、高性能でコンパクトなオートクレーブを提供することで、患者様と医療従事者の皆様の安全性向上に貢献することを目指しています。

「高い処理能力と、省スペース設計の両立。」

処理速度の向上により、迅速な治療をサポート

134℃ FAST

滅菌バックなし

クラス S

7分^{*}

(乾燥工程無し)

134℃

滅菌バック使用時

クラス B

15分^{*}

121℃

滅菌バック使用時

クラス B

30分^{*}



クラス B 基準と高速処理を両立した 3 モードの滅菌サイクル

エンビオ S は、3 つの滅菌サイクルを搭載しており、そのうち 2 モードが欧州規格クラス B 滅菌サイクルに対応しています。

温度 / モード	サイクル	滅菌時間 (最短目安)	処理内容と事前バキューム	対象となる器具と包装状況
134℃ FAST (包装なし)	クラス S	最短 7 分 [*] で滅菌可能	滅菌 3.5 分 + 事前バキューム 1 回 (乾燥なし)	包装されていない、固形の器具や歯科用工具 (ハサミ、プローブなど)
134℃ 高温サイクル (包装あり)	クラス B	最短 15 分 [*] で滅菌可能	滅菌と乾燥 7 分 + 事前バキューム 3 回	包装の有無にかかわらず、固形製品、多孔質、 くぼみや隙間のある器具全般
121℃ 低温サイクル	クラス B	滅菌と乾燥 で 30 分 [*]	滅菌と乾燥 20 分 + 事前バキューム 3 回	熱に弱いデリケートな器具の滅菌に。包装の有 無に関わらず利用可能

クラス N: ミラーやピンセットなど非包装の固形物のみ対応
クラス S: 中空物 (ハンドピースなど)、非包装の固形物に対応
クラス B: 非包装・包装の固形物、中空物、布製品、多孔質などあらゆる被滅菌物に対応

●「最短 7 分」のサイクルは、未包装器材を対象とした迅速モードであり、クラス B 滅菌サイクルではありません。
●クラス B サイクルは、ヨーロッパの基準 (EN13060) に基づき、中空物などにも対応した確実な滅菌処理を行います。
※記載の時間は、特定の条件: (チャンバー内を温めた後、滅菌物を 100g で測定。) における最短の時間であり、使用状況 (積載量・周辺温度) により変動します。

美しさと機能性、そして使いやすさを高次元で両立

スイスの洗練されたデザイン哲学と、ヨーロッパの品質基準 (CE: 欧州適合性) に適合した製造技術を融合。医療機器としての高い機能性はそのままに、空間に美しく調和するデザインを両立しました。

また、直感的なインターフェイスを採用することで、誰でもスムーズに操作が可能となり、日々の業務効率を向上させます。

さらに、本体重量 15kg のコンパクト設計により、設置場所を選ばない柔軟性を実現。多様な医療環境にスムーズに対応し、設置の可能性を広げます。

設置の柔軟性と確実な処理を追求、効率的な容量と給水システム

柔軟性と確実性を両立した独立給水システム

給水システムには、外部タンクから供給される精製水を使用する独立システムを採用。精製水を使用することで、水質に起因する機器への影響リスクを低減するとともに、滅菌の確実なプロセスを維持します。また、外部タンクのサイズは任意に変更が可能です。設置環境や使用頻度に応じて最適な容量のタンクを選ぶことで、長期間にわたる連続使用にも柔軟に対応します。日常の給水作業もシンプルに行えます。

チャンバー容量と積載能力

チャンバー容量は最大 2.7ℓ。専用トレイサイズは 185×290×33mm (最大積載重量: 500g)、非包装の器材から最大 8 枚の滅菌パウチまでを効率的に積載可能です。コンパクトな設計でありながら、日常の滅菌ニーズに対応する容量を備えています。

稼働環境を選ばない低騒音設計

38dB(A) の低騒音設計により、「図書館の中」と同等の静粛性を実現。稼働音は医療従事者や患者様の集中を妨げにくいレベルに抑えられているため、設置場所を選ばず、快適な医療環境の維持に貢献します。



外部タンクは (精製水用・排水用) 同サイズの容器をご用意ください。



(最大積載重量: 500g)



X8枚



100V (15A) のコンセントでご使用いただけます。

滅菌工程全体の段階を光の色でお知らせ

本体の左右にデザインされた LED 照明は、2 つの機能を搭載。機能と美しいデザインを両立しながら、滅菌状況を直感的に把握できる視認性の高い機能です。

マイカラー

【ユーザー設定機能】スライダー操作で、ライトの色、強度、明るさを自由に設定し、診療環境をパーソナライズできます。

アニメーション

【プロセス「見える化」機能】滅菌プロセスの各段階 (予熱、滅菌、乾燥など) を色のアニメーションで表示。離れていても、本体のステータスを直感的に把握できます。

マイカラー
スタンバイモード

アニメーション
プロセス途中

マイカラー
スライダー操作で、ライトの色、強度、明るさを自由に設定し、診療環境をパーソナライズできます。

予知保全を可能にする、エンビオ S の「カウント機能」

処理回数を記録する「カウント機能」
エンビオ S 滅菌器は、処理回数を自動で記録します。これにより、消耗品の最適な交換時期や定期点検のタイミングを正確に把握でき、機器管理をサポートします。定期点検は、最初の処理から 24 ヶ月、または 4,000 サイクルのいずれか早い方で実施可能です。

テスト	プログラム	情報
HEPA フィルター	371/1000	リセット
サービス	2643/4000	リセット
チャンバーシール	2000/2000	リセット
プロセス #1	2025-01-23	


迅速な対応を可能にする安全機能とスマートサポート

機器に異常が発生した場合も、迅速かつ的確な対応が可能です。ディスプレイには、状況を即座に把握できる情報と警告エラーコードが表示されます。さらに、エラーメッセージが表示されると、画面に専用の QR コードが表示されます。お手持ちのスマートフォンなどの端末でこの QR コードを読み取るだけで、エラー解消のための推奨事項を記載した Web サイトへ即座に移行。トラブル発生時も迷うことなく対応でき、ダウンタイムを最小限に抑えたスムーズなオペレーション再開をサポートします。




my.enbio アプリは、日付によるフィルタリングを特徴とし、滅菌プロセスのレビューと記録が簡単に行えます。利用可能な機能をステップごとにガイドしてくれる包括的なセクションが充実しています。さらに、適切な機器のセットアップの実演説明ビデオや、ユーザーのニーズ

に合わせた滅菌の理解を深めるための教育ビデオである Enbio Academy へのアクセスも提供します。




Enbio S 製品仕様

【側面】



【正面】



【背面】



本体サイズ (L×W×H)	560×250×158 (mm)
チャンバーサイズL×W×H)	292×192×45 (mm)
本体重量	15 kg
チャンバー容積	2.7ℓ
最高温度	137℃
最大圧力	2.3bar以下
使用圧量	2.1bar

定格消費電力	1.5Kwh
プロセス最高温度	137℃
騒音レベル	38dB (A) 未満
電圧	AC100
周波数・電流	50/60Hz 15A
保護等級	IP20

作業環境

温度	5℃～25℃
湿度	0%～90%
気圧	900hPa～1100hPa

■販売店名

エンビオ S 標準価格 **498,000 円**

一般医療機器：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 (JMDN40547020)
販売名：Enbio 滅菌器 認証番号 306ALBZ100001000

特定保守管理医療医療機器
Made in Poland

【セット内容】

本体×1・HEPAフィルター×1・電源コード×1・給排水ホース各×1・
USBメモリー×1・マニュアル



BSA

【発売元】株式会社ビーエスエーサクライ TEL.052-805-1181 <https://www.bsa-sakurai.co.jp>