

歯科医院様向け

LION



ライオン歯科用品カタログ

# Dent.Family 2020



ライオン歯科材株式会社

# CONTENTS

2019年発売製品	1
歯ブラシガイド	3
歯磨剤・洗口液ガイド	5

## 各製品紹介

### 歯 ブ ラ シ

#### 歯周ケア・ベーシックケア

●DENT.EX systema	9
●Systema AX	10
●DENT.EX systema genki	11
●DENT.EX systema genki f	
●DENT.EX systema genki j	12
●Systema SP-T歯ブラシ	13
●DENT.EX SlimheadII	14
●DENT.MAXIMA	15
●EX kodomo F	16
●EX kodomo	17
●EX kodomo Disney	18
●DENT.EX	19
●DENT.PD	

#### 子供用

#### 特定用途

##### 部分清掃

●EX onetuft	20
-------------	----

##### インプラント

●DENT.EX ImplantCare	21
----------------------	----

##### 美白

●DENT.EX Brilliant V	
----------------------	--

##### 矯正

●DENT.EX Orthodontic	22
----------------------	----

●DENT.EX SULCUS	
-----------------	--

### 歯 間 清 掃 用 具

#### 歯間ブラシ

●DENT.EX 歯間ブラシ	23
●DENT.EX 歯間ブラシ long	24
●DENT.EX 歯間ブラシ long&マイクロモーション専用替えブラシ	
●DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE	25

#### デンタルフロス

●DENT.EX ウルトラフロス	27
●DENT.e-floss	28

### 歯 磨 剤

#### う蝕予防

●Check-Up standard	29
●Check-Up kodomo / kodomo 500	
●Check-Up gel	30
●Check-Up foam	
●Check-Up rootcare	31

#### 歯周病予防

●Systema SP-Tジェル	32
●Systema Haguki Plus PRO	33
●Systema Dentalpaste α	34
●Systema 薬用歯間ジェル	35

#### 知覚過敏ケア

●Systema センシティブ	36
-----------------	----

#### 美白

●Brilliant more	37
-----------------	----

含嗽剤	殺菌	●Systema SP-Tメディカルガーグル	39
洗口液	歯周病予防	●Systema 薬用デンタルリンス	40
口中清涼剤	保湿・口臭ケア	●アクアバランス薬用マウススプレー	41
食品		●Systema 歯科用オーラルヘルスタブレット	42
医薬品	医療用医薬品	●フッ化ナトリウム洗口液0.1%【ライオン】	43
	一般用医薬品	●デントヘルス PRO A	44
義歯ケア		●エラック義歯ブラシ らくらくスタイル	45
		●ライオデント義歯ブラシ	46
		●エラック義歯洗浄剤	46
		●新ファストン	46
口腔ケア		●エラック510 (口腔粘膜ケア用ブラシ)	47
		●エラック541 (介助用歯ブラシ)	47
		●エラックバイトチューブ	47
その他		●DENT.リキッドブラークテスター	48
		●DENT.ブラークテスター 綿棒タイプ	48
唾液検査		●多項目・短時間唾液検査システム Salivary Multi Test (SMT)	49
歯ブラシ・歯間清掃用具 スペック・価格表			53
歯磨剤・洗口液等 成分表・価格表			55

患者様への販売対象でないものの価格については、本文中に表記しておりません。  
 歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。  
 写真提供者の所属・施設名は撮影時のものです。



製品の詳しい情報につきましては、  
 ホームページをご覧ください。



メールマガジン配信中!

新製品情報・キャンペーン情報・ホームページ更新情報などをお知らせいたします。  
 ご希望の方は今すぐ下記ホームページから、メールアドレスのご登録を。



URL

<https://www.lion-dent.com/>

ライオン歯科材

検索

## ゴムタイプの歯間ブラシで 歯垢をしっかりと落とす。

DENT. EX 歯間ブラシ ノンワイヤー

# NON WIRE S~M

エス~エムタイプ

### ゴムタイプで優れた歯垢除去力

金属ワイヤーを使用していないゴムタイプの歯間ブラシです。極小突起を高密度に配置した独自のブラシ仕様で、歯周病やムシ歯の原因となる歯垢の除去力に優れています。インプラントや補綴された方にもお勧めです。

### 操作しやすい 110° アングルネックハンドル

ブラッシング操作に適した「110° アングルネック」ハンドル。臼歯部にもブラシを曲げずに挿入でき、頬側、舌側のどちらでも高い操作性を実現します。ブラシ部は、耐久性が高く、洗って繰り返し(10回程度)使用できます。



DENT. EX 歯間ブラシ NON WIRE S~M  
(4本入、各携帯用キャップ付)

詳しい製品情報はp.25をご覧ください。



DENT. EX 歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用 S~M  
(40本入、各携帯用キャップ付き)

# 製品のご案内

6歳未満のお子様が安心して使える  
500ppmFペースト、新登場！

## Check-Up kodomo 500

6歳未満のお子様にも！

フッ化ナトリウム  
500ppmF



お子様に人気！

ぶどう  
香味



低発泡、低研磨、低香味！

少量先口  
が可能



医薬部外品

詳しい製品情報はp.29をご覧ください。

転倒時などのお口への負担を低減  
まがる・おれない「安全ハンドル」

### EX kodomo F

ソフトな  
ネック



太めのハンドルで握りやすい！！



0~2才用








3~5才用

かわいい動物キャラクターで  
歯みがきの習慣づけに最適！

詳しい製品情報はp.16をご覧ください。

# 歯ブラシガイド

患者様の口腔内の状態や目的・部位に合わせてご用意した豊富なラインアップの中から、適切な歯ブラシを選んでいただき、ブラッシング指導にお役立てください。

		乳幼児	小学生	中学生
<b>プラークコントロール用</b> (歯肉が健康な方)	臼歯部の スペシャルケア			
	ベーシックケア	P.16 EX kodomo F 	P.17 EX kodomo 	P.18 EX kodomo Disney 
<small>お子様の成長と歯列の状態に合わせて選べる子供用歯ブラシシリーズ。©Disney</small>				
<b>歯周ケア用</b>	SPT期の方			
	ブラッシングスキル・意識 が高い方			
	ブラッシングが 苦手な方		P.12 DENT.EX systema genki j 	上手にブラッシングできない若年者を対象とした 歯肉炎ケアに適した歯ブラシ。
<b>特定用途</b>	部分清掃用			
	ステイン除去用			
	矯正治療中 のケア用			P.22 DENT.EX Orthodontic DENT.EX SULCUS 
	インプラントケア用			
	口腔ケア用			

高校生

大人(成人期)

大人(壮年・老年期)

P.15 DENT.MAXIMA



より予防意識の高い患者様にお薦めする、  
薄さ2.6mmの超薄型コンパクトヘッド歯ブラシ。



※1

P.14 DENT.EX Slimhead II



ロングネック、コンパクト&スリムヘッドで  
充実したラインアップのスタンダード歯ブラシ。



P.13 Systema SP-T 歯ブラシ



歯周病安定期のセルフケアに適した  
歯肉にやさしいみがき心地の歯ブラシ。

P.10 Systema AX



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で、  
口腔内すみすみまで毛先がらくらく届く歯ブラシ。

P.9 DENT.EX systema



独自のスーパーテーパード毛が狭い隙間の  
ブラークコントロールに威力を発揮する歯ブラシ。

P.11 DENT.EX systema genki



幅広ヘッドで接触面積が広く、歯面・歯頸部から歯肉までの  
ブラッシングが効率よくできる歯ブラシ。

P.11 DENT.EX systema genki f



※2

P.20 EX onetuft



歯間部、歯頸部、叢生など、磨き残しがちな  
部位の清掃に適した歯ブラシ。



※3

P.21 DENT.EX Brilliant V



V字カットの植毛部がステインの付着しやすい  
歯間部に届きやすい歯ブラシ。

P.21 DENT.EX ImplantCare



インプラント施術後からメイン  
テナンスまでカバーするイン  
プラント装着者向けの歯ブラシ。



※4

P.47 エラック510



口腔粘膜をやさしく心地よく  
効率よくケアする軟毛ブラシ。

P.47 エラック541



高齢者・障がい者の介助磨きの  
ための軟毛歯ブラシ。

矯正装置のタイプや年齢、  
口腔状態により選べる矯正  
治療中の方向けの歯ブラシ。

写真提供/※1 東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科衛生保健部 足達淑子部長  
※2 フリーランス歯科衛生士 福田典子さん ※3 渡辺歯科 歯科衛生士 渡邊麻理さん  
監 修/※4 日本歯科大学 新潟病院 歯科衛生科 松岡恵理子さん


# 歯磨剤・洗口液ガイド①

効果的なう蝕予防には、年齢・口腔内の状況・生活習慣等に合わせたきめ細かな対応が必要です。年齢とう蝕リスクに応じた適切なフッ化物製剤を選択していただき、効果的な使い方のポイントもお伝えください。

## う蝕ケア

毎食後の歯みがきに

ソフトペースト



低研磨

P.29

Check-Up standard

医薬部外品

ジェル



研磨剤無配合

P.31

Check-Up rootcare

医薬部外品

すすぎが簡単なので乳幼児や高齢者に

泡



研磨剤無配合

P.30

Check-Up foam

医薬部外品

P.29

Check-Up kodomo 医薬部外品  
Check-Up kodomo 500 医薬部外品

NEW



マイルドピュアミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF



ストロベリー

フッ化ナトリウム950ppmF



アップル



グレープ



ぶどう

フッ化ナトリウム500ppmF



マイルドミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF



フッ化ナトリウム950ppmF

就寝前のフッ素トリートメントに

ジェル



研磨剤無配合

P.30

Check-Up gel

医薬部外品



バナナ

フッ化ナトリウム500ppmF



ピーチ

フッ化ナトリウム950ppmF



グレープ



レモンティー



ミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF

殺菌成分CPC<sup>®</sup>配合  
※塩化セチルピリジニウム

特にう蝕リスクの高い方に

液



P.43

フッ化ナトリウム  
洗口液0.1%  
【ライオン】

医療用医薬品



フッ化ナトリウム450ppmF

毎日の漱口に適しています。



## 〈効果的な使い方のポイント〉

### 適量を使用する

1回の適正使用量は年齢によって異なります。

6カ月～2歳  
(歯の萌出)



3～5歳



6～14歳



15歳以上



### 使用後の洗口量を少なくする

歯みがき後の洗口量は、約15mlの水で1回(5秒間程度)の少量洗口が推奨されています。

〈15mlの目安〉




大きさ1杯分

ペットボトルキャップ  
約2杯分

### 1日の使用回数を多くする

朝・昼・夕食後の歯みがき、就寝前のジェルまたは洗口液の使用をおすすめします。



## 〈年齢・う蝕リスク別の製剤組合せチャート〉

う蝕リスク	～5歳 (乳幼児期)		6～14歳 (学齢期)		15歳～高齢期		要介護者など		
	根面露出なし	根面露出あり	根面露出なし	根面露出あり	根面露出なし	根面露出あり			
高	毎食後  kodomo 医薬部外品 500ppmF	就寝前 ※2 foam (バナナ) 医薬部外品 950ppmF or gel (バナナ) 医薬部外品 500ppmF	毎食後  kodomo 医薬部外品 950ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後  standard 医薬部外品 1450ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後  rootcare 医薬部外品 1450ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後  foam 医薬部外品 950ppmF
中	kodomo 医薬部外品 500ppmF	※2 foam (バナナ) 医薬部外品 950ppmF or gel (バナナ) 医薬部外品 500ppmF	kodomo 医薬部外品 950ppmF	gel (ピーチ・グレープ・ レモンティー) 医薬部外品 950ppmF	standard 医薬部外品 1450ppmF	gel (ミント) 医薬部外品 1450ppmF	rootcare 医薬部外品 1450ppmF		foam 医薬部外品 950ppmF
低	kodomo 医薬部外品 500ppmF		kodomo 医薬部外品 950ppmF		standard 医薬部外品 1450ppmF		rootcare 医薬部外品 1450ppmF		foam 医薬部外品 950ppmF

● フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。  
 ※1 1日1回食後または就寝前に洗口してください。その他用法及び用量、使用上の注意などについては、添付文書をご覧ください。  
 ※2 うがいが苦手な乳幼児や高齢者はfoamをご使用ください。

【参考文献】日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会編：う蝕予防の実践 フッ化物局所応用実施マニュアル：社会保険研究所、2017。  
 年齢に応じたフッ化物応用について改変引用

## 歯磨剤・洗口液ガイド②

患者様ごとの口腔状態（バイオフィーム・炎症・出血の有無等）に応じた歯磨剤、洗口液を選択していただき、セルフケア指導にお役立てください。

まず、歯磨剤を

	配合成分	特徴	製品	
			知覚過敏の方に  P.36 Systema センシティブ	歯周病予防  P.34 Systema Dentalpaste α
			研磨性	剤型
			低研磨	口腔内にすばやく広がる ソフトペースト 
			低研磨	口腔内にすばやく広がる ソフトペースト 
再石灰化	フッ化物（フッ化ナトリウム、またはモノフルオロリン酸ナトリウム）	歯の再石灰化を促進し、う蝕の発生と進行を予防。	●	●
殺菌	IPMP（イソプロピルメチルフェノール）	バイオフィームの内部まで浸透し、殺菌効果を発揮。	●	●
	CPC（塩化セチルピリジニウム）	浮遊性の細菌に対して低濃度から殺菌効果を発揮。		
	ラウロイルサルコシンNa	原因菌を殺菌し、口臭を防ぐ。		●
抗炎症	イプシロン-アミノカプロン酸	歯肉の炎症を抑制。		
	トラネキサム酸		●	●
	グリチルレチン酸			
	グリチルリチン酸二カルウム			
歯肉の防御	酢酸トコフェロール（ビタミンE）	歯肉組織修復作用。 歯肉上皮強化作用。		
刺激伝達抑制	硝酸カリウム	〔即効性〕 歯髄神経の興奮を鎮め、刺激の伝達を抑制。	●	
象牙細管封鎖	乳酸アルミニウム	〔持続性〕 痛みの伝達経路となる象牙細管を封鎖。	●	
口臭予防	l-メントール	口中に清涼感を与え、口臭除去。		






# 含嗽剤

## 殺菌


## 歯周病予防

お選びください。

➕ リスクが高い方へのプラスアイテム

<p>歯周病リスクがある方に</p>  <p>医薬部外品</p> <p><b>P.33</b> Systema Haguki Plus PRO</p> <p>低研磨</p>	<p>歯周病リスクが高い方に</p>  <p>医薬部外品</p> <p><b>P.32</b> Systema SP-T ジェル</p> <p>研磨剤無配合</p>
<p>歯の汚れをしっかり落とす <b>ソフトペースト</b></p> 	<p>薬用成分が長くとどまる <b>高粘性ジェル</b></p> 
●	●
●	 高濃度配合
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	(β-グリチルレチン酸)
●	●
●	●
●	●
●	●

<p>歯間の集中ケアに</p>  <p>医薬部外品</p> <p><b>P.35</b> Systema 薬用歯間ジェル</p> <p>研磨剤無配合</p>	<p>口腔全体のケアに</p>  <p>医薬部外品</p> <p><b>P.40</b> Systema 薬用デンタルリンス</p> <p>—</p>
<p>唾液と反応してゲル化する <b>ソフトジェル</b></p> 	<p>うすめずにそのまま使用</p>  <p><b>原液タイプ</b></p>
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

<p>口腔内の殺菌に</p>  <p>指定医薬部外品 販売名: ピラウがい薬-P</p> <p><b>P.39</b> Systema SP-T メディカルガーグル</p> <p>—</p>
<p>水100mLに 本品6~10滴を滴下</p>  <p><b>希釈タイプ</b></p>
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

細くしなやかなスーパーテーパード毛の  
歯周ケア用歯ブラシ。

# DENT.EX systema



42M/レギュラーサイズのヘッド



42H/レギュラーサイズのヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



44M/口腔内で動かしやすい小型ヘッド




44H/小型ヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 300円


## 狭い隙間に毛先が無理なく届いてプラークコントロール

① 歯肉へのストレスを最小限に抑え、やさしい磨き心地。



② 歯周ポケット、歯間部など、狭い隙間に容易に到達するスーパーテーパード毛がプラークをしっかりと除去。

## ヘッドの大きささと植毛配列 (実物大)



## ハンドルカラー (各4色)



口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く  
一歩進んだ歯周ケアのための歯ブラシ。

# Systema AX



44M / 口腔内で動かしやすい超薄型コンパクトヘッド



45M / さらに口腔内で動かしやすい超薄型超コンパクトヘッド



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **400円**



歯間、歯頸部から最後臼歯部まで、口腔内すみずみをしっかりケアできます

- ① 厚さ2.6mm超薄型コンパクトヘッド。  
口腔内での動かしやすさを追求した設計です。



- ② 歯肉へのストレスを抑えた  
スーパーテーパード毛で歯肉  
にやさしい磨き心地です。  
歯頸部・歯間部など、狭い  
隙間にも毛先がよく届きます。

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス  
有限要素法解析



- ③ どんな部位にもまんべんなく届き、自然と毛先がコントロールしやすいロング&スリムネックのストレートハンドル。
- ④ どんな握り方にも対応できるソフトラバー付き曲面グリップ。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



ハンドルカラー(各4色)



コンパクトヘッド歯ブラシでは  
上手く磨けない方に。

## DENT.**EX** systema *genki*



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

genkiのヘッドでは大きいと感じる方に。

## DENT.**EX** systema *genki f*



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

ブラッシングが苦手な若年者に。

# DENT.EX systema genki j



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

## 口腔サイズに合わせて使いやすい3つのgenkiをラインアップ

- ① 接触面積が広い幅広ヘッド。  
歯面・歯頸部から歯肉まで効率よく磨けます。


歯面 + 歯頸部 + 歯肉



DENT.EX systema 44M

DENT.EX systema genki

- ② 歯周ポケットに届きやすいスーパーテーパード毛。  
細くしなやかで、歯肉へのストレスを抑えます。



毛先拡大図


- ③ 握りやすい滑らかな曲面のためのグリップ。  
どんな握り方でも使いやすい。

genkiシリーズはこんな患者様にお薦めください。

genki

- コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない方
- 矯正装置をつけている方
- 欠損歯がある方
- 歯周病を主訴される方  
(歯肉の発赤・腫張、出血、歯の動揺、口臭など)
- 象牙質知覚過敏の方
- 舌苔がある方

### ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



genki f

- 口腔サイズの小さな方
- 女性の方
- genkiのヘッドでは大きいと感じる方

genki j

- 上手にブラッシングできないため、歯肉炎リスクが高まる 9~15歳くらいの若年者

歯周病安定期のセルフケアに適した  
歯肉にやさしい磨き心地の歯ブラシです。

# Systema SP-T 歯ブラシ




メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 400円


## 炎症が起こりがちな歯周病ハイリスク部位をケアできます

- ① 細くしなやかなスーパーテーパード毛を密に植毛。先端部 0.02mm  
歯周ポケットや歯間部など狭いすき間に届き、  
優れた刷掃力を発揮します。

毛先拡大図



### SP-T歯ブラシ(スーパーテーパード毛)の設計




「Systema SP-T歯ブラシ」の植毛本数は  
「DENT.EX systema 44M」の約2倍

歯肉へのやさしさと  
確かな刷掃力を両立


- ② 歯肉へのストレスを抑え、歯肉にやさしい磨き心地です。

### 有限要素法による歯肉へのストレス解析

解析条件  
〈曲面歯肉モデル〉  
〈刷掃距離〉10mm  
〈ブラッシングカ〉200g



ラウンド毛  
Systema SP-T Sタイプ歯ブラシ  
(Slimhead II 33S)



強いストレスほど赤に近く表示

- ③ 全体がコンパクトで口腔内で動かしやすいヘッド部と、コントロール性に優れたストレートハンドルです。

### ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



### ヘッド側面写真(実物大)



### ハンドルカラー (2色)





操作性を追求した  
歯科用歯ブラシのスタンダード。

# DENT. EX Slimhead II



33S



33M



33H



34S



34M




34H



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 290円

## 患者様ごとのブラッシング指導に合わせて選べる6タイプ

- ① 白歯部にラクに届き、清掃しやすいヘッド+ネックが60mmのロングネック。歯頸部に当てやすい先端厚3.9mmのスリムヘッド。持ちやすいラウンドハンドル。



- ② 歯間部に毛先が入りやすく、コントロールしやすい植毛仕様。
- ③ ヘッドサイズ(33、34)、毛の硬さ(S、M、H)で選べる6タイプ。

## ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

- 33 (S、M、H)



- 34 (S、M、H)



## ハンドルカラー(各4色)



ハンドルカラーに合わせた  
専用キャップ付き。

狭い口腔内でもコントロールしやすい  
超薄型コンパクトヘッド。

# DENT. MAXIMA



S(ソフト)  
歯肉に炎症のある歯周病の初期治療時のプラークコントロールに。



MS(ミディアムソフト)  
炎症のあまり強くない歯周病メンテナンス期のプラークコントロールに。




M(ミディアム)  
歯肉の健康な患者さんに。より確実なプラークコントロールのために。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **380円**

## 最後臼歯部までの確実なブラッシングのため、使いやすさを追求

- 1 頬側面や最後臼歯部に毛先が当てやすい  
先端厚2.6mmの超薄型ヘッド。  
植毛穴からヘッドの縁までわずか0.7mm。  
口腔内で毛先を動かしやすい設計です。



- 2 毛先が最後臼歯遠心面に届く、ロング&スリムネックを採用。  
口腔内での操作性がより向上して、最後臼歯部へも、  
今まで以上に無理なく楽に毛先が届きます。



- 3 フィット感があり、滑りにくく持ちやすいハンドルです。

## ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



## ヘッド側面写真 (実物大)



## ハンドルカラー (各4色)



転倒時などのお口への負担を低減。  
まがる・おれない「安全ハンドル」の乳歯期用子供歯ブラシ。

# EX kodomo F



0~2才用  
ブラッシングの習慣づけに




3~5才用  
きちんと磨けて歯垢も落とせる

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **250円**

## 毎日の歯みがきの安全性と磨きやすさを両立

1 転倒時などお口への負担を低減。まがる・おれない「安全ハンドル」。

■ 子供歯ブラシ 転倒時ネック変形最大荷重



口腔内への  
衝撃  
約 **90%**  
低減

● ライオン(株)データ  
● 1才女児相当の身長・体重で転倒した場合に歯ブラシに加わる最大荷重を比較(n=6)

2 子供による自分磨きでも、清掃力をしっかり確保(3~5才用)。

3 しっかり握れるためのストレートハンドル。

4 毎日の歯みがきが楽しくなる  
かわいい動物キャラクター。



## ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

● 0~2才用



● 3~5才用



ハンドルカラー(各3色)



※ 青山ら:小児歯科学雑誌57(3):396-403(2019).

# お子様の歯列状態に合わせて選べる 子供用歯ブラシ。

## EX kodomo



11S, 11M  
混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)



12S, 12M  
混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)



13S, 13M  
乳幼児用 (適用年齢0~6歳)




14S, 14M  
仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **240円**

### お子様の成長に合わせて、植毛・毛の硬さをセレクト

- 1 毛の硬さは2種類。目的に応じて選べます。
  - ブラッシングの習慣化のためにやさしい磨き心地の「S(ソフト)」
  - プラークをしっかりと除去するための「M(ミディアム)」

- 2 「S」はフラットテーパー毛を採用し、毛先の反発力が小さくソフトでやさしい磨き心地。凹凸部分や歯と歯の間にまで毛先が届き、プラークをしっかりと除去します。



- 3 かわいい4つのキャラクターと、明るく元気な4色のハンドルカラーで、歯みがきを楽しめます。

### ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

●11S, 11M



ハンドルカラー(各4色)



●12S, 12M



ハンドルカラー(各4色)



●13S, 13M



ハンドルカラー(各4色)



●14S, 14M



ハンドルカラー(各4色)



お子様に人気のディズニーキャラクターたちと  
楽しい歯みがきタイム。

# EX kodomo Disney



11M / 混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)  
(パッケージキャラクター: ミッキー&グーフィー)



12M / 混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)  
(パッケージキャラクター: ミッキー&ドナルド)



13M / 乳幼児用 (適用年齢0~6歳)  
(パッケージキャラクター: ミッキー&プルート)



14M / 仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)  
(パッケージキャラクター: ミッキー&ミニニー)

©Disney 歯ブラシのハンドルについているキャラクターは全品種ミッキーマウスです。

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **240円**

## 小さい頃から、歯みがき習慣が身につく子供用歯ブラシ

1 お子様の成長や歯列の状態に合わせて選べる4タイプ。

2 お子様のさまざまな握り方に対応する太めのラウンドハンドル。



乳幼児のバームグリップ



小学生のバームグリップ



仕上げ磨きのペングリップ

### ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

●11M



ハンドルカラー (各4色)



●12M



ハンドルカラー (各4色)



●13M



ハンドルカラー (各4色)



●14M



ハンドルカラー (各4色)



スリムネック、ストレートハンドルで  
使いやすさを追求。

## DENT. EX



DENT.EX 1M  
(一般成人用)



DENT.EX 2M  
(お口の小さな一般成人用)



DENT.EX 3S, 3M, 3H  
(ティーンエイジャー向け)



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 290円

### ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)


●1M



ハンドルカラー (5色)




●2M



ハンドルカラー (5色)



●3S、3M、3H



ハンドルカラー (4色)



歯周病の改善レベルで使い分け。

## DENT. PD



ラバーチップ付



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 250円

### ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

- DENT.PD S (やわらかめ)  
治療後や歯肉に炎症がある  
患者様向け。  
(毛先は平切りタイプ)



ハンドルカラー (各4色)

- DENT.PD M (ふつう)  
Sで2~4週間経過後に使用。  
刷掃力、マッサージ力が増加。  
(毛先は平切りタイプ)



- DENT.PD H (かため)  
Mの使用によって歯肉が改善  
された維持段階に。  
(毛先は段切りタイプ)



- DENT.PD EH (特にかため)  
歯肉がかなり改善された状態で  
使用。歯肉の表層細胞を刺激し、  
ケラチン化を促進。  
(毛先は段切りタイプ)




磨き残しがちな部位の  
部分磨き用歯ブラシ。


# EXonetuft (ワンタフト)



**S**  
やさしい磨き心地の直径0.10mm(4mil)毛の採用で、歯頸部のブラッシングに適しています。



**M**  
優れた刷掃力の直径0.15mm(6mil)毛の採用で、歯間部、叢生、最後臼歯遠心部のブラッシングに適しています。



**systema**  
到達性に優れたスーパーテーパード毛の採用で、歯周ポケットや根分岐部、矯正装置周辺の清掃に適しています。



メーカー希望患者様向け価格／個(税抜) **300円**

## 部位や症例に応じて使い分けられる3タイプ

- 1 患者様の状態に合わせて選べる3種類の植毛仕様をラインアップ。  
●S:やさしい磨き心地 ●M:優れた刷掃力 ●systema:歯周ポケットや狭い部位に毛先が届く




※1  
歯肉とクラウン  
マージンの間に。



※2  
孤立歯近心部  
(遠心部)に。



※3  
根分岐部に。



スーパーテーパード毛

- 2 握りやすく、微妙な操作に対応できるラウンド状のハンドル。

- 3 内側に5°傾斜したネック形状。舌側のプラークコントロールがしやすい。

## ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



## ハンドルカラー(各3色)



写真提供 / ※1、※2 (公財)ライオン歯科衛生研究所付属 日黒駅前歯科診療所、大阪ファミリー歯科診療所 ※3 フローラ歯科クリニック 市村光先生

術後からメンテナンスまで、  
インプラント患者様のセルフケアに。

# DENT. EX ImplantCare



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 300円

インプラントの治療ステップに合わせて選べる3タイプ

1次手術	抜糸	2次手術	メンテナンス
DENT. EX ImplantCare-US		DENT. EX ImplantCare-TR	
DENT. EX ImplantCare-OT			

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

- US (ウルトラソフト)
- OT (ワンタフト)
- TR (Two Rows:二列)

監修 / 日本歯科大学 新潟病院 歯科衛生科 松岡恵理子さん

ステインが付着しやすい歯間部の美白ケアに。

# DENT. EX Brilliant V



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 350円

ステインを落としやすい設計で、白く輝く健康な歯へ

- 凹凸の多い歯面にフィットするV字カット。
- ペンダリップに適したハンドル形状。

V字カット

毛先を守る専用歯ブラシキャップ付き

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

ハンドルカラー (3色)

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。



# 矯正治療中のプラークコントロールに。

## DENT. EX Orthodontic (オルソドンティック)



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

### 矯正中の部位、矯正の段階に応じて選べる4タイプ

- Orthodontic-R  
屋根型の3列植毛。  
矯正治療中のベーシックモデル。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-U  
ワイヤー、ブラケットを  
覆って磨く3列U字カット。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-T  
ワイヤーを挟みこむように  
清掃する2列植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



- Orthodontic-P  
内側に15°傾斜したネック。  
山型カットの小型ヘッド。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



# 歯周ケア、矯正装置やインプラント周辺の清掃に。

## DENT. EX SULCUS (サルカス)



ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

高い耐久性と操作性、  
7サイズの豊富なラインアップの歯間ブラシ。

# DENT.EX 歯間ブラシ

歯間清掃用具  
歯間ブラシ

携帯用キャップ付き。



院内指導用



DENT.EX歯間ブラシ (40) 院内指導用  
(40本入、各携帯用キャップ付き、指導用リーフレット40部付き)



<製品内容>4本入、各携帯用キャップ付き  
メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **500円**

## 確実なプラークコントロールを実現

- 1 テーパーノズルを採用し、  
超合金SAワイヤーの耐久性が大幅にアップしました。(当社比)
- 2 臼歯部にもブラシを曲げずに挿入できる110°アングル。  
頬側、舌側のどちらでも高い操作性を発揮。
- 3 挿入角度が調整しやすく、  
ペングリップで持ちやすい85mmホルダー。

### こんな患者様にオススメ

- 歯間部をじっくりケアしたい方に
- 臼歯部のケアをしたい方に



※特許第5439599号

## 歯間サイズに合わせて選べる7タイプ

タイプ	通過径	毛切形状(実物大)
4S	φ0.6mm~	←10mm→
SSS	φ0.7mm~	
SS	φ0.9mm~	
S	φ1.2mm~	
M	φ1.4mm~	
L	φ1.6mm~	
LL	φ2.2mm~	←12mm→

しっかり握れて、ていねいなケアに適した  
L字型ロングホルダーの歯間ブラシ。

# DENT. EX 歯間ブラシ <sup>ロング</sup> long

歯間清掃用具  
歯間ブラシ

<製品内容>

- ホルダー1本、ブラシチップ3個、キャップ1個



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **470円**

## しっかり握れるロングホルダー

- 1 やや太めで手のひらにフィット。操作性に優れ、どの部位にも無理なく届く、ロングホルダーハンドル。
- 2 替えブラシは選べる6種類。ブラシの着脱もきわめて簡単です。
- 3 歯間に挿入しやすい110°アングルネック。白歯部なども清掃しやすい設計です。



使用部位で選べる6タイプ。

## DENT. EX 歯間ブラシ <sup>ロング</sup> long & マイクロモーション 専用替えブラシ

<製品内容>

- ブラシチップ4個、long用・マイクロモーション用キャップ各1個



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **400円**

歯間サイズに合わせて選べる6タイプ

タイプ	通過径	毛切形状(実物大)
SSS	φ0.7mm~	←10mm→
SS	φ0.8mm~	←12mm→
S	φ1.2mm~	
M	φ1.5mm~	
L	φ2.0mm~	
LL	φ2.4mm~	

\*SSSが入らない狭い歯間にはデンタルフロスをお使いください。

金属ワイヤー不使用。  
歯垢をしっかり落とすゴムタイプの歯間ブラシ。

# DENT. EX 歯間ブラシ ノンワイヤー

NON WIRE  
×  
CLEANING

携帯に便利なキャップ付き。




院内指導用



DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用 S~M  
(40本入、各携帯用キャップ付き)



<製品内容>4本入、各携帯用キャップ付き  
メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **500円**



歯科衛生士:n=32(ライオン歯科材(株)調査)



詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

## ゴムタイプの歯間ブラシでプラークコントロール

- 1 ゴムタイプでも優れた歯垢除去力を発揮。  
極小突起を高密度の配置した独自のブラシ設計。


### ブラシ部

歯間部に合わせて使用できます。



### ■モデル歯垢清掃力試験

ステンレス穴あき棒にモデル歯垢を付着させ、各歯間ブラシで5往復したときのモデル歯垢の除去率を算出。DENT.EX歯間ブラシNON WIREを100としたときの値。





※ n=5(ライオン(株)試験)

- 2 臼歯部にもブラシを曲げずに挿入できる110°アングルネック。  
頬側、舌側のどちらでも高い操作性を発揮。



こんなところにもお使いいただけます



切れにくく、使いやすい  
Y字型ホルダーのデンタルフロス。

# DENT. EX ウルトラフロス

歯間清掃用具

デンタルフロス



S: 細めタイプ(狭い歯間用)

M: 普通タイプ(一般歯間用)



S10(10本入)



M10(10本入)



S3(3本入)



M3(3本入)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **490円**

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **200円**

院内指導用



DENT. EX ウルトラフロス 院内指導用  
S40、M40 (40本入、指導用リーフレット40部付き)

## 手軽に使えるY字型ホルダーがフロッシング習慣をサポート

- 1 切れにくく、狭い歯間に入りやすい『テクミロン™』を採用しています。わずかなたるみを持たせ、歯面と接触しやすくなっています。



届きにくい臼歯部も  
手軽に清掃できます。



- 2 丈夫で持ちやすく、操作性に優れたY字型ホルダー。
- 3 フロッシングを楽しく彩るポップなホルダーカラー。
- 4 水で洗って繰り返し使えるので経済的。

ハンドルカラー (各5色)



スポンジ状に膨らみ、  
効率よくプラークを除去するデンタルフロス。

DENT. **e**-floss

歯間清掃用具

デンタルフロス






唾液で膨らむ  
エキスパンディングフロス。



メーカー希望  
患者様向け価格/個(40m)(税抜) **380円**

歯間に挿入しやすく、歯肉にも指にもソフトな使い心地

- ① 唾液に触れると直径約4倍のスポンジ状に膨らむエキスパンディングフロスを採用。独自の3次元ループ構造により、広い刷掃面積で効率よくプラークを絡め取ります。



3次元ループ構造

- ② 指にソフトな感触で、巻きつけても痛みがありません。



ケースカラー (4色)



- ③ 携帯に便利な半透明ケース。減り具合がひと目でわかります。

# フッ化物配合歯磨剤のスタンダード。

フッ化物  
配合

低発泡  
低香味

低研磨

## Check-Up standard・kodomo・kodomo500

医薬部外品



ソフトペーストタイプ



マイルドピュアミント  
販売名：チェック・アップSTCa  
Check-Up standard  
135g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

550円



ストロベリー  
販売名：チェック・アップコドモAb



アップル  
販売名：チェック・アップコドモAc  
Check-Up kodomo  
60g

フッ化ナトリウム950ppmF

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

250円



グレープ  
販売名：チェック・アップコドモAa



ぶどう  
販売名：チェック・アップコドモBa  
Check-Up kodomo 500  
60g

フッ化ナトリウム500ppmF

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

250円

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。


### フッ素を口腔内により長く保持するための独自処方

- 1 フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペースト。
- 2 フッ素滞留性を高めた独自処方。カチオン化セルロース配合\*。
- 3 歯や歯肉にやさしい低研磨性。
- 4 少ない泡立ち、やさしい香味なので、少量洗口が可能。より多くのフッ素を残せます。

### \*カチオン化セルロース

(ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド)

●フッ素の滞留性を高めるコーティング剤  
プラス電荷をもつカチオン化セルロースが、マイナスのフッ素イオンを静電作用により歯面に引きつけることで、フッ素の滞留性が向上します。



F<sup>-</sup> フッ素イオン    + カチオン化セルロース    イメージ図

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

歯磨剤

う蝕予防



いつもの歯みがきに加えて  
使用するフッ化物配合ジェル。



# Check-Up gel

泡状の  
フッ化物配合歯磨剤。



# Check-Up foam

医薬部外品



ジェルタイプ

医薬部外品



泡状タイプ



バナナ

販売名：チェック・アップGXCa

60g

フッ化ナトリウム500ppmF

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

580円



ピーチ

販売名：チェック・アップGYc

Check-Up gel  
60g

フッ化ナトリウム950ppmF

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

580円



グレープ

販売名：チェック・アップGYb



レモンティー

販売名：チェック・アップGYa



ミント

販売名：チェック・アップGZAa

75g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**  
殺菌成分CPC※配合

※塩化セチルピリジニウム

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

630円



Check-Up foam  
100ml

フッ化ナトリウム950ppmF

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

1,000円

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

## フッ素が歯面に滞留するジェルタイプ

- 1 フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトジェル。
- 2 フッ素滞留性を高めた独自処方。カチオン化セルロース配合。\*
- 3 研磨剤無配合。
- 4 少ない泡立ち、やさしい香味なので、少量洗口が可能。より多くのフッ素を残せます。

## 泡状だからすすぎが簡単

- 1 きめ細かな泡状なので、少量でもフッ素が口腔内のすみずみまでいきわたります。
- 2 すすぎが簡単なので、うがいが苦手な乳幼児や高齢者に適しています。
- 3 きわめてマイルドな香味。
- 4 研磨剤無配合。
- 5 1本(容量100ml)で約500回使用可能。

# 根面が露出した口腔内におすすめのう蝕予防歯磨剤。



## Check-Up rootcare

医薬部外品

販売名：チェックアップRAa

歯磨剤  
う蝕予防

高齢者にも見やすい  
クリアブルーのジェル。




90g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜)

850円

### 〈根面う蝕発症のメカニズム〉



6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

### 根面が露出した口腔内におすすめの処方

- 1 **NaF (フッ化ナトリウム) 1450ppmF 配合**で、エナメル質と象牙質のう蝕を予防。
- 2 コーティング剤**PCA (ピロリドンカルボン酸)**が露出した象牙質表面のコラーゲンをコーティング。さらに、フッ素を長く留めます。
- 3 硝酸カリウムが歯髄神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を制御し、知覚過敏の症状を防ぎます。
- 4 殺菌成分CPC (塩化セチルピリジニウム)が口腔内の浮遊菌を殺菌し、歯肉炎・口臭を防ぐ。
- 5 象牙質にもやさしい研磨剤無配合ジェルタイプ。
- 6 低発泡、低香味で丁寧なブラッシングができ、少量洗口が可能。



弱った部位をやさしくじっくりみがける  
 歯周病の発症を防ぐ研磨剤無配合の歯磨剤。

フッ化物  
配合

歯周病  
予防

研磨剤  
無配合

# Systema SP-T ジェル

医薬部外品

販売名：システムSP-TジェルCa



85g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**



粘性の高いジェル  
(グリーン)



メーカー希望  
 患者様向け価格/個(税抜) **1,500円**

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

## 歯肉の防御力を高めるホストケア成分<VE>と殺菌成分を配合！

① 薬用成分VE\*が歯肉の防御力を高め歯周病を予防します。

\*VE(ビタミンE): 酢酸トコフェロール



② 殺菌成分IPMPがバイオフィーム内部に浸透。高い殺菌効果を発揮します。

③ 抗炎症成分トラネキサム酸配合。歯肉の炎症・出血を抑えます。

④ 抗炎症成分β-グリチルレチン酸配合。歯肉の炎症を抑えます。

⑤ ラウロイルサルコシナトリウム配合。口臭を予防します。

⑥ フッ化ナトリウム1450ppmF。むし歯の発生・進行を予防します。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.com/>

ライオン歯科材 検索

歯磨剤

歯周病予防

# 歯肉の防御力を高めて歯周病を防ぐ 低発泡・低研磨の歯周病予防歯磨剤。



## Systema Haguki Plus PRO

医薬部外品  
販売名：システムHPPa

歯磨剤  
歯周病予防



90g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**


歯の汚れをしっかりと落とす  
ソフトペースト(グリーン)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **900円**

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。


### 歯肉の防御力を高めるホストケア成分<VE>と殺菌成分を配合！

1 薬用成分VEが歯肉の防御力を高め歯周病を予防します。



VEは、歯肉細胞を活性化して歯肉組織を修復します。

\*VE(ビタミンE): 酢酸トコフェロール



VEは、歯肉上皮を強化して歯肉内部への歯周病原因子の侵入を防ぎます。

2 殺菌成分IPMPがバイオフィーム内部に浸透。高い殺菌効果を発揮します。

3 抗炎症成分トラネキサム酸配合。歯肉の炎症・出血を抑えます。

4 ラウロイルサルコシナトリウム配合。口臭を予防します。

5 フッ化ナトリウム1450ppmF。むし歯の発生・進行を予防します。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

バイオフィルムの内部まで  
浸透・殺菌する歯周病予防歯磨剤。

歯周病  
予防

フッ化物  
配合

低発泡  
低香味

低研磨

# Systema Dentalpaste $\alpha$


医薬部外品

販売名：システマDP $\alpha$



90g

バイオフィルムの内部まで  
※1 IPMPが浸透・殺菌。




※1 イソプロピルメチルフェノール

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 500円

## 3つの薬用成分の働きにより、歯周病や口臭を予防

1 薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)がバイオフィルムに浸透し、高い殺菌効果を発揮。

ヒトのバイオフィルムに対するIPMPの浸透殺菌力



2 トラネキサム酸が歯肉の炎症、出血を抑えます。

3 ラウロイルサルコシナトリウムの働きで口臭を防止。

4 低発泡、低研磨、低香味なので、長時間ブラッシングに最適。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.com/>

歯磨剤

歯周病予防

リスク部位を集中的にケアする  
歯周病予防ジェル。

歯周病  
予防

フッ化物  
配合

研磨剤  
無配合

# Systema 薬用歯間ジェル

医薬部外品

販売名：システムジェルFa

歯  
磨  
剤

歯  
周  
病  
予  
防



20ml

歯間ブラシや  
ワンタフトブラシを用いて  
歯間ケア。



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 500円

## ゲル化して、薬用成分が歯周病の発症部位に長く滞留

1 バイオフィーム内部まで浸透・殺菌するIPMP、口腔内の浮遊性細菌を殺菌するCPCが効果的に働きます。  
※1 イソプロピルメチルフェノール ※2 塩化セチルピリジニウム

2 フッ素配合で、歯肉退縮に伴う根面う蝕の発生・進行も防ぎます。

3 さらにさらさらのジェルが唾液と反応してゲル化。  
歯間部に長くとどまり効果を発揮。

狭い歯周ポケット  
に入りやすい

液状から



唾液中の  
Caイオンと  
反応してゲル化

唾液やうがいで  
流れにくい

ゲル状へ



歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

しみる痛みをダブルブロックする  
知覚過敏用歯磨剤。



# Systema センシティブ

医薬部外品

販売名：システムセンシティブSPa

歯磨剤


知覚過敏ケア



知覚過敏のしみる痛みを  
ダブルブロック。

即効性の  
硝酸カリウム

“しみる” 痛みの  
伝達を  
即座にブロック。



持続性の  
乳酸アルミニウム

“しみる” 痛みの  
入り口を  
持続的にブロック。

知覚過敏の症状を  
ダブルで防ぐ

低研磨 & 低発泡

薬用成分

硝酸カリウム  
乳酸アルミニウム  
トラネキサム酸  
IPMP  
MFP (フッ素)

LION

90g

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 800円

## 即効性、持続性の2つの薬用成分が知覚過敏の症状をダブルブロック


1 2つの薬用成分が知覚過敏の症状を抑えます。

### 即効性の硝酸カリウム


歯髄神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を抑制。

### 持続性の乳酸アルミニウム

痛みの伝達経路となる象牙細管を封鎖。



開口した象牙細管



乳酸アルミニウムが開口部を封鎖

2 IPMP (イソプロピルメチルフェノール)、トラネキサム酸配合で、歯周病を予防。

3 口腔内にすばやく広がるソフトペーストで、細部までしっかりプラークコントロールが可能。

4 ていねいにブラッシングしやすい低研磨・低発泡、マイルドな香味。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.com/>


ステインを浮かせて落とす  
美白歯磨剤。

# Brilliant more

医薬部外品

歯磨剤

美白



Brilliant more  
フレッシュスペアミント

販売名：ブリリアントモアFa

90g



Brilliant more  
シトラスミント

販売名：ブリリアントモアAb

90g



Brilliant more  
アブリコットミント

販売名：ブリリアントモアAa

90g

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 950円



### ステインを浮かせて落とす、美白メカニズム

1 ステインを浮かせ上らせる成分「ピロリン酸ナトリウム」<sup>※1</sup>を配合。


※1 清掃助剤

ピロリン酸ナトリウムによる美白メカニズム (イメージ図)




ステイン(-)とエナメル質表面のカルシウムイオンCa(+)はイオン結合でしっかり結びついています。

●ステイン(-) : 負に帯電したステイン ●Ca(+) : 正に帯電したカルシウム



ピロリン酸イオンP(-)がステインと歯の間に浸透します。

●P(-) : 負に帯電したピロリン酸ナトリウム



Ca(+)との親和性はステイン(-)よりP(-)の方が高いため、P(-)とCa(+)が結合することでステインとの結合を緩め、浮かせ上させます。



歯の表面から浮かせ上ったステインを、歯磨剤の清掃機能<sup>※2</sup>とブラッシングによりすっきりと洗い流し、歯本来の白さを引き出します。

※2 清掃剤 : 無水ケイ酸A

2 お好みで選べる3香味。

爽やか ← フレッシュスペアミント      シトラスミント      → 甘い      アプリコットミント



爽やかなフレッシュスペアミントと、マイルドな甘さのアプリコットミントにシトラスミントが仲間入り。お好みの香味で歯みがきタイムを楽しく演出します。

3 再石灰化を促進するフッ化ナトリウム配合。う蝕の発生・進行を予防し、健康な歯を保ちます。

口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄する  
殺菌力に優れた希釈タイプの含嗽剤。

# Systema SP-T メディカルガーグル

指定医薬部外品

販売名：ピラウがい薬-P

〈用法及び用量〉

1日数回、水約100mLに本品  
0.5mL(6~10滴)を滴下し、よく  
かき混ぜた後、うがってください。



100mL



20mL

含嗽剤  
殺菌

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 100mL 1,300円/20mL 500円


## 口腔内の殺菌・消毒に優れた効果

- 1 殺菌効果に優れたセチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)配合。
- 2 抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウム(GK2)配合。
- 3 口中に清涼感を与え、口臭除去にも効果を発揮。
- 4 透明な液体なので、洗面台を汚しません。

### CPCの浮遊菌殺菌力

CPCは、浮遊性細菌に対し、低い濃度から高い殺菌効果を発揮します。

#### ■浮遊性 *A. viscosus* に対する各種抗菌剤の殺菌活性



森嶋ら 第53回日本口腔衛生学会総会発表(口腔衛生会誌, 54(4):437, 2004)データより改変

# IPMP (イソプロピルメチルフェノール) 配合の 歯周病予防に適した洗口液。

歯周病  
予防

## Systema 薬用デンタルリンス

医薬部外品

液体歯磨

販売名：デント・システムデンタルリンスNa (ノンアルコールタイプ)  
デント・システムデンタルリンスa (レギュラータイプ)



ノンアルコールタイプ (450ml/80ml)



レギュラータイプ (450ml/80ml)

ワンタッチで開閉でき、  
適量を注ぎやすい  
トグルキャップ (450mlサイズ)。




洗口液

歯周病予防

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 450ml 800円/80ml 250円

### リンス&ブラッシングで狭い隙間の奥までしっかりケア

① IPMP (イソプロピルメチルフェノール) 配合。バイオフィルムの内部まで浸透・殺菌します。



森嶋ほか:第53回日本口腔衛生学会総会発表  
(口腔衛生会誌,54 (4) :437,2004) データ  
より改変

N.D.=Not Detected  
TC:トリクロサン  
CPC:塩化セチルピリジニウム  
CHX:グルコン酸クロロヘキシジン

② イプシロン-アミノカプロン酸が炎症誘発物質 (キニン) の生成を抑制し、炎症の発生を防ぎます。

③ 低刺激「ノンアルコールタイプ」、清涼感のある「レギュラータイプ」の2タイプ。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.com/> ライオン歯科材 検索

唾液の減少などによる、  
お口の乾燥・ネバつきに。

## アクアバランス 薬用 マウススプレー

医薬部外品 口中清涼剤


販売名：ライオンオーラルスプレーAa



30ml

### 〈用法及び用量〉

舌の中央部分に向けて適量  
(3~4プッシュ)スプレーし、  
舌で口内にまんべんなくいき  
わたらせてください。



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **1,000円**

保湿成分「 $\gamma$ -PGA(ポリグルタミン酸)」配合、うるおい実感が持続する薬用マウススプレー

- 1 刺激の少ない「ノンアルコールタイプ」です。
- 2 有効成分 L-メントール配合で、気になる口臭を防ぎます。
- 3 外出先などで口の乾きが気になる時にも、手軽に使用できます。
- 4 狙った部位にスプレーしやすい、ロングノズルタイプです。
- 5 1回3~4プッシュで約100回使用できます。
- 6 爽やかなレモンの香味です。

生きた乳酸菌【TI2711】(ティー・アイ・2711)を凝縮。  
口内環境にアプローチするタブレット。

## Systema 歯科用 オーラルヘルス タブレット



90粒

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 2,000円



30粒

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 700円

1gに3億個の  
生きた乳酸菌を凝縮。



「乳酸菌TI2711と歯周病原因菌との関係」文献

- ①日本歯周病学会誌  
(日歯周誌、45(1):105-112, 2003)
- ②日本歯周病学会誌  
(日歯周誌、46(2):118-126, 2004)
- ③日本歯周病学会誌  
(日歯周誌、47(3):194-202, 2005)
- ④日本歯周病学会誌  
(日歯周誌、48(4):315-324, 2006)

おいしく手軽なお口の新習慣で、息さわやかに

① プロバイオティクスの発想から生まれたタブレット。

**プロバイオティクスとは？**

ギリシア語で「生命の益になるもの」。もともと身体の中に存在し、好影響を与える生きた菌のことです。

② 水分調整成分を配合し、乳酸菌【TI2711】の生菌数を高い状態に保ちます。

**乳酸菌【TI2711】とは？**

健康なヒトの唾液中から分離した生きた乳酸桿菌。  
口腔内で活発に働きます。



乳酸菌【TI2711】

③ 1日の摂取目安は3粒。気軽に続けられるさわやかなクリーンミント味。

# 手軽で続けやすい液体タイプの う蝕予防フッ化物洗口液。

う蝕  
予防

フッ化物  
配合

## フッ化ナトリウム洗口液 0.1%【ライオン】

医療用医薬品

そのまま使えて、  
室温保存も可能。



250mL

### 〈効能又は効果〉

う蝕の予防

### 〈用法及び用量〉

通常、1回フッ化ナトリウムとして0.05～0.1%溶液5～10mLを用い、1日1回食後または就寝前に次の方法により洗口する。

### 洗口方法

薬液を口に含み、約30秒間薬液が十分歯面にゆきわたるように含み洗いさせる。次に薬液を十分に吐き出させる。1回に口に含む液量は、年齢等による口腔の大きさを考慮して定めるが、通常未就学児で5mL、学童以上で7～10mLが適当である。

医療用医薬品、薬価基準対象外  
価格はp.56をご覧ください。

### う蝕リスクの高い方のフッ化物洗口の習慣化に

- 1 調製する手間のいらない、手軽な液体タイプ。
- 2 毎日の洗口に適したフッ素濃度450ppmF。  
計量キャップ付きで、患者様の年齢・口腔状態に合わせて希釈して使えます。
- 3 刺激を抑えたマイルドな使用感で、さわやかなベルガモット香味。
- 4 洗口習慣をサポートする楽しいボトルデザイン。

#### う蝕リスクの高い方に

- ①う蝕リスクの高いお子様
  - 口腔衛生状態不良
  - 昨年のう蝕発生2カ所以上
  - 平滑面のう蝕の経験あり
  - 歯列矯正装置を装着
- ②根面う蝕リスクの高い大人

# デントヘルス PRO<sub>A</sub>

第3類医薬品



20g

**〈効能〉**

歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状（歯グキの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭）の緩和、口内炎。

**〈用法・用量〉**

**歯肉炎・歯槽膿漏**

1日2回（朝・晩）ブラッシング後、適量（約0.3g、約1.5cm）を指にのせ、歯グキに塗り込んでください。


**口内炎**

1日2～4回、適量を患部に塗ってください。

●臨床評価で優れた効果が証明された4つの有効成分<sup>※1</sup>

4つの有効成分を含む水溶性ゲル軟膏を用いた臨床評価<sup>※2</sup>から、以下のような優れた効果が確認されました。

※1 セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム、ヒノキチオール、アラントイン  
 ※2 1日に朝晩2回ブラッシング後に適量（約0.3g）を指で被験部歯肉に塗布。評価期間は、歯肉炎・歯槽膿漏が4週間、口内炎が1週間。  
 出典：日本歯周病学会誌第33巻第4号




患部に指で塗り込み、  
ダイレクトに作用。



価格はp.56をご覧ください。

## 4つの有効成分が患部に長くとどまって浸透

1 4つの有効成分が歯グキの発赤・はれ・出血・痛み、口内炎に優れた効果を発揮します。



2 滞留性に優れたゲル状。唾液で流れやすい口内でも、有効成分が長時間とどまり、歯周ポケットに浸透します。

**口腔内での製剤の滞留性**



被験者に蛍光物質を配合した製剤0.3gを塗布し、20分後に口腔内の蛍光写真を撮影。緑色に見えるのが滞留した製剤。

3 塗りやすく、爽やかな使用感。

歯周病は歯肉炎、歯槽膿漏の総称です。

独自のフォームと密毛ヘッドで  
使いやすさと清掃性を追求した義歯ブラシ。

## エラック 義歯ブラシ らくらくスタイル



ハンドルカラー (2色)



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **500円**

植毛部の近くを持つのがポイント、軽い力で毛先が清掃面にぴったりフィット

- ① 煩わしい持ち替えなしで、効率よく清掃できる硬軟片面2ヘッド植毛。
- ② 高い清掃性と義歯へのやさしさを両立した適度な硬さの密毛ヘッド。
- ③ 手にしっくりなじみ、持ちやすく安定感のあるL字型ふっくらハンドル。
- ④ 力加減や細かい動きをサポートする広い指当て。



持ちやすく清掃性に優れた  
ベーシックタイプの義歯ブラシ。

## ライオデント 義歯ブラシ



ハンドルカラー (1色)



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **360円**

基本機能を備えた汎用型義歯ブラシ

- ① 広い面から細かい所まで、効率よく清掃できる硬軟2つの植毛。
- ② 手にしっくりなじみ、持ちやすい丸みのあるふっくらハンドル。
- ③ ベーシックタイプならではの、患者様にお薦めしやすい価格。

〈ヘッドの使い分け〉

エラック義歯ブラシ らくらくスタイル  
ライオデント義歯ブラシ  
2品共通



**透明毛**  
義歯全体、特に広い面の清掃に。



**パープル毛**  
凹みやクラスプなど、  
細かい部分の清掃に。



高い洗浄力と義歯材料へのやさしさを両立した  
顆粒タイプの義歯洗浄剤。

## エラック 義歯洗浄剤



175g (約70回分)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 980円

### 顆粒ならではの3つの特長

- 1 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワーで、しっかり除菌、消臭、着色汚れを除去。顆粒なのですばやく洗浄力を発揮します。
- 2 顆粒の特性を活かし、義歯へのやさしさと高い洗浄力を両立。金属保護成分も配合。
- 3 傾けるだけで1回分が出てくる計量キャップ付きボトル。片手でも使えます。



天然原料カラヤガムを使用した  
粘着力に優れた粉末タイプの義歯安定剤。

## 新ファーストン

管理医療機器



50g

25g

製造販売者：ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7  
価格はp.56をご覧ください。

### 薄く付き、使い方も簡単な粉末タイプ

- 1 粉末なので義歯床に薄く付き、義歯本来の咬合高径を維持。
- 2 天然原料カラヤガムが主成分で、ネバつかない自然な使用感。
- 3 濡れた義歯にふりかけるだけの、簡単な使い方。使用後は水で簡単に洗い流せます。
- 4 金属床の義歯にも使えます。

#### こんな時にオススメ

- 新しい義歯になじむまでの期間に。
- 著しい顎堤吸引や口腔乾燥で義歯の安定維持が困難な時に。
- 咬合採得や仮床義歯の試適時に。

●粘着型義歯床安定用糊材・粉末型 ●認証番号 15700BZZ00001000

<https://www.lion-dent.com/>

義歯  
ケア

洗浄  
剤

デリケートな粘膜面をやさしく、心地よく、効率よくケアできる口腔粘膜ケア用ブラシ。

## イラック510



ES(エクストラソフト): よりデリケートな口腔粘膜に。

S(ソフト): 痛みなどがなく潤いのある口腔粘膜に。

\* 残存歯の少ない方の歯ブラシとしても使用できます。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

粘膜ケアのための柔らかい植毛と大きめヘッド

- 1 柔らかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。
- 2 大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。
- 3 しなりのある毛丈と密毛で、心地よい使用感。
- 4 口腔内の状態に合わせて選べる2つのタイプ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

ES、S共通



腫れや痛み、感覚過敏のある口腔内をやさしくすみずみまでブラッシングできる介助用歯ブラシ。

## イラック541



US(ウルトラソフト): 腫れや痛みの激しい方に。歯みがきへの拒否の強い方に。

ES(エクストラソフト): 腫れや痛みのある方に。

S(ソフト): 腫れや痛みが軽度の方に。一般の歯ブラシへの移行期間に。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

介助磨きのための柔らかい植毛と小さめヘッド・スリムネック

- 1 炎症等による腫れや痛み、口腔内感覚過敏がある方にもやさしくブラッシングできる柔らかい植毛。
- 2 開口量の少ない方の口腔内もすみずみまでブラッシングできる、小さめヘッドとスリムネック。
- 3 口腔内の状態に合わせて選べるUS(ウルトラソフト)、ES(エクストラソフト)、S(ソフト)の3タイプ。
- 4 歯みがきへの拒否が強い方へのスムーズなケアをサポートする、やさしい磨き心地。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

US、ES、S共通



やさしく、衛生的に開口を維持して、口腔ケアをサポート。

## イラックバイトチューブ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 1,000円

- 1 弾力があり滑りにくいシリコン製。やさしい使い心地で安定した開口を維持でき、無歯顎の方にもお使いいただけます。
- 2 オートクレープ滅菌、煮沸消毒ができ、衛生的に繰り返し使えます。
- 3 開口量や噛み込みの強さに合わせて、そのままでも2つ折りにしても使えます。

歯垢をはっきり染め出し、  
手軽にプラークチェックできる歯垢染色剤。

# DENT. リキッドプラークテスター DENT. プラークテスター綿棒タイプ



DENT.リキッドプラークテスター(50ml)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **1,100円**

歯垢の付いた場所が  
ひと目で分かります。



DENT.リキッドプラークテスター(6ml)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **250円**



DENT.プラークテスター綿棒タイプ(100本入)

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **2,400円**

予め染色部位の水分を少なくしてから液(または、綿棒の綿球部分)をしっかりと観察部位にあてていただくほか、塗布後の口すすぎの水量や回数を出来るだけ少なめにさせていただくと、しっかり染色しやすくなります。

## ブラッシングの動機づけ、歯みがき指導に効果を発揮

① 赤紫の色素が歯牙表面に残った歯垢をはっきり染め出します。

② 染色性と落としやすさを兼ね備えた組成です。

### 皮膚洗浄テスト(当社データ)



その他

# 測定時間わずか5分、簡単3ステップで 6項目を測定できる唾液検査。

**SMT** Salivary  
Multi  
Test   
多項目・短時間唾液検査システム



1回のアポイントの中で測定結果を出せる、簡単3ステップの唾液検査

① … 採取 → ② … 測定 → ③ … 結果



## 「10秒間、軽く洗口する」

SMTの測定には洗口吐出液を用います。検査キット付属の洗口用水(3ml)を口に含み、口腔内全体にいき渡るように10秒間洗口するだけで試料の採取が完了します。



## 「試験紙と専用機器で測定」

洗口吐出液を試験紙に点着して専用機器にセットすれば、測定がスタートします。測定時間はわずか5分。SMTは1回のアポイント中に結果がフィードバックできるスピード検査です。



## 「測定結果を患者様と共有」

測定結果はパソコンに転送され、簡単に結果シートを作成できます。歯の健康、歯ぐきの健康、口腔清潔度に関する項目を「見える化」し、その場で患者様と共有しましょう。

## お口の健康状態が一目でわかる結果シート

SMTの結果シートは、「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目をチャートで表示。口腔内の状況が一目でわかるため、患者様の理解もスムーズです。

6項目の測定結果が一目でわかるチャート(六角形が小さいほどお口の健康状態が良いことを示している)。

これまでの研究で得られた平均値をグレーで表示。

各チャートの測定日と測定温度。

過去の検査結果との比較も可能。

唾液を試験紙に滴下した際の色調を百分率で表示。

測定結果を3段階判定。

各項目の結果に応じたコメントをリストから選択。オリジナルのコメントを入力・設定する機能も。

検査結果に対する総合的なコメント欄。

項目	測定値	判定	コメント
むし歯	46	平均レベル	むし歯は平均レベルです。
唾液腺	66	高め	唾液の酸性度は高めです。
唾液腺	40	平均レベル	唾液腺(酸に対する抵抗力)は平均レベルです。
白血球	21	少なめ	白血球量は少なめです。
タンパク質	50	平均レベル	タンパク質量は平均レベルです。
アンモニア	36	少なめ	アンモニアは少なめです。

## 結果シートは全3タイプから選択可能

過去の検査結果(2件まで)と最新の結果をチャートで比較できるタイプ。

過去の検査結果(2件まで)と最新の結果を棒グラフで比較できるタイプ。

## SMTで測定できる6項目の唾液因子

SMTは試験紙を用いて、「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目を測定します。その検査結果は、既に確立された各種の分析法と相関を示すことを実証済みです。



### 歯の健康に関する項目

#### むし歯菌

むし歯菌が多いと、歯の表面に歯垢(プラーク)が付着しやすく、歯の健康を損なうことが知られています。

#### 酸性度

唾液の酸性度が高いと、口腔環境は酸性になり、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。

#### 緩衝能

唾液には、むし歯菌や食物由来の酸を中和する機能(緩衝能)がありますが、その働きが弱いと、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。

### 歯ぐきの健康に関する項目

#### 白血球

歯と歯ぐきの間で細菌や異物が増加すると、生体の防御作用により唾液中の白血球が増加することが知られています。

#### タンパク質

口腔内細菌や、歯と歯ぐきの間にあるバイオフィルム(プラーク)の影響により、唾液中のタンパク質が多くなることが知られています。

### 口腔清潔度に関する項目

#### アンモニア

口腔内の細菌総数が多いと、唾液中のアンモニアが多くなることが知られており、口臭等の原因になるといわれています。

#### <SMTに関する学術論文>

富士谷盛興, 千田彰ら.  
唾液による総合的な口腔検査法の開発-横断的研究における口腔内の検査結果と多項目唾液検査システム(AL-55)の検査結果の関連について-.  
日歯保存誌2015; 58: 219-228.

富士谷盛興, 千田彰ら.  
唾液による総合的な口腔検査法の開発-従来の分析法との比較による多項目唾液検査システム(AL-55)の測定値の妥当性および信頼性の検討-.  
日歯保存誌2015; 58: 321-330.

## SMTのシステム構成



唾液検査システム<SMT(Salivary Multi Test)>に必要な機器は、測定機器(Salivary Multi Test Meter)・パソコン・プリンタの3つ。パソコンはWindowsにもMacにも対応しています。

## 検査キットの内容



SMTの検査キットは、試験紙(Salivary Multi Test)・洗口用水(3ml)・スポイトで構成されています。検査キット1箱につき、試験紙30本・洗口用水(3ml) 30個・スポイト30個が入っています。

## 導入後も充実したフォローアップ

### 機器故障時も安心の 保証サービス



機器故障時、修理の間は代替機をお貸し出します。故障修理対応の無償期間が、通常の1年間から5年間に延長されるオプションもご加入いただけます。

※ご加入は機器ご購入時のみ

### 測定機器ご購入時には サポートツール進呈

ご購入医院様へ測定機器と一緒にサポートツールをお届けします。スタッフ様向け・患者様向けの豊富な資料で、運用定着をサポートします。



### 登録制ウェブサイトで 活用中のお悩みもサポート



無料登録制ウェブサイト「Lサポ」では、診療に役立つ情報やサービスをご提供。SMTに関する各種セミナーをご利用いただけます。



SMTユーザー専用ウェブサイトでは、導入医院インタビューを掲載。ツール類のダウンロードも可能です。

# 歯ブラシ スペック・価格表

## ■大人用

品名	DENT.EX systema				Systema AX		Systema SP-T	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j	DENT.EX systema VibratoCare 替えブラシ			DENT.EX Slimhead II							
	42M	42H	44M	44H	44M	45M	歯ブラシ				コンパクトS	コンパクトM	ワンタフト	33S	33M	33H	34S	34M	34H		
用毛	長さ(mm)	12				10.3		9	12		9.5	9	11	3 / 7			9.5	8.5	9.5	8.5	
	径	太さ(mm)	0.19				0.18		0.15	0.19		0.15	0.15	0.19	0.15			0.18	0.20	0.18	0.20
		※1 (mil)(ご参考)	7.5				7		6	7.5		6	6	7.5	6			7	8	7	8
	材質	飽和ポリエステル樹脂				飽和ポリエステル樹脂		飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂			飽和ポリエステル樹脂			ナイロン	ナイロン					
	毛先	スーパーテーパード				スーパーテーパード		スーパーテーパード	スーパーテーパード			スーパーテーパード			—	ラウンド					
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																				
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1	20			外径 6	22.4	18.5				
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2	11				7.8	8.4				
	先端厚み(mm)	4.5				2.6		4.5	4.5		4	5			高さ 10	3.9					
	長さ(mm)	42	42	46	45.3	53.4	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9	62			76	45.6	49.5				
ハンドル部	長さ(mm)	98.5				105.5		107	110		100	143			111						
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170		180		170	190		180	225			179						
	材質	ポリプロピレン(PP)				白色部:ポリアセタール 着色部:SBC、TPC		ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)			本体硬質部:ABS樹脂 本体ラバー部:ポリエステル・ポリエーテル、SBC ブラシ部:ポリプロピレン(PP)			飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)						
カラー												—									
内装入数	20個				12個		12個	12個			5個			20個							
メーカー希望患者様向け価格/個	300円				400円		400円	400円			800円(2個入)			290円							

## ■大人用

## ■部分清掃

## ■インプラント

## ■矯正

## ■口腔ケア

品名	DENT. MAXIMA			EX onetuft			DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Orthodontic				DENT.EX SULCUS	エラック510		エラック541					
	S	MS	M	S	M	systema	US	OT	TR	R	U	T	P		ES	S	US	ES	S			
用毛	長さ(mm)	9			5 / 8			10.5	10	4.5 / 7.5	9.5	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11	9.5	10		8			
	径	太さ(mm)	0.15	0.18	0.20	0.10	0.15	0.19	0.10		0.18	0.20		0.23	0.18	0.18	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13	
		※1 (mil)(ご参考)	6	7	8	4	6	7.5	4		7	8		9	7	7	4	5	3	4	5	
	材質	ナイロン			ナイロン			飽和ポリエステル樹脂	ナイロン			ナイロン				ナイロン	ナイロン		ナイロン			
	毛先	ラウンド			—			スーパーテーパード	ラウンド	—	ラウンド	ラウンド				ラウンド	ラウンド		ラウンド			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)																					
	長さ(mm)	21.1			外径 5.8			18.5	外径 5.8	22	19.4	20	20.7	9.4	22	24.5	19.4					
	幅(mm)	7.5						8.1		6.2	8.1	8.7	7.3	8	6.2	14.4	8.1					
	先端厚み(mm)	2.6			高さ 8.0			4.5	高さ 8.0	4.4	4.5	4	4.2	4.5	4.4	4.5	4.5					
ネック部	長さ(mm)	53.9			59.9			46	59.9	43	35.6	35.0	34.3	45.6	43	40.5	35.6					
ハンドル部	長さ(mm)	110			99.5			105.5	99.5	105	105				105	105	105					
	歯ブラシ全長(mm)	185			165.2			170	165.2	170	160				170	170	160					
	材質	白色部:ポリアセタール 着色部:SBC、TPC			ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)				ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)					
カラー																						
内装入数	12個			20個			12個	12個				20個	20個	20個								
メーカー希望患者様向け価格/個	380円			300円			300円	300円				300円	320円	320円								

## 歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard) の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)

●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。



■美白		■子供用												■その他										
DENT.EX Brilliant V	EX kodomo								EX kodomo Disney				EX kodomo F		DENT.EX					DENT.PD				
	11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	0~2才用	3~5才用	1M	2M	3S	3M	3H	S	M	H	EH	
8.5/10	8.5	8	8.5	8	7.5	7	6	6	8	8	7	6	6	7	10	9.5	9.5	10.5	11	11	12	13		
0.18	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15/0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.15	0.13	0.18	0.20	0.18	0.20	0.25	0.18	0.23	0.30	0.35		
7	6	8	6	8	6	7	交互5	6	8	8	7	6	5	7	8	7	8	10	7	9	12	14		
ナイロン	ナイロン								ナイロン				ナイロン		ナイロン					ナイロン				
ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	ラウンド				ラウンド		ラウンド					ラウンド				
19.6	21.7	20	17.2	16.8	21.7	20	17.2	16.8	14.9	21	26.3	25.6	22.6	28										
9.6	7.8	8.7	8	7.8	7.8	8.7	8	7.8	9.5	10.8	9.7	9.4	9.4	10.5										
4.2	4				4				5		4.2					5								
58.7	41.1	36.4	31.2	44.2	41.1	36.4	31.2	44.2	29.8	27	38.7	34.4	32.4	30.5										
106.7	96.2	93.6	91.6	97	96.2	93.6	91.6	97	65.3	82	105	100	121.5											
185	159	150	140	158	159	150	140	158	110	130	170	160	155	180										
ポリプロピレン (PP)	ポリエチレンテレフタレート (PET)								ポリエチレンテレフタレート (PET)				本体:ポリプロピレン (PP) ラバー部: SBC、ポリプロピレン (PP)		ポリエチレンテレフタレート (PET)					AS樹脂				
12個	20個								20個				6個		20個					20個				
350円	240円								240円				250円		290円					250円				

## 歯間清掃用具 スペック・価格表


品名	DENT.EX歯間ブラシ / DENT.EX歯間ブラシ院内指導用								DENT.EX歯間ブラシlong / DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ						DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE / DENT.EX歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用							
	4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL	S~M								
通過径 (mm)	0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~	1.2~/1.5~								
ワイヤー	径 (mm)	0.20	0.23	0.25	0.30	0.40	0.23	0.25		0.30			0.40	-								
	材質	SAワイヤー						SAワイヤー						-								
用毛	径 (mm)	0.05	0.06	0.08		0.10	0.06		0.08			0.10		-								
	(mil) <sup>※1</sup> (ご参考)	2	2.5	3		4	2.5		3			4		-								
材質	ナイロン						ナイロン						-									
毛切形状	テーパード						テーパード						-									
植毛長	先端 (mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.6								
	後端 (mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	1.9								
	植毛部全長 (mm)	10					12	10	12			12		12								
ハンドル部長さ (mm)	85						170/-						85									
カラー																						
内容量	DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 同院内指導用 40本入								long <sup>※2</sup> ホルダー1本、ブラシチップ3個入 / 替えブラシ <sup>※3</sup> ブラシチップ4個、long用-マイクロモーション用キャップ各1個						DENT.EX歯間ブラシ NONワイヤー 4本入 / 同院内指導用 40本入							
内装入数	DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 同院内指導用 -								long 20個 / 替えブラシ 20個						DENT.EX歯間ブラシ NONワイヤー 10個 / 同院内指導用 -							
メーカー希望患者様向け価格 / 個	DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -								long 470円 / 替えブラシ 400円						DENT.EX歯間ブラシ NONワイヤー 500円 / 同院内指導用 -							

※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名	DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss				
	S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40	ナイロン				
種類	高強度ポリエチレン (テクミロン)						ナイロン				
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン (テクミロン)						ナイロン			
	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-			
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本			
	太さ	-						膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm			
内容量	3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m				
内装入数	20個	10個	-	20個	10個	-	12個				
メーカー希望患者様向け価格 / 個	200円	490円	-	200円	490円	-	380円				


### 当社の商品名表示

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS (medium soft)、M (medium)、H (hard)に分類。



### 家庭用品品質表示法に基づく表示

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「ふつう」、「かため」に分類。



このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。

歯磨剤 成分表・価格表

品名 種類	Check-Up kodomo				Check-Up kodomo 500	Check-Up rootcare
	Check-Up standard	ストロベリー	アップル	グレープ	ぶどう	
法的分類	医薬部外品					
成分	(湿潤剤)ソルビト液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(マイルドピュアミントタイプ)、キシリトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビト液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(ストロベリータイプ)、キシリトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビト液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(アップルタイプ)、キシリトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビト液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(グレープタイプ)、キシリトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビト液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(ぶどうタイプ)、キシリトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(粘結剤)ポリアクリル酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として500ppm)(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビト液、プロピレングリコール(コーティング剤)DL-ピロリドンカルボネートナトリウム、ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド(薬用成分)硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、塩化セチルピリジニウム(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(粘結剤)カルボキシメチルセルロースNa、カラギーナン(香味剤)香料(マイルドピュアミントタイプ)、サッカリンNa(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(pH調整剤)水酸化Na(着色剤)緑3、黄4
内容量	135g	60g	60g	60g	60g	90g
内装入数	10個	10個	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	550円	250円	250円	250円	250円	850円

品名 種類	Check-Up gel					Check-Up foam
	バナナ	ピーチ	グレープ	レモンティー	ミント	
法的分類	医薬部外品					
成分	(湿潤剤)ソルビト液、PG(香味剤)香料(バナナタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビト液、PG(香味剤)香料(ピーチタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビト液、PG(香味剤)香料(グレープタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビト液、PG(香味剤)香料(レモンティータイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビト液、PG(香味剤)香料(ミントタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、塩化セチルピリジニウム(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)グリセリン、プロピレングリコール(香味剤)香料(ミックスフルーツタイプ)、キシリトール(可溶化剤)POEヘキシルエーテル(発泡剤)ラウリル硫酸Na(保存剤)安息香酸Na(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルミダマリニウムベタイン(薬用成分)フッ化ナトリウム(粘結剤)ヒドロキシエチルセルロース
内容量	60g	60g	60g	60g	75g	100ml
内装入数	10個	10個	10個	10個	10個	5個
メーカー希望患者様向け価格/個	580円	580円	580円	580円	630円	1,000円

品名 種類	Systema SP-T ジェル	Systema Haguki Plus PRO	Systema Dentalpaste α	Systema 薬用歯間ジェル	Systema センシティブ
	法的分類	医薬部外品			
成分	(湿潤剤)ソルビト液、プロピレングリコール(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)POE硬化ヒマシ油、ラウリル硫酸Na(薬用成分)酢酸トコフェロール(ビタミンE)、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、イソプロピルメチルフェニル(IPMP)、トラネキサム酸、β-グリチルレチン酸(粘結剤)アルギン酸Na、ポリアクリル酸Na(pH調整剤)硫酸Na(香味剤)香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa(浸透剤)PEG4000(清涼剤)メントール(着色剤)黄4、緑3	(湿潤剤)ソルビト液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)POE硬化ヒマシ油、ラウリル硫酸Na、ラウロイルメチルタウリンNa(香味剤)香料(ナチュラルハーブミントタイプ)、サッカリンNa(pH調整剤)硫酸Na(粘結剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェニル(IPMP)、トラネキサム酸(浸透剤)PEG4000(安定剤)酸化Ti(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン(着色剤)黄4、緑3	(湿潤剤)ソルビト液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油、POEステアリンエーテル(香味剤)香料(フレッシュハーブミントタイプ)、サッカリンNa(浸透剤)PEG4000(粘結剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(薬用成分)フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa、イソプロピルメチルフェニル、トラネキサム酸(安定剤)酸化Ti(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビト液、グリセリン、プロピレングリコール(溶剤)エタノール(可溶化剤)POE硬化ヒマシ油(粘度調整剤)アルギン酸Na、キサンタンガム(着香剤)香料(メディカルペパーミントタイプ)(薬用成分)モノフルオロリン酸ナトリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェニル、グリチルレチン酸(pH調整剤)リン酸1水素Na、リン酸2水素Na(着色剤)カラメル、黄4	(湿潤剤)ソルビト液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(薬用成分)硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、イソプロピルメチルフェニル、トラネキサム酸(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油、POEステアリンエーテル、ラウロイルサルコシンNa、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルミダマリニウムベタイン(粘結剤)CMC・Na(浸透剤)PEG4000(香味剤)香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa(pH調整剤)水酸化Na(安定剤)酸化Ti(緩衝剤)リン酸ナトリウム(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン
内容量	85g	90g	90g	20ml	90g
内装入数	10個	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,500円	900円	500円	500円	800円

●医薬部外品は薬機法および東京都条例に基づいて成分を表示しています。 ●食品は原材料名を表示しています。 ●医薬品は薬機法に基づいて成分を表示しています。 ●管理医療機器および雑貨は主要成分を表示しています。  
●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。  
2020年1月1日現在

歯磨剤 成分表・価格表

品名	Brilliant more		
	フレッシュペアミント	シトラスミント	アプリコットミント
法的分類	医薬部外品		
成分	(湿潤剤)ソルビトール液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(基剤)無水ケイ酸(粘度調整剤)カルボキシメチルセルロースNa(香味剤)香料(フレッシュペアミントタイプ)、サッカリンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na(清掃助剤)無水ピロリン酸Na(着色剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビトール液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(基剤)無水ケイ酸(粘度調整剤)カルボキシメチルセルロースNa(香味剤)香料(シトラスミントタイプ)、サッカリンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na(清掃助剤)無水ピロリン酸Na(着色剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビトール液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(基剤)無水ケイ酸(粘度調整剤)カルボキシメチルセルロースNa(香味剤)香料(アプリコットミントタイプ)、サッカリンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na(清掃助剤)無水ピロリン酸Na(着色剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン
内容量	90g	90g	90g
内装入数	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	950円	950円	950円

含嗽剤 成分表・価格表

Systema SP-T メディカルガーグル	
指定医薬部外品	
(100mL中)セチルピリジニウム塩化物水和物…1.0g、グリチルリチン酸ニカリウム…1.0g、l-メントール…2.5g、チョウジ油…0.1g(添加物)ユーカリ油、アルコール、香料	
100mL	20mL
6個	10個
1,300円	500円

洗口液 成分表・価格表

Systema 薬用デンタルリンス			
レギュラータイプ		ノンアルコールタイプ	
医薬部外品			
(溶剤)エタノール(香味剤)香料(ハーバルミントタイプ)、キシリトール(湿潤剤)プロピレングリコール、グリセリン(可溶化剤)POE(60)硬化ヒマシ油(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(薬用成分)ラウロイルサルコシンNa、イソプロン-アミノカブロン酸、イソプロピルメチルフェノール		(湿潤剤)プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン(香味剤)香料(マイルドハーバルミントタイプ)、キシリトール(保存剤)安息香酸Na、パラベン(可溶化剤)POE(60)硬化ヒマシ油(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(薬用成分)ラウロイルサルコシンNa、イソプロン-アミノカブロン酸、イソプロピルメチルフェノール	
80ml	450ml	80ml	450ml
12個	6個	12個	6個
250円	800円	250円	800円

口中清涼剤 成分表・価格表

品名	アクアバランス 薬用 マウスプレー
法的分類	医薬部外品
成分	有効成分:l-メントール その他の成分:グリセリン、プロピレングリコール、POE(60)硬化ヒマシ油、納豆菌ガム <sup>※</sup> 、キシリトール、pH調整剤、香料、塩化セチルピリジニウム <sup>※</sup> γ-PGA(ポリグルタミン酸)
内容量	30ml
内装入数	6個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,000円

食品 成分表・価格表

Systema 歯科用 オーラルヘルスタブレット	
食品	
澱粉分解物(国内製造)、マルチトール、エリスリトール、乳酸菌末/ソルビトール、香料、乳化剤、微粒酸化ケイ素	
20g(30粒)	60g(90粒)
6個	6個
700円	2,000円

医薬品 成分表・価格表

フッ化ナトリウム 洗口液0.1%[ライオン]	デントヘルスPROA
医療用医薬品	一般用医薬品(第3類医薬品)
有効成分:フッ化ナトリウム…1.0mg(1mL中) 添加物として、キシリトール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、セチルピリジニウム塩化物水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料、l-メントール、チモール、ベンジルアルコール、エタノール	有効成分:(100g中)グリチルリチン酸ニカリウム…0.4g、アラントイン…0.3g、ヒノキチオール…0.1g、セチルピリジニウム塩化物水和物…0.05g 添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ホビドン、アルギン酸Na、pH調整剤、グリセリン、エタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ショ糖脂肪酸エステル、流動パラフィン、香料、l-メントールを含む。
250mL×6本入	20g
—	10個
—	—

その他 成分表・価格表

新ファストン	エラック 義歯洗浄剤	DENT.リキッド ブラークテスター	DENT. ブラークテスター 綿棒タイプ
管理医療機器	雑貨		
カラヤガム末、l-メントール、エタノール	(洗浄成分)ペルオキシ硫酸-水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、タンパク分解酵素、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム	(色素)食用赤色106号 (香味剤)香料(ストロベリータイプ)、サッカリンナトリウム (保存剤)パラベン (その他)水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸	(色素)食用赤色106号 (香味剤)香料(ストロベリータイプ)、サッカリンナトリウム (保存剤)パラベン (その他)水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸
25g 50g	顆粒(175g)、計量キャップ付約70回分	6ml 50ml	100本入
10個 10個	5個	10個 10個	6個
(参考価格) 540円 (参考価格) 880円	980円	250円 1,100円	2,400円

その他・価格表

●義歯ケア	●口腔ケア	●口腔ケア<エラック給吸ブラシ 910M II 専用部品>						
品名及び品種	エラック義歯ブラシ らくらくスタイル	ライオデント 義歯ブラシ	エラック バイトチューブ	エラック 給吸替えブラシ921S	エラック 給水ボトル911	エラック 吸引ボトル912B	エラック ホースセット913	エラック ローラーポンプチューブ914
備考/内容	義歯ブラシ	義歯ブラシ	開口維持用具	専用替えブラシ	250ml PPボトル (キャップ、ディッシュ付)	500ml PPボトル (キャップ付)	U字ホース (大2個、小1個)	接続治具付き
内装入数	6個	6個	10個	—	5個	—	5個	5個
メーカー希望患者様向け価格/個	500円	360円	1,000円	—	—	—	—	—

5分で  
測定できる

# 唾液検査 SMT

Salivary  
Multi  
Test  
多項目・短時間唾液検査システム



## 患者様のお口の健康状態を“見える化”します

### 3ステップの簡単操作

① … 採取 

「10秒間、軽く洗口する」



② … 測定 

「試験紙と専用機器で測定」



③ … 結果 

「測定結果を患者様と共有」




## セルフケア提案型歯科医院への第一歩に。



### 口腔状態が一目でわかる結果シート

六角形が小さいほどお口の健康状態が良いことを示しています



患者様一人一人のお口の状態をしっかり把握して、個々の予防プログラムに基づく定期的なメンテナンスを実施する「予防歯科」に取り組みませんか。

患者様とのコミュニケーションの促進

口腔状態に合わせたセルフケアの提案

患者様の来院率の向上

**ぜひSMTをご活用ください！**

SMTの詳細は  
専用ウェブサイトをご  
覧ください



<http://lionpro.lionshop.jp/>

SMTに関するお問い合わせはe-mailにて  
『daeki@lion.co.jp』までお願いいたします。

お客様センター：TEL 0120-556-913 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

**ライオン歯科材株式会社**

<https://www.lion-dent.com/>

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7  
TEL (03) 3621-6183 FAX (03) 3621-6159  
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1  
TEL (06) 7739-8424 FAX (06) 6243-1468