







歯科医院専売品カタログ



SHOFU INC.



人工知能AIで、2分間の適切なブラッシングをガイド



インタラクティブ・ カラーディスプレイ

ブラッシングモード、

替えブラシの交換時期の

ブラッシング時間、

お知らせも。





スマートフォンアプリと連動



適切


インタラクティブディスプレイ ブラッシング時間を数字とアイコンで フィードバック

インタラクティブカラーディスプレイ






Oral B iO



Oral B iO


次世代のオーラルB電動歯ブラシは、リニアモーターカーと同じ原理である「リニアマグネティックシステム™」を採用したことで、 適切にコントロールされたエネルギーが毛先に集中し、 ブラシ1本1本まで振動。

左右反転運動と同期した遠心マイクロモーション™(微振動)で、新しいブラッシングを体験いただけます。 歯から歯へのスムーズなブラシの動きで、 やさしく効率的なプラーク除去を実現しました。



遠心マイクロモーション™ 左右反転運動とマイクロバイブ レーションで、やさしいブラッシ ングをコントロール





ジェントルクリーン 適切にコントロールされたエネ ルギーが毛先に集中し、効率的 にブラッシング






スマート押しつけ防止センサーブラッシング圧の弱い、適切、強いを視覚でお知らせし、適切なブラッシング圧をガイド

Oral B i 0 9



iO アルティメイト クリーン



2種類の長さを組み合わせたタフトインタフトの 毛束が歯の豊隆に沿わせるように少しねじれ、16° の角度で植毛。内側の長い毛束が歯間や歯肉辺 縁、外側の短い毛束が歯面にアプローチすること で効率的にプラーク除去。

 2本入(RBCW-2EL) 標準医院価格
 2,300円

 標準患者価格
 2,700円

iO ジェントルクリーン





外側のブラシ毛が長く、歯を包みこむように歯と 歯ぐきのキワに毛先を届けます。 オーラルBシリーズ最小径のやわらかいブラシで

やさしくブラッシング。 2本入(RBSW-2EL) 標準医院価格 **2,300円**

標準患者価格 **2,700**円

- 押し付け防止センサー
- ●インタラクティブカラーディスプレイ
- ●ブラッシングガイド+AIポジション検知機能
- •トラベルケース
- ●マグネット式充電器

ブラッシングモード



Daily Clean 標準クリーンモード



Sensitive やわらかクリーンモード



Gum Care 歯ぐきケアモード



Whitening ホワイトニングモード



Intense Clean しっかりクリーンモード



Super Sensitive 超やわらかクリーンモード



3時間でフル充電

Tongue Clean 舌クリーニングモード

仕様

●本体:幅30×奥行30×高さ183mm(132g)

●マグネット式充電スタンド:幅58×奥行45×高さ110mm(159g)
 ●定格:〈マグネット式充電スタンド〉AC100~240V/50-60Hz/3W
 ●フル充電時の作動時間:約12日間(1日2回、各2分間使用した場合)

Li-ion リチウムイオン電池 iO9 プロフェッショナル

標準医院価格 **26,860**円 標準患者価格 **31,600**円

ジーニアス プロフェッショナル

多機能なプレミアムモデル

標準医院価格 15,300円 標準患者価格 18,000円

【安全機能】







過圧コントローラー

スマートフォンアプリ連動

【リアルタイム歯磨きナビ】

ポジション検知機能

【選べる6モード】

ホワイトニング

舌クリーニング









歯ぐきケア





スマートフォンアプリと 連動し、毎日の歯磨きを応援



【付属ブラシ】







やわらか極細毛 マルチアクション 歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】

本体、充電器、ブラシ収納ホルダー、 スマートフォンホルダー

12時間でフル充電

本体LED表示

●充電残量 ●稼動モード

仕様 ●本体: 幅29×奥行35×高さ241mm (138g) ※ブラシ含む

•ブラシ収納ホルダー: 幅140×奥行90×高さ35mm

●充電器: 幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm ●対応電圧: AC100-110V (**Li-ion**

●フル充電時の作動時間:約12日間(1日2回、各2分間使用した場合)



ロ プロフェッショナル

安全機能付きシンプルモデル

7,650円 標準医院価格 9,000円 標準患者価格

11111



【安全機能】 押し付け防止センサー





過圧ストッパー (過圧コントローラー

【シンプルな2モード】



やわらかクリーン



【セット内容・付属品】

【付属ブラシ】

本体、充電器

やわらか極細手 歯間用ブラシ

本体LED表示 • 充雷残量

仕様

●本体:幅27×奥行35×高さ232mm(136g)※ブラシ含む

●充電器:幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm ●対応電圧:AC100-110V ●フル充電時の作動時間:約14日間(1日2回、各2分間使用した場合)

& Li-ion

12時間でフル充電

すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用 ポケットモンスターモデル

4,600円 標準医院価格 5,400円 標準患者価格



やわらか 回転モード



子供が握り やすい設計



海外使用可能 (240Vまで)



選んで貼れる



3才からOK



【シンプルな2モード】



やわらかクリーン



16時間でフル充電

【セット内容・付属品】

本体、マルチ電圧対応充電器、 付属ブラシ3本(レッド)

什 様

本体:幅32×高さ220mm(115g)※ブラシ含む

8枚入

- ・充電器:幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
- ●対応電圧: AC100-110V ●フル充電時の作動時間: 約5日間 (1日2回、各2分間使用した場合) ニカド電池



モードの説明



クリーンモード

8

通常モード。回転速度が速く、短い時間(2分間)でプラークコント ロールしたい方に。



プロクリーンモード

回転速度がより速く、歯垢除去効果が最も高いモード。クリーン モードと同じ2分でよりしっかりとプラークコントロールしたい方に。



やわらかクリーンモード

回転速度が約3/4になり、あたりがソフトに。初めてお使いの方や やさしいブラッシングをお好みの方に。付属の「やわらか極細毛ブ ラシ」と併用すれば、よりあたりがソフトに。



ホワイトニングモード

ステインが気になる方へ。「ホワイトニングブラシ」 を使用して自然な白い歯へ。



歯ぐきケアモード

振動数と回転速度の強弱(約30%~100%)によ り、歯肉をやさしくケア。



舌クリーニング

時々または毎日の舌のクリーニングに。

さまざまなニーズに応える替えブラシ

iOシリーズにのみご使用いただけます。



iO アルティメイト クリーン

2種類の長さを組み合わせたタフトインタフトの毛束が歯 の豊隆に沿わせるように少しねじれ、16°の角度で植毛。 内側の長い毛束が歯間や歯肉辺縁、外側の短い毛束が歯 面にアプローチすることで効率的にプラーク除去。

2本入(RBCW-2EL) 標準医院価格 2,300円

標準患者価格 2,700円




iO ジェントルクリーン

外側のブラシ毛が長く、歯を包みこむように歯と歯ぐきの キワに毛先を届けます。オーラルBシリーズ最小径のやわ らかいブラシでやさしくブラッシング。

2本入(RBSW-2EL) 標準医院価格 2,300円

標準患者価格 2,700円

▼iOシリーズとは、互換性がありません。▼



子供用やわらかめ ブラシ



2本入(EB10-2KB) レッド

標準医院価格 2,700円 標準患者価格 3,200円



2本入(EB10-2KG)

標準医院価格 2,700円 標準患者価格 3,200円

※替えブラシはブラウン オーラルB iOシリーズ 以外のすべての機種に で使用いただけます。 iOシリーズとは、互換 性がありません。

※替えブラシの使い分け は、あくまで一般的な 例です。患者さまの症 状や必要に応じて使い 分けてください。 電動歯ブラシは医療機 器ではありません。

替えブラシ交換時期

2分間のブラッシングを1日2回の使用 で、3~4カ月が目安です。

青色のブラシの色が白くなり、交換を お知らせします。

※ホワイトニングブラシ、やわらか極細毛ブラシの青色は変化しません。





【イメージ図】

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

価格は2020年11月現在の標準医院価格ならびに標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱い店

修理のお問い合わせ・ ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30 (土日祭日は除く)

〒350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木5-7-3

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18



世界の簡相医療に貢献する 株式会社 松風 ● 本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112代 www.shofu.co.jp ● 支社:東京(03)3832-4366 ● 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595