

SUNSTAR

歯科用品 総合カタログ



商品のご発注はお取引の歯科業者様に、お願いいたします。

Mouth and Body

お口とからだの関係

私たちの生命に欠かすことのできない、空気、水、食物——。

それらの入り口ともいえる口腔の健康状態は、全身の健康とも深い関係があります。

Mouth and Body ——

いま、この考えはさまざまな医療分野で注目され、研究によってその深い関連性が明らかになってきました。

オーラルケア領域でユニークな事業を展開してきたサンスターでは、世界に先駆け、専門家の先生方とともに口腔保健と全身の健康に関する研究を進めると同時に、その重要性を国際的に唱える努力を続けています。

そして、口腔保健のプロフェッショナル・ケアの歯科診療現場へ、今後、さらにいっそう新鮮な情報をお届けしたいと考えています。



CONTENTS

商品案内

情報案内

ブランド別 おすすめ商品

- ガム … p.10
- バトラー … p.12
- バトラー SG … p.14

商品一覧

- 医薬品・一般医療機器 … p.16

- ハブラシ … p.20

- 一般用
- 歯肉ケア用・歯肉溝用・術後歯肉用
- 歯間清掃用・バス法用
- ローリング法用・歯肉マッサージ用
- 矯正用・部分みがき用
- こども用

- 歯間ブラシ … p.26

- L字型
- プロキサブラシ
- ソフトピック

- デンタルフロス … p.29

- スマートブラシ … p.32

- ガム・プレイ

- 歯磨剤・洗口剤 … p.34

- 口腔粘膜ケア … p.40

- バトラーSGシリーズなど

- その他 … p.42

- 義歯関連・歯垢顕示剤など
- フッ素塗布用トレイ

用途別 おすすめ商品

- う蝕向け … p.44
- 歯周病向け … p.46
- キッズ … p.48
- シニア … p.50

- 特集
歯周病と全身疾患のかかわり … p.4

- おすすめ商品のご案内 … p.6

- ハブラシ ポジショニングマップ … p.18

- 歯間ブラシを指導してみましよう … p.28

- 特集
近年増加している大人のう蝕 … p.30

- 配合成分一覧表 … p.36

- 特集
オーラルフレイルを見逃さない! … p.38

- ハブラシスペック表 … p.52

- 価格一覧 … p.54

- 商品名INDEX … p.56

- オーラルブックのご案内 … p.58

- サンスターデンタルインフォメーション … p.59
(ホームページのご案内)

ブランド別

ガム
バトラー

医薬品
一般医療機器
ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤
洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別
キッズ

シニア

歯周病

特集

歯周病と全身疾患のかかわり

歯周病と全身疾患の関連

歯周病に関する研究の進歩により、関連性に強弱はあるものの、歯周病がさまざまな全身疾患と関連しているということがわかってきている。歯周病を単なる口腔疾患としてではなく、生活習慣病をはじめとした全身疾患の一部として捉えることが重要となってきている。



早産・低体重児

歯周病が引き起こす早産による低体重児出産

歯周組織から分泌される炎症性サイトカインやプロスタグランジンが子宮の収縮を促進して、早産になりやすくなると考えられている。

関節リウマチ

歯周病と関節リウマチの類似性

歯周病と関節リウマチの間には病態としての類似性や共通のリスク因子がある。最近の研究では、歯周病は関節リウマチの発症リスクを高めるだけでなく、より重症化させていることも示唆されている。

動脈硬化・心臓血管疾患

心臓血管疾患のリスクを高める歯周病

歯周組織から分泌される炎症性サイトカインや歯周病原菌の内毒素が血流に入り、動脈硬化の進行に関与するためだと考えられている。

肺炎

口腔内を清潔に保つことが肺炎予防に

高齢、認知症、脳血管障害、手術後などの状態では、嚥下反射と咳反射が低下して誤嚥を生じ、歯周病原菌やその他の口腔内細菌が肺に感染して、誤嚥性肺炎を発症するリスクが高くなる。

糖尿病（高血糖）

歯周病と糖尿病の相互関係

歯周病は糖尿病の第6の合併症ともいわれている。一方、歯周病も糖尿病へ影響を及ぼすと考えられるようになってきている。糖尿病患者の歯周病を治療することで血糖コントロールが改善し、血中HbA1c濃度が低下するとの報告もある。これは、歯周組織から分泌される炎症性サイトカインが抑制されて、インスリン抵抗性が改善されるためと考えられている。

歯周病



骨粗しょう症

歯周病と骨粗しょう症の関連性

女性、特に閉経後の女性に多く見受けられる骨粗しょう症。骨粗しょう症は、歯槽骨吸収がより進むことがわかっており、歯周病の進行のリスクになることが指摘されている。

メタボリックシンドローム・肥満

炎症性サイトカインの歯周病への影響

内臓脂肪型肥満の脂肪細胞では、炎症性サイトカインの分泌が増加することがわかっている。そして、炎症性サイトカインが血管を通過して口腔内に到達すると、歯周病を進行させると考えられる。炎症性サイトカインが多い状態が続くと、免疫システムのバランスがくずれて抵抗力が低下し、歯周病にかかりやすくなると考えられている。

歯周病と生活習慣

歯周病を招きやすい生活習慣

喫煙は歯周病の最大のリスクファクターである。喫煙により、歯肉の血流量の低下、歯周組織の慢性的な低酸素状態、活性酸素の増加により免疫機能が低下し、歯周病原菌の歯周ポケットでの定着・増殖を促進すると考えられる。さらにストレス、不規則な生活などの『生活習慣』も重要な危険因子なので、生活習慣を見直すことも歯周病予防には重要である。

タバコを吸う

喫煙すると、タバコの煙に含まれる有害物質が、口腔内の粘膜や歯肉から吸収され歯周病リスクを高める。



疲労やストレスをためている

疲労やストレスがたまると免疫力が低下し、歯周病にかかりやすくなる。



よく噛まずに食べる

よく噛まずに食べると、唾液が十分に分泌されず、細菌が繁殖しやすくなる。



間食が多い

口腔内の細菌は糖分を栄養にしてプラーク(歯垢)を作る。甘いものをだらだら食べる生活は控える。



NEW おすすめ商品のご案内

歯周病とたたかう
GUM 歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

メディカルペーストC

第3類医薬品

歯周病治療を円滑に進めるために

歯周病^{※1}の治療、および予後管理においては、専門家の定期的な管理に加えて、自宅でのセルフケアが重要です。メディカルペーストCは、そうしたセルフケアのための歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬です。



POINT

抑制 抗炎症剤GK₂^{※2}で、辛い腫れや出血の原因となる炎症を抑制!



▲イメージ図
炎症のもとになる炎症物質を放っておくと、歯肉の腫れ・出血を引き起こします。



▲イメージ図
高濃度^{※3}GK₂が効果的に働き、炎症物質の発生を抑えます。

使用方法

歯周病には1日2回(朝・晩)、歯磨き後にご使用ください。塗った後、食事をするときは、30分ほどおくことをおすすめします。

- 指で** 適量(約0.3g)を指にとり、歯肉をマッサージするように塗り込んでください。
- ハブラシで** 指が届きにくい部分は、ハブラシにつけて磨いてください。

使用上の注意

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

- 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ

- しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】

歯周病(歯肉炎・歯周炎):1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指又はハブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。

口内炎:1日2~4回、適量を患部に塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 歯科用にはのみ使用すること。

POINT

殺菌 殺菌剤CPC^{※4}が、歯周病菌を効果的に殺菌!

CPCは、歯と歯肉に滞留し、歯周病菌の付着を防ぐ力も!

歯と歯肉の表面は、マイナスに帯電しており、プラスに帯電しているCPCは、歯と歯肉の表面に滞留して、歯周病菌の増殖を抑えたり、菌が付着するのを防いだりします。



...CPC ...歯周病菌

POINT

修復 パンテノールが、歯肉や口腔粘膜の組織修復に働く!

組織修復作用を持つパンテノールを配合。歯肉や口腔粘膜の細胞増殖を促進し、歯肉や口腔粘膜の修復を助けます。

※1 歯周病:歯肉炎・歯周炎の総称 ※2 GK2:グリチルリチン酸二カルシウム ※3 0.4%配合 ※4 CPC:セチルピリジニウム塩化物水和物

*p.16をご覧ください。

BUTLER[®] 手動式皮膚痛覚計 バトラーパルピーター


一般医療機器

患者さんの
顎の痛みに関する感受性(一定の押圧による刺激)を
測定するための**手動式皮膚痛覚計**

届出番号 27B1X00134000002

POINT

触診部位に合わせた荷重



POINT

簡単に正確に！

バトラーパルピーターは、
複雑な目盛を読み取りなが
ら触診時の押圧を確認する
必要はありません。



*p.17をご覧ください。

NEW おすすめ商品のご案内

BUTLER 

(やわらかめ)

(ふつう)

#025 NEO (S) / #025 NEO (M)

臼歯部のみがきやすさ、 さらに実感!

こだわりの深化

NEO

新採用の
ポリアセタールで
ネックの強度
UP!

歯科衛生士
共同開発^{※1}

ハンドルの
操作性を
向上

全ての歯の
清掃性を
向上

抗菌^{※2}
コート毛
採用



ブルー グリーン パープル

ピンク

※1 ネックおよびハンドル形状に歯科衛生士の声を反映 ※2 抗菌部位:毛 抗菌剤:クロルヘキシジン

使用後の細菌の繁殖を防ぎ、
清潔に保ちます。




超極薄ヘッドとスリムロングネックで 口腔内の隅々まで毛先が届く!

POINT

業界最薄*³2.5mmの
超極薄ヘッド。
狭い口腔内で自由自在。

プラークコントロールの難しい
最後臼歯部遠心面もしっかりみがけます。

超薄型ヘッド




業界最薄
2.5mm

NEW!!

POINT

握りやすい
六角形の
フレックスハンドル。

ハンドル全体が伸び、グリップのくびれ形状により、
ペングリップでも、パームグリップでも楽にみがけます。
材質にすべりにくいラバー(エラストマー)を採用。



六角形ハンドル形状



ペングリップ



パームグリップ

NEW!!


POINT

84mmのスリムロングネック。
ネック部をスリム化し、
大臼歯部へもスムーズに到達。

旧品より約30%ネックがスリム化したことにより、
口腔内の操作性UP!

#025NEO

旧品



ネック幅 約30%スリム化

*3 歯科医院で販売するハブラシ内で最薄(2019年6月サンスター調べ)

*p.20をご覧ください。





ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け


歯周病向け

キッズ

シニア

商品一覧

用途別



トータルケアで歯周病菌とたたかうガム

1970年代から常に世界最新の歯周病*研究に取り組んで来たサンスターは、1989年に歯周病を予防するガムシリーズを発売し、歯周病=ガムという信頼を得ています。

サンスターでは、常に世界最新の歯周病情報を視野に入れた研究のもとで、ガムシリーズの商品開発に取り組んでおります。

またガム・プロズは、歯科医院などで治療とともに、おすすめいただけるシリーズです。

(※歯周病：歯肉炎、歯周炎の総称です。)



**ガム・プロズ
デンタルブラシ #3C**
ハブラシ(歯肉ケア)
掲載ページ ▶ p.22
2,988円(税別) / 1箱(12本入)
300円(税別) / 1本



**ガム・プロズ
デンタルブラシ #4WR**
ハブラシ(歯肉ケア)
掲載ページ ▶ p.22
2,988円(税別) / 1箱(12本入)
300円(税別) / 1本

歯周病にまじめに向き合い、 歯肉から全身の健康を考えます。



ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア



ガム・プロス
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)



ガム・プレイ GP-01
大人用 / こども用

スマートブラシ
掲載ページ ▶ p.32

4,700円(医院様希望価格) / 1個
5,000円(患者様希望価格) / 1個



ガム・プロス
デンタルジェル センシティブ

知覚過敏ハミガキ
掲載ページ ▶ p.34

5,460円(医院様希望価格) / 1パック(10本入)
780円(患者様希望価格) / 1本



60粒入(2粒×30包)

ガム・オーラルヘルスタブレット
カルシウム&インフラボン

食品(タブレット)
掲載ページ ▶ p.42

2,541円(医院様希望価格) / 1箱(60粒入)
3,300円(患者様希望価格) / 1箱(60粒入)



24粒入(4粒×6包)

ガム・
メディカルドロップ

口腔咽喉薬(ドロップタイプ)
掲載ページ ▶ p.42

3,320円(医院様希望価格) / 1箱(10個入)
430円(患者様希望価格) / 1個(24粒入)

※価格はすべて税抜表示です。

BUTLER®

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

キッズ

シニア

商品一覧

用途別



1923年に歯科医療の現場で生まれました。

バトラーは本格的なオーラルケアのために、世界の様々な国の歯科関係者や患者さんのニーズに応じてまいりました。

また、歯科二大疾患（う蝕と歯周病）の原因であるプラーク（歯垢）を除去するため、オリジナリティのある考え方に基づいて、高品質なツールを提案し続けています。

今後もバトラーは、口腔の健康を必要としている方のための製品、情報、サービスを開発・提供し、QOLの向上に貢献してまいります。

NEW



バトラー
ハブラシ #025NEO(M)

ハブラシ（一般用）
掲載ページ ▶ p.20

2,988円（税別） / 1箱（12本入）
300円（税別） / 1本



バトラー
ハブラシ #211

ハブラシ（一般用）
掲載ページ ▶ p.20

2,268円（税別） / 1箱（12本入）
300円（税別） / 1本

歯科医院様と患者さんの絆をより深く、 そこにバトラーがあります。



ガム
ブランド別
バトラー

医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤洗口剤
口腔粘膜ケア
その他

う蝕向け
歯周病向け
用途別
キッズ
シニア



バトラー
プロキシブラシトラペラー
歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.27
4,536円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
600円(患者様希望価格) / 1個(6本入)



バトラー
イージースレッドフロス
デンタルフロス
掲載ページ ▶ p.29
4,482円(医院様希望価格) / 1箱(6個入)
900円(患者様希望価格) / 1個



バトラー
デンタルケアペースト
う蝕・歯周病予防ハミガキ
掲載ページ ▶ p.34
4,150円(医院様希望価格) / 1パック(10本入)
500円(患者様希望価格) / 1本



バトラー
デンタルリキッドジェル
う蝕・歯肉炎予防ジェル
掲載ページ ▶ p.34
1,848円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
400円(患者様希望価格) / 1本



バトラー
CHX洗口液
歯周病予防洗口液
掲載ページ ▶ p.35
4,200円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
1,000円(患者様希望価格) / 1本

※価格はすべて税抜表示です。

BUTLER

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
スマートブラシ
商品一覧

歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア

その他

用途別
う蝕向け
歯周病向け
キッズ

シニア



口腔内の保湿と低刺激でやさしいケア。

有病者の方や入院中の口腔内のトラブルに、口腔内にやさしいバトラーSGシリーズをおためください。

疾患治療に伴う口腔トラブルをもった患者さんのために。

ガム
ブランド別
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ハブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートハブラシ

歯磨剤 洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア



**バトラー
ジェルスプレー**
口腔保湿液
掲載ページ ▶ p.40

7,854円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
1,700円(患者様希望価格) / 1本



**バトラー
マウスコンディショナー**
希釈タイプの保湿洗口液
掲載ページ ▶ p.40

6,930円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
1,500円(患者様希望価格) / 1本



**バトラー
マイルドペースト 70g**
う蝕予防ハミガキ
掲載ページ ▶ p.41

11,550円(医院様希望価格) / 1パック(10本入)
1,500円(患者様希望価格) / 1本



**バトラー
#03S**
やわらかハブラシ
掲載ページ ▶ p.41

3,888円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
420円(患者様希望価格) / 1本



**バトラー
スポンジブラシ 10本入**
粘膜ケア用スポンジブラシ
掲載ページ ▶ p.41

3,470円(医院様希望価格) / 1箱(10個入)
450円(患者様希望価格) / 1個(10本入)

※価格はすべて税抜表示です。

医薬品・一般医療機器

ブランド別
ガム
パトラ

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

商品一覧

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

キッズ

シニア

用途別



NEW



1シリンジ 0.5g 5本入



計量スプーン付 50枚入



25g

ペリオクリン®歯科用軟膏

分類 処方箋医薬品
薬効分類 歯科用抗生物質製剤
＜歯周炎治療薬＞
有効成分 ミノサイクリン塩酸塩

価格 2,850円(医院様希望価格) / 1箱
(税別)

販売単位 1箱(5本入) / 1ケース(10箱入)

ペリオスクリーン®「サンスター」

分類 体外診断用医薬品
薬効分類 免疫学的唾液又は洗口吐出液中
ヘモグロビン検出用
一般の名称 ヘモグロビンキット

価格 8,000円(医院様希望価格) / 1箱
(税別)

販売単位 1箱(50枚入) / 1ケース(100箱入)

メディカルペーストC

分類 第3類医薬品
薬効分類 歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

価格 10,790円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 1,300円(患者様希望価格) / 1本

販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(100本入)

医薬品・一般医療機器

ガム
ブランド別
パトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア



150mL



150mL



計量カップ付 250mL 6本入

パトラー フローデンフォームA酸性2%

分類 医療用医薬品
薬効分類 フッ素歯面塗布剤
有効成分 フッ化ナトリウム
価格 (税別) 2,500円(医院様希望価格) / 1本
販売単位 1本 / 1ケース(40本入)

パトラー フローデンフォームN

分類 医療用医薬品
薬効分類 フッ素歯面塗布剤
有効成分 フッ化ナトリウム
価格 (税別) 2,500円(医院様希望価格) / 1本
販売単位 1本 / 1ケース(40本入)

パトラーF洗口液0.1%

分類 医療用医薬品
薬効分類 フッ化物洗口剤
有効成分 フッ化ナトリウム
価格 (税別) 4,500円(医院様希望価格) / 1箱
販売単位 1箱(6本入) / 1ケース(4箱入)

NEW



50g

オーラツー-PMTCペースト

分類 一般医療機器 (届出番号27B1X00134000001)
種類 歯面研磨材
価格 (税別) 1,200円(医院様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(1本入) / 1ケース(72箱入)



500g

1000g

パトラー パルピーター


分類 一般医療機器 (届出番号27B1X00134000002)
一般的名称 手動式皮膚痛覚計
価格 (税別) 15,000円(医院様希望価格) / 1セット
販売単位 1セット(荷重500g1個、荷重1000g1個)
●交換用スポンジ10個入

■ 医薬品・医療機器の添付文書は、
独立行政法人医薬品医療機器総合機
構のホームページでご確認いただけ
ます。
<https://www.pmda.go.jp/>

2019年6月現在

ハブラシ ポジショニングマップ

正しいブラッシングは、正しいハブラシ選びから。患者さんの症状にあわせたハブラシをご提案します。



※1 ヘッドの大きさは、ヘッドの長さ、幅、毛先までの高さに基づいて記載。

※2 毛のかたさは、実際の使用感に基づいた当社独自の測定方法の結果をもとに記載。

ブランド別
ガム
バトラ

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧
スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別
キッズ

シニア

ハブラシ ポジショニングマップ

ブランド別

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

こども用

こども用

-  #90 ▶ p.25
-  #100 ▶ p.25
-  #111 ▶ p.25
-  #77 ▶ p.25

矯正用

矯正用

-  #121P ▶ p.24
-  OR ▶ p.24

部分みがき用

部分みがき用

-  #308 ▶ p.24
-  #01F ▶ p.24
-  #01S ▶ p.24
-  #01M ▶ p.24
-  #01MH ▶ p.24

その他

術後歯肉用

術後歯肉用

-  ペリオC ▶ p.23

歯間清掃用

歯間清掃用

-  ペリオT-1 ▶ p.23

バス法用

バス法用

-  #300 ▶ p.22
-  ペリオB-1 ▶ p.23
-  ペリオB-2 ▶ p.23

ローリング法用

ローリング法用

-  #104 ▶ p.22
-  #304 ▶ p.22

歯肉マッサージ用

歯肉マッサージ用

-  ペリオIS ▶ p.23
-  ペリオIIM ▶ p.23
-  ペリオIIH ▶ p.23

ハブラシ



超薄型ヘッドでう蝕予防や歯肉炎の方に

フラット **NEW**
 一般用
 ソフト

グリーン ブルー ピンク パープル

バトラー
ハブラシ #025NEO(S)

種類 3列20タフト

価格 2,988円 / 1箱 (税抜) (医院様希望価格)
 300円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
 単位 1ケース(18箱入)

フラット **NEW**
 一般用
 ミディアム

グリーン ブルー ピンク パープル

バトラー
ハブラシ #025NEO(M)

種類 3列20タフト

価格 2,988円 / 1箱 (税抜) (医院様希望価格)
 300円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
 単位 1ケース(18箱入)

Column

超極薄型ヘッドと
 更にスリムなロングネック。

ポイント

- 業界最薄2.5mmの超極薄ヘッド



- 狭い口腔内で自由自在ヘッド
- フィラメントの耐久性向上
- 新素材でネックの強度UP
- 84mmのスリム&ロングネック
- 握りやすい六角形のハンドル
- すべりにくいラバーハンドル
- 人気のニュアンスカラー
 - ブルー ●グリーン
 - パープル ●ピンク

う蝕予防や歯肉炎の方に

フラット 一般用
 ミディアム

グリーン ブルー レッド イエロー
 チェリー テール

バトラー
ハブラシ #200

種類 スーパー
 コンパクトヘッド
 3列21タフト

価格 2,268円 / 1箱 (税抜) (医院様希望価格)
 300円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
 単位 1ケース(48箱入)

フラット 一般用
 ミディアム

グリーン ブルー レッド イエロー
 チェリー テール

バトラー
ハブラシ #211

種類 コンパクトヘッド
 3列24タフト

価格 2,268円 / 1箱 (税抜) (医院様希望価格)
 300円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
 単位 1ケース(48箱入)

フラット 一般用
 ミディアム

グリーン ブルー レッド イエロー

バトラー
ハブラシ #311

種類 レギュラーヘッド
 3列31タフト

価格 2,268円 / 1箱 (税抜) (医院様希望価格)
 300円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
 単位 1ケース(48箱入)

ブランド別
 ガム
 バトラー

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧
 スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別
 キッズ

シニア

ハブラシ

ガム
ブランド別
医薬品・医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
う蝕向け
歯周病向け
用途別
キッズ
シニア

歯周炎(軽度~中等度)の方に



フラット **一般用**
ウルトラソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #117

種類 スーパー
コンパクトヘッド
3列21タフト

価格 2,772円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎~歯周炎(軽度)の方に



フラット **一般用**
ミディアム

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #118

種類 スーパー
コンパクトヘッド
3列21タフト

価格 2,772円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯周炎(軽度~中等度)の方に



フラット **一般用**
ウルトラソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #217

種類 コンパクトヘッド
3列24タフト

価格 2,772円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎~歯周炎(軽度)の方に



フラット **一般用**
ミディアム

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #218

種類 コンパクトヘッド
3列24タフト

価格 2,772円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯周炎(中等度~重度)の方に



フラット **歯肉ケア用**
ウルトラソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #244

種類 スーパー
コンパクトヘッド
3列21タフト

価格 2,772円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯周炎(中等度~重度)の方に
抜歯後や術後、また浮腫性炎症がある時



フラット **歯肉ケア用**
スパークルソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #233

種類 コンパクトヘッド
3列24タフト

価格 2,268円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎~歯周炎(中等度)の方に



フラット **歯肉ケア用**
ウルトラソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー
● チェリー ● ティール

バター
ハブラシ #222

種類 コンパクトヘッド
3列24タフト

価格 2,268円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎~歯周炎(中等度)の方に



フラット **歯肉ケア用**
ウルトラソフト

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー

バター
ハブラシ #333

種類 レギュラーヘッド
3列31タフト

価格 2,268円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
300円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎~歯周炎(軽度)の方に



ドーム **一般用**
ミディアム

● グリーン ● ブルー ● レッド ● イエロー

バター
ハブラシ #407

種類 コンパクトヘッド
4列30タフト

価格 2,496円 / 1箱
(税抜) (医院様希望価格)
330円 / 1本
(患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

ハブラシ

歯肉炎～歯周炎(軽度)の方に
バス法用ベーシックタイプのハブラシ



パトラー
ハブラシ #300

種類 3列18タフト
価格 2,268円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉マッサージに効果的な
ローリング法用のためのハブラシ



パトラー
ハブラシ #104

種類 レギュラーヘッド
2列12タフト
価格 2,268円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉炎～歯周炎(軽度)の方に
ローリング法用のハブラシ



パトラー
ハブラシ #304

種類 レギュラーヘッド
3列19タフト
価格 2,268円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯肉が弱っている方・根面露出している方に



ガム・プロズ
デンタルブラシ #3C

種類 コンパクトヘッド
3列22タフト
価格 2,988円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)



ガム・プロズ
デンタルブラシ #4WR

種類 レギュラーヘッド
4列30タフト
価格 2,988円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)

う蝕予防や歯肉炎の方に



ガム・プロズ
デンタルブラシ RS-S

種類 スリム
コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 2,688円/1箱
(税込) 290円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)

う蝕予防や歯肉炎の方に



ガム・プロズ
デンタルブラシ RS-M

種類 スリム
コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 2,688円/1箱
(税込) 290円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)



ガム・プロズ
デンタルブラシ R-3M

種類 コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 2,772円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)



ガム・プロズ
デンタルブラシ R-3H

種類 コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 2,772円/1箱
(税込) 300円/1本
(患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)

ブランド別
パトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

商品一覧
デンタルフロス
スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

ハブラシ

ガム
ブランド別

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

歯肉炎～歯周炎(軽度)の方に
2列植毛で歯列不正や歯頸部に



フラット **歯肉溝用**
ソフト

クリア グリーン レッド イエロー

バトラー ハブラシ #210P

種類 2列12タフト
価格 2,268円 / 1箱 (税抜)
300円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

歯周炎(中等度～重度)の方に
抜歯後や術後、また浮腫性炎症がある時



フラット **術後歯肉用**
ソフト

ホワイト

ペリオ C

種類 2列12タフト
価格 3,780円 / 1箱 (税抜)
300円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)

Column

ハブラシの保管方法と交換時期

保管方法

使用後は流水下で根元までしっかり洗い、風通しのよいところに保管しましょう。



交換時期

ハブラシは使っているうちに徐々に毛先が広がり、コシが無くなってきて、清掃効果がおちてくるので1ヶ月を目安に交換しましょう。

歯肉退縮により歯間空隙の広い方に



フラット **歯間清掃用**
ハード

グリーン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ T-1

種類 1列6タフト
価格 3,540円 / 1箱 (税抜)
280円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)

歯周病の症状に応じて、B-1(1列)→B-2(2列)とステップごとに使用



フラット **バス法用**
ソフト

グリーン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ B-1

種類 1列7タフト
価格 3,780円 / 1箱 (税抜)
300円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)



フラット **バス法用**
ソフト

グリーン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ B-2

種類 2列14タフト
価格 3,780円 / 1箱 (税抜)
300円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)

歯肉マッサージに適したスクラビング法・ローリング法用ハブラシ



フラット **歯肉マッサージ用**
ミディアム

グリーン グラシン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ II S

種類 コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 3,540円 / 1箱 (税抜)
280円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)



フラット **歯肉マッサージ用**
ハード

イエロー グラシン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ II M

種類 コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 3,540円 / 1箱 (税抜)
280円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)



フラット **歯肉マッサージ用**
ウルトラハード

レッド グラシン

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ペリオ II H

種類 コンパクトヘッド
3列20タフト
価格 3,540円 / 1箱 (税抜)
280円 / 1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(20本入)
単位 1ケース(10箱入)

ハブラシ

矯正用でブラケット周辺の清掃に適合
3列植毛でトライアングル型カット

矯正用
ミディアム

トライアングル
クリア グリーン レッド イエロ



**バトラー
ハブラシ #121P**

種類 3列19タフト
価格 2,652円/1箱 (医院様希望価格)
350円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

矯正用でブラケット周辺の清掃に適合
2列植毛でピラミッド型植毛

矯正用
ミディアム

ピラミッド型
ホワイト

抗菌コートフィラメント
(抗菌剤(クロルヘキシジン)
キャップ付



**バトラー
GUM Pros DENTAL BRUSH OR**



種類 2列13タフト
価格 3,060円/1箱 (医院様希望価格)
330円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(20箱入)

Column

矯正時のブラッシング方法

矯正中の口腔内は、普段どおり歯をみがいていても、すみずみまでハブラシの毛先が届きにくく、せっかく歯ならびがキレイになっても、う蝕や歯肉炎になる場合があります。

ブラケットを中心に上下に分けてみがく



歯間ブラシを使うとハブラシだけでは取りにくいブラケット(歯垢)も効果的に取り除くことができる。

歯周炎(中等度~重度)や孤立歯など
みがきにくい部位の集中ケア向け

部分みがき用
ソフト

円錐
2.0-3.5mm 7777mm
ピク



**バトラー
シングルタフト #01S**

種類 1タフト
価格 2,316円/1箱 (医院様希望価格)
250円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(12箱入)

最後臼歯の遠心や歯列不正の部位などみがきにくい部位の集中ケア向け

部分みがき用
ミディアム

円錐
2.0-3.5mm 7777mm
ピク



**バトラー
シングルタフト #01M**

種類 1タフト
価格 2,316円/1箱 (医院様希望価格)
250円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(12箱入)

部分みがき用
ミディアムハード

円錐
2.0-3.5mm 7777mm
ピク



**バトラー
シングルタフト #01MH**

種類 1タフト
価格 2,316円/1箱 (医院様希望価格)
250円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(12箱入)

インプラント周囲などの清掃向け

部分みがき用
ソフト

フラット
グレー



**バトラー
シングルタフト #01F**

種類 1タフト
価格 3,492円/1箱 (医院様希望価格)
350円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(12箱入)

植毛を45度カットした
部位みがきに適したタフトタイプブラシ

部分みがき用
ミディアム

円錐
グリーン ブルー レッド イエロ



**バトラー
ハブラシ #308**

種類 3列7タフト
価格 2,268円/1箱 (医院様希望価格)
300円/1本 (患者様希望価格)
販売 1箱(12本入)
単位 1ケース(48箱入)

Column


いつものブラッシングに加えて、
みがきにくい部位を集中ケア。

ポイント

1. 耐久性と弾力性に優れたPBT*フィラメントを採用。
*ポリブチレンテレフタレート
拡大図▶



2. 前歯にも臼歯にもペングリップで安定して
みがきやすいダブルグリップ&ラバーハンドル。



3. 使い易さを追求した10°ネック設計。



ブランド別
バトラー
医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
う蝕向け
歯周病向け
キッズ
シニア

ハブラシ

ガム
ブランド別

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

Column

う蝕の好発年齢と好発部位



Point 1	Point 2	Point 3	Point 4
<p>#90, #100, #111</p> <p>はじめてのブラッシング指導に適した基本設計</p> <p>お子さまにも使いやすい 小さなヘッド</p> <p>握りやすい 太めのハンドル</p>	<p>#90, #100, #111</p> <p>細かい溝のブラーク(歯垢)を落とすテーパード加工</p> <p>乳歯の深い齲蝕にとどきやすい。</p> <p>歯面の細かい溝や、齲蝕面、齲蝕部のブラーク(歯垢)をより丁寧にみがけるテーパード加工がおすすめです。</p>	<p>#90, #100, #111</p> <p>保管・携帯に便利なハブラシキャップ付き</p> <p>幼稚園や保育所、小学校で使用するときにハブラシキャップがついているので保管や携帯に便利です。</p>	<p>#77</p> <p>幼少期に重要な仕上げみがき</p> <p>小さな歯面や軽傷が深い乳歯では小さいヘッドの仕上げブラシでストロークはできるが細かく、若くは歯をしっかりと当ててみがくようにしよう。</p> <p>1歯ずつ丁寧にみがけるヘッドの形状です。</p> <p>(ボタ-コードハブラシ#77仕上げみがき用)</p>

1~3歳

キャップ付

フラット

こども用

ミディアム

ホワイト

※ハンドルのイラストは2種類。

パトラー どもハブラシ #90

種類 乳歯萌出期用 3列17タフト

価格 2,496円 / 1箱 (医院様希望価格)
250円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)

単位 1ケース(48箱入)

3~6歳

キャップ付

フラット

こども用

ミディアム

ホワイト

※ハンドルのイラストは2種類。

パトラー どもハブラシ #100

種類 乳歯列期用 3列17タフト

価格 2,496円 / 1箱 (医院様希望価格)
250円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)

単位 1ケース(48箱入)

6~12歳

キャップ付

フラット

こども用

ミディアム

ホワイト

※ハンドルのイラストは2種類。

パトラー どもハブラシ #111

種類 混合歯列期用 3列20タフト

価格 2,496円 / 1箱 (医院様希望価格)
250円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)

単位 1ケース(48箱入)

0~6歳(仕上げみがき用)

フラット

こども用

ミディアム

ホワイト

※ハンドルのイラストは2種類。

パトラー どもハブラシ #77

種類 仕上げみがき用 3列7タフト

価格 2,496円 / 1箱 (医院様希望価格)
250円 / 1本 (患者様希望価格)

販売 1箱(12本入)

単位 1ケース(48箱入)

Column

保護者の方にアドバイス

乳歯はう蝕になりやすい

乳歯は、非常にう蝕になりやすい環境にあります。こどもは気づかないことが多いので、保護者が気をつけて口腔内の観察をしてあげましょう。

こどものう蝕の原因

- 乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄く(永久歯の約1/2)、柔らかい。
- 自分では十分にみがけない。
- 生え変わりの時など歯ならびが複雑でみがきにくい。

う蝕になりやすいところ

歯間部や、臼歯の小窩齲蝕溝などは、特に注意してみがきましょう。

大切なこどもの歯を守る

仕上げみがきを!

保護者による仕上げみがき

- 上の前歯
痛みが敏感な上唇小帯(上唇と歯肉の間にあるスジ)を指でガードしながら、ハブラシを上から下へ。または上唇小帯にあたらないように左右に分けてみがく。
- 臼歯
指を歯肉と頬粘膜の境目に入れて持ち上げるようにすると、臼歯まで見える。
- こどもをまっすぐ寝かせる
あぐらを組むと安定する。
- 歯をよく見て、確実にハブラシをあてる
歯肉、舌などにハブラシをあてないように。
- 広がったハブラシは使わない
ブラーク(歯垢)をきれいに落とすことができないだけでなく、歯肉を傷つける。

歯みがき嫌いにしないように...

仕上げみがきの時に痛い思いをさせずと、歯みがき嫌いになってしまいます。力をいれすぎないように気をつけましょう。また、上手にできた時は、最後に必ずほめてあげましょう。

※ハブラシをくわえたまま遊ぶ、歩くなどすると、転倒した際にケガをする危険があります。お子様が歯みがきをする際は保護者の方がしっかり見守ってください。

歯間ブラシ

ブランド別
パトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

キッズ

シニア

商品一覧

用途別



抗菌三角毛でプラーク(歯垢)を効率的に除去 患者様希望価格(税抜):1本あたり50円



4本入(キャップ1個付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)



4本入(キャップ1個付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)



4本入(キャップ1個付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型

分類	歯間ブラシ
種類	サイズSSS(1) 通過スペース:~φ0.8mm
価格 (税抜)	1,920円(医院様希望価格) / 1箱 200円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(12個入) / 1ケース(16箱入)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型

分類	歯間ブラシ
種類	サイズSS(2) 通過スペース:φ0.8~1.0mm
価格 (税抜)	1,920円(医院様希望価格) / 1箱 200円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(12個入) / 1ケース(16箱入)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型

分類	歯間ブラシ
種類	サイズS(3) 通過スペース:φ1.0~1.2mm
価格 (税抜)	1,920円(医院様希望価格) / 1箱 200円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(12個入) / 1ケース(16箱入)

(指専用)



4本入(キャップ1個付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)



4本入(キャップ1個付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)



50本入(1本ごとにキャップ付、ビニール個包装タイプ)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型

分類	歯間ブラシ
種類	サイズM(4) 通過スペース:φ1.2~1.5mm
価格 (税抜)	1,920円(医院様希望価格) / 1箱 200円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(12個入) / 1ケース(16箱入)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型

分類	歯間ブラシ
種類	サイズL(5) 通過スペース:φ1.5~1.8mm
価格 (税抜)	1,920円(医院様希望価格) / 1箱 200円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(12個入) / 1ケース(16箱入)

ガム・プロズ 歯間ブラシL字型(50本入)

分類	歯間ブラシ
種類	サイズSSS(1)~L(5) *1箱に同サイズ50本入り
価格 (税抜)	2,000円(医院様希望価格) / 1箱
販売単位	1箱(50本入) / 1ケース(12箱入)

歯間ブラシ

ブランド別

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

携帯に便利でネックが自由にまげられる



5本入(キャップ付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ハトラー
プロキサブラシトラペラー #1314PJ

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ2(SS)
通過スペース:Φ0.8~1.0mm

価格 4,536円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(18箱入)



5本入(キャップ付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ハトラー
プロキサブラシトラペラー #1414PJ

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ3(S)
通過スペース:Φ1.0~1.2mm

価格 4,536円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(18箱入)



5本入(キャップ付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)

ハトラー
プロキサブラシトラペラー #1514PJ

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ4(M)
通過スペース:Φ1.2~1.5mm

価格 4,536円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(18箱入)

歯肉にやさしいゴムタイプのがわらかピック



5本入(キャップ付)
抗菌コートフィラメント
(抗菌剤クロルヘキシジン)
*ナイロンコートワイヤー

ハトラー
プロキサブラシトラペラー #1614PJ

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ5(L)
通過スペース:Φ1.5~1.8mm

価格 4,536円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(18箱入)



20本入

ガム・ソフトピック 20P 無香料

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ(SSS~S)
通過スペース:~Φ1.2mm

価格 3,660円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 220円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(20個入) / 1ケース(4箱入)



20本入

ガム・ソフトピック 20P 無香料

分類 歯間ブラシ
種類 サイズ(SS~M)
通過スペース:Φ0.8~1.5mm


価格 3,660円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 220円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(20個入) / 1ケース(4箱入)

Column

ブラッシング+歯間ブラシで、約85%の歯間部のプラーク(歯垢)を除去。

ハブラシ単独と歯間清掃具との組み合わせによる効果の実験では、歯間ブラシやデンタルフロスなどの歯間清掃具を併用すると、より多くの歯間部のプラーク(歯垢)を除去できました。歯周病予防のためにも、ハブラシと歯間清掃具で、歯間部、歯頸部の清掃を心がけましょう。

[ハブラシと歯間清掃具との組み合わせによる歯間部のプラーク(歯垢)除去率]



日本歯科保存学雑誌, 48(2):272-277(2005)

歯間ブラシ

歯間ブラシを指導してみましょう

今まで歯間ブラシを使用した経験のない患者さんに対して、どのように指導すればいいのか？
いっしょに考えていきましょう。

STEP
01

■指導のタイミングを計る


最良のチャンスは、「歯みがきのときに歯と歯の間から出血する」「最近歯肉がやせて隙間が広がった」「食べ物がつまりやすくなった」など、患者さん自身から何らかの訴えがあったときです。また、新しく補綴物を装着したときも歯間ブラシ使用の格好のタイミングとなります。

STEP
02

■適切なサイズを選択する

はじめて歯間ブラシを使用する方には、挿入しやすいように、また不要な歯肉退縮を招かないよう、歯間空隙に対しやや小さめのサイズを選びます。サイズの目安としては、エクスプローラーの先が貫通すれば一般的なSSサイズが挿入可能です。初回指導の際は、まず一本だけ差し上げるか、購入していただくのもいいですね。

サイズ	最小通過径 (mm)	歯と歯の間	適応部位	
1 (SSS)	~0.8	狭い ↓ 広い	初めてお使いの方、歯肉の退縮は無いが挿入できる部位	
2 (SS)	0.8~1.0			軽度の歯肉退縮部位
3 (S)	1.0~1.2		歯肉の退縮部位、ブリッジ装置の周辺	
4 (M)	1.2~1.5			
5 (L)	1.5~1.8			



STEP
03

■歯間ブラシを挿入してみる

実際に、患者さんの口腔内に歯間ブラシを挿入して、適切なサイズを確認。そして使用感を患者さんに体験してもらいましょう。体験してもらうことで、挿入時の出血位置の確認、「歯面にワイヤーを強く押し当てる」といった誤使用を防ぐことができます。

STEP
04

■患者さんに試してもらう


はじめて歯間ブラシを挿入する患者さんの中には、恐くて自分では挿入できないという方もいらっしゃいます。あまり器用でない方は、歯間ブラシの操作がうまくできないことも…。必ずご自身で使えるかどうかの確認と練習が必要です。患者さんが気持ちよく使用できるように、支援してあげましょう。また最初はガム・ソフトピック(やわらかいゴムタイプ)で練習するのもおすすめです。



STEP
05

■注意事項を伝える

歯間ブラシは使い方を誤ると、歯と歯肉を傷つけてしまうことがあります。そのため、挿入しづらい場所は無理に挿入しないこと。また、ワイヤーが曲がったり毛先が傷んでしまったり、交換時期を過ぎた歯間ブラシは使用しないことを患者さんにしっかり伝えてください。交換時期の状態のものをサンプルとして用意しておくのがおすすめです。



《効果的な指導のための「ポイント」をCHECK!》

指導のタイミング

- 患者さんの訴えがあるとき
- 補綴物を装着したとき

適切なサイズ

- 歯間空隙に対しやや小さめのサイズを選択 (エクスプローラーが貫通すればSSサイズ)

歯間ブラシの挿入

- 挿入時の出血位置の確認
- 間違った使い方を防止

患者さんへの支援

- 患者さんが使えるかどうかの確認と練習
- 歯間ブラシの使用を支援する

注意事項

- 間違った使用による歯と歯肉への影響
- 歯間ブラシの交換時期

デンタルフロス

スレッド(糸通し)部が付いたケース入りのフロス

歯間歯肉溝の清掃、隣接面のセメント除去に



50回分



60ヤード(約54.8m)



60ヤード(約54.8m)

バトラー イーゼースレッドフロス

分類 デンタルフロス
種類 アンワックス
価格 4,482円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 900円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(6個入) / 1ケース(12箱入)

バトラー デンタルフロス #1050PJ

分類 デンタルフロス
種類 アンワックス(ウィーブタイプ)
価格 2,268円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1パック(6個入) / 1ケース(24パック入)

バトラー デンタルフロス #1150PJ

分類 デンタルフロス
種類 ワックス(ウィーブタイプ)
価格 2,268円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 600円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1パック(6個入) / 1ケース(24パック入)

極細のフィラメントが軽く広がり、
歯肉溝に入りやすくプラーク(歯垢)除去が容易

#850PJに軽くワックスコーティング

#850PJにボンディング処理し、
ベタつきがなく、切れにくいタイプ



50ヤード(約45.7m)



50ヤード(約45.7m)



50ヤード(約45.7m)

バトラー デンタルフロス #850PJ

分類 デンタルフロス
種類 アンワックス(ライトカインド)
価格 3,024円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 400円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(50箱入)

バトラー デンタルフロス #950PJ

分類 デンタルフロス
種類 ワックス(ビトオーワックス)
価格 3,024円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 400円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(50箱入)

バトラー デンタルフロス #550PJ

分類 デンタルフロス
種類 ボンディング(アンシュレダブル)
価格 3,024円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 400円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(50箱入)

インプラントの清掃のための特殊フロス

ブリッジや歯列矯正中に
フロスを挿入する補助ツール

フロスを指に巻きつけて使うのが苦手な方に



1本入



5本入



各色6個入

● ●
レッド フルー

バトラー ポストケア #842P

分類 デンタルフロス
種類 -
価格 7,100円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 450円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1パック(25個入) / 1ケース(82パック入)

バトラー フロススライダー #840P

分類 歯間クリーナー補助具
種類 -
価格 760円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 120円(患者様希望価格) / 1袋
販売単位 1パック(10袋入) / 1ケース(600パック入)

バトラー フロスメイトハンドル #845P

分類 歯間クリーナー補助具
種類 -
価格 3,780円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1箱(12個入) / 1ケース(12箱入)

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

特集

大人のう蝕対策 万全ですか？

近年増加している大人のう蝕

大人のう蝕の中でも『二次う蝕』と『根面う蝕』に特に注意が必要です。

今回は根面う蝕についてピックアップしていきます！

二次う蝕

修復物の下や周囲で発生するう蝕



根面う蝕

露出した歯の根面に発生するう蝕



特に下記のような方は大人のう蝕に要注意！予防に取り組みましょう！



- 修復物や部分床義歯をしている方
- 歯周病により根面が露出している方
- 口腔内がかわきやすい方
(ドライマウスの方、多剤服用中の方)




若い世代の方にも根面う蝕について理解していただき、予防に取り組んでいただくことが、大切です。

40～80歳代の約半数は根面う蝕！?

ある報告では、根面う蝕の現状は、40～80歳代で約半数の方が有病者という状況です。

このことから、来院患者さんの多くの方に根面う蝕が見られることが想定されますので、根面う蝕への対応は、今後重点的に取り組まなければなりません。

■ 40～80歳代 根面う蝕の現状




サンスター調べ2017(N=179)

年代別に見て、根面う蝕が多いのは...?

年代別の根面う蝕有病者率は60～70歳代がもっとも多く、20歳代でも根面う蝕に罹患している方がいます。このことから、根面う蝕予防を始めるのは20歳代でも決して早いわけではありません。

■ 年代別 根面う蝕有病者率



小峰 陽比古他、根面う蝕重症度と歯周病重症度の関連性調査研究、第147回日本歯科保存学会2017年度秋学術大会、岩手、2017年

大人のう蝕対策にも フッ化物応用が効果的

大人のう蝕予防もプラークコントロールが基本ですが、フッ化物応用も効果的です。セルフケアではフッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口剤を活用しましょう。

日本歯科保存学会の「う蝕治療ガイドライン」では、初期根面う蝕ケアに対してフッ化物の応用が効果的であることが示されています。



ガイドラインで推奨されている根面う蝕への対応



特定非営利活動法人日本歯科保存学会「う蝕治療ガイドライン 第2版」より改変


日本でもフッ化物濃度上限が、1,500ppmFの歯磨剤が発売に!

これまで、日本の歯磨剤では1,000ppmF以下のものしか販売されていませんでしたが、現在では1,500ppmFまで配合可能になりました。1,500ppmFはISO国際基準や欧州の歯磨剤で認められている上限と同水準で、今後ますます1,500ppmFの歯磨剤が販売されていくと考えられます。今後の動向に注目していきましょう!!

歯周病と根面う蝕の関係性について

最新の平成28年度歯科疾患実態調査によると4mm以上の歯周ポケットのある者の割合は60歳代でピークになり、また、6mm以上の歯周ポケットのある者は60歳代後半がピークとなることから、この年代では重度の歯周病に罹患している方が多いことがわかります。その後、歯周病の悪化などで歯を喪失する方が増加し、その結果、70歳代以降は、4mm以上の歯周ポケットのある者の割合が減少します。

一方、根面う蝕の有病者率は60~70歳代がピーク(p.30参照)となることから、歯周病の重症化とともに歯肉が退縮し、根面う蝕のリスクが増加する可能性が考えられます。歯周病治療が安定すれば、次は根面う蝕予防に努めていきたいですね!



平成28年度歯科疾患実態調査より改変

スマートブラシ



スマートフォンと連動した新しい歯みがき体験ツール



ガム・プレイ GP-01 大人用

分類 スマートブラシ
種類 大人用
価格 4,700円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 5,000円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(6個入)

ガム・プレイ GP-01 こども用

分類 スマートブラシ
種類 こども用
価格 4,700円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 5,000円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(6個入)

歯みがきを

「やらなくちゃ」から「やりたい」へ

「ガム・プレイ」はスマートフォンと連動した、まったく新しい歯みがき体験です。あなたの歯みがきのデータを記録して、より正しく、楽しくみがけるようサポート。歯みがきのいつもの3分間が、発見に満ちた、あつという間の3分間へと変わります。

<p>あなたの歯みがきを採点</p> <h3>MOUTH CHECK</h3> <p>毎日なんとなくやっていた歯みがきを意識的に、正しくできるようになるのがMOUTH CHECKです。歯科衛生士のブラッシングに、どれだけ近いかを採点します。</p>	<p>歯みがきデータを記録・分析</p> <h3>MOUTH LOG</h3> <p>歯みがき中の動きや経過時間などのデータはMOUTH LOGとして記録されます。家族でデータの共有も可能です。</p>
<p>下のアプリで共通して使える機能です。</p>	

選べる、4つのアプリ **G-U-M PLAY APPS**
その日の気分や使う人に合わせて、4つのアプリを選べます。

- MOUTH MONSTER**
口腔内の菌を退治するゲームです。
- MOUTH BAND**
あなたのハブラシが楽器になります。
- MOUTH NEWS**
歯みがき中に3分間のニュースを読み上げます。
- MOUTH STATUS**
口腔内の状態に合わせてみがけます。

App Store、Google Playでアプリをダウンロードするだけ / ※アプリのアカウント登録にはメールアドレスが必要です。

ブランド別
ガム
パトラー

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤洗口剤
口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

スマートブラシ

ガム・プレイのアタッチメント専用カラーキャップ



ガム・プレイ カラーキャップ ピュア・ホワイト

分類 スマートブラシ
種類 交換用

価格 470円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(10個入)



ガム・プレイ カラーキャップ ミント・グリーン

分類 スマートブラシ
種類 交換用

価格 470円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(10個入)



ガム・プレイ カラーキャップ アストロ・グレイ

分類 スマートブラシ
種類 交換用

価格 470円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(10個入)



ガム・プレイ カラーキャップ ブルーム・ピンク

分類 スマートブラシ
種類 交換用

価格 470円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(10個入)



ガム・プレイ カラーキャップ スカイ・ブルー

分類 スマートブラシ
種類 交換用

価格 470円(医院様希望価格) / 1個
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1個
販売単位 1個 / 1箱(10個入)

ガム・プレイの使い方

いつものハブラシにアタッチメントをつける。
いつものスマホに専用アプリをインストールする。
あとは、いつものように歯みがきするだけです。
その日の気分や使う人に合わせて、
4つのアプリを選べます。
1台のアタッチメントを、
家族みんなでシェアすることも可能。
使わないときはハブラシのスタンドとして、
そのまま置いておけます。



※矯正中の患者さんにはガム・プレイ使用による通常のブラッシングに加えて、矯正用のハブラシや歯間ブラシ等による矯正器具のケアをおすすめします。

【歯科医院取扱品での適合ブラシ】
ガム・プロズ デンタルブラシ
RS-S, RS-M, R-3M, R-3H, OR

ハブラシにも自分らしさを ガム・プレイ カラーキャップ

ガム・プレイアタッチメント専用カラーキャップ(別売)は、全5色。ガム・プレイを楽しく、自分らしく飾り付けられます。
家族それぞれで別のガム・プレイを使っているときも便利です。取り外して洗うことや交換することもできるので清潔です。

ガム
ブランド別

医薬品・
一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

歯磨剤・洗口剤



フッ素1,450ppm、GK₂(グリチルリチン酸ジカリウム)、LS(ラウロイルサルコシウム塩)配合

フッ素
1,450ppm
NaF
ウレトドリンAM



70g

*6歳未満のお子様へのご使用はお控えください。

殺菌剤塩酸クロルヘキシジン+フッ素配合のう蝕・歯周病予防ハミガキ(低研磨・低発泡)

フッ素
925ppm
NaF
ウレトドリンAM



75g

KNO₃、CHX(塩酸クロルヘキシジン)、NaF配合の知覚過敏ハミガキ(清掃剤・研磨剤無配合・低発泡)

フッ素
950ppm
NaF
ウレトドリンAM



65g

バトラー デンタルケアペースト

分類 医薬部外品
種類 う蝕・歯周病予防ハミガキ
価格 4,150円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: バトラー薬用ハミガキD

バトラー CHXペースト

分類 医薬部外品
種類 う蝕・歯周病予防ハミガキ
価格 2,310円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 300円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: サンスター薬用ハミガキCH

ガム・プロズ デンタルジェル センシティブ

分類 医薬部外品
種類 知覚過敏ハミガキ
価格 5,460円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 780円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: 薬用G-U-MデンタルジェルSe

歯間ブラシ、電動ブラシの補助剤としても最適なジェルタイプ(清掃剤・研磨剤・発泡剤無配合)

フッ素
925ppm
NaF
ウレトドリンAM



80mL

塩化ナトリウム、塩酸クロルヘキシジン、酢酸トコフェロール配合 歯肉炎・歯周炎予防(低研磨・低発泡)

フッ素
950ppm
NaF
ウレトドリンAM



100g

バトラー デンタルリキッドジェル

分類 医薬部外品
種類 う蝕・歯肉炎予防ジェル
価格 1,848円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 400円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(6本入) / 1ケース(10箱入)

販売名: バトラーデンタルリキッドジェル

ニューソルトA

分類 医薬部外品
種類 う蝕・歯周病予防ハミガキ
価格 3,290円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 470円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: ニューソルトAサンスターG

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧
スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別
キッズ

シニア

歯磨剤・洗口剤

グルコン酸クロロヘキシジン配合の希釈タイプの洗口液



計量カップ付 250mL

パトラー CHX洗口液

分類	医薬部外品
種類	歯周病予防洗口液
価格 (税別)	4,200円(医院様希望価格) / 1箱 1,000円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(6本入) / 1ケース(6箱入)

販売名: ガーグルサンスター100G

レギュラータイプ
健康な方から、歯肉が弱っている方まで使える



500mL

ガム・プロズ デンタルリンス レギュラー

分類	医薬部外品
種類	歯周病予防液体ハミガキ
価格 (税別)	3,486円(医院様希望価格) / 1箱 700円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(6本入) / 1ケース(2箱入)

販売名: 薬用サンスターデンタルリンスwa

低刺激ノンアルコールタイプ
歯肉が弱っている方・高齢の方におすすめ



500mL

ガム・プロズ デンタルリンス ノンアルコール

分類	医薬部外品
種類	歯周病予防液体ハミガキ
価格 (税別)	3,486円(医院様希望価格) / 1箱 700円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(6本入) / 1ケース(2箱入)

販売名: 薬用サンスターデンタルリンスwn

ステイン除去と歯面滑沢化が1本のできる歯面研磨材



50g

オーラツーツーPMTCペースト

分類	一般医療機器 (届出番号27B1X00134000001)
種類	歯面研磨材
価格 (税別)	1,200円(医院様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(1本入) / 1ケース(72箱入)

PMTC後の「歯本来の白さ」を保つためのホームケア用のハミガキ



70g

オーラツーツー ホワイトキープペースト

分類	医薬部外品
種類	う蝕・口臭予防ハミガキ
価格 (税別)	6,930円(医院様希望価格) / 1パック 900円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: 薬用サンスターオーラツーツーPro A

低濃度フッ素(NaF)+還元パラチノース(助剤)配合



70g

グレープタイプ/ストロベリータイプ 各12本入

パトラー デンタルケアペースト こども

分類	医薬部外品
種類	子どものう蝕予防ハミガキ
価格 (税別)	2,484円(医院様希望価格) / 1パック 250円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1パック(12本入) / 1ケース(96本入)

販売名: パトラーこどもペーストKA

Column

用途に合わせて使い分けよう
歯磨剤の種類

- ◆歯磨剤にはさまざまな効能・効果があります。(医薬部外品)
 - 歯周炎の予防
 - 歯肉炎の予防
 - 歯石の沈着を防ぐ
 - う蝕の発生及び進行の予防
 - 口臭の防止
 - タバコのやに除去
 - 歯がしみるのを防ぐ
- ※有効成分によって、効能・効果が異なります。

- ◆歯磨剤の形状
 - ペースト(練)
 - 一般的に多く使用されているペースト状タイプ
 - 液状(歯間ブラシにもおすすめ)
 - ペーストに比べ、流動性のある液状タイプ



- 液体
- 水とほぼ同じ粘性の液体タイプ
- ※液体タイプは一般的に清掃剤(研磨剤)は配合されていません。
- 同じ形状であっても清掃剤(研磨剤)や発泡剤が無配合のものや最小限におさまった(低研磨・低発泡)ものなどさまざまなタイプがあります。

歯磨剤の
効果的な使用方法

使用量

年齢によっておすすめの使用量は違います。年齢に合った使用量をこころげましょう。

3~5歳



6~14歳

フッ素 ~1,000ppm



15歳以上

フッ素 1,000ppm~1,500ppm



すぎ

少量の水で口腔内をすすぎましょう。
※ブラッシング後は30~60分程度飲食を控えましょう。

爽快感に要注意!

- ◆「みがいている」と「みがけている」は違います。
- すみずみまでしっかりブラッシングができていなくても、歯磨剤を多く使うことにより、歯をみがいた気分になりがちです。
- 爽快感にまどわされず、すみずみまでしっかりブラッシングを行いましょう。

歯磨剤をつけずに時間をかけて丁寧にブラッシングした後に、歯磨剤を使って再度ブラッシング(仕上げのブラッシング)をするのもおすすめです。



ガム
ブランド別
パトラー
医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
う蝕向け
歯周病向け
用途別
キッズ
シニア

配合成分一覧表

CHECK! 配合成分一覧表

商品名		薬用成分	清掃剤	清掃助剤	湿潤剤	助剤	香味剤
バトラー デンタルケアペースト		フッ化ナトリウム(フッ素)、ラウロイルサルコシウム塩、グリチルリチン酸ジカリウム	無水ケイ酸	ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液	ソルビット液(基剤)	還元パラチノース、酸化亜鉛、キシリトール	香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンナトリウム
バトラー デンタルケアペースト こども	グレープタイプ	フッ化ナトリウム(フッ素)	無水ケイ酸		ソルビット液(基剤)	還元パラチノース	香料(グレープタイプ)、サッカリンNa
	ストロベリータイプ	フッ化ナトリウム(フッ素)	無水ケイ酸		ソルビット液(基剤)	還元パラチノース	香料(ストロベリータイプ)、サッカリンNa
バトラー CHXペースト		フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン	無水ケイ酸		ソルビット液(基剤)		香料(アニスミントタイプ)、サッカリンNa
バトラー マイルドペースト		フッ化ナトリウム(フッ素)	無水ケイ酸		ソルビット液(基剤)、濃グリセリン、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液		香料(ミントタイプ)、サッカリンNa
オーラツウ ホワイトキープペースト		PEG-8、フッ化ナトリウム(フッ素)、イソプロピルメチルフェノール	無水ケイ酸(高清掃シリカ)		ソルビット液(基剤)、濃グリセリン		香料(クリアミントタイプ)、サッカリンNa、ステビアエキス
ニューソルトA		塩化ナトリウム、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン、酢酸トコフェロール(ビタミンE)	無水ケイ酸		ソルビット液(基剤)、PG、濃グリセリン		香料(アニスミントタイプ)
ガム・プロズ デンタルジェル センシティブ		硝酸カリウム(KNO ₃)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)			濃グリセリン(基剤)、PG		香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa
バトラー デンタルリキッドジェル		フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)					香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa
ガム・プロズ デンタルリンス	レギュラータイプ	塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK)、塩化ベンザルコニウム(殺菌剤BK)		ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル-DL-PCA塩			香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa
	ノンアルコールタイプ	塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK)、塩化ベンザルコニウム(殺菌剤BK)		ヤシ油脂肪酸アシルアルギニンエチル-DL-PCA塩			香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa
バトラー CHX洗口液		グルコン酸クロルヘキシジン液、グリチルリチン酸モノアンモニウム					香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa

商品名	成分
オーラツウPMTCPペースト	無水ケイ酸、ソルビット液、濃グリセリン、ポリエチレングリコール、ラウリル硫酸塩、香料、パラベン、青色1号、その他

CHECK! 歯磨剤の成分と種類

歯磨剤はさまざまな成分からつくられています。そして各々の作用により、プラーク(歯垢)をはじめとした汚れを効率よく除去します。また、歯磨剤の中には各々の目的にあわせた薬効成分を配合しています。

	目的	働き	主な成分名
基本成分	清掃剤	歯の表面を傷つけずに、プラーク(歯垢)やステインなどの歯の表面の汚れを落とす。また、歯や口腔内の汚れと細菌を除去する。	リン酸水素カルシウム、水酸化アルミニウム、無水ケイ酸、炭酸カルシウム
	湿潤剤	歯磨剤に適度の湿り気を与え、可塑性(クリーム状の形)を与える。	グリセリン、ソルビット
	発泡剤	口中に歯磨剤を拡散させ、口腔内を洗浄し、汚れの除去を助ける。	ラウリル硫酸ナトリウム
	粘結剤	液体と液体成分とを結合させ、保型性を与えたり、適度の粘性を与える。	カルボキシメチルセルロースナトリウム、アルギン酸ナトリウム、カラギーナン
	香味剤	香味の調和を図る。爽快感と香りつけ、歯磨剤を使いやすくする。	サッカリンナトリウム、メントール、ミント類
	防腐剤(保存料)	変質を防ぐ。	安息香酸ナトリウム、パラベン

配合成分一覧表

発泡剤	着色剤	安定剤	防腐剤	pH 調整剤	粘結剤	可溶化剤	溶剤	その他
ラウリル硫酸塩		酸化チタン	パラベン	希塩酸	カルボキシメチルセルロースナトリウム、キサンタンガム			
アルキルグリコシド		酸化Ti	パラベン	リン酸2Na、リン酸1Na	無水ケイ酸、CMC・Na			
アルキルグリコシド		酸化Ti	パラベン	リン酸2Na、リン酸1Na	無水ケイ酸、CMC・Na			
ラウリル硫酸Na		酸化Ti			CMC・Na			
ヤシ油脂肪酸アミド プロピルベタイン液、 POE硬化ヒマシ油、 ラウリル硫酸Na		酸化Ti			CMC・Na、キサンタンガム			
ラウリル硫酸Na		酸化Ti、 POE硬化ヒマシ油			結晶セルロース・カルメロースNa(シリカサポート成分)、 無水ケイ酸、CMC・Na、キサンタンガム			溶解剤:POEアルキル(12~14)スルホコハク酸2Na液(ステインコントロール成分)
ラウリル硫酸Na		POE硬化ヒマシ油、 酸化Ti		リン酸2Na	無水ケイ酸、 CMC・Na			
	緑3				ヒドロキシプロピルメチルセルロース	POE硬化ヒマシ油		
				リン酸2Na、 リン酸1Na	ヒドロキシエチルセルロース	POE硬化ヒマシ油	濃グリセリン、 エタノール	
				クエン酸Na、 無水クエン酸		POE硬化ヒマシ油	濃グリセリン、 エタノール	
			パラベン	クエン酸Na、 無水クエン酸		POE硬化ヒマシ油	濃グリセリン	
	青1、黄203					POE硬化ヒマシ油	エタノール、 濃グリセリン	硫酸Na

※商品の成分については変更する場合がございます。

	働き	主な成分名
有効成分	う蝕を予防する。	モノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム
	歯肉炎を予防する。	塩化セチルピリジウム、塩化ベンザルコニウム
	歯周病(歯肉炎・歯周炎)を予防する。	塩酸クロルヘキシジン、グリチルリチン酸ジカリウム、 β-グリチルレチン酸、酢酸トコフェロール、塩化ナトリウム
	歯石の沈着を防ぐ。	ポリリン酸ナトリウム
	冷たいものが歯にしみるのを(知覚過敏)防ぐ。	乳酸アルミニウム、硝酸カリウム
	タバコのやにをとる。	ポリエチレングリコール

ブランド別
ガム
バトラー
医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
う蝕向け
歯周病向け
用途別
キッズ
シニア

老化のサイン 患者さんの

特集

オーラルフレイルを見逃さない!

フレイル段階図




イラスト:東京大学高齢社会総合研究機構 教授 飯島勝矢先生より改変


「オーラルフレイル」とは?

心身の老いは感じるけれど、まだまだ介護は必要ない。そんな健康と要介護の中間段階を「フレイル(虚弱)」といいます。フレイルの症状の中でも比較的早い段階で起こるもののひとつが「オーラルフレイル」です。「まだ老化なんて」という方も、将来要介護にならず、健康で自立した生活を維持するためには、老化のサインのひとつともいえる「オーラルフレイル」を見逃さず、対処・予防していくことが欠かせません。



オーラルフレイルの予防は「健康寿命」をのばすきっかけです

右図のように、「栄養」「社会性」「運動」の3つの要素を三位一体として、バランスよく保つことがフレイルを予防し、健康長寿につながる秘訣です。特に、「栄養」では口腔機能の維持が大きく関わります。歯を失ったり、むせたりして、食べこぼしの症状が見られてくると、食事がしにくくなり、栄養バランスの乱れや低栄養状態へとつながります。そこから筋肉量が低下しフレイルとなり、最終的には寝たきりで社会活動ができなくなってしまいます。



サンスター 健康長寿ブックより改変

下記のような症状はありませんか？

オーラルフレイルの症状

- 食事でよく食べこぼすようになった
- 硬いものがかめなくなった
- むせることが増えた
- 滑舌が悪くなった …など



ささいな症状ですが、
これが「フレイル」への
第一歩です！

簡単な！ オーラルフレイルチェック方法

オーラルディアドコネシス

- ① 「パ」「タ」「カ」をそれぞれ続けて発音
- ② 5秒で何回言えるか数える
- ③ 1秒あたり6回、つまり5秒で30回以上発音できていれば、口腔内の状態は健康



Club Sunstar
HP: https://www.club-sunstar.jp/article/lifestyle/beautiful_abits/748/

オーラルフレイルの予防・改善のためには 「口腔のケア」が大切です

専門的なプロフェッショナルケア

- 歯石除去
- 症状の早期発見



毎日のセルフケア

- ブラッシング
- 洗口
(殺菌剤・フッ化物配合)
- 歯間清掃
(デンタルフロス・歯間ブラシ)
- パタカラ体操

パ タ カ ラ 体操

オーラルフレイルチェックの「パ」「タ」「カ」に「ラ」を加え、「パパパ、タタタ、カカカ、ラララ」「パタカラ、パタカラ、……」と続けて発音します。できるだけ大きな声で、はっきりと声を出すことで食べるための機能を高めるトレーニングになります。

- **パ** ... 食べ物を口腔内からこぼさない唇の働き
- **タ** ... 上あごにしっかりとくつつ舌の働き(食べ物を押しつぶす・飲み込む)
- **カ** ... 誤嚥せずに食べ物を食道へと送る筋肉の働き
- **ラ** ... 舌全体を上下にしっかりと動かす働き

その他の体操はサンスターホームページをご覧ください。
<https://jp.sunstar.com/oral-frail/>

歯を失う原因は歯周病とう蝕で7割を占めます。オーラルフレイルにつながりやすい、歯の喪失を防ぐためにも、専門的なプロフェッショナルケアと毎日のセルフケアが大切です。特に、セルフケアは毎日行うもので、患者さんに適したアイテムを紹介しましょう。また、プロフェッショナルケアでは、セルフケアで困難な部位のケアを行うとともに、オーラルフレイルを見逃さず、早期発見できるよう意識して、患者さんに対応してください。オーラルフレイルは、適切かつ継続的に対応することが大事であるため、患者さんが定期的に歯科検診に通っていただけるよう、指導していきましょう。

口腔粘膜ケア

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ハブラシ

デンタルフロス

スマートハブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

キッズ

シニア

商品一覧



乾燥した口腔内にシュッとひと吹きでうるおいを



50mL

バトラー ジェルスプレー

分類 化粧品
種類 口腔保湿液
価格 7,854円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 1,700円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(6本入) / 1ケース(16箱入)

乾燥した口腔内をクチュクチュ洗浄でさわやかに



計量カップ付 250mL

バトラー マウスコンディショナー

分類 化粧品
種類 希釈タイプの保湿洗口液
価格 6,930円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 1,500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(6本入) / 1ケース(6箱入)

Column

バトラー ジェルスプレー

ポイント

- スプレーだからどこでも誰でも簡単に保湿(片手で使える)
- スプレーなのに液だれしない
- 細胞をしっかり守る保湿能
- デリケートな口腔内を中性にキープ

使用方法



1 ボトルを上下によく振ります。



2 舌表面・頬粘膜へ噴霧口を向けシュッとスプレー。



3 スプレー後は、舌で口腔内全体に塗り広げた後、吐き出します。

口腔粘膜ケア

敏感な口腔内をやさしい泡立ちですっきり洗浄

フッ素
950ppm
NaF
（フッ素トリアム）



70g

バター ミルドペースト 70g

分類 医薬部外品
種類 う蝕予防ハミガキ
価格 11,550円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 1,500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(80本入)

販売名: 薬用サンスター ミルドペーストA

フッ素
950ppm
NaF
（フッ素トリアム）



25g

バター ミルドペースト 25g

分類 医薬部外品
種類 う蝕予防ハミガキ
●ミニサイズ
価格 3,850円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(100本入)

販売名: 薬用サンスター ミルドペーストA


超薄型ヘッドと荒れた粘膜や歯肉にやさしい
やわらかハブラシ



バター #03S

分類 やわらかハブラシ
種類 3列20タフト
価格 3,888円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 420円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(12本入) / 1ケース(18箱入)

口腔内の汚れをやさしく、しっかり取り除ける



10本入

50本入

バター スポンジブラシ 10本入

分類 粘膜ケア用スポンジブラシ
種類 スポンジブラシ
●個包装 柄はプラスチック製
価格 3,470円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 450円(患者様希望価格) / 1個(10本入)
販売単位 1箱(10個入) / 1ケース(10箱入)

バター スポンジブラシ 50本入

分類 粘膜ケア用スポンジブラシ
種類 スポンジブラシ
●個包装 柄はプラスチック製
価格 1,540円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 2,000円(患者様希望価格) / 1箱
販売単位 1箱(50本入) / 1ケース(24箱入)

口腔内にやさしく広げやすい粘度、高い水分保持力



65g

バター うるおい透明ジェル 65g

分類 化粧品
種類 口腔保湿ジェル
価格 5,544円(医院様希望価格) / 1箱
(税別) 1,200円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1箱(6本入) / 1ケース(4箱入)



25g

バター うるおい透明ジェル 25g

分類 化粧品
種類 口腔保湿ジェル
●ミニサイズ
価格 3,850円(医院様希望価格) / 1パック
(税別) 500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位 1パック(10本入) / 1ケース(100本入)

Column

バター ミルドペースト

ポイント

- あれた口腔内や歯肉にもしみにくく、低刺激タイプ
- ほのかなミントの香りとやさしい泡立ちで口腔内をすっきりと洗浄
- フッ素配合でう蝕予防

使用方法

- 1 ペーストを適量ハブラシにとり、歯をみがいでください。
- 2 みがき終わったらすすいでください。



Column

バター うるおい透明ジェル

こんな方におすすめください

- 口腔内の乾燥が気になる方
- 口を長時間あけている方

使用方法

- 1 使用前に水で口腔内を湿らせます。飲水が乾いた場合には、水で湿らせたスポンジブラシなどを用いて口腔内を湿らせてください。
- 2 清潔な指または手の甲に適量取り出します。
- 3 舌の表面に薄く塗り広げます。
- 4 舌を使って頬粘膜、口腔の裏に塗り広げます。
- 5 口蓋も舌で広く塗り広げます。全体に塗り広げた後、余分なジェルは拭き取るか吐き出してください。
- 6 舌で塗り広げられない場合には、スポンジブラシなどを用いて口腔内全体に塗り広げてください。

ブランド別

バトラー

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

その他(義歯関連・歯垢顕示剤など)

義歯専用のハブラシ



サンスター 義歯用ハブラシ

分類	義歯関連
種類	義歯ブラシ
価格	3,500円(医院様希望価格) / 1箱 (税別) 500円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(10本入) / 1ケース(20箱入)

パーシャルデンチャーの
クラスプ部などの清掃に



バトラー ブリッジ&クラスプ用ブラシ #206

分類	義歯関連
種類	義歯ブラシ
価格	4,032円(医院様希望価格) / 1箱 (税別) 480円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1箱(12本入) / 1ケース(12箱入)

高い洗浄力と活性酸素の除菌効果
便利なブルータイマー付



40錠入

バトラー デンチャークリーナー #250P

分類	義歯関連
種類	義歯洗浄剤
価格	3,570円(医院様希望価格) / 1箱 (税別) 850円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(6個入) / 1ケース(8箱入)

義歯洗浄剤での洗浄と義歯の保管に便利



プラスチック製 / 外寸:φ8×H9cm

サンスター 義歯用ケース

分類	義歯関連
種類	義歯用ケース ●バスケット付
価格	4,200円(医院様希望価格) / 1箱 (税別) 1,000円(患者様希望価格) / 1個
販売単位	1箱(6個入) / 1ケース(8箱入)

錠タイプ

(成分) 糖形剤:乳糖 / 結合剤:結晶セルロース / 着色剤:食用赤色104号 / 滑沢剤:タルク、ステアリン酸マグネシウム / 香味剤:香料(オレンジ由来)、サクカリンナトリウム / その他:プロピレングリコール



200錠入 / 10錠1シート × 20シート

カラーテスター(歯垢顕示錠)

分類	検査関連
種類	歯垢顕示錠 ●乳・オレンジ由来の成分使用 ●ストロベリータイプ
価格	1,800円(医院様希望価格) / 1箱 (税別)
販売単位	1箱(200錠入) / 1ケース(50箱入)

液体タイプ

(成分) 湿潤剤:プロピレングリコール / 着色剤:食用赤色104号、食用青色1号、フルオレセインナトリウム / 香味剤:香料、サクカリンナトリウム / 防腐剤:パラオキシ安息香メチル、ソルビン酸



2オンス(59mL)

バトラー レッドコート #802P

分類	検査関連
種類	歯垢顕示液 ●チェリータイプ
価格	1,120円(医院様希望価格) / 1本 (税別) 1,600円(患者様希望価格) / 1本
販売単位	1パック(1本入) / 1ケース(60本入)

本品はカルシウムと大豆イソフラボンアグリコンを含み、歯を支えるハグキの健康を保つ食品です。更年期以降の女性の方に適しています。



60粒入(2粒×30包)

ガム・オーラルヘルスタブレット カルシウム&イソフラボン

分類	特定保健用食品
種類	食品(タブレット)
価格	2,541円(医院様希望価格) / 1箱(60粒入) (税別) 3,300円(患者様希望価格) / 1箱(60粒入)
販売単位	1箱(60粒入) / 1ケース(20箱入)

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを

殺菌剤CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)で
口腔内の原因菌を殺菌、消毒するドロップ



24粒入(4粒×6包)

ガム・メディカルドロップ

分類	指定医薬部外品
種類	口腔咽喉薬(ドロップタイプ)
価格	3,320円(医院様希望価格) / 1箱 (税別) 430円(患者様希望価格) / 1個(24粒入)
販売単位	1箱(10個入) / 1ケース(6箱入)

販売名: G-U-MメディカルドロップA

唾液やエアタービン使用時の水等による
ミラーの曇りやゆがみのない鮮明な像を作る



16オンス(473mL)

バトラー クリアディップ #716P

分類	ミラーの曇り止め
種類	
価格	1,650円(医院様希望価格) / 1本 (税別)
販売単位	1箱(1本入) / 1ケース(12箱入)

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧
スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別
キッズ

シニア

その他(フッ素塗布用トレイ)

泡状製剤やゲル状製剤などを歯列全体へ適用

■ 両顎タイプ



パトラートレイ #1375S (50組入)

分類	トレイ
種類	S: 第一大臼歯が生えていない方
材質	ポリエチレン製 ディスポーザブル
価格 (税別)	3,000円(医院様希望価格) / 1パック
販売単位	1パック(50組入) / 1ケース(26パック入)



パトラートレイ #1375M (50組入)

分類	トレイ
種類	M: 第一大臼歯は生えているが、 第二大臼歯が生えていない方
材質	ポリエチレン製 ディスポーザブル
価格 (税別)	3,000円(医院様希望価格) / 1パック
販売単位	1パック(50組入) / 1ケース(16パック入)



パトラートレイ #1375L (50組入)

分類	トレイ
種類	L: 第二大臼歯が生えている方
材質	ポリエチレン製 ディスポーザブル
価格 (税別)	3,000円(医院様希望価格) / 1パック
販売単位	1パック(50組入) / 1ケース(16パック入)



ブランド別

ガム

パトラートレイ

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

おすすめ商品

歯蝕

ハブラシ

年齢や口腔内の状態に
合わせ、患者さんそれぞれに
あったハブラシを。



歯磨剤

二次う蝕・根面う蝕予防にも
効果的なフッ化物配合の
歯磨剤で毎日のセルフケアを。



- A ガム・ブロス デンタルブラシ RS-MV ハブラシ / 2,688円 / 1箱(12本入) ▶ p.22
- B パトラー ハブラシ #200 / ハブラシ / 2,268円 / 1箱(12本入) ▶ p.20
- C パトラー こどもハブラシ #100 / ハブラシ / 2,496円 / 1箱(12本入) ▶ p.25
- D パトラー シングルタフト #01MH / ハブラシ / 2,316円 / 1箱(12本入) ▶ p.24
- E **NEW!** パトラー ハブラシ #025NEO(M) / ハブラシ / 2,988円 / 1箱(12本入) ▶ p.20
- F パトラー デンタルリキッドジェル / 歯磨剤 / 1,848円 / 1箱(6本入) ▶ p.34
- G パトラー CHXペースト / 歯磨剤 / 2,310円 / 1パック(10本入) ▶ p.34
- H パトラー デンタルケアペースト / 歯磨剤 / 4,150円 / 1パック(10本入) ▶ p.34
- I ガム・ブロス 歯間ブラシL字型 SSS (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- J ガム・ブロス 歯間ブラシL字型 SS (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- K ガム・ブロス 歯間ブラシL字型 S (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- L ガム・ブロス 歯間ブラシL字型 M (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- M ガム・ブロス 歯間ブラシL字型 L (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- N パトラー プロキシブラシトラベラー #1314PJ SS / 歯間ブラシ / 4,536円 / 1箱(12個入) ▶ p.27
- O パトラー プロキシブラシトラベラー #1414PJ S / 歯間ブラシ / 4,536円 / 1箱(12個入) ▶ p.27
- P パトラー プロキシブラシトラベラー #1514PJ M / 歯間ブラシ / 4,536円 / 1箱(12個入) ▶ p.27
- Q パトラー プロキシブラシトラベラー #1614PJ L / 歯間ブラシ / 4,536円 / 1箱(12個入) ▶ p.27
- R パトラー デンタルフロス #950PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29
- S パトラー デンタルフロス #850PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29
- T パトラー デンタルフロス #550PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29

ブランド別
ガム
パトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

歯間ブラシ

最適なサイズの
歯間ブラシを選び、
二次う蝕・根面う蝕対策を。



デンタルフロス

隣接面う蝕に
デンタルフロスで
歯間対策を。



5歳から19歳において、年々う蝕の有病者率は低下している。フッ化物歯面塗布やフッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤の使用の普及が考えられる。一方、65歳からのう蝕の有病者率は増加している。その原因としては、残存歯の増加が考えられる。さらに、この年代のう蝕には、不良補綴物による二次う蝕や歯肉の退縮による根面う蝕も含まれる。

※価格はすべて税抜表示です。

ガム
ブランド別

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

ブランド別
ガム
パトラー
医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
商品一覧
スマートブラシ
歯磨剤・洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
う蝕向け
歯周病向け
キッズ
シニア

デンタルフロス

いつものハミガキに
フロスをプラスして
歯周病対策。



歯間ブラシ

隙間にたまりやすい汚れも
丁寧に落とし、
日頃から歯周病対策を。



歯磨剤・洗口剤

歯周病※予防を
サポートする。

※歯周病：歯肉炎、歯周炎の総称です。



20本以上の歯を有する者の割合の推移を見ると、その割合は増えているが、80歳で20本以上の歯を有する人の割合は約半数である。また、15歳～24歳で、4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合が約17%ということから、歯周病は学齢期からの継続的な予防が重要である。

H28 歯科疾患実態調査

おすすめ商品

ブランド別

医薬品・医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

商品一覧

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

用途別

キッズ

シニア

歯周病

ハブラシ

歯・歯間はもちろん、
デリケートな歯肉を
優しくケアするハブラシ。

- A バトラー デンタルフロス #1050PJ / デンタルフロス / 2,268円 / 1パック(6個入) ▶ p.29
- B バトラー デンタルフロス #1150PJ / デンタルフロス / 2,268円 / 1パック(6個入) ▶ p.29
- C バトラー デンタルフロス #850PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29
- D バトラー デンタルフロス #950PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29
- E バトラー デンタルフロス #550PJ / デンタルフロス / 3,024円 / 1箱(12個入) ▶ p.29
- F バトラー イーゼースレッドフロス / デンタルフロス / 4,482円 / 1箱(6個入) ▶ p.29
- G ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 SSS (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- H ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 SS (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- I ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 S (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- J ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 M (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- K ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 L (4本入) / 歯間ブラシ / 1,920円 / 1箱(12個入) ▶ p.26
- L バトラー CHXペースト / 歯磨剤 / 2,310円 / 1パック(10本入) ▶ p.34
- M ガム・プロズ デンタルジェル センシティブ / 歯磨剤 / 5,460円 / 1パック(10本入) ▶ p.34
- N バトラー CHX洗口液 / 洗口剤 / 4,200円 / 1箱(6本入) ▶ p.35
- O** バトラー ハブラシ #025NEO(S) / ハブラシ / 2,988円 / 1箱(12本入) ▶ p.20
- P ガム・プロズ デンタルブラシ #3C / ハブラシ / 2,988円 / 1箱(12本入) ▶ p.22
- Q バトラー ハブラシ #233 / ハブラシ / 2,268円 / 1箱(12本入) ▶ p.21
- R バトラー ハブラシ #244 / ハブラシ / 2,772円 / 1箱(12本入) ▶ p.21
- S バトラー シングルタフト #01S / ハブラシ / 2,316円 / 1箱(12本入) ▶ p.24
- T バトラー ハブラシ #210P / ハブラシ / 2,268円 / 1箱(12本入) ▶ p.23

※価格はすべて税抜表示です。

KIDS

おすすめ商品

こどもの頃にこそ、
自分にあった
ハブラシ・ハミガキで
歯を丁寧にみがく習慣を。



 <p>A</p> <p>1才～3才</p> <p>生え始めの歯を 優しくケアする</p>	 <p>B</p> <p>3才～6才</p> <p>自分でみがくを 習慣づける</p>	 <p>C</p> <p>6才～12才</p> <p>自分でみがくを マスターする</p>	 <p>D</p> <p>0才～6才</p> <p>保護者による 仕上げみがきを!</p>
--	--	---	--

△ハブラシをくわえたまま遊ぶ、歩くなどすると、転倒した際にケガをする危険があります。お子様が歯みがきをする際は保護者の方がしっかり見守ってください。

ブランド別
ガム
パトラ
医薬品・一般医療機器
ハブラシ
歯間ブラシ
デンタルフロス
スマートブラシ
商品一覧
歯磨剤洗口剤
口腔粘膜ケア
その他
用途別
う蝕向け
歯周病向け
キッズ
シニア

▼ こどもの成長に合わせたハブラシを!



*ハンドルのイラストは2種類。

キャップ付



乳歯萌出期用



1才～3才

パトラー
こどもハブラシ #90

種類 乳歯萌出期用

ハブラシ
掲載ページ ▶ p.25

2,496円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本



*ハンドルのイラストは2種類。

キャップ付



乳歯列期用



3才～6才

パトラー
こどもハブラシ #100

種類 乳歯列期用

ハブラシ
掲載ページ ▶ p.25

2,496円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本



フッ素
500ppm
NaF
ワックナトリウム



グレータイプ/ストロベリータイプ
各70g

パトラー
デンタルケアペースト こども

分類 医薬品外品

こどもう蝕予防ハミガキ
掲載ページ ▶ p.35

2,484円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本



*ハンドルのイラストは2種類。

キャップ付



混合歯列期用



6才～12才

パトラー
こどもハブラシ #111

種類 混合歯列期用

ハブラシ
掲載ページ ▶ p.25

2,496円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本



*ハンドルのイラストは2種類。

キャップ付



仕上げみがき用



0才～6才

パトラー
こどもハブラシ #77

種類 仕上げみがき

ハブラシ
掲載ページ ▶ p.25

2,496円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本

歯間部や臼歯部小窩裂溝に
おすすめ!



パトラー
シングルソフト #01MH

種類 1タフト

ハブラシ(部分みがき用)
掲載ページ ▶ p.24

2,316円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
250円(患者様希望価格) / 1本

▼ 矯正ケアにおすすめの商品



パトラー
ハブラシ #121P

ハブラシ(矯正用)
掲載ページ ▶ p.24

2,652円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
350円(患者様希望価格) / 1本

キャップ付



ガム・プロズ
デンタルブラシ OR

ハブラシ(矯正用)
掲載ページ ▶ p.24

3,060円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
330円(患者様希望価格) / 1本



75g

パトラー
CHXペースト

う蝕・歯周病予防ハミガキ
掲載ページ ▶ p.34

2,310円(医院様希望価格) / 1箱(10本入)
300円(患者様希望価格) / 1本



80mL

パトラー
デンタルリキッドジェル

う蝕・歯肉炎予防ジェル
掲載ページ ▶ p.34

1,848円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
400円(患者様希望価格) / 1本



計量カップ付 250mL

パトラー
CHX洗口液

歯周病予防洗口液
掲載ページ ▶ p.35

4,200円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
1,000円(患者様希望価格) / 1本

ブランド別
ガム
バトラー

医薬品・一般医療機器

ハブラシ

歯間ブラシ

デンタルフロス

スマートブラシ

歯磨剤・洗口剤

口腔粘膜ケア

その他

う蝕向け

歯周病向け

キッズ

シニア

商品一覧

用途別

Senior

おすすめ商品

身体機能の変化により、
口腔内環境が変化する
高齢期のオーラルケア。

▼ 歯肉が弱っている方・根面露出している方に…



先端3本毛

ガム・プロズ
デンタルブラシ #3C

種類 コンパクトヘッド
ハブラシ(歯肉ケア)
掲載ページ ▶ p.22
2,988円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
300円(患者様希望価格) / 1本



先端3本毛

ガム・プロズ
デンタルブラシ #4WR

種類 レギュラーヘッド
ハブラシ(歯肉ケア)
掲載ページ ▶ p.22
2,988円(医院様希望価格) / 1箱(12本入)
300円(患者様希望価格) / 1本

フッ素 1,450ppm
NaF
フッ素1,450ppm、GK₂(グリチルリチン酸ジカリウム)、
LS(ラウロイルサルコシン塩)配合
*6歳未満のお子さまへのご使用はお控えください。

CHX(グルコン酸クロルヘキシジン)配合
希釈タイプの洗口液



70g

パトラー
デンタルケアペースト

分類 医薬部外品
う蝕・歯周病予防ハミガキ
掲載ページ ▶ p.34
4,150円(医院様希望価格) / 1缶(10本入)
500円(患者様希望価格) / 1本



250mL

パトラー CHX洗口液

分類 医薬部外品
歯周病予防洗口液
掲載ページ ▶ p.35
4,200円(医院様希望価格) / 1箱(6本入)
1,000円(患者様希望価格) / 1本

計量カップ付

▼ 抗菌三角毛でプラーク(歯垢)を効率的に除去する!

サイズ SSS



ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)

サイズ SS



ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)

サイズ S



ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)

サイズ M



ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)

サイズ L



ガム・プロズ
歯間ブラシL字型

歯間ブラシ
掲載ページ ▶ p.26

1,920円(医院様希望価格) / 1箱(12個入)
200円(患者様希望価格) / 1個(4本入)

※価格はすべて税抜表示です。

ハブラシスペック表

ブランド		バトラー										
型番		#200	#211	#311	#025NEO(S)	#025NEO(M)	#03S	#117	#118	#217	#218	#407
ヘッド部	大きさ・植毛例											
	列	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	行	7	8	11	7	7	7	7	7	8	8	8
	タフト数	21	24	31	20	20	20	21	21	24	24	30
	幅(最大部)(mm) ^{#1}	8.5	9	9.5	8.4	8.4	7.5	8.5	8.5	9	9	10.5
厚さ(最大部)(mm) ^{#1}	5	5	5	2.5	2.5	2.5	5	5	5	5	5.5	
用毛	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	ドーム
	毛先の種類 ^{#2}	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	先丸	ウルトラテーパード	ウルトラテーパード	ウルトラテーパード	ウルトラテーパード	テーパード
	フィラメントの種類	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm) ^{#1}	9	9.5	9.5	9	9	9	10.5	10.5	10.5	10.5	11.5
	太さ(mm)	0.20	0.20	0.20	0.15	0.19	0.10	0.17	0.20	0.17	0.20	0.20
毛のかたさ (使用感の目安) ^{#3}	かため											
	ややかため											
	ふつう	●	●	●		●		●		●		●
	やややわらかめ				●		●		●			
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	162	162	162	180	180	167.5	162	162	162	162	158
	カラー	6色	6色	4色	4色	4色	1色	6色	6色	6色	6色	4色
	スティムレーターチップ付											●
内装入り数(本)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
患者様希望価格(税抜)/本(円)		300	300	300	300	300	420	300	300	300	300	330

ブランド		バトラー				ガム・プロズ						
型番		#244	#233	#222	#333	RS-S	RS-M	R-3M	R-3H	#3C	#4WR	OR
ヘッド部	大きさ・植毛例											
	列	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2
	行	7	8	8	11	7	7	7	7	8	8	7
	タフト数	21	24	24	31	20	20	20	20	22	30	13
	幅(最大部)(mm) ^{#1}	8.5	9	9	9.5	7.5	7.5	9.5	9.5	9	12	7.5
厚さ(最大部)(mm) ^{#1}	5	5	5	5	4	4	4.5	4.5	4	4	4.5	
用毛	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	ピラミッド
	毛先の種類 ^{#2}	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	テーパード	先端3本毛	先端3本毛	先丸
	フィラメントの種類	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン/飽和ポリエステル樹脂	ナイロン/飽和ポリエステル樹脂	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm) ^{#1}	9.5	9.5	10	10.5	9.5	9.5	9.5	9.5	10.5	10.5	9
	太さ(mm)	0.15	0.13	0.18	0.18	0.15	0.20	0.18	0.23	0.17	0.17	0.21/0.16
毛のかたさ (使用感の目安) ^{#3}	かため											
	ややかため								●			
	ふつう					●	●					●
	やややわらかめ	●	●	●	●					●	●	
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	162	162	162	162	162	162	162	162	180	180	162
	カラー	6色	6色	6色	4色	4色	4色	4色	4色	4色	4色	1色
	スティムレーターチップ付											
内装入り数(本)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
患者様希望価格(税抜)/本(円)		300	300	300	300	290	290	300	300	300	300	330



ハブラシスペック表

ブランド		バトラー									
型番		#01S	#01M	#01MH	#01F	#308	#210P	#121P	#300	#104	#304
ヘッド部	大きさ・植毛例										
	列	1	1	1	1	3	2	3	3	2	3
	行	1	1	1	1	3	6	7	6	6	7
	タフト数	1	1	1	1	7	12	19	18	12	19
	幅(最大部)(mm) ^{※1}	6.5	6.5	6.5	6.5	9.5	6.5	9	11.5	9	11.5
	厚さ(最大部)(mm) ^{※1}	9.5	9.5	9.5	9.5	5.5	5	5	5.5	5	5.5
用毛	毛切形状	円錐	円錐	円錐	フラット	円錐	フラット	トライアングル	フラット	山型	山型
	毛先の種類 ^{※2}	先丸	先丸	先丸	先丸	先丸	テーパード	先丸	テーパード	先丸	先丸
	フィラメントの種類	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm) ^{※1}	8.5	7.5	7.5	7.5	11	9.5	10	10.5	12	12
	太さ(mm)	0.09	0.10	0.15	0.09	0.20	0.18	0.18	0.18	0.31	0.31
毛のかたさ(使用感の目安) ^{※3}	かため										
	ややかため			●						●	●
	ふつう		●			●		●			
	やややわらかめ	●			●		●		●		
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	158	158	158	158	156	162	162	154	166	166
	カラー	2色	2色	2色	1色	4色	4色	4色	4色	4色	4色
	スティムレーターチップ付									●	●
内装入り数(本)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
患者様希望価格(税抜)/本(円)	250	250	250	350	300	300	350	300	300	300	

ブランド		バトラー こども				ペリオ						
型番		#90	#100	#111	#77	C	T-1	B-1	B-2	ⅡS	ⅢM	ⅢH
ヘッド部	大きさ・植毛例											
	列	3	3	3	3	2	1	1	2	3	3	3
	行	6	6	7	3	7	6	7	7	7	7	7
	タフト数	17	17	20	7	12	6	7	14	20	20	20
	幅(最大部)(mm) ^{※1}	9	9	9	9	6.5	5	5	7.5	9.5	9.5	9.5
	厚さ(最大部)(mm) ^{※1}	4.5	4	4	4.5	4.5	5	5	5	5.5	5.5	5.5
用毛	毛切形状	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット	フラット
	毛先の種類 ^{※2}	テーパード	テーパード	テーパード	先丸	先丸	先丸	先丸	先丸	先丸	先丸	先丸
	フィラメントの種類	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
	毛丈(最大部)(mm) ^{※1}	7	7	7	6	13	10	10	10	12	12	12
	太さ(mm)	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.21	0.16	0.16	0.26	0.34	0.42
毛のかたさ(使用感の目安) ^{※3}	かため										●	●
	ややかため						●			●		
	ふつう	●	●	●	●							
	やややわらかめ					●		●	●			
ハンドル部	ハブラシ全長(mm)	130	140	154	150	170	139	160	160	166	166	166
	カラー	1色 ^{※4}	1色 ^{※4}	1色 ^{※4}	1色 ^{※4}	1色	1色	1色	1色	2色	2色	2色
	スティムレーターチップ付											
内装入り数(本)	12	12	12	12	20	20	20	20	20	20	20	
患者様希望価格(税抜)/本(円)	250	250	250	250	300	280	300	300	280	280	280	

※1 幅、厚さ、毛丈は0.5mm単位で記載。

※2 当社の毛先の種類は下記の4種類。



毛先を丸く加工した先丸加工



毛先を先細毛に加工したテーパード加工



毛先を超先細毛に加工したウルトラテーパード加工



毛の先端が3本に分かれた先端3本毛加工

※3 毛のかたさ(使用感の目安)は、実際の使用感に基づいた当社独自の測定方法の結果をもとに記載。

※4 ハンドル部の絵柄は2種類。

価格一覽

ページ	分類	品名	個数/箱	医院様希望価格(税抜)	患者様希望価格(税抜)
-----	----	----	------	-------------	-------------

医薬品・一般医療機器

16	処方箋医薬品	ペリオクリン® 歯科用軟膏 5本入	1	2,850円	—
16	体外診断用医薬品	ペリオスクリーン®「サンスター」 50枚入	1	8,000円	—
16	第3類医薬品	メディカルペーストC	10	10,790円	1,300円
17	医療用医薬品	バトラー フローデンフォームA酸性2% 150mL	1	2,500円	—
17	医療用医薬品	バトラー フローデンフォームN 150mL	1	2,500円	—
17	医療用医薬品	バトラー F洗口液0.1% 250mL	6	4,500円	—
17	一般医療機器	オーラツブ PMTCペースト 50g	1	1,200円	—
17	一般医療機器	バトラー パルピーター	1	15,000円	—

ハブラシ

20	一般用	バトラー ハブラシ #025NEO(S)	12	2,988円	300円
20	一般用	バトラー ハブラシ #025NEO(M)	12	2,988円	300円
20	一般用	バトラー ハブラシ #200	12	2,268円	300円
20	一般用	バトラー ハブラシ #211	12	2,268円	300円
20	一般用	バトラー ハブラシ #311	12	2,268円	300円
21	一般用	バトラー ハブラシ #117	12	2,772円	300円
21	一般用	バトラー ハブラシ #118	12	2,772円	300円
21	一般用	バトラー ハブラシ #217	12	2,772円	300円
21	一般用	バトラー ハブラシ #218	12	2,772円	300円
21	歯肉ケア用	バトラー ハブラシ #244	12	2,772円	300円
21	歯肉ケア用	バトラー ハブラシ #233	12	2,268円	300円
21	歯肉ケア用	バトラー ハブラシ #222	12	2,268円	300円
21	歯肉ケア用	バトラー ハブラシ #333	12	2,268円	300円
21	一般用	バトラー ハブラシ #407	12	2,496円	330円
22	バス法用	バトラー ハブラシ #300	12	2,268円	300円
22	ローリング法用	バトラー ハブラシ #104	12	2,268円	300円
22	ローリング法用	バトラー ハブラシ #304	12	2,268円	300円
22	歯肉ケア用	ガム・プロズ デンタルブラシ #3C	12	2,988円	300円
22	歯肉ケア用	ガム・プロズ デンタルブラシ #4WR	12	2,988円	300円
22	一般用	ガム・プロズ デンタルブラシ RS-S	12	2,688円	290円
22	一般用	ガム・プロズ デンタルブラシ RS-M	12	2,688円	290円
22	一般用	ガム・プロズ デンタルブラシ R-3M	12	2,772円	300円
22	一般用	ガム・プロズ デンタルブラシ R-3H	12	2,772円	300円
23	歯肉溝用	バトラー ハブラシ #210P	12	2,268円	300円
23	術後歯肉用	ペリオ C	20	3,780円	300円
23	歯間清掃用	ペリオ T-1	20	3,540円	280円
23	バス法用	ペリオ B-1	20	3,780円	300円
23	バス法用	ペリオ B-2	20	3,780円	300円
23	歯肉マッサージ用	ペリオII S	20	3,540円	280円
23	歯肉マッサージ用	ペリオII M	20	3,540円	280円
23	歯肉マッサージ用	ペリオII H	20	3,540円	280円
24	矯正用	バトラー ハブラシ #121P	12	2,652円	350円
24	矯正用	ガム・プロズ デンタルブラシ OR	12	3,060円	330円
24	部分みがき用	バトラー シングルタフト #01S	12	2,316円	250円
24	部分みがき用	バトラー シングルタフト #01M	12	2,316円	250円
24	部分みがき用	バトラー シングルタフト #01MH	12	2,316円	250円
24	部分みがき用	バトラー シングルタフト #01F	12	3,492円	350円
24	部分みがき用	バトラー ハブラシ #308	12	2,268円	300円
25	こども用	バトラー こどもハブラシ #90	12	2,496円	250円
25	こども用	バトラー こどもハブラシ #100	12	2,496円	250円
25	こども用	バトラー こどもハブラシ #111	12	2,496円	250円
25	こども用	バトラー こどもハブラシ #77	12	2,496円	250円

歯間ブラシ

26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 4本入 SSS(1)	12	1,920円	200円
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 4本入 SS(2)	12	1,920円	200円
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 4本入 S(3)	12	1,920円	200円
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 4本入 M(4)	12	1,920円	200円
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 4本入 L(5)	12	1,920円	200円
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 50本入 SSS(1)	1	2,000円	—
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 50本入 SS(2)	1	2,000円	—
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 50本入 S(3)	1	2,000円	—
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 50本入 M(4)	1	2,000円	—
26	歯間ブラシ	ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 50本入 L(5)	1	2,000円	—
27	歯間ブラシ	バトラー プロキサブラシトラベラー #1314PJ SS(2)	12	4,536円	600円
27	歯間ブラシ	バトラー プロキサブラシトラベラー #1414PJ S(3)	12	4,536円	600円
27	歯間ブラシ	バトラー プロキサブラシトラベラー #1514PJ M(4)	12	4,536円	600円
27	歯間ブラシ	バトラー プロキサブラシトラベラー #1614PJ L(5)	12	4,536円	600円

価格一覧

ページ	分類	品名	個数/箱	医院様希望価格(税抜)	患者様希望価格(税抜)
27	歯間ブラシ	ガム・ソフトピック 20P 無香料 [SSS~S]	20	3,660円	220円
27	歯間ブラシ	ガム・ソフトピック 20P 無香料 [SS~M]	20	3,660円	220円

フロス

29	デンタルフロス	パトラー イージースレッドフロス	6	4,482円	900円
29	デンタルフロス	パトラー デンタルフロス #1050PJ	6	2,268円	600円
29	デンタルフロス	パトラー デンタルフロス #1150PJ	6	2,268円	600円
29	デンタルフロス	パトラー デンタルフロス #850PJ	12	3,024円	400円
29	デンタルフロス	パトラー デンタルフロス #950PJ	12	3,024円	400円
29	デンタルフロス	パトラー デンタルフロス #550PJ	12	3,024円	400円
29	デンタルフロス	パトラー ポストケア #842P	25	7,100円	450円
29	歯間クリーナー補助具	パトラー フロススレッダー #840P	10	760円	120円
29	歯間クリーナー補助具	パトラー フロスめイトハンドル #845P	12	3,780円	500円

スマートブラシ

32	スマートブラシ	ガム・プレイ GP-01 大人用	1	4,700円	5,000円
32	スマートブラシ	ガム・プレイ GP-01 こども用	1	4,700円	5,000円
33	スマートブラシ	ガム・プレイ カラーキャップ【ピュア・ホワイト】	1	470円	500円
33	スマートブラシ	ガム・プレイ カラーキャップ【ミント・グリーン】	1	470円	500円
33	スマートブラシ	ガム・プレイ カラーキャップ【アストロ・グレイ】	1	470円	500円
33	スマートブラシ	ガム・プレイ カラーキャップ【ブルーム・ピンク】	1	470円	500円
33	スマートブラシ	ガム・プレイ カラーキャップ【スカイ・ブルー】	1	470円	500円

歯磨剤・洗口剤

34	医薬部外品	パトラー デンタルケアペースト 70g	10	4,150円	500円
34	医薬部外品	パトラー CHXペースト 75g	10	2,310円	300円
34	医薬部外品	ガム・プロズ デンタルジェル センシティブ 65g	10	5,460円	780円
34	医薬部外品	パトラー デンタルリキッドジェル 80mL	6	1,848円	400円
34	医薬部外品	ニューソルトA 100g	10	3,290円	470円
35	医薬部外品	パトラー CHX洗口液 250mL	6	4,200円	1,000円
35	医薬部外品	ガム・プロズ デンタルリンス レギュラー 500mL	6	3,486円	700円
35	医薬部外品	ガム・プロズ デンタルリンス ノンアルコール 500mL	6	3,486円	700円
35	医薬部外品	オーラツウ ホワイトキープペースト 70g	10	6,930円	900円
35	医薬部外品	パトラー デンタルケアペースト こども ストロベリー 70g	12	2,484円	250円
35	医薬部外品	パトラー デンタルケアペースト こども グレープ 70g	12	2,484円	250円
35	一般医療機器	オーラツウ PMTCペースト 50g	1	1,200円	—

口腔粘膜ケア

40	化粧品	パトラー ジェルスプレー 50mL	6	7,854円	1,700円
40	化粧品	パトラー マウスコンディショナー 250mL	6	6,930円	1,500円
41	医薬部外品	パトラー マイルドペースト 70g	10	11,550円	1,500円
41	医薬部外品	パトラー マイルドペースト 25g	10	3,850円	500円
41	歯肉ケア用	パトラー #03S	12	3,888円	420円
41	粘膜ケア用スポンジブラシ	パトラー スポンジブラシ 10本入	10	3,470円	450円
41	粘膜ケア用スポンジブラシ	パトラー スポンジブラシ 50本入	1	1,540円	2,000円
41	化粧品	パトラー うるおい透明ジェル 65g	6	5,544円	1,200円
41	化粧品	パトラー うるおい透明ジェル 25g	10	3,850円	500円

その他

42	義歯関連	サンスター 義歯用ハブラシ	10	3,500円	500円
42	義歯関連	パトラー ブリッジ&クラスプ用ブラシ #206	12	4,032円	480円
42	義歯関連	パトラー デンチャークリーナー #250P	6	3,570円	850円
42	義歯関連	サンスター 義歯用ケース	6	4,200円	1,000円
42	検査関連	カラーテスター (歯垢顯示錠)	1	1,800円	—
42	検査関連	パトラー レッドコート #802P	1	1,120円	1,600円
42	特定保健用食品	ガム・オーラルヘルスタブレット カルシウム&インフラボン	1	2,541円	3,300円
42	指定医薬部外品	ガム・メディカルドロップ	10	3,320円	430円
42	ミラー曇り止め	パトラー クリアディップ #716P	1	1,650円	—
43	トレイ	パトラー トレイ #1375S 両顎タイプ 50組入	1	3,000円	—
43	トレイ	パトラー トレイ #1375M 両顎タイプ 50組入	1	3,000円	—
43	トレイ	パトラー トレイ #1375L 両顎タイプ 50組入	1	3,000円	—

※価格はすべて税抜表示です。
※患者様希望価格は、1個あたりの価格となっています。

商品名INDEX

オ

オーラツウ ホワイトキープペースト 70g	35
オーラツウ PMTC ペースト 50g	17,35
オーラルブック (患者さん用リーフレット)	58

カ

ガム・プレイ カラーキャップ	33
ガム・プレイ GP-01 大人用	32
ガム・プレイ GP-01 こども用	32
ガム・プロズ 歯間ブラシL字型	26
ガム・プロズ 歯間ブラシL字型 指導用 (50 本入)	26
ガム・プロズ デンタルジェル センシティブ 65g	34
ガム・プロズ デンタルブラシ #3C	22
ガム・プロズ デンタルブラシ #4WR	22
ガム・プロズ デンタルブラシ OR	24
ガム・プロズ デンタルブラシ R-3H	22
ガム・プロズ デンタルブラシ R-3M	22
ガム・プロズ デンタルブラシ RS-M	22
ガム・プロズ デンタルブラシ RS-S	22
ガム・プロズ デンタルリンス ノンアルコール 500mL	35
ガム・プロズ デンタルリンス レギュラー 500mL	35
ガム・オーラルヘルスタブレット カルシウム&イソフラボン	42
ガム・ソフトピック 20P 無香料	27
ガム・メディカルドロップ	42
カラーテスター (歯垢顕示錠)	42

サ

サンスター 義歯用ケース	42
サンスター 義歯用ハブラシ	42

ニ

ニューソルト A 100g	34
---------------	----

ハ

バトラー #03S	41
バトラー イージースレッドフロス	29
バトラー うるおい透明ジェル 25g	41
バトラー うるおい透明ジェル 65g	41
バトラー クリアディップ #716P	42
バトラー こどもハブラシ #77	25
バトラー こどもハブラシ #90	25
バトラー こどもハブラシ #100	25
バトラー こどもハブラシ #111	25
バトラー シングルタフト #01F	24
バトラー シングルタフト #01M	24
バトラー シングルタフト #01MH	24
バトラー シングルタフト #01S	24
バトラー ジェルスプレー 50mL	40
バトラー スポンジブラシ 10 本入	41
バトラー スポンジブラシ 50 本入	41
バトラー デンタルケアペースト 70g	34
バトラー デンタルケアペースト こども 70g	35
バトラー デンタルフロス #550PJ	29
バトラー デンタルフロス #850PJ	29
バトラー デンタルフロス #950PJ	29
バトラー デンタルフロス #1050PJ	29
バトラー デンタルフロス #1150PJ	29
バトラー デンタルリキッドジェル 80mL	34
バトラー デンチャークリーナー #250P	42
バトラー トレイ #1375L 両顎タイプ	43

商品名INDEX

バトラー トレイ #1375M 両顎タイプ	43
バトラー トレイ #1375S 両顎タイプ	43
バトラー ハブラシ #025NEO(M)	20
バトラー ハブラシ #025NEO(S)	20
バトラー ハブラシ #104	22
バトラー ハブラシ #117	21
バトラー ハブラシ #118	21
バトラー ハブラシ #121P	24
バトラー ハブラシ #200	20
バトラー ハブラシ #210P	23
バトラー ハブラシ #211	20
バトラー ハブラシ #217	21
バトラー ハブラシ #218	21
バトラー ハブラシ #222	21
バトラー ハブラシ #233	21
バトラー ハブラシ #244	21
バトラー ハブラシ #300	22
バトラー ハブラシ #304	22
バトラー ハブラシ #308	24
バトラー ハブラシ #311	20
バトラー ハブラシ #333	21
バトラー ハブラシ #407	21
バトラー パルピーター	17
バトラー フロススレッダー #840P	29
バトラー フロスメイトハンドル #845P	29
バトラー ブリッジ&クラスプ用ブラシ #206	42
バトラー プロキサブラシ トラベラー #1314PJ	27
バトラー プロキサブラシ トラベラー #1414PJ	27
バトラー プロキサブラシ トラベラー #1514PJ	27
バトラー プロキサブラシ トラベラー #1614PJ	27
バトラー フローデンフォーム A 酸性 2%	17
バトラー フローデンフォーム N	17

バトラー ポストケア #842P	29
バトラー マイルドペースト 25g	41
バトラー マイルドペースト 70g	41
バトラー マウスコンディショナー 250mL	40
バトラー レッドコート #802P	42
バトラー CHX 洗口液 250mL	35
バトラー CHX ペースト 75g	34
バトラー F 洗口液 0.1%	17

^

ペリオクリン® 歯科用軟膏	16
ペリオスクリーン® 「サンスター」	16
ペリオ B-1	23
ペリオ B-2	23
ペリオ C	23
ペリオ T-1	23
ペリオ II H	23
ペリオ II M	23
ペリオ II S	23

×

メディカルペースト C	16
-------------	----

患者さん用リーフレット オーラルブックのご案内

- 患者さんとのコミュニケーション、口腔保健指導に!
- 症状別、年齢別、アイテム別、用途別に編集!
- 複数スタッフでも、同じ内容の説明が可能!

ブラッシング編 ①



- ・ブラーク(歯垢)の残りやすいところ
- ・ハブラシ選び
- ・ブラッシングのポイント など

ハミガキ剤編 ②



- ・フッ素の効果
- ・むし歯になりやすいところ
- ・ハミガキ剤を使うポイント など

子ども編 ③



- ・仕上げみがきの重要性
- ・ブラッシングのポイント
- ・成長に合わせたケアのポイント など

義歯ケア編 ④



- ・義歯ケアの重要性
- ・義歯のケア
- ・残った歯のケア など

矯正ケア編 ⑤



- ・ブラーク(歯垢)の残りやすいところ
- ・矯正中のブラッシングのポイント など

インプラントケア編 ⑥



- ・インプラントって何?
- ・インプラント周囲炎って何?
- ・インプラントをしている方におすすめの口腔ケア など

フッ素編 ⑦



- ・むし歯の発生メカニズム
- ・フッ素って何?
- ・フッ素のはたらき など

フッ素洗口編 ⑧



- ・むし歯ができるまで
- ・フッ素のはたらき
- ・フッ素洗口液の使い方 など

歯周病と栄養編 ⑨



- ・歯周病ってどんな病気?
- ・骨と女性ホルモン
- ・骨により栄養素 など

歯垢顕示剤編 ⑩



- ・歯垢顕示剤のメカニズム
- ・歯垢顕示剤の使い方
- ・みがき強しチェック など

*印刷してご利用ください。

メディカルペーストC ⑪



- ・歯周病とは
- ・商品特徴
- ・使用方法 など

パトラー ハブラシ #025NEO(M)/#025NEO(S) ⑫



- ・正しいブラッシングのポイント
- ・ハブラシの取扱い など

パトラー シングルタフト #01 ⑬



- ・部位別の使用方法
- ・ハブラシの取扱い
- ・集中ケアのポイント など

ガム・プロズ 歯間ブラシ字型 ⑭



- ・ブラーク(歯垢)の残りやすいところ
- ・歯間ブラシの使い方
- ・使用上の注意 など

パトラー プロキシプラシトラペラー ⑮



- ・ブラーク(歯垢)の残りやすいところ
- ・歯間ブラシの使い方
- ・使用上の注意 など

パトラー デンタルケアペースト ⑯



- ・大人むし歯について
- ・フッ素の効果
- ・効果的な使用方法 など

ホワイトキープペースト ⑰



- ・ステインって何?
- ・効果的な使用方法 など

ガム・プロズ デンタルジェルセンシティブ ⑱



- ・象牙質知覚過敏について
- ・ケアの方法 など

パトラー CHX洗口液 ⑲



- ・殺菌剤CHXのはたらき
- ・商品の使用方法 など

ガム・プロズ デンタルリンス ⑳



- ・殺菌剤CPC、BKCのはたらき
- ・効果的な歯周病予防 など

*サンスター製品ご発注の際、お取引業者様にお問い合わせください。*ホームページからも、ダウンロードできます。*告知なく内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

お役立ち情報がいっぱい SUNSTAR DENTAL INFORMATION

サンスターデンタルインフォメーション

医療関係者さまのための専門サイトです。

<https://www.sunstar-dental-information.jp/>



このサイトを利用するには、

左側の [医療従事者の方はこちら](#) をクリックしてください！

▶セミナーなどのトピックスや製品情報、PDFカタログなど
お役たち情報を掲載しております。

WEBマガジン
歯科医院の皆さまとサンスターをつなぐ最新の情報を掲載しています。
※下記参照

お役立ち情報

- DHを応援する情報誌 **歯ッピースマイルクラブ**
- 医院オーナー必見の情報誌 **スマイル経営塾**
- 患者様用ツール

ログイン の表示がある際は →

ユーザー名:

パスワード:

- サンスター歯科用品 総合カタログ
- WEBマガジン・スマイル経営塾 など

左ページの患者さん用リーフレット
オーラルブックは
ココをクリック!すると
ダウンロードできます。

DHを応援する情報誌 **歯ッピースマイルクラブ**



医院オーナー必見の情報誌 **スマイル経営塾** **ログイン**



※SUNSTARホームページ上部の「医療関係者」のバナーからもアクセスできます。
※ このマークの付いたコンテンツは、ホームページからダウンロードできます。





商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号

TEL:072-682-4733 FAX:072-684-5669