



# Implant Surgical Instruments Catalog

インプラント外科器具総合カタログ



1	<b>Implant Motor</b> インプラントモーター	
	● Surgic Pro    サージック Pro	02
	● KAVO INTRAsurg 300 Plus    KAVO イントラサージ 300 プラス (ライト付) CL3-09	03
2	<b>Implant-Related Surgical Equipments</b> インプラント関連外科機器	
	● MEDIFUGE    メディフュージ MF200 100	04
	● Surgy Bone    サージボーン SB300 100	05
	● Surgy Bone Tips    3G LEE キット	06
	● Periotest    ペリオテストクラシック / ペリオテスト M・	
	● Oral Microscope    位相差顕微鏡 OM-40USB オーラルマイクロスコープ	07
3	<b>Sinus Floor Elevation</b> サイナスフロアーエレベーション	
	● Osteotomes    H-オステオトーム (ストレート) / M-オステオトーム (アングル)	08
	● Lifting Drill Kit    リフティングドリルキット    ● S Drill Kit    Sドリルキット・	
	● Bone Packer    ボーンパッカー    ● Bone Spacer    ボーンスペーサー	09
	● MEDESYS Sinus Lift Kit    メデシー サイナスリフトキット	10
4	<b>Ridge Expansion</b> リッジエクスパンション	
	● Ridge Expander HA Premium    リッジエクスパンダー HAプレミアム	
	● Spreading System    スプレッディングシステム Dr. 林モデル	11
5	<b>Diamond Bur・Drill</b> ダイヤモンドバー・ドリル	
	● Lindeman Drill    リンデマンドリル    ● Spline Ceramic Drill    スプラインセラミックドリル	12
	● Diamond Bur    ダイヤモンドバー	13-14
6	<b>Implant-Related Surgical Materials</b> インプラント外科関連器具	
	● MEDESYS Implant Instrument Set    メデシー インプラント外科基本セット	15-16
	● MEDESYS Immediate Instrument Set    メデシー 抜歯即時埋入セット	17-18
	● MEDESYS Periodontal Instrument    歯周外科関連器具	
	● MEDESYS Implant Instrument    インプラント外科関連器具	19-20
	● Implant Instrument    インプラント外科関連器具	21-24
7	<b>Other-Related Instrument</b> その他関連器材	
	● OP Anchor    OP アンカー	25
	● ITO-InBody    ITO-InBody370 測定ガイド付き高精度体成分分析装置	
	● Murakami Sani-Sleeve    ムラカミ サニスリーブ	26
	● Spare Parts    補充用パーツ	27-28
8	<b>Books・Leaflet</b> インプラント関連書籍・患者啓蒙用ツール	
	● Books    インプラント関連書籍	29
	● Leaflet    患者啓蒙用ツール	30
	How to order    ご注文について	31
	Fax Order    FAX 注文書	32

# Surgic Pro

## サージック Pro NA0007

従来品からのさらなる小型軽量化を実現し、高い視認性が得られる LED ライトを採用しました。高い視認性を誇るバックライト付き大型 LCD は、直感的な操作が可能なアイコンボタンを採用し、より安全でストレスのない操作環境を実現しました。



認証番号 223ALBZX00027000

NA0008	C1003 X-SG20L(光付ハンドピース)
NA0009	Y1001210 イリゲーションチューブ ディスポ 10 個 (サージック Pro 用)
NA0010	10001364 センター注水ノズル M(19mm)

# KAVO INTRAsurg 300 Plus

KAVO イントラサージ 300 プラス (ライト付) CL3-09

S00001

## ■KAVO イントラサージ 300 プラス

### 基本セット内容

- コントロールユニット(本体)
  - マルチフットコントロール
  - モーター
  - インスツルメントホルダー
  - ボトルホルダー
  - ポンプパイプ
  - モーターホース(注水チューブ内蔵)
- ※生理食塩水は同梱されません。



承認番号 21600BZY00150000  
 認証番号 218A1BZX00112000  
 認証番号 218A1BZX00113000

S00002	KAVO 04119630 スプレー(ノズル付き)
S00004	KAVO 00655279 ホース 2.2m(チューブ 2.2m)
S00005	KAVO 00655789 セイショクポンプチューブ 4×15
S00006	KAVO イントラサージ CL3-09
S00007	KAVO 10012651 ホースモーター 300/300PLUS 用
S00008	KAVO 10013421 サージモーターイントラ SL550 300PLUS 用
S00009	KAVO 10015029 サポートリング
S00011	KAVO 10013436 チューブ 70mm
S00012	KAVO 10013347 チューブセット ポンプ 300/300PLUS 用
S00013	KAVO 05163021 チップアセンブリー
S00014	KAVO 02034221 プラグインフィッティング
S00017	KAVO 05930361 カプリングピース
S00018	KAVO 10016462 インターメディアートピース
S00019	KAVO 2034221 チューブ
S00020	KAVO 07611872 ボトルホルダー
S00022	KAVO 10022928MST ライトバルブ(2個)
S00026	KAVO 10009499 ポンプ 300/300PLUS 用
S00027	KAVO 10013348 チューブフィックス
S00028	KAVO 07262922 モーターサポート
S00029	KAVO 00655188 スプレーホースパイザメーター
S00030	KAVO 02230041 ドロアー
S00031	KAVO 02232785 ヒューズ
S00032	KAVO 10023569 キャリブレーション

# MEDIFUGE

メディフュージ MF200 100

C00020

採血後すぐにセットし、13分間で自動的にフィブリンゲルが作製されます。  
添加物なし、分離操作なし。手間いらずでランニングコストを最小限にできます。



届出番号 13B1X10100000004



IE0001

※ガラス製

BD バキュティナ™ 採血管  
(100本入)

認証番号 219AFBZX00109000



IE0002

BD セーフティロック™ ブラッドコレクションセット<ホルダー付き>  
(1箱 25個入)

認証番号 220AFBZX00064000

## Surgy Bone

サージボーン SB300 100

C00001

冷却機構が長時間（3時間以上）の連続使用を可能にしました。

操作性を重視した大きなディスプレイと入力ボタンで、パラメーターの調整が簡単に行えます。

50段階の出力パワー調整、10段階の超音波周波数調整、100段階の水量調整ができます。

サイナスリフトテクニック

ソケットリフト

リッジエクスパンションテクニック

ブロックボーンの採取

などの手術のクオリティを向上させ成功率を高めます。



承認番号 22300BZX00102000  
届出番号 13B2X00317C00001

C00019	SBT-001 SB チューブセット
C00066	ハンドピース SB 300MM

※サージボーンをご購入いただいたお客様のみの販売となります。

# Surgy Bone Tips

## 3G LEE キット J00006

3G LEE 4 本セット  
 (3G LEE 022 チップ、3G LEE 026 チップ、LEE 018 チップ、  
 LEE 022 チップ、各 1) チップスタンド付き

※当キットは初回、セット販売となります。セットでご購入いただいたお客様のみの単品販売が可能です。  
 ※チップスタンドは単品販売もしております。

C00018  
 チップスタンド



### キット内容

<p><span style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">内部注水 タイプ</span></p> <p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">J00007</span> 3G LEE 022 チップ</p>	<p><span style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">内部注水 タイプ</span></p> <p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">J00008</span> 3G LEE 026 チップ</p>
<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">J00009</span> LEE 018 チップ</p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">J00010</span> LEE 022 チップ</p>

届出番号 13B1X00079000053

### チップ

<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00030</span></p> <p><span style="background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px;">内部注水 タイプ</span></p> <p>RS 028 ラウンド S2.8 mm φ2.8mm</p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00031</span></p> <p>RS 016 ラウンド S1.6 mm φ1.6mm</p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00032</span></p> <p>SO SAW ソーストレート</p>
<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00033</span></p> <p>SO SAW L ソーレフト <span style="font-size: small;">L</span></p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00034</span></p> <p>SO SAW R ソーライト <span style="font-size: small;">R</span></p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00035</span></p> <p>SC 100 スクレープ 100</p>
<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00036</span></p> <p>SC 320 スクレープ 320</p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00037</span></p> <p>CO 400 コニカル 400</p>	<p><span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">C00038</span></p> <p>SB PO610 エキストラクター</p>

届出番号 13B1X10100000009

## Periotest

### ペリオテスト

歯の動揺度を速やかにマイクロコンピューターが計測して信頼性の高い測定値をデジタル表示。また、音声で伝えます。客観的で再現性のある測定法により、インプラント治療など広範囲の症例に応用できます。



**N00005**

ペリオテスト クラシック

承認番号 21600BZY00527000

**N00006**

ペリオテスト クラシック バッテリー

※N00005 ペリオテスト クラシック専用です。旧タイプとの互換性はありません。

コードレスになったペリオテストM。従来品と比べ、小数点以下まで表示されます。1回の充電で約2時間使用できます（充電回数／約100回使用可）。



**N00003**

ペリオテスト M

認証番号 223AGBZX00203000

## Oral-Microscope

### 位相差顕微鏡 OM-40USB オーラルマイクロスコープ **C00052**

インプラントのメンテナンス時に歯周病等の口腔内細菌を確認できケアの手助けとして患者さんと一緒にモニターを見ながら指導ができます。



# Osteotomes

## H- オステオトーム (ストレート)


Z00002

林 揚春 先生 考案

## M- オステオトーム (アングル)

Z00005

森田 耕造 先生 考案




直径の判別には、リーマーのカラーコードを反映させました。

届出番号 13B1X00079000019

届出番号 13B1X00079000026



■H-オステオトーム(ストレート)／先端部



■M-オステオトーム(アングル)／先端部

### ●当製品の特長



滅菌時や保管時の安定性を高めたラバーホルドのケースを採用しました。



使用しているオステオトームの深度が一目で分かるように、グリップ連結部に深度ラインまでの距離を明記しました。




チタン窒化処理により、深度ラインの保護と先端部の劣化を防ぎました。

## Lifting Drill Kit

os000029 リフティングドリルキット

MI0031

先端部の特殊な形状が、サイナスリフト術をサポートします。



届出番号 13B1X10089000443

## S Drill Kit

os000055 Sドリルキット

MI0040

2mm～14mmの穿孔を行うためのストッパー付ツールです。



届出番号 13B1X10089000510


※初回はセット販売となります。セットでご購入いただいたお客様のみ、単品販売が可能です。

## Bone Packer

BP-KIT (ボーンパッカーφ2.0・φ2.8・φ3.7 3本組)

C00026


上顎洞底挙上術の際に、骨補填材を効率よく充填できます。



届出番号 13B1X10100000003

## Bone Spacer

上顎洞粘膜の剥離がスムーズに行えます。




届出番号 13B1X10100000002

※ボーンパッカー、ボーンスペンサーはセットでの販売となります。単品販売はございません。

# MEDESY Sinus Lift Kit

メデシー サイナスリフトキット

MED001



M95750

プラスチック滅菌トレイ

※当製品は単品販売も行っております。  
届出番号 13B1X00079000009

## キット内容

### 骨膜剥離子

					
<b>M13041</b> 骨膜剥離子 1304 /901 ( 鉤型 )	<b>M13042</b> 骨膜剥離子 1304 /902 ( 屈曲型 )	<b>M13044</b> 骨膜剥離子 1304 /904 ( 屈折型 )	<b>M13045</b> 骨膜剥離子 1304 /905 ( 平型 )	<b>M13091</b> 骨膜剥離子 1309 /1 ( 鉤型 )	<b>M13099</b> 骨膜剥離子 1309 /9 ( 平型 )

届出番号 13B1X00079000009

# HA Premium

リッジエキスパンダー HAプレミアム

DEN001



パースタンド付属  
(滅菌可能)



届出番号 13B1X00079000027

※当製品はセットでの販売のみとなります。単品販売はございません。

● 歯槽骨の幅径拡大およびインプラント窩形成に使用します。

● スクリュータイプなので無理なく骨を圧縮できます。

● 骨を緻密化してインプラント窩形成のインテグレーションを行う事ができます。

● スプライン・インプラントシステムに対応しています。

## 接続するスプライン・インプラントシステムのパーツ

 <p>1690 マニュアルインサート 16mm (ショート)</p>	 <p>1691 マニュアルインサート 22mm (ロング)</p>	 <p>1692 ラッチロックドライバー 17mm (ハンドピースインサート)</p>	 <p>1694 ラチェット (インプラントドライバー)</p>
--	---	---	---

届出番号 13B1X00079000022

# Spreading System

## スプレディングシステム Dr. 林モデル

MI0032

狭窄歯槽堤の骨を開くためのツールです。

※当製品は初回セット販売のみとなります。単品販売についてはお問い合わせください。



セパレーティング  
ディスク 10mm

セパレーティング  
ディスク 8mm

ウェッジ  
3mm/2.2mm (同 2本入)

ウェッジ  
2mm/2.2mm (同 2本入)



届出番号 13B1X10089000130

届出番号 13B1X10089000131

届出番号 13B1X10089000132

## Lindeman Drill

### リンデマンドリル

骨形成の埋入方向の修正に使用します。側面の切削が可能です。

#### リンデマンドリル

##### MI0024

os000017 リンデマンドリル S1  
φ2.6mm / 32.0mm




##### MI0025

os000015 リンデマンドリル S2  
φ2.1mm / 32.0mm



##### MI0026

os000016 リンデマンドリル L1  
φ2.6mm / 41.0mm



##### MI0027

os000021 リンデマンドリル L2  
φ2.1mm / 41.0mm



届出番号 13B1X10089000109

## Spline Ceramic Drill

### スプラインセラミックドリル

##### MI0041

材質はジルコニアを採用した外部注水タイプのドリルです。サイズはφ2.75mmのみとなります。



届出番号 13B1X10089000716

# Diamond Bur

## ダイヤモンドバー

軸部部分が長いいため抜歯窩内での口腔内操作が容易になります。抜歯即時埋入の必需品です。

### メリーダイヤ ティッシュ ダイヤモンドバー



H0007

アソートセット

※H00008~13までの製品が各1本ずつ入っております。  
それぞれ回転数が異なりますので、取扱には十分ご注意ください。



H0008

M-20025 3本入  
φ2mm / 長さ25mm  
回転数10万回転以下



H0009

M-20029 3本入  
φ2mm / 長さ29mm  
回転数10万回転以下



H0010

M-30025 3本入  
φ3mm / 長さ25mm  
回転数10万回転以下



H0011

M-30029 3本入  
φ3mm / 長さ29mm  
回転数10万回転以下



H0012

M-20034 3本入  
φ2mm / 長さ34mm  
回転数3万回転以下



H0013

M-30034 3本入  
φ3mm / 長さ34mm  
回転数3万回転以下

使用上のご注意 ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

届出番号 13B3X0025600001

## ダイヤモンドガイドドリル



**H00018**

φ2.75mm  
回転数1200回転以下



**H00014**

2本セット  
(φ3mm・φ4mm / 長さ各 35mm)  
回転数1200回転以下

**H00015**

φ3mm / 長さ 35mm  
回転数1200回転以下



**H00016**

φ4mm / 長さ 35mm  
回転数1200回転以下

**使用上のご注意** 外科用マイクロモーターにて外部注水で使用してください。

届出番号 13B1X00079000028

※ダイヤモンドガイドドリルは初回、2個セット(製品番号: H00014)での販売となります。  
セットでご購入いただいたお客様のみ、単品販売が可能です。

## ISFダイヤモンドバー



**H00017**

3本入  
(φ0.9mm / 長さ 26mm : 1本)  
(φ0.9mm / 長さ 34mm : 2本)  
回転数4万回転以下

**使用上のご注意** ご使用の際は必ず、増速FGコントラまたは、等速FGコントラをご使用ください。

届出番号 13B1X00079000037

# MEDESYS Implant Instrument Set

メデシー インプラント外科基本セット



**MED002** インプラント外科基本Aセット (カストロビージョ)

**MED003** インプラント外科基本Bセット (マチュー)



MEDESYS SRL  
33085 Maniago (Pordenone) Italy Via La Mola,  
9 (Industrial area) P.O. box n. 47  
www.medesys.it

※A・Bセット共にトレー付(トレーの単品販売はございません)

## セット内容



**M89000**

890 ステンベルグ<sup>®</sup>口角鉤

届出番号 13B1X00079000008



**M1014T**

1014TC ティッシュプライヤー  
Micro-Adoson / 120mm (有鉤)

届出番号 13B1X00079000008



**M1015T**

1015TC ティッシュプライヤー  
Micro-Adoson / 120mm (無鉤)

届出番号 13B1X00079000008



**M36290**


3629 メスホルダー  
(目盛り付)

届出番号 13B1X00079000008

 <p><b>M35280</b> 3528 スペンサー抜糸用ハサミ / 115mm 届出番号 13B1X00079000008</p>	 <p><b>M35250</b> 3525 歯肉ハサミラグランジュ / 110mm 届出番号 13B1X00079000008</p>
---	---

 <p><b>M66020</b> 660 / 2 ヘミングウェイ ボーンキュレット (小) 届出番号 13B1X00079000008</p>	 <p><b>M66040</b> 660 / 4 ヘミングウェイ ボーンキュレット (大) 届出番号 13B1X00079000008</p>	 <p><b>M87800</b> 878 剥離子 プリチャード / 200mm 届出番号 13B1X00079000008</p>	 <p><b>M854H0</b> 854 / H02 剥離子 モルト / 8mm 届出番号 13B1X00079000008</p>	 <p><b>M13097</b> 1309 / 7 剥離子 ブーザー 届出番号 13B1X00079000008</p>
--	--	--	--	---

**持針器選択** いずれか選択してください。

<p><b>Aセット</b></p>  <p><b>Z00006</b> カストロビージョ (アングル) マイクロニードルホルダー / 140mm 届出番号 13B1X00079000031</p> <p>※当製品のみ Helmut Zepf 社製と なっております。</p>	<p><b>Bセット</b></p>  <p><b>M18550</b> 1855 マチュー 届出番号 13B1X00079000008</p>
---	---

# MEDESYS Immediate Instrument Set

メデシー 抜歯即時埋入セット

MED004



MEDESYS SRL  
33085 Maniago (Pordenone) Italy Via La Mola,  
9 (Industrial area) P.O. box n. 47  
www.medesys.it

※トレー付(トレーの単品販売はございません)  
届出番号 13B1X00079000007

## セット内容



M1014T

1014TC ティッシュプライヤー  
Micro-Adoson / 120mm (有鉤)



M1015T

1015TC ティッシュプライヤー  
Micro-Adoson / 120mm (無鉤)



M13097

1309 / 7  
剥離子 ブーザー



M35570

3557  
歯肉ハサミゴールドマンフォックス



**M66185**

661 / 85 ルーカス ボーンキュレット/φ2mm



**M66187**

661 / 87 ルーカス ボーンキュレット/φ3.5mm



**M66188**

661 / 88 ルーカス ボーンキュレット /φ4.5mm



**M13010**

1301 ポニートネルプローブ  
(骨孔深度測定)



**M36310**

3631 スカルペルメスホルダー  
(ストレート)



**M36320**

3632 スカルペルメスホルダー  
(アングル)



**M1922D**

1922/D-TC カストロビージョ  
/ 180mm

## MEDESY Periodontal Instrument

歯周外科関連器具

### スーチャープライヤー



M10330

1033 スーチャープライヤー

届出番号 13B1X00079000013

## MEDESY Implant Instrument

インプラント外科関連器具

### 自家骨採取器具



M13250

1325 ボーンスクレイパー  
(ストレート)



M1325A

1325/A ボーンスクレイパー  
(アングル)



M1325L

1325/LR ボーンスクレイパー  
ストレート用替刃



M1325R

1325/LRA ボーンスクレイパー  
アングル用替刃

届出番号 13B1X00079000004

インプラント補助器具



M48900

4890 ボーンウェル/φ35mm

届出番号 13B1X00079000025



M95100

951 マレット  
(200g)

届出番号 13B1X00079000025



M95750

プラスチック滅菌トレイ

充填器



M45780

4578 ボーンキャリアパス  
(ピンセットタイプ)

届出番号 13B1X00079000025



M45800

4580 ボーンキャリアパス  
(ハサミタイプ)

届出番号 13B1X00079000010



M48820

4882 ボーンキャリア/内径 3.0mm

届出番号 13B1X00079000025



M48830

4883 ボーンキャリア/内径 4.4mm

届出番号 13B1X00079000025

# Implant Instrument <Designed by Dr. Yoshiharu Hayashi>

## インプラント外科関連器具 <林 揚春先生 考案>

### インプラント補助器材

硬・軟組織の双方を丁寧に操作することができ、侵襲性を最小に抑えた抜歯ができるツールです。



MI0015

h1700755  
X デズモツール セットⅡ

届出番号 13B1X10089000159

※当製品は初回セット販売のみとなります。単品販売についてはお問い合わせください。



MI0028

h4186430 骨膜剥離子 YH ラスパ 1

届出番号 13B3X00082000200



MI0029

h4186440 骨膜剥離子 YH ラスパ 2

届出番号 13B3X00082000200



MI0030

h4186450 骨膜剥離子 YH ラスパ 3

届出番号 13B3X00082000200

# Implant Instrument

## インプラント外科関連器具



**M11280**

インプラントホルダー

届出番号 13B1X00079000012



**Z00003**

平行測定器  
(スライディングカリパー)

スプラインキャリアはマウントジグを介さずに、ハンドピースやマニュアルドライバーを使用して、インプラントボディの埋入深度の微調整が可能です。



**PR0013**

スプラインキャリアセット  
(ショート・ロング各1 / Oリング 10個入)

**PR0014**

スプラインキャリア  
ショートタイプ (26mm)

**PR0015**

スプラインキャリア  
ロングタイプ (31mm)

**PR0016**

Oリング (10個入)

※初回はセット販売となります。セットでご購入  
いただいたお客様のみ、単品販売が可能です。

届出番号 13B1X00079000044

# Implant Instrument

## インプラント外科関連器具

マイクロサージェリー用の持針器です。



Z00006

カストロビージョ (アングル)  
マイクロニードルホルダー / 140mm

届出番号 13B1X00079000031

効率よく骨補填材が充填できます。



MI0021

h6752809103  
骨充填器 (Dr. Hayashi モデル)

届出番号 13B1X10089000234

グリップ部分が凹凸のついたゴム製であるため、滑りにくくなっています。



MI0022

p00310pp PDTペリオトーム 前歯用

届出番号 13B3X00082000047



MI0023

p00311pp PDTペリオトーム 臼歯用

届出番号 13B3X00082000047

# Implant Instrument

## インプラント外科関連器具

スプライン・インプラント専用。先端にインプラントボディアナログを取り付けていただくことにより、技工操作がスムーズに行えます。



PR0001

スプライン技工ハンドル



※写真のボディアナログ、  
プレッパブルアパット  
メントは別売です。

# OP Anchor

## OP アンカー

**OP アンカーアタッチメント** メールパターン・フィメールラバー (1箱/各10個入)、アンカーメジャーのセット

**No.1**



**K00004**

**No.2**



**K00005**

**No.3**



**K00006**

**No.4**



**K00007**


**アンカーメジャー**



34年間で累計80万個以上の販売実績があります。天然歯のオーバーデンチャー用根面アタッチメントです。歯根を支台装置とすることで顎堤を保護し、安定した義歯を提供できます。

認証番号 221AGBZX00187000 (OP アンカーアタッチメント共通)


**■フィメールラバー寸法**



種類	外径(R)	内径(r)	高さ(h)
NO.1	3.5mm	1.0mm	1.25mm
NO.2	4.5mm	1.5mm	1.5mm
NO.3	5.0mm	1.6mm	1.7mm
NO.4	5.5mm	1.9mm	1.8mm

(許容範囲10%)

**■メールパターン寸法**



種類	高さ(H)	種類	高さ(H)
NO.1	2.1~3.6mm	NO.3	2.8~4.3mm
NO.2	2.6~4.1mm	NO.4	3.0~4.5mm

(許容範囲10%)

**交換用フィメールラバー (単品)** 1箱/各10個入

**No.1**



**K00008**

**No.2**



**K00009**

**No.3**



**K00010**

**No.4**



**K00011**

## ITO-InBody

### ITO インボディ 370 測定ガイド付き高精度体成分分析装置

IT0001

体成分分析機能の魅力を集約させた ITO インボディ 370。  
全身の健康と歯の役割の観点から、生活習慣病管理の動機づけ、  
健診や保健指導などで、歯科医院の治療やサービスの質の向上をサポートします。



IT0002

ITO インボディ専用紙(500 枚入)  
¥10,000

※専用紙は本体に付属しておりませんので、初回購入が必要となります。



## Murakami Sani-Sleeve

### ムラカミ サニスリーブ(12個入)

MM0001

一般歯科診療および口腔外科手術時の患者さんの血液や唾液からハンドピースや  
ホースをガードする、ポリエステル製のスリーブです。  
長いホースやケーブルに簡単に装着でき、  
ハンドピースなどの操作にも支障がありません。



## Spare parts

### 補充用パーツ

掲載の製品は、本体もしくはキットを購入いただいたお客様のみの販売となりますのでご了承ください。  
また、製造元による製造終了や弊社の輸入終了に伴い、予告なく販売を終了することがございます。

サージボーン	
製品番号	製品名
C00018	チップスタンド
C00019	SBT-001 SB チューブセット
C00030	RS 028 ラウンド S2.8mm (内部注水タイプ)
C00031	RS 016 ラウンド S1.6mm
C00032	SO SAW ソーストレート
C00033	SO SAW L ソーレフト
C00034	SO SAW R ソーライト
C00035	SC 100 スクレープ 100
C00036	SC 320 エクレープ 320
C00037	CO 400 コニカル 400
C00038	SB P0610 エキストラクター
C00041	RO 022 ラウンド 2.2mm
C00043	RO 030 ラウンド 3.0mm
C00044	RP 018 パッカー 1.8mm
C00045	RP 022 パッカー 2.2mm

届出番号 13B2X00317C00001  
届出番号 13B1X10100000009  
届出番号 13B1X10100000010  
届出番号 11B2X10002000006

Dr.Cosci サイナスリフトキット	
製品番号	製品名
D00002	Dr.Cosci プローブ
D00003	Dr.Cosci マレット (180g)
D00004	Dr.Cosci 13BL2 ボディリフティング
D00005	Dr.Cosci 13CI トレフィンパー φ3.1mm
D00006	Dr.Cosci 13FP パイロットドリル φ1.8mm
D00007	Dr.Cosci 13FI インターメディアードリル /φ3mm
D00008	Dr.Cosci 13FC1 リフティングドリル /5mm
D00009	Dr.Cosci 13FC2 リフティングドリル /6mm
D00010	Dr.Cosci 13FC3 リフティングドリル /7mm
D00011	Dr.Cosci 13FC4 リフティングドリル /8mm
D00012	Dr.Cosci 13FC5 リフティングドリル /9mm
D00013	Dr.Cosci 13FC6 リフティングドリル /10mm
D00014	Dr.Cosci 13FC7 リフティングドリル /11mm
D00015	Dr.Cosci 13FC8 リフティングドリル /12mm

届出番号 13B1X00079000023

スプリットコントロールキット	
製品番号	製品名
ME0005	186RF イニシャルバー /φ1.8mm(5本入)
ME0007	A1001 パイロットバー /φ1.0mm
ME0008	D1001 パイロットバー /φ1.8mm
ME0009	A1003 エクスパンションバー /φ2.3mm
ME0010	D1003 エクスパンションバー /φ3.0mm
ME0011	A1005 スレッドフォーマー /φ2.7mm
ME0012	B1005 スレッドフォーマー /φ2.9mm
ME0013	C1005 スレッドフォーマー /φ3.1mm
ME0014	D1005 スレッドフォーマー /φ3.3mm
ME0015	E1005 スレッドフォーマー /φ3.5mm
ME0016	F1005 スレッドフォーマー /φ4.0mm
ME0017	CA00G スプリット キャリア /ロング
ME0018	CA0KG スプリット キャリア /ショート
ME0019	CA00S キャリアドライバー
ME0052	231DCRA070 ダイヤモンドディスク スプリット/トランス/クレスト /7.0mm
ME0053	231DCRA100 ダイヤモンドディスク クレスト /10mm
ME0056	PZN14 スクリュードライバー
ME0091	CA3900RA ユニバーサルトルクラチェット (2ピース)
ME0092	CA0RA ハンドル
ME0100	オーリング・マイジニング ゴム (12個入/透明)
ME0201	CARA1 スプリットII ラチェット
ME0202	CA1RB スプリットII ラチェット用アダプター /ショート
ME0203	CA0RB スプリットII ラチェット用アダプター /ロング
ME0204	CA8RA スプリットII ハンドピース用アダプター /ショート
ME0205	CA9RA スプリットII ハンドピース用アダプター /ロング

届出番号 13B1X00079000014  
 届出番号 13B1X00079000033  
 届出番号 13B3X00481000200  
 届出番号 13B1X00079000003

サージック AP Y1001192	
製品番号	製品名
NA0002	C495-001 Ti-SG20L (光付ハンドピース)
NA0003	Z312-004 イリゲーションポンプ 滅菌用 (サージック AP 用)
NA0004	Y1001215 イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (サージック AP 用)
NA0005	C495065001 内部注水ノズル(19mm)


認証番号 22200BZX00203000

MD20・CBM	
製品番号	製品名
NM1706	イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (CBM 用) / 2m
NM1712	コントラ 内部注水用ノズル タイプ 2
NM1873	クリップセット 小 (グレー 10個)
NM1881	クリップセット 大 (ホワイト 3個)
NM1940	クリーニングワイヤー (ドリル清掃用)
NM2063	モーター 31ESS / 2m ケーブル (CBM 用)
NM2064	モーター 31ESS / 3m ケーブル (MD20 用)
NM5054	コントラアングルハンドピース 32:1
NM6024	イリゲーションチューブ ディスポ 10個 (MD20 用) / 3m

承認番号 22000BZX00769000  
 承認番号 22000BZX00770000

# Books

## インプラント関連書籍



6021

審美領域の抜歯即時埋入 成功の法則  
武田孝之 / 林 揚春：編著  
(体裁：A4 判変型・148 頁)




6020

嚼育  
安達恵利子 / 林 揚春 / 武田孝之：著  
(体裁：A4 判・96 頁)




6019

骨再生のテクノロジー [改訂新版]  
菅原明喜：著  
(体裁：A4 判・170 頁)



6018

エビデンシャル インプラントロジー  
菅原明喜：著  
(体裁：A4 判・130 頁)




6017

HA インプラント インタビュー  
石本光則：インタビュー  
春日井昇平 / 林 揚春 / 山道信之  
(体裁：B5判・80頁)



6016

歯の欠損から始まる病気のドミノ  
武田孝之 / 林 揚春：著  
(体裁：A4判変型)



6015

MAXILLA-ORIENTED IMPLANTOLOGY  
多数歯欠損・無歯顎症例へのインプラント治療  
林 揚春 / 武田孝之 / 桜井保幸 / 森田耕造：著  
(体裁：A4判変型・312頁)




6014

HA インプラントセラピー  
長期予後から導き出されたエビデンス  
石本光則：著  
(体裁：A4判変型・160頁)




6013

月刊 林 揚春  
— 審美領域の抜歯即時埋入インプラント —  
林 揚春：著  
(体裁：A4判変型)



6012

安心・安全 納得のインプラント治療  
武田孝之 / 林 揚春 / 椎貝達夫：著  
(体裁：A4判変型・216頁)



6010

イミディエート インプラントロジー  
林 揚春 / 武田孝之：編著  
荒垣一彦 / 上原芳樹 / 木原敏裕 / 桜井保幸 /  
武田孝之 / 林 揚春 / 榎屋順一 / 森田耕造：執筆  
(体裁：A4判変型・160頁)

## Leaflet

### 患者啓蒙用ツール



6001

患者説明用リーフレット  
「インプラントへの招待」  
(100冊/1セット)



6002

パンフレットスタンド  
(インプラントへの招待専用)



6008

患者説明用パンフレット  
「インプラント治療による快適な生活」  
(100冊/1セット)

# How to order

## ご注文について

### ご注文のご案内

当カタログに掲載されております製品につきましては、ご注文の際に包装単位、価格、及び製品番号をご確認の上、必ず製品番号でご注文くださいますようお願い申し上げます。

#### お願い

- 製品番号以外でのご注文は受けかねますのでご了承ください。
- 製品によりご注文後2週間程度かかる場合があります。
- 表示価格は全て税抜きです。

### ご注文先

ご注文は電話・FAXにて承ります。

FAXでのご注文は「FAX注文書」にご記入の上、ご注文ください。

#### 株式会社 白鵬 東京支社

注文専用ダイヤル ヨイハニ

TEL. 06-6943-4182 (月～金曜日、9:00～18:00)

FAX.  イイハ オハヨー **0120-118-084** (24時間)

問い合わせ専用ダイヤル

TEL. 03-3265-6252 (9:00～18:00)

〒102-0083 東京都千代田区麴町 2-3-3 FDC 麴町ビル2F

### 製品発送のご案内

- 当日発送受付時間：月～金曜日9:00～16:00、土曜日9:00～12:00(日・祝日を除く)。
- 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- 納期日に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- タイム便・超速便については別途料金が必要となります。
- お急ぎの時はFAX送信後、お電話ください。(TEL:03-3265-6252)
- 返品および交換はできません。
- 2013年7月8日のご注文より、1回のご注文が5,000円以下(税別)の場合、送料として500円ご請求させていただきますことになりました。

### 掲載の製品について

- 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがございます。
- 掲載の製品は製造元による製造終了や弊社の輸入終了に伴い、予告なく販売を終了することがございます。

医療機器製造販売業許可番号 13B1X00079

# FAX注文書

FAX専用フリーダイヤル 0120 - 118 - 084 イイハ オハヨー

No. \_\_\_\_\_

ご注文日	20 年 月 日 ( )	ご担当者名	様
ご請求先名			
ご住所	〒		
TEL	- -		
FAX	- -		営業担当

納品先名 (上記ご住所以外に納品ご希望時)		希望納期	
		20 年 月 日 ( ) 午前・午後	
ご住所	〒	TEL.	- -

※当日発送注文受付時間：月～金曜日 9:00～16:00、土曜日 9:00～12:00 (日・祝日を除く)  
 ※注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。  
 ※納期に関しましては、地域、天候、交通事情等によりご希望に添えない場合があります。  
 ※タイム便・超速便については別途料金が必要となります。  
 ※お急ぎの時は FAX 送信後、お電話ください。(TEL.03-3265-6252)  
 ※返品および交換は出来ません。ご了承ください。  
 ※2013年7月8日のご注文より、1回のご注文が5000円以下(税別)の場合、送料として500円(税別)をご請求させていただくことになりました。

	製品番号	製品名	個数	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

HC-36-01



FAX専用フリーダイヤル 0120-118-084

エ ヴ ェ ヴ イ イ



zimmer dental社 輸入販売元

株式会社 白 鵬



〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23

TEL.03-3265-6252

FAX.0120-118-084

イイハオハヨー

<http://www.hakuho-d.com/>