



W&H社製品カタログ


歯科用インスツルメント

CE
0297



メンテナンス関連

CE



サージカル

CE
0297



技工関連

CE



DENTAL PROGRAM

サイネアタービンハンドピース

ライト付タービンハンドピース内部注水



サイネアTA-98L

タービンハンドピース、ミディヘッド、最高出力17W、コンパクトガラスロッド、ボールベアリング、プッシュボタンチャックシステム、トリプルスプレー



サイネアTA-96L

タービンハンドピース、ミニヘッド、最高出力14W、コンパクトガラスロッド、ボールベアリング、プッシュボタンチャックシステム、シングルスプレー

サイネアタービンハンドピース

ライトなしタービンハンドピース内部注水



サイネアTA-98

タービンハンドピース、ミディヘッド、最高出力17W、ボールベアリング、プッシュボタンチャックシステム、トリプルスプレー



サイネアTA-96

タービンハンドピース、ミニヘッド、最高出力14W、ボールベアリング、プッシュボタンチャックシステム、シングルスプレー

エースケーラー

ライトなしエースケーラー内部注水



コルセア755

エースケーラー、周波数6000Hz

ロトクイック

ライト付タービンハンドピース・エアーモーター用



ロトライトカプリング924
スタンダード4ホール
コネクション



ロトライトカプリング934
(取扱しておりません)

ライトなしハンドピース・エアーモーター用



ロトクイックカプリング903
ボアデン2(3)ホールフィックス
コネクション



ロトクイックカプリング904
スタンダード4ホールコネクショ
ン(リッターミッドウエスト等)



ロトクイックカプリング914
(取扱しておりません)

他のカプリング

908-ヨシダコネクション

909-モリタスカイマチックコネクション

910-モリタコネクション

サイネア ライトなしコントラアングル

"A"タイプライトなしコントラアングル・ストレートハンドピース、内部注水



WA-99A コントラアングル 1:5

プッシュボタンチャックシステム、φ1.6mmFGバー用、トリブルスプレー



WA-56A コントラアングル 1:1

プッシュボタンチャックシステム、φ2.35mmCAバー用、シングルスプレー



WA-66A コントラアングル 2:1

プッシュボタンチャックシステム、φ2.35mmCAバー用、シングルスプレー



WA-86A コントラアングル 10:1

プッシュボタンチャックシステム、φ2.35mmCAバー用、シングルスプレー




HA-43A ストレートハンドピース 1:1

ツイストテンションチャックシステム、φ2.35mmハンドピース/コントラバー用シングルスプレー



サイネア ライトなしコントラアングル

"A"タイプライトなしコントラアングル、内部注水



WA-67A(1.1)・WA-67A(0.4)プロフィンコントラアングル 2:1
ストローク1.1mmと0.4mm、デンタタスチップ用、シングルスプレー



WA-62A エンドコントラアングル 4:1

プッシュボタンチャックシステム、エンド用ファイルφ3.6-4.0mm用、シングルスプレー



960A ミニヘッドコントラアングル 2:1

(取扱していません)



963D コントラアングル 4:1

コンデンサーヘッド、プレーシングリング、デンタタスAVAチップ用、ストローク1.46mm

エアーマーター

ライトなし内部注水



A25 エアーマーター

ライトなしコントラアングル・ストレートハンドピースHA-43A用、正・逆回転、最高回転数25,000rpm、ロトクイックコネクション

A25/B エアーマーター

フィックスコネクション、ボーデン2(3)ホール用

A25/RM エアーマーター

フィックスコネクション、4ホール用

アシスティーナ301プラス

タービン・コントラの自動洗浄・注油装置



アシスティーナ301プラスは、使用後のタービン・ハンドピースやエアーマーター、コントラアングルの洗浄・注油を正確にかつ自動的にを行う装置です。電源は不要でエア圧のみで作動し、プログラムボタンを2秒間押すだけで、インストルメントを駆動させながら約35秒で、内部の洗浄と注油を終了します。又同時にスプレー回路も洗浄され、回路内に残った水も除去されます。

- 実際に回転させながら注油するので、理想的な洗浄・注油ができます。
- 正確で効率的な洗浄・注油ができるため1回あたりのランニングコストもわずか数円と経済的です。
- エアを接続するだけのシンプルな構造なのでトラブルフリーのシステムです。
- コンパクトで洗練されたデザインは、診療室のイメージアップにも最適です。



アシスティーナ液セット

サービスオイルMD-400

CFCフリーオイルスプレー



W&H製インストルメントの注油用

サービスオイルMD-400

優れた注油特性、無毒性、滅菌可能、コントラアングル・ストレートハンドピース用ノズル(別売)、タービンハンドピース・エアーマーター用ノズル(別売)



エルコメッド 100

マイクロプロセッサコントロール外科用ユニット



- 3通りのプログラムが入力出来、電源を切ってもプログラムは、保存されています。
- W&H社製の3種類のサージカルコントラ(985AE、975AE、988E/KM)を使用すれば、トルクはNcm単位で表示されます。
- トルクコントロールは、標準装備の975AE(20:1減速コントラ)を使用すれば1~67Ncmという幅広い範囲で調整できます。
- プログラムをあらかじめ入力しておけば、手を使わずにフットコントロールで操作することができます。
- マイクロモーターの回転範囲は、200~50,000rpmであり、標準装備の975AE(20:1減速コントラ)を使用すると10~2,500rpmの範囲で回転します。
- マイクロモーターをはじめ、モーターケーブル、トレー、ハンドピースホルダーなどの滅菌が可能です。

■仕様

モーター回転数 200-50,000rpm
(40,000rpmでのセーフティー機構付)
モーター：最高出力350W
トルク1.0Ncm
(モーターシャフトレベル)

(付属アクセサリ)


- ケーブル付モーター
- フットコントローラー
- 注水チューブ
- ポンプチューブ
- チューブクランプ
- フック付ステンレス製トレー
- 975AEサージカルコントラアングル(20:1)

承認番号21000BZY00038000

エルコメッド 200

マイクロプロセッサコントロール外科用ユニット

(取扱していません)



MF-パーフェクタ


技工用エンジン



歯科技工用高周波ブラシレスモーター
レジン、補綴物、メタルの研磨用

テーブルトップユニット(フットスイッチ)
ニーコントロールユニット(ニーコントロール)
フットコントロールユニット(フットレバー)
(付属品)
ケーブル付コンパクトモーター
ハンドピースホルダー

- モーターの回転数
2,000-35,000 rpm
- ▲ 最高出力 95W
 - ▲ マイクロプロセッサ制御
 - ▲ 負荷下でも回転スピードは一定
 - ▲ 正・逆回転
 - ▲ オーバーロードプロテクション
 - ▲ ソフトスタート、クイックストップ
 - ▲ ブラシレスモーター



MF-パーフェクタ E-タイプ
(ISOコネクション)

技工用ハンドピース

ISOコネクション タイプ



945ストレートハンドピース 1:1
ツイストチャックシステム
HP用バー専用
防塵シール加工
メンテナンスフリー