

軽い, 明るい, 広く見える

ヘッドバンドタイプ


- ・軽いヘッドバンドが目・首・腰をまもる
- ・ピントくっきり, 広々シャープなガラスレンズ
- ・邪魔なコードのないライト, バッテリー内蔵



ゴーグルタイプより 快適，疲れません メガネと併用できます



拡大 ⇄ 直視を切替
オペ中も清潔に操作




レバーは滅菌可能



軽い＝

前後・左右とも
均等なバランス

(532g レンズ除く)



最大5時間
連続照射

充電
2時間

5万
ルクス

■セット内容

ハイネ双眼ルーペ ヘッドバンド型 コードレスバッテリー



レンズ

姿勢と体格に合った作業距離と倍率を
お選びいただけます



	倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	注文番号	モクダ コード	
H R	2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	H-010.32.504	528,000 円	67104
		420	130	180	H-010.32.507		67105
H R P	3.5	420	65	60	H-010.32.703	582,000 円	67107
	4.0	340	50	40	H-010.32.705		67108
	6.0	340	40	30	H-010.32.706		598,000 円

※焦点深度…ピントが同時に合う1番手前から1番奥までの長さです。ハイネは、口腔全体にピントが合います。

オプション

充電, 保管が同時にできるスタンド

壁固定式の AC 充電器を, 壁に穴を空けずに, お好みの場所へ設置できます。
幅170×奥行200×高さ340mm

■ヘッドバンド・充電器用スタンド

注文番号:H-195.17.310 医院価格:30,000円 67691



視力矯正レンズ対応, 飛沫感染を防ぐ

明るく見やすいルーペと同じコーティングつき。ヘッドバンド専用

■感染防止シールド ヘッドバンド用

注文番号:C-000.32.403 医院価格:40,000円 67555

■視力矯正レンズ取付フレーム

注文番号:C-000.32.309 医院価格:19,500円 67457



CR誤重合防止フィルター

準備中の早すぎる重合を防ぎます。ワンタッチ開閉。

■レジン重合防止フィルター ヘッドバンド用

注文番号:J-000.31.321 医院価格:16,000円 67556



レンズのみ

ヘッドバンド, ライトを生かして
レンズだけ交換できます。

ヘッドバンド専用レンズです

ゴーグルレンズとはパーツが異なり,
互換性がありません。
視野径や焦点深度など, レンズの性能は同一です

ヘッドバンド専用 レンズ単品							
	倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	注文番号		モクダ コード
H R	2.5倍	340mm	90mm	110mm	J-000.31.287	246,000円	67321
		420	130	180	J-000.31.288		67322
H R P	3.5	420	65	60	J-000.31.289	300,000円	67323
	4.0	340	50	40	J-000.31.290		67324
	6.0	340	40	30	J-000.31.291	316,200円	67325





勝山 英明 Dr.



五味 博之 Dr.



茂野 啓示 Dr.



高橋 慶壮 Prof.



野阪 泰弘 Dr.



横山 隆道 Dr.

レンズは
水洗い可能！

冴える視界, 浮きあがる立像

ゴーグルタイプ

- ・ワイドでクリア, 酔わないガラスレンズ
- ・ずれ落ちず, ピッタリなじむ快適フレーム
- ・無影灯のいらない, 強力LED



シャープで、疲れのない 広くて明るいガラスレンズ



滅菌が可能なダイヤル
清潔にレンズを跳ね上げ

輪郭くっきり
天然の色調



ハイネ

ブレた輪郭と
色目のちがいが



従来品

拡大→直視→拡大復帰が
元の位置へと、簡単切り替え



ぴったりフィットしてずれない
鼻パッド 可動フレーム



軽量フレームわずか26g!
(レンズ, LED ライト除く)

オプション

眼鏡レンズを装着できます



■ 視力矯正レンズ取付フレーム
注文番号:C-000.32.309 19,500円 67457

■セット内容

ハイネ双眼レーペ ゴーグル型



ゴーグル本体



ずれ落ち防止ケーブル



レンズクリーナー



キャリーケース

レンズ



作業距離と倍率を姿勢と体格に合わせて
お選びいただけます

	倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	注文番号		モクダ コード
H R	2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	H-007.32.595	269,000 円	67011
		420	130	180	H-007.32.596		67012
		520	180	260	H-007.32.597		67013
H R P	3.5	420	65	60	H-007.32.720	320,000 円	67014
	4.0	340	50	40	H-007.32.721		67015
	6.0	340	40	30	H-007.32.722		337,000 円

※焦点深度…ピントが同時に合う1番手前から1番奥までの長さです。ハイネは、口顔全体にピントが合います。



ハイネは **安心の5年保証**

*消耗品 (バッテリー、レンズカバー、滅菌可能品等) を除きます
*株式会社茂久田商会より輸入販売されたものに限ります

オプション

無影灯は不要です. ライト = 目線

・ミラー像, 根管の奥まですべて明るい

▼ハイネLEDライト

▼軸ズレによる影




後付け
可能

照射野全域
4万
ルクス

連続運転
最大17時間

充電
2時間



・すべてがくっきり均質なライト

▼すべてくっきり

▼周辺が暗い



ハイネ LED
ルーペライト G2



明るさのムラで
眼を痛めます

・充電切れがない17時間連続バッテリー

■LEDルーペライト G2



スイッチON/OFF, 光量調節つまみ

注文番号: H-018.32.236 医院価格: 300,000円 67811



C R誤重合防止フィルター

準備中の早すぎる重合を防ぎ, ワンタッチで開閉できます.

■レジン重合防止フィルターゴーグル用

注文番号: C-000.32.241 医院価格: 17,000円 67813

レンズのみ

フレーム・ライトを生かして
レンズだけ交換できます.

ゴーグル2 専用レンズです

ヘッドバンドレンズとは
パーツが異なり, 互換性がありません.
視野径や焦点深度など, レンズの性能は同一です.

ゴーグル2専用 レンズ単品

	倍率	作業距離	視野径	ピント合致幅 (※焦点深度)	注文番号	モクダ コード	
H R	2.5倍	340 mm	90 mm	110 mm	C-000.32.595	205,000円 67211	
		420	130	180	C-000.32.596		67212
		520	180	260	C-000.32.597		67213
H R P	3.5	420	65	60	C-000.32.720	257,500円 67311	
	4.0	340	50	40	C-000.32.721		67312
	6.0	340	40	30	C-000.32.722		275,000円 67313



大河 雅之 Dr.



金城 清一郎 Dr.



松本 勝利 Dr.



宮崎 真至 Prof.



加藤 久子 DH



豊山 とえ子 DH

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
双眼ルーベ	ハイネ双眼ルーベ 3S LEDセット	一般医療機器	届出 28B1X00005000235
双眼ルーベ	ハイネ双眼ルーベ	一般医療機器	届出 28B1X00005000289
双眼ルーベ	ハイネ双眼ルーベ Sフレームセット	一般医療機器	届出 28B1X00005000234
双眼ルーベ	ハイネ LEDルーベライト	一般医療機器	届出 28B1X00005000236

長く冴える, 鋭い切れ味

よく見えるロングネック
磨耗や欠けに強い, 硬質鋼材
届きやすい豊富な角度



軟化象牙質除去(43-487-14)



不良肉芽除去(43-487-44)

木ノ本 喜史 Dr. 石井 宏 Dr.

43-487-44
φ2mm

43-487-40
φ1.2mm



実物大

上質ステンレス鋼材を用い, 1本1本を熟練したドイツ職人の手で造られたインスツルメント。中空ハンドルで軽快な操作, 腐食に強い特殊コーティングで先生方の手技をサポートします。

φ 1.4mm



43-487-24



φ 1.3



43-487-14



φ 1.5



43-487-10



φ 1.5



43-487-16



φ 1.6



43-487-26



φ 1.5



43-487-36




φ 3



43-487-18



φ 2.1



43-487-02



KLS martin

早くキレイに 歯質を残す MI バー



松本 和久 Dr.



秋本 尚武 Dr.



天川 由美子 Dr.

よく見える
小さなヘッド

極細ネックで当てやすい

軸ブレしない
安定操作

サクサク切れて気持ちいい

ホリコの
高耐久ダイヤ

小さいのに長持ち



ホリコ MI キット

※実寸大



FG MI-A キット ¥6,000



FG MI-AL ロングキット ¥6,000



FG MI-BII キット ¥6,700

MI 治療で健康歯を保存



木村 卓哉 Dr.



マイクロ STF (小児用)



マイクロ NTF



オリジナル

フィッシャーオートミーバー

- ピンポイントで歯質にアクセス
- 麻酔なしでも痛みなく形成
- 小窩裂溝に適した新形状

健全歯牙を極力保存、小窩裂溝う蝕の治療を効率アップ。
新しいロート形状のFGバーでエナメル象牙境までの形成では麻酔不要。

FG (10本入) 全長19mm ¥7,400
FGSショートシャング(10本入) 全長17mm ... ¥7,400

	マイクロ STF	マイクロ NTF	オリジナル
FG (10本入)	●	●	●
FGS(10本入)	●	●	—



フィッシャー オートミーバーキット

(小児 ~ 大人まで
MI 治療できるキット)



- フィッシャーオートミーバー
マイクロSTF (レギュラーシャング) ... 3本
マイクロNTF (レギュラーシャング) ... 3本
オリジナル ... 3本
- ホワイトフィニッシングバー
7901 1本
7406 1本
(滅菌用 専用パブロック付)
¥13,800

ワンタッチで 口腔内・影なし

影なしで明るい!
滅菌できて衛生的
電源いらすのポータブル



林 揚春 Dr.



松川 敏久 Dr.

口腔内を直接照射! 見たいところをピンポイントで明るく照らします。
約12,500ルクスで驚きの明るさ、訪問先でも電源いらずで診療をサポート。
※ロエコ社サージック専用。
※LEDライト・コードは132℃までオートクレーブ滅菌可。

DENT Touch

口の中を精密測定

- 0.5mm刻みで正確度UP
- ペリオ～エンドまで多用途
- ルーペ・マイクロのお供に

ドイツのKLSマーチン社によるマーチンプローブは、
0.5mm刻みで数値目盛りをくっきり表記。
ペリオからエンド、補綴までなんでも一目で
より正確に計測することが可能になりました。

プローブに
数値が入って
より正確な
計測を一目で!
0.5mm
目盛り幅

マーチンプローブ

AKIYAMAの
ペリオドンタルマイクロプローブ
考案者: 秋山 勝彦 Dr.

規 格 43-301-01-07
¥13,000



秋山 勝彦 Dr.

KLS martin
GROUP

術野を さえぎらず はっきり直視

強拡大もらくらく25mmロングネック

60,000回転以下の低速でご使用ください




荒木 秀文 Dr.



ロングネック使用時

FGSL/RASLサージカル

埋伏智歯・サージカル



サイズ
FGSL
RASL

1 008
2 010
4 014
6 018
8 023

根管上部形成～根充材除去



700 010
701 012
702 016
703 021

天蓋除去・窩洞形成



557 010
558 012
1557 010
1558 012
1702 016
1703 021

¥2,800(5本入)

※ 金属補綴物の除去には、使用できません。下記GWゴールドバーをご使用ください。

FG・GWSLサージカル

ポスト除去～エンド




サイズ
GWSL(FG)

GW2R 010
GW4R 014
GW6R 018
GW557 010
GW1557 010

¥5,800(5本入)

フィニッシングバーサージカル

根面・骨面を素早く清掃・形成



12枚刃
サイズ
FGSL

7104 014
7108 028
7902 010

¥8,500(5本入)

FG4SL、GW1557SL、RA8SLのように
品番にSLをつけてご注文ください。

WHITE

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯周ポケットプローブ	マーチンプローブ	一般	2881X00005000188
歯科用口腔内手術灯	オルボ	一般	2881X00005000261

ストレス軽減 早期治癒をサポート

5-0キット
ステンレス
¥ 288,000

7-0キット
ステンレス
¥ 288,000

9-0キット
ステンレス
¥ 294,000

9-0キット
軽量非磁チタン
¥ 488,000

無鉤なのに有鉤の把持力

無鉤なのに有鉤の把持力

ダイヤモンド付リング

ダイヤモンド付リング

ピンセット(歯肉)(糸 5~7-0)

12-589-18-07

12-589-18-07

12-574-18-07

12-586-18-09

ダイヤモンドコート
軽い力ですべらず、しっかりと縫合糸や組織を把持できます。

ピンセット(糸)

12-566-18-07

12-566-18-07

12-564-18-07

12-578-18-09



持針器
(ロックなし選択可)

20-605-18-07*

20-011-18-07*

20-005-18-07

20-019-18-09

マイクロハサミ

11-711-18-07

11-711-18-07

11-711-18-07

11-717-18-09

眼科ブレードブレイカー

眼科用メスをはさみ割って切開

10-094-13-07

10-094-13-07

10-094-13-07

10-094-13-07



micro perio Surgery kits
マイクロペリオサージェリーキット

KLS martin

キット考案者
鈴木 真名 Dr.



一般的名称	販売名	クラス分類	番号
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	届出 28B1X00005000181
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	届出 28B1X00005000183
はさみ	マーチンハサミ	一般医療機器	届出 28B1X00005000185
ナイフハンドル	マーチンブレードホルダー	一般医療機器	届出 28B1X00005000209
眼科用エキスカベータ	マーチンエキスカベータ	一般医療機器	届出 28B1X00005000204
歯鏡	ハーネンクラット歯鏡	一般医療機器	届出 28B1X00005000310

明るく見えやすい
リアルな色調
傷に強い30層コート



高橋 登 Dr.



ぼやけず、くっきり見える

ぼやけない、表面反射



通常ミラー



ハーンクラット ウルトラビジョンFS

みやすいタンタルコート



天川 由美子 Dr.



坪田 有史 Dr.

- 咬合形成時の平行測定
- 長さの測定(線長筒4mm)
- リトラクターとして



メガパラレロメーター
※本屋のみロディウム
コーティングです



水色 白 緑 紺
ミラー専用ハンドル
1本 ¥1,000

ミラーを守る救世主!



ピンク・青・緑・オレンジ・黄色
ミラーカバー 各色
6個入・・・¥ 3,000
30個入・・・¥12,000


カバーなし
傷ついた表面

カバーあり
保護された表面



MIROR

※本業専売店(株)ミラー・クリエーション(株)が製造しています。お問い合わせは、本業まで。



*ミラー表面の傷付きと焼き付きを防ぐため、超音波洗浄・濡れた状態や蒸留水以外での滅菌はお避けください。
*ネジの規格が確実に向う、軽いPEEK製専用ハンドルのご使用をおすすめ致します。

お取寄せ

『売るためでなく、つくりだすため』
麴茂久田商会 〒650-0047 神戸市中央区港島南町4丁目7番5号
www.mokuda.co.jp TEL (078)303-8241