

はやい、やさしい、  
的確圧排に！



P.2

拡大下でもよく見える



P.2

秋山 勝彦 先生  
マイクロ器具シリーズ



P.3-4

中田 光太郎 先生  
歯周形成外科キット



P.5

糸が切れない、  
からまない持針器



P.23-25

歯肉・針・糸を  
かるい力ですべらず、  
しっかりつかむダイヤコート



P.29-33

安心感を与える  
針のない即効性麻酔



P.89

どこでも届く！  
2カ所も曲がる歯間ブラシ



P.96

# INDEX

## オススメ・NEW P.1-P.5

P.2	南昌宏 Dr.	KLS マーチン「コードパッカー」
	茂野 啓示 Dr.	KLS マーチン「マーチンピンセット」
P.3-4	秋山 勝彦 Dr. シリーズ	KLS マーチン「剥離子/キュレット/マーチンプローブ」
P.5	中田 光太郎 Dr.	KLS マーチン「歯周形成外科キット」

## Dr. 考案キット P.6-P.22

P.6	伊藤 雄策 Dr.	Perio Kit	P.17-18	鈴木 真名 Dr.	マサナキット
P.7-8	堀内 克啓 Dr.	マキシロフェイシャル サージェリー ◎ベーシックキット	P.19-20	5-D Japan Kit	
P.9-10		◎グラフトサージェリーキット	P.21	JIADS Kit	
P.11-12	勝山 英明 Prof.	CID インプラントサージェリー ◎ベーシックキット	P.22	Club GP Kit	
P.13-14		◎アドバンスキット			
P.15-16	金城 清一郎 Dr.	WESPIC KIT			

## ペリオ・インプラント・ 外科インスツルメント P.23-P.75

KLS martin

P.23-28	マーチン持針器	P.57-58	マーチン破骨鉗子
P.29-33	マーチンピンセット	P.59-60	マーチンオステオーム
P.34-36	マーチンハサミ	P.61	マーチンマレット
P.37-38	マーチン剥離子	P.62	マーチンプラガー/スプレッター
P.39-40	マーチンサイナスリフト用インスツルメント	P.63	マーチン充填器
P.41-42	マーチンノミ	P.64	マーチン歯鏡
P.43-44	マーチンブレードホルダー	P.65	マーチン開創器/止血鉗子
P.45	マーチンエキスカベーター	P.66	マーチン止血鉗子/タオルクランプ
P.46	マーチン歯科用キュレット	P.67-68	マーチン開口器
P.47	マーチン歯肉切除用メス	P.69	マーチン開口器/開創器
P.48-50	マーチンエレベーター	P.70	マーチンエキスプローラー
P.51-54	マーチン抜歯用鉗子	P.71-72	マーチンプローブ/歯周用キュレット
P.55	マーチン抜歯用鉗子/キャリパス	P.73-74	マーチン歯周用キュレット/スケーラー/コードパッカー
P.56	マーチンヤスリ	P.75	マーチンインスツルメント

## インプラント P.76-P.86

P.76	アクアプレス	P.82-84	ホワイトカーバイドパー
P.77	ミラトリー/外科用カーバイドパー	P.85	インプラントリンクセミ/テンポリンククリアー
P.78	オルボ	P.86	テンポフィル 2
P.79-80	サージチップ/サージチップエンド		
P.81	ステリクイック/ステリスリーブ		
P.82	セラミックティッシュトリマー		

## 麻酔 P.87-P.91

P.87	ヘンケジェクト
P.88	ソフトジェクト
P.89-91	シリジェクト

## ミラー・衛生商品 P.92-P.99

P.92	オレンジソルベント/スパークル液
P.93	インターブロックス歯間ブラシ価格表
P.94	インプラントブラシ/舌クリーナー
P.95	インターブロックスプラス
P.96	インターブロックスプロ/するふわフロス
P.97	超明度タンタルマイクロミラー
P.98	かるくつきりミラー
裏表紙	ウルトラビジョン FS /メガパラレロメーター/ミラー保護カバー

# はやい, やさしい,

# 的確な圧排に!

南昌宏 Dr. デザイン  
V型先端新登場!



V型先端  
余分な歯肉に  
当たらない!!

V型タイプ

うすい! わずか0.4 mm

小さくてうすいので,  
下顎前歯部唇側や,  
白歯部頬側にもつかいやすい

糸をキャッチ 先端ギザ

KLS martin  
GROUP

5-D JAPAN  
南昌宏 Dr.  
コードパッカー  
46-185-04-07  
¥11,500

ワイドタイプ  
46-185-03-07  
¥11,500

U型ワイドタイプ



スピーディーに  
一括圧排  
U型ワイド先端

南昌宏 Dr.

# 拡大下でも術野を確保



茂野 啓示 Dr.

細かい処置でもしっかり把持

茂野 啓示 Dr. デザインの曲アドソン



KLS マーチン  
マーチンピンセット  
12-405-15-07  
¥10,500

一般名	販売名	クラス	品番
歯科用圧入充填器	マーチンコードパッカー	一般医療機器	2481X0005000725
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	2481X0005000784

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

# 秋山 勝彦 Dr.デザイン ルーペ・マイクロ器具シリーズ

AKIYAMAの剥離子

## 最小侵襲の剥離を実現



秋山 勝彦 Dr.

結合組織をラクに挿入

縦切開を入れない剥離に



23-406-18-07  
(パピラ用)

23-407-18-07  
(エンベロープ用)

23-407-19-07  
(エンベロープ用)

各¥11,500

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用起子及び剥離子	マーチン起子及び剥離子	一般医療機器	製造 2881200005000195
歯周病キュレット	マーチン歯周病用キュレット	一般医療機器	製造 2881200005000199
歯周ポケットプローブ	マーチンプローブ	一般医療機器	製造 2881200005000198

秋山 Dr.キュレット

## セメント除去を確実に低侵襲に!



秋山 勝彦 Dr.

歯肉にもやさしい, うすさ0.5 mm 以下

わずかな余剰セメントも残さない



先端01-07

先端02-07


AKIYAMAマイクロキュレット I  
近心用11/12 43-340-01-07  
¥11,500

AKIYAMAマイクロキュレット II  
遠心用13/14 43-340-02-07  
¥11,500

0.5 mm まで正確に



根管長を瞬測



歯冠長をとらえる



秋山 Dr.「マーチンプローブ」

## 口腔内のすべてを計測

ポケット長を瞬測

0.5 mm 刻みで正確に計測

ペリオ～エンドまで多岐に活躍

プローブに数値が入って  
より正確な計測を一目で!

AKIYAMA  
ペリオドンタルマイクロプローブ  
43-301-01-07  
¥13,000




秋山 勝彦 Dr.



# 中田 光太郎 Dr. 歯周形成外科キット

## まずはここから! の歯周形成外科キット



中田 光太郎 Dr. 減菌保管ケースつき セット購入時のみお付けします。ケース単品は非売品です。

短い治療時間で、成功率を高める、精密キット

針・糸・歯肉をガッチリつかめて、糸がからまない!

リーズナブルな価格で、ルーペ・マイクロとマッチング!

NAKATA 持針器 直セット ¥162,000 NAKATA 持針器 曲セット ¥162,000



(直) 20-010-18-07 又は (曲) 20-011-18-07 P.24 参照

### 持針器 (縫合糸7-0~12-0用)

糸のからまない、針もすべらない  
ダイヤコーティングつき持針器

からまない



12-566-18-07 P.29 参照

### マイクロ用ピンセット

歯肉と糸をしっかりキャッチ、先端ダイヤコーティング

ダイヤコート



12-172-15-07 P.33 参照

### ピンセット (セムケン)

歯肉用先端極細ピンセット



23-402-18-07 P.37 参照

### 剥離子 (イグルハルト)

歯間乳頭や歯肉辺縁部の剥離に最適  
中空ハンドルでかるがる操作



38-050-01-07 P.37 参照

### 剥離子 (アレン)

中空ハンドルでかるがる操作



11-593-11-07 P.36 参照

### 歯肉切開・形成用ハサミ

すべらないギザつき、届いて見やすいS型カーブ



10-160-01-07 P.43 参照

### マイクロブレード用ホルダー

一般名称	販売名	クラス分類	番号
持針器	歯周形成外科キット	一般 (1)	2881X0000000342



# 伊藤 雄策 Dr. Perio Kit


## 基本セット



- a 20-605-18-07 マーチン持針器 ¥76,000
- b 10-130-03-07 No.3 ブレードホルダー ¥3,400
- c 12-406-15-07 アドソン フォーセップ 有鉤 ¥9,500

- d 12-404-15-07 アドソン フォーセップ 無鉤 ¥9,500
- e 11-567-13-07 ゴールドマンフォックス 歯肉鉗 ¥14,500
- f 23-446-18-07 ウェスト ペリオスチール ¥11,000

## オプション



- g 10-125-01-07 No.3 ブレードホルダー 左 ¥4,000
- h 10-125-02-07 No.3 ブレードホルダー 右 ¥4,000

- i 43-893-01-07 シュガーマンファイル ¥10,600
- j 43-893-02-07 シュガーマンファイル ¥10,600

- k 43-363-01-07 ロードス バックアクションチゼル ¥8,800

※単品販売となります。




# 堀内 克啓 Dr. 初期導入に

## マキシロフェイシャル サージェリーキット

堀内 克啓 Dr. 考案のサイナスリフト処置, インプラントオペ, アドバンスとなるグラフト処置の外科治療を網羅するオリジナルセレクション. マーチン器具の精度が手技の向上と治療の質を高めます.

- 1 堀内 克啓 Dr.考案の外科用キット
- 2 基本からアドバンスまで幅広く対応
- 3 基本外科Kit & グラフトオペKit 2つのラインナップ 👉 P.9 参照



堀内 克啓 Dr.

- |              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| マーチンブレードホルダー | ①10-130-03-07 x 1 | マーチン起子及び剥離子  | ⑨23-400-18-07 x 2 |
| マーチン持針器      | ②20-634-14-07 x 1 | マーチンエキスカバーター | ⑩43-484-04-07 x 1 |
| マーチンハサミ      | ③11-981-13-07 x 1 | マーチン歯科用キュレット | ⑪23-362-00-07 x 1 |
| マーチンエキスポローラー | ④43-402-66-07 x 1 |              | ⑫23-362-22-07 x 1 |
| マーチン歯鏡       | ⑤42-757-08-07 x 1 | マーチン開口器      | ⑬15-293-04-07 x 1 |
| マーチンピンセット    | ⑥12-400-12-07 x 1 |              | ⑭15-317-05-07 x 1 |
|              | ⑦12-404-12-07 x 1 | マーチンキャリパス    | ⑮35-133-07-07 x 1 |
|              | ⑧12-406-12-07 x 1 | マーチンタオルクランプ  | ⑯13-923-10-07 x 3 |

# 最適なセレクション

ベーシックキット ¥240,000  
マキシロフェイシャルサージェリーキット (ケース付)



一般名 商品名 クラス 番号  
持針器 マキシロフェイシャルサージェリーキット 一般歯科器具 器具 2881X00005000314

オススメ

ロ・考案キット

外科インスツルメント

インプラント



麻酔

ミフィー・衛生商品



# 堀内 克啓 Dr. 初期導入に

## マキシロフェイシャル サージェリーキット



堀内 克啓 Dr.

マーチン破骨鉗子

- ①23-887-18-07 x 1
- ②23-819-18-07 x 1
- ③38-020-01-07 x 1
- ④38-020-70-07 x 1
- ⑤38-030-18-07 x 1

マーチンサイナスリフト用  
インスツルメント

マーチンオステオトーム

- ⑥23-105-06-07 x 1
- ⑦38-796-06-07 x 1
- ⑧38-799-06-07 x 1
- ⑨38-799-08-07 x 1
- ⑩23-215-19-07 x 1
- ⑪48-101-70-07 x 1
- ⑫38-607-22-07 x 1

マーチンマレット  
マーチン開創器

# 最適なセレクション



## グラフトサージェリーキット ¥335,000

マキシロフェイシャルサージェリーキット (ケース付)



一時的名称 販売名 クラス 番号  
 器具名 マキシロフェイシャルサージェリーキット 一般医療機器 品出 2881X00005000114

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品




# 勝山 英明 Dr.考案 華麗なインプラント

## CIDインプラントサージェリーキット

勝山 英明 Dr. 監修によるインプラント外科キット。  
手に馴染む感触、細部までこだわったデザイン、堅牢な耐久性でインプラントオペをスムーズに。

- 1 洗練されたオペ手順をカバーする  
器具セレクション
- 2 ドイツ製高品質マーチンが  
リーズナブルにそろおう!
- 3 埋入用のベーシック &  
サイナス・骨造成用のアドバンスキット




勝山 英明 Dr.

プローブ	①43-736-15-07 x 1	キュレット	⑪23-362-22-07 x 1
ミラーハンドル	②42-746-02-07 x 1	チゼル	⑫43-883-16-07 x 1
ミラートップ ウルトラビジョン FS5 x 1		キャリパス	⑬17-407-01-07 x 1
ブレードホルダー	③10-118-03-07 x 1	はさみ	⑭11-630-11-07 x 1
ピンセット	④10-120-04-07 x 1	リトラクター	⑮11-607-16-07 x 1
持針器	⑤42-757-08-07 x 1	タオルクランプ	⑯13-923-13-07 x 2
ピンセット	⑥20-652-15-07 x 1	止血鉗子	⑰13-325-14-07 x 2
剥離子	⑦12-270-15-07 x 1		⑱13-324-14-07 x 2
	⑧23-402-18-07 x 1		
	⑨23-435-17-07 x 1		
	⑩23-452-54-07 x 1		

# オペを実現するオリジナルキット

## ベーシックキット (インプラント埋入)

ベーシック (滅菌ケース付)  
¥ 320,000 (23 本入/セット)



ベーシック (ケース無)  
¥ 243,000 (23 本入/セット)




一般的な名称 販売名 ケース 番号  
器具用取組書 CIDインプラントサージェリーキット 一般販売用 国産 | 2081300005000315



# 勝山 英明 Dr.考案 華麗なインプラント

## CIDインプラントサーージェリーキット



勝山 英明 Dr.

- |                     |   |                   |  |
|---------------------|---|-------------------|--|
| サイナスリフト<br>インスツルメント | ①38-020-03-07 x 1<br>②38-020-01-07 x 1<br>③38-020-04-07 x 1<br>④38-017-03-07 x 1<br>⑤38-017-04-07 x 1 | チゼル<br>リトラクター     | ⑨23-061-20-07 x 1<br>⑩23-061-40-07 x 1<br>⑪15-317-02-07 x 1<br>⑫15-361-02-07 x 1 |
| マレット<br>オステオトーム     | ⑥23-216-01-07 x 1<br>⑦38-796-06-07 x 1<br>⑧38-796-08-07 x 1   | 破骨鉗子<br>ダッペンディッシュ | ⑬23-877-15-07 x 1<br>⑭56-231-06-07 x 1   |

# オペを実現するオリジナルキット

## アドバンスキット (サイナスリフト骨造成対応)

アドバンス (滅菌ケース付)  
¥ 320,000 (14 本入/セット)



アドバンス (ケース無)  
¥ 235,000 (14 本入/セット)



一般的名称 販売名 クラス 番号  
歯科用開口器 CIDインプラントサーージェリーキット 一般医療機器 1281X00005000115

オススメ

Dr.考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品



# 金城 清一郎 Dr. WESPIC-KIT

ペリオ用、縫合用の2種類4キットです。  
ベーシックかアドバンスのどちらかをお選び下さい。

## ペリオ・ベーシックキット (15本) ￥150,000

ブレードホルダー	⑨10-137-71-07	エクスカーベーター	⑧43-487-02-07	Hu-friedy
ハサミ	⑩11-285-18-07	歯科用キュレット	①23-362-22-07	600-0792 Periosteal
	⑪11-631-11-07	歯周用キュレット	②43-290-13-07	600-1728 Probe
ピンセット	⑬12-172-15-07		②43-290-40-07	600-9191 IMS Cassette Orange Large
止血鉗子	⑫13-311-14-07	スケーラー	③43-311-15-07	
持針器	⑮20-632-12-07	プローブ	⑤43-347-40-07	

## ペリオ・アドバンスキット (22本) ￥295,000

ブレードホルダー	⑨10-137-71-07	歯科用キュレット	①23-362-22-07	Hu-friedy
ハサミ	⑩11-285-18-07	破骨鉗子	⑰23-799-12-07	600-0792 Periosteal
	⑪11-631-11-07	歯周用キュレット	②43-290-13-07	600-5525 Bone Chisel
ピンセット	⑬12-168-12-07		②43-290-40-07	600-1728 Probe
	⑬12-172-15-07	スケーラー	③43-311-15-07	600-9191 IMS Cassette Blue Large
止血鉗子	⑫13-311-14-07	歯肉切除用メス	④43-326-37-07	
持針器	⑮20-620-00-07	プローブ	⑤43-347-40-07	
	⑮20-632-12-07	ノミ	⑥43-363-01-07	
エクスカーベーター	⑧43-487-02-07	ヤスリ	⑦43-893-02-07	

## 縫合ベーシックキット (7本) ￥85,000

ブレードホルダー	⑨10-137-71-07	Hu-friedy
ハサミ	⑩11-285-18-07	600-0792 Periosteal
	⑪11-631-11-07	600-8311 IMS Cassette Orange Small
ピンセット	⑬12-172-15-07	
持針器	⑮20-632-12-07	

## 縫合アドバンスキット (9本) ￥155,000

ブレードホルダー	⑨10-137-71-07	ピンセット	⑭12-168-12-07	Hu-friedy
ハサミ	⑩11-285-18-07		⑬12-172-15-07	600-0792 Periosteal
	⑪11-631-11-07	持針器	⑮20-620-00-07	600-9191 IMS Cassette Blue Small
			⑮20-632-12-07	

WESPIC KIT に関するお問合せ・ご注文は下記まで  
**泊ヒルズ歯科 TEL.098-860-7776 FAX.098-860-7555**



一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用エクスカーベーター	マーチンエクスカーベーター	一般医療機器	2881300005000204
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	2881300005000181
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	2881300005000183
ファイアハンドル	マーチンファイアハンドル	一般医療機器	2881300005000209
やすり	マーチンやすり	一般医療機器	2881300005000197
はさみ	マーチンハサミ	一般医療機器	2881300005000185
のみ	マーチンのみ	一般医療機器	2881300005000195
歯周用キュレット	マーチン歯周用キュレット	一般医療機器	2881300005000199
歯科用キュレット	マーチン歯科用キュレット	一般医療機器	2881300005000198
手術用鉗子	マーチン手術用鉗子	一般医療機器	2881300005000205
歯肉切除メス	マーチン歯肉切除メス	一般医療機器	2881300005000207
鉗子	マーチン止血鉗子	一般医療機器	2881300005000208
歯周用スケーラー	マーチンスケーラー	一般医療機器	2881300005000203
歯周ポケットプローブ	マーチンプローブ	一般医療機器	2881300005000188



鈴木 真名 Dr.

糸絡みなく、ストレス 軽減 早期治癒をサポート

マイクロペリオサージェリーキット

マサナキット

5-0キット  
ステンレス  
¥ 288,000

7-0キット  
ステンレス  
¥ 288,000

9-0キット  
ステンレス  
¥ 294,000

9-0キット  
軽量非磁チタン  
¥ 488,000

無鉤なのに有鉤の把持力

無鉤なのに有鉤の把持力

ダイヤ付リング

ダイヤ付リング

ピンセット(歯肉)(糸 5~7-0)

12-589-18-07

12-589-18-07

12-574-18-07

12-586-18-09



軽い力ですべらず、しっかりと縫合糸や組織を把持できます。


ピンセット(糸)

12-566-18-07

12-566-18-07

12-564-18-07

12-578-18-09



持針器

ロックあり  
(ロックなし選択可)  
20-605-18-07  
(607)

ロックあり  
(ロックなし選択可)  
20-011-18-07  
(013)

ロックなし  
20-005-18-07

ロックなし  
20-019-18-09

マイクロハサミ

11-711-18-07

11-711-18-07

11-711-18-07

11-717-18-09



眼科ブレードブレイカー

眼科用メスをはさみ割って、繊細に切開

10-094-13-07


10-094-13-07

10-094-13-07

10-094-13-07




一般名	販売名	クラス	番号
マイクロペリオサージェリーキット	5-0	一般医療機器	2881X00005000218
マイクロペリオサージェリーキット	7-0	一般医療機器	2881X00005000219
マイクロペリオサージェリーキット	9-0	一般医療機器	2881X00005000220
マイクロペリオサージェリーキット	9-0 チタン	一般医療機器	2881X00005000231



鈴木 真名 Dr.

# 5-D Japan 講師陣のアイデアから デザインされたオリジナル製品

## 5-D Japan Perio Kit



## 5-D Japan Micro Surgery Kit




価格等のお問い合わせは下記へお願いします。

取扱い 5-D ジャパン事務局 TEL/FAX：06-6963-0555 大阪市鶴見区今津中3丁目9番5号

## 5-D Japan Preparation Kit

5-D Japan 講師陣のアイデアを反映した9本を中心に、15本を5-D Japan ロゴ入り特製パーブロックに収納した、オールマイティキットです。ホリコ社製天然ダイヤを使用した3層ボンディング技術により、高い切削力と耐久性とを誇ります。



## 5-D Japan Osseous Surgery Kit

届きにくいCEJ下や欠損部位へも優れたアクセスを可能とするよう、全製品のシャンクを歯周外科規格に長く・細く作成しました。5-D Japan 講師陣の、効率を高めた歯周・骨外科処置向けアイデアが、高品質を誇るHORICO社と S.S.WHITE とにより実現しました。



## 5-D Japan Endo Surgery Kit

拡大視野下での緻密なオペに追従する、高品質なKLSマーチン社製マイクロ外科器具・オブチュラ超音波チップを、5-DJapan 講師陣の下で組み合わせたエンドサージェリーキット。



価格等のお問い合わせは下記へお願いします。

取扱い 5-D ジャパン事務局 TEL/FAX：06-6963-0555 大阪市鶴見区今津中3丁目9番5号

# JIADS Kit

## ペリオドンタルプラスチックサージェリーキット

軽量非磁 チタン

作業部幅：  
φ1.1mm

作業部幅：  
φ2.0mm

23-446-18-07  
全長：18cm / 7inch  
作業部幅：4mm

23-448-01-09  
全長：18cm / 7inch  
作業部幅：4mm

43-700-03-07  
Fig. 3  
全長：18cm / 7inch  
作業部幅：4mm

38-050-03-07  
Fig. 3  
全長：16cm / 6 1/2 inch  
作業部幅：4mm

Safety Wave

Diamond Coated

作業部幅：  
φ1.1mm

作業部幅：  
φ2.0mm

20-011-18-07  
全長：18cm / 7inch

12-566-18-07  
全長：18cm / 7inch

10-160-01-07  
全長：13.5cm / 4 1/4 inch

曲型  
ダイヤ付  
ロック付

作業部長：11.0mm  
先端幅：0.8mm

直型  
ダイヤ付  
無鉤

作業部長：11.0mm  
先端幅：0.7mm

マイクロブレード用  
ステンレス

最長23cmのインストゥルメントが7本収納可  
※ケースのみの販売はしていません。

お問い合わせは下記事務局へお願いします。

### JIADS事務局

取扱い 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル6F 電話：06-6393-1260 FAX：06-6350-0076

一般的な名称	販売名	クラス	番号	単位	備考
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	2881X00005000181	個	奥内切歯メス
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	2881X00005000183	個	のみ
ナイフハンドル	マーチンナイフハンドル	一般医療機器	2881X00005000209	個	外科用起子及び剥離子
					マーチン起子及び剥離子

# Club GP Kit

## Club GP Micro Surgery Instruments

①マーチン  
マイクロ持針器

②マーチン  
マイクロピンセット

③マーチン  
マイクロハサミ

④マーチン  
ブレードホルダー

⑤マーチン  
ブレードホルダー

Diamond Coated

作業部  
ダイヤモンドコーティング

Safety Wave

縫合糸の  
絡みつきがありません

指定縫合糸  
7-0 ~ 12-0  
作業部長  
11.0mm  
先端幅  
0.8mm

作業部長  
6.0mm  
先端幅  
0.4mm

作業部長  
10.0mm

Fig. 10-17

20-010-18-07  
全長：18cm  
¥76,000

12-566-18-07  
全長：18cm  
¥45,000

11-711-18-07  
全長：18cm  
¥58,000

10-160-01-07  
全長：13.5cm  
¥15,500

10-118-03-07  
全長：15.5cm  
¥32,000

⑥マーチン  
剥離子

マーチンサイナスリフト用  
インストゥルメント

⑦

⑧

⑨

38-050-01-07  
全長：18cm  
¥12,000

38-020-01-07  
全長：16.5cm  
¥11,500

38-020-03-07  
全長：16.5cm  
¥11,500

38-017-02-07  
全長：20cm  
¥9,500

ハーネンクラット歯鏡  
ウルトラビジョンFS 5

⑩

12ヶ入 / 1箱  
¥6,800

エルゴフォームハンドル

⑪水色

⑫白

⑬緑

⑭紺

¥1,000 / 1本

一般的な名称	販売名	クラス	番号	単位	備考
外科用起子及び剥離子	マーチン起子及び剥離子	一般医療機器	2881X00005000196	個	
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	2881X00005000181	個	
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	2881X00005000183	個	
ナイフハンドル	マーチンナイフハンドル	一般医療機器	2881X00005000209	個	
ブレードホルダー	マーチンブレードホルダー	一般医療機器	2881X00005000207	個	
歯鏡	ハーネンクラット 歯鏡	一般医療機器	2881X00005000210	個	

オススメ

Dr. 考案キット

外科インストゥルメント

インプラント

麻酔


ミフィー・衛生商品

マーチン持針器

マーチン持針器

**Point 1**  
 ダイヤコート  
 ダイヤモンドが吹き付けられブレのない把持部は、微細な治療に適しています。  
 からまない  
 縫合糸が絡みつかないように、ヒネリ加工が施されています。

**Point 1**  
 持針器  
 なめらかなひねり構造で、血液がついた糸でも、くぼみに絡みません。



指定縫合糸  
 7-0 ~ 12-0  
 作業部長：11.0mm  
 先端幅：0.4mm

カストロビージョ


軽量非磁 チタン

直型 ダイヤ付 ロック付	20-002-18-07 全長：18cm ¥76,000	20-016-18-09 全長：18cm ¥136,000
直型 ダイヤ付 ロック付	20-003-15-07 全長：15cm ¥76,000	20-017-15-09 全長：15cm ¥136,000
曲型 ダイヤ付 ロック付	20-003-18-07 全長：18cm ¥76,000	20-017-18-09 全長：18cm ¥136,000
曲型 ダイヤ付 ロックなし	20-005-18-07 全長：18cm ¥70,000	20-019-18-09 全長：18cm ¥115,000



20-019-18-09 鈴木 真名 Dr.

※ 原寸大



1/2

指定縫合糸  
 7-0 ~ 12-0  
 作業部長：11.0mm  
 先端幅：0.8mm

カストロビージョ

1/2

カストロビージョ

軽量非磁 チタン

直型 ダイヤ付 ロック付	20-010-18-07 全長：18cm ¥76,000	20-020-18-09 全長：18cm ¥136,000
曲型 ダイヤ付 ロック付	20-011-18-07 全長：18cm ¥76,000	20-021-18-09 全長：18cm ¥136,000
曲型 ダイヤ付 ロックなし	20-013-18-07 全長：18cm ¥70,000	
曲型 ロック付 ダイヤなし	20-317-12-07 全長：12cm ¥80,000	

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	届出   2881300005000181

外科インスツルメント  
 マーチン持針器

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチン持針器

マーチン持針器



すべらない  
ダイヤモンドコーティング



縫合糸が  
からみません



20-605-18-07 石川 知弘 Dr. 20-605-18-07 北島 一 Dr.



直型  
ダイヤ付  
ロック付

20-606-15-07  
全長：15cm  
¥76,000



20-606-18-07  
全長：18cm  
¥76,000



曲型  
ダイヤ付  
ロック付

20-605-15-07  
全長：15cm  
¥76,000



20-605-18-07  
全長：18cm  
¥76,000



直型  
ダイヤ付  
ロックなし

20-608-18-07  
全長：18cm  
¥70,000



曲型  
ダイヤ付  
ロックなし

20-607-18-07  
全長：18cm  
¥70,000




直型  
ロック付

20-620-00-07  
全長：14.5cm  
¥76,000



曲型  
ロック付

20-620-01-07  
全長：14.5cm  
¥76,000



指定縫合糸  
4-0 ~ 6-0  
先端幅：2.0mm

1/2 カストロビージョ



直型  
ダイヤなし



指定縫合糸  
4-0 ~ 6-0



1/2 20-516-17-07  
全長：17cm  
¥30,600  
マチュー



直型



指定縫合糸  
4-0 ~ 6-0



1/2 20-674-14-07  
全長：14cm  
¥38,000  
マチュー




直型  
ダイヤなし

20-314-16-07  
全長：16cm  
¥64,000



曲型  
ダイヤなし

20-315-16-07  
全長：16cm  
¥64,000



1/2 アルーガ



指定縫合糸  
4-0 ~ 6-0

タングステン  
カーバイド



指定縫合糸  
5-0 ~ 8-0

1/2 カストロビージョ

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	2881X00005000181

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

マーチン持針器

マーチン持針器

**Point !**  
 ロックを最後まで押し切ると解除されるマチュー型と同じ構造を採用。  
 20-604-13-07 (A)  
 20-604-15-07 (B)

**Point !**  
 ロック操作がやさしい。  
 20-652-15-07 (C)  
 縫合とスーチャーカットを取り替えず1本で!!  
 20-672-14-07 (D)  
 20-673-15-07 (E)



20-642-16-07  
 全長：16cm  
 ¥30,600  
 ヘガール



20-634-13-07  
 全長：13cm  
 ¥30,600  
 ヘガール



20-634-14-07  
 全長：14.5cm  
 ¥30,600  
 ヘガール



20-672-14-07 (D)  
 全長：14.5cm  
 ¥35,500  
 ヘガール



20-673-15-07 (E)  
 全長：15cm  
 ¥45,000  
 ギリーズミニ



20-638-15-07  
 全長：15cm  
 ¥30,600  
 クライルウッドB型



20-632-12-07  
 全長：12cm  
 ¥30,600  
 ダルフ



20-604-13-07 (A)  
 全長：13cm  
 ¥30,600  
 ウェブスター



20-604-15-07 (B)  
 全長：15cm  
 ¥30,600  
 クライルウッドA型



20-652-15-07 (C)  
 全長：15cm  
 ¥38,000  
 スウェーディッシュタイプ

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一時的名称	販売名	クラス	番号
持針器	マーチン持針器	一般医療機器	288100005000181

外科インスツルメント  
 マーチン持針器

外科インスツルメント  
 マーチン持針器

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチンピンセット



軽い力ですべらず、しっかりと縫合糸や組織を把持できます。



43-108-18-07 石川 知弘 Dr.

**Point ①**

**Ring**  
薄い組織を傷つけずに圧を分散させ把持できる、リング状のティシューフォーセップス、ダイヤモンドコートされています。

**Atrauma**  
有鉤なみに無鉤で組織への侵襲が少なく把持力も高いアトラウマ(無外傷式)ピンセット。

マーチンピンセット



12-567-18-07 石井 宏 Dr.

外科インスツルメント

マーチンピンセット

マーチンピンセット

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

軽量非磁 チタン

軽量非磁 チタン

直型 ダイヤモンド付 有鉤 ③ 1:2	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.7mm	12-570-18-07 全長: 18cm ¥48,000	
Ring 直型 リング ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 1.0mm 先端幅: 0.5mm	12-574-18-07 全長: 18cm ¥57,000	軽量非磁 チタン 12-586-18-09 全長: 18cm ¥105,000
無外傷式 Atrauma ミニアトラウマ 直型 ダイヤモンド コーティングなし	先端幅: 1.2mm	12-589-18-07 全長: 18cm ¥45,000	5-D Japan 43-108-18-07 全長: 18cm ¥45,000
		12-564-15-07 全長: 15cm ¥45,000	軽量非磁 チタン 12-578-15-09 全長: 15cm ¥92,000
直型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.4mm		軽量非磁 チタン 12-564-18-07 全長: 18cm ¥45,000
			12-578-18-09 全長: 18cm ¥92,000
直型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.7mm	12-566-15-07 全長: 15cm ¥45,000	12-566-18-07 全長: 18cm ¥45,000

※先端の拡大写真, イラストは原寸大

直型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.8mm	12-580-15-09 全長: 15cm ¥92,000	軽量非磁 チタン 12-580-18-09 全長: 18cm ¥92,000
曲型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.4mm	12-565-15-07 全長: 15cm ¥48,000	12-565-18-07 全長: 18cm ¥48,000
曲型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.7mm	12-567-15-07 全長: 15cm ¥48,000	12-567-18-07 全長: 18cm ¥48,000
曲型 ダイヤモンド付 有鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.8mm	12-585-18-09 全長: 18cm ¥105,000	軽量非磁 チタン
曲型 ダイヤモンド付 無鉤	作業部長: 6.0mm 先端幅: 0.8mm	12-581-18-09 全長: 18cm ¥95,000	軽量非磁 チタン

※先端の拡大写真, イラストは原寸大

一般的な名	販売名	クラス	番号
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療用	2881X0005000183

マーチンピンセット



軽い力ですべらず、しっかりと縫合糸や組織を把持できます。



43-108-18-07 石川 知弘 Dr.

**Point ①**  
**Ring**  
 薄い組織を傷つけずに圧を分散させ把持できる、リング状のティシューフォーセップス、ダイヤモンドコートされています。  
**Altrauma**  
 有鉤なみに無鉤で組織への侵襲が少なく把持力も高いアトラウマ(無外傷式)ピンセット。

マーチンピンセット



12-567-18-07 石井 宏 Dr.



軽量非磁 チタン

- |  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
| 直型<br>ダイヤ付<br>有鉤<br>1:2  |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.7mm | 12-570-18-07<br>全長：18cm<br>¥48,000              |
| <b>Ring</b><br>直型<br>リング<br>ダイヤ付<br>無鉤                         |  | 作業部長：1.0mm<br>先端幅：0.5mm | 12-574-18-07<br>全長：18cm<br>¥57,000              |
| 無外傷式<br><b>Altrauma</b><br>ミニアトラウマ<br>直型<br>ダイヤモンド<br>コーティングなし |  | 先端幅：1.2mm               | 12-589-18-07<br>全長：18cm<br>¥45,000              |
|  |  |                         | 5-D Japan<br>43-108-18-07<br>全長：18cm<br>¥45,000 |
|  |  |                         | 軽量非磁 チタン<br>12-564-15-07<br>全長：15cm<br>¥45,000  |
| 直型<br>ダイヤ付<br>無鉤   |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.4mm | 12-578-15-09<br>全長：15cm<br>¥92,000              |
|  |  |                         | 軽量非磁 チタン<br>12-564-18-07<br>全長：18cm<br>¥45,000  |
|  |  |                         | 12-578-18-09<br>全長：18cm<br>¥92,000              |
| 直型<br>ダイヤ付<br>無鉤   |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.7mm | 12-566-15-07<br>全長：15cm<br>¥45,000              |
|  |  |                         | 12-566-18-07<br>全長：18cm<br>¥45,000              |

※先端の拡大写真，イラストは原寸大

軽量非磁 チタン



- |                  |  |                         |                                     |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 直型<br>ダイヤ付<br>無鉤 |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.8mm | 12-580-15-09<br>全長：15cm<br>¥92,000  |
|                  |  |                         | 12-580-18-09<br>全長：18cm<br>¥92,000  |
| 曲型<br>ダイヤ付<br>無鉤 |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.4mm | 12-565-15-07<br>全長：15cm<br>¥48,000  |
|                  |  |                         | 12-565-18-07<br>全長：18cm<br>¥48,000  |
| 曲型<br>ダイヤ付<br>無鉤 |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.7mm | 12-567-15-07<br>全長：15cm<br>¥48,000  |
|                  |  |                         | 12-567-18-07<br>全長：18cm<br>¥48,000  |
| 曲型<br>ダイヤ付<br>有鉤 |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.8mm | 12-585-18-09<br>全長：18cm<br>¥105,000 |
| 曲型<br>ダイヤ付<br>無鉤 |  | 作業部長：6.0mm<br>先端幅：0.8mm | 12-581-18-09<br>全長：18cm<br>¥95,000  |

※先端の拡大写真，イラストは原寸大

一般名	商品名	クラス	番号
ピンセット	マーチンピンセット	一般手術用	2081X00005000183

外科インスツルメント

マーチンピンセット

マーチンピンセット

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチンピンセット



**Point** ①  
 輪の中に縫合針を通すことにより、軟組織を保持しながらの縫合が可能。ピンポイントに針を通すことができます。  
 43-114-16-07  
 繊細な縫合糸を用いる際の軟組織・縫合針の把持などに。  
 12-409-12-07 12-414-11-07


1/2 直型 無鉤  
 12-100-13-07 全長：13cm ¥5,000 ティッシュプライヤー

1/2 直型 有鉤  
 12-326-13-07 全長：13cm ¥5,900 ティッシュプライヤー

1/2 曲型 縫合用 穴あき D=1.6mm  
 43-114-16-07 全長：16cm ¥23,000

1/2 直型 無鉤  
 12-414-11-07 全長：11cm ¥14,500 ジュエラーズタイプ5

マーチンピンセット



1/2 直型 無鉤  
 12-168-12-07 全長：12cm ¥8,800

1/2 直型 有鉤  
 12-168-15-07 全長：15cm ¥9,500

1/2 直型 有鉤  
 12-368-12-07 全長：12cm ¥8,800 アドソン

1/2 直型 有鉤  
 12-400-12-07 全長：12cm ¥9,500 アドソンブラウン

1/2 曲型 無鉤  
 43-031-01-07 全長：15cm Fig. 1 ¥5,000

1/2 曲型 無鉤  
 43-101-01-07 全長：16cm Fig. 1 ¥5,000

1/2 曲型 無鉤  
 43-031-03-07 全長：15cm Fig. 3 ¥5,000

1/2 曲型 無鉤  
 43-101-03-07 全長：16cm Fig. 3 ¥5,000

1/2 曲型 無鉤  
 43-031-05-07 全長：15cm Fig. 5 ¥5,000

1/2 曲型 無鉤  
 12-409-12-07 全長：12cm ¥19,200 ジュエラーズタイプ7

1/2 直型 有鉤  
 12-402-12-07 全長：12cm ¥8,800 ミニアドソン

1/2 曲型 有鉤  
 12-403-12-07 全長：12cm ¥10,500 ミニアドソン

1/2 マイクロアドソン  
 12-404-12-07 全長：12cm ¥7,000

1/2 直型 無鉤  
 12-404-15-07 全長：15cm ¥9,500

1/2 直型 無鉤  
 12-405-15-07 全長：15cm ¥10,500

※ 1/2の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	届出 2881X00005000183

※ 1/2の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

オースメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチンピンセット

インプラント

麻酔

ミニー・衛生商品

マーチンピンセット

**Point ①**  
 歯肉にやさしい無鉤でありながら有鉤と同等にすべらずつかめます。  
**Atrauma 無外傷式アトラウマ**



直型有鉤  
 12-406-12-07  
 全長：12cm  
 ¥9,500

直型有鉤  
 12-406-15-07  
 全長：15cm  
 ¥9,500

1/2  
 マイクロアドソン



無外傷式 **Atrauma**  
 先端幅：1.5mm  
 直型アトラウマ

無外傷式 **Atrauma**  
 先端幅：2.0mm  
 直型アトラウマ

1/2  
 24-386-16-07  
 全長：16cm  
 ¥23,000  
 デバケイ

1/2  
 24-388-16-07  
 全長：16cm  
 ¥19,200  
 デバケイ



無外傷式 **Atrauma**  
 先端幅：2.0mm  
 曲型アトラウマ

1/2  
 24-389-16-07  
 全長：16cm  
 ¥23,000  
 デバケイ



無外傷式 **Atrauma**  
 直型アトラウマ

1/2  
 12-270-15-07  
 全長：16cm  
 ¥38,000  
 デバケイ

**タングステンカーバイド**



1/2  
 12-605-12-07  
 全長：12cm  
 ¥5,300  
 スプリンター



1/2  
 12-172-15-07  
 全長：15cm  
 ¥5,500  
 セムケン

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
ピンセット	マーチンピンセット	一般医療機器	品出   2881X00005000183

マーチンハサミ

**ダイヤコート**  
 繊細な歯肉のトリミングに。チタン製には刃部、先端部にダイヤモンドコーティングが施されており、長寿命です。  
 (チタニウム製のみ)




軽量非磁 **チタン**  
 作業部長：10mm

1/2



曲型ラウンドハンドル  
 11-711-18-07  
 全長：18cm  
 ¥58,000



曲型フラットハンドル  
 11-713-18-07  
 全長：18cm  
 ¥54,000



軽量非磁 **チタン**  
 11-717-18-09  
 全長：18cm  
 ¥125,000



軽量非磁 **チタン**  
 11-719-18-09  
 全長：18cm  
 ¥125,000

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
はさみ	マーチンハサミ	一般医療機器	品出   2881X00005000185

外科インスツルメント

マーチンピンセット

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチンハサミ

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

マーチンハサミ

マーチンハサミ

外科インスツルメント

マーチンハサミ

マーチンハサミ

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミニー・衛生商品



11-285-18-07  
全長：18cm  
¥14,500  
メッツェンバウム



メッツェンバウム  
11-299-14-07  
全長：14.5cm  
¥14,500



ゴールドマンフォックス  
11-567-13-07  
全長：13cm  
¥14,500



ラグランジ  
11-593-11-07  
全長：11.5cm  
¥14,500



スペンサー  
11-826-13-07  
全長：13cm  
¥14,500



メッツェンバウムフィノ  
11-957-14-07  
全長：14.5cm  
¥41,000



サンベネーロ  
11-341-14-07  
全長：14cm  
¥14,500



ディーン  
11-497-17-07  
全長：17.5cm  
¥22,500



ロックン  
11-607-16-07  
全長：16cm  
¥19,500



アイリス  
11-631-11-07  
全長：11.5cm  
¥11,000



ゴールドマンフォックス  
11-981-13-07  
全長：13cm  
¥45,000



アイリス  
11-982-11-07  
全長：11.5cm  
¥35,500

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

※ 1/2 の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一般名	形名	クラス	番号
はさみ	マーチンハサミ	一般医療機器	2881300005000185

マーチン 起子及び剥離子



23-410-01-07 北島 Dr.

**Point**  
 ヘラ状の作業部は口蓋側の剥離に.  
 スプーン状は骨補填材の填入にも使用.  
 23-446-18-07  
 歯槽頂増大など大きな剥離に.  
 23-400-18-07


マーチン 起子及び剥離子



23-406-18-07 秋山 勝彦 Dr.



23-407-18-07




23-448-01-09 バビラプレザベーションに

軽量非磁  
チタン



- 23-402-18-07 全長: 18cm ¥11,500 イグルハルト
- 23-400-18-07 全長: 18.5cm ¥12,000 フリーア
- 23-446-18-07 全長: 18cm ¥11,000 ウエスト
- 23-454-19-07 全長: 18cm ¥11,000 アリッシベルグ
- 23-410-01-07 全長: 17cm ¥11,500 5-Dジャパン
- 23-435-17-07 全長: 17cm ¥11,000 プリチャード
- 23-436-22-07 全長: 17.5cm ¥12,000 平状 ギザあり
- 38-050-01-07 全長: 18cm ¥12,000 アレン



- 23-406-18-07 全長: 18cm ¥11,500 Akiyama
- 23-407-18-07 全長: 18cm ¥11,500 Akiyama
- 23-407-19-07 Fig.2 全長: 18cm ¥11,500 Akiyama
- 23-448-01-09 全長: 18cm ¥9,500 コーナー / ウェスターマン
- 23-448-02-07 全長: 18cm ¥8,500 コーナー / ウェスターマン
- 23-448-11-07 全長: 16.5cm ¥9,500 ミラー接続タイプ
- 23-452-09-07 Fig.9 全長: 18cm ¥11,000 モルト
- 23-452-51-07 Fig.851 全長: 18cm ¥11,000 モルト
- 23-452-54-07 Fig.854 全長: 18cm ¥11,000 モルト

※原寸大

※原寸大

一般名	商品名	クラス	番号
歯科用起子及び剥離子	マーチン起子及び剥離子	一般医療機器	2301300005000196

外科インスツルメント  
マーチン剥離子

外科インスツルメント  
マーチン剥離子

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔


ミフィー・衛生商品

マーチン サイナスリフト用インスツルメント


Point ①

「作業部の小さなサイナスリフト用」器具

38-020-01-07 38-020-02-07 38-020-03-07 38-020-04-07



38-030-18-07, 38-020-01-07 小林 文夫 Dr.




38-020-01-07 全長：16.5cm ¥11,500  
 38-020-02-07 全長：16.5cm ¥11,500  
 38-020-03-07 全長：15.5cm ¥11,500  
 38-020-04-07 全長：16.5cm ¥11,500  
 38-020-70-07 全長：16.5cm ¥12,500  
 HORIUCHI  
 38-030-18-07 全長：18cm ¥12,000  
 イゲルハルト



5/6 5/6

48-137-21-07 全長：21cm ¥24,000  
 48-135-21-07 全長：21cm ¥24,000

マーチン サイナスリフト用インスツルメント



38-017-01-07 Fig. 1 全長：19cm ¥9,500  
 38-017-02-07 Fig. 2 全長：20cm ¥9,500  
 38-017-03-07 Fig. 3 全長：19cm ¥9,500  
 38-017-04-07 Fig. 4 全長：17cm ¥9,500  
 38-017-05-07 Fig. 5 全長：18cm ¥9,500

※ 5/6 の表記がない写真は原寸大

一般的名称 販売名 クラス 番号  
 歯科用インプラント手術器具 マーチンサイナスリフト用インスツルメント 一般医療機器 品目：2881X0000000210

※原寸大

外科インスツルメント

マーチンサイナス

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

マーチンノミ



43-366-02-07 船登 彰芳 Dr.



43-886-01-07 船登 彰芳 Dr.


**Point ①**  
 切除療法・インプラント治療時に  
 剥離子として使用  
 43-366-02-07, 43-886-0107  
 骨形成用のノミと剥離子を1つにまとめた  
**アイデア**。  
 43-883-16-07

※マレットは P61

マーチンノミ



43-884-03-07, 43-885-03-07 ブロック骨の採取



- 43-366-01-07 Fig. 1 全長: 17.5cm ¥8,800 フェディ
- 43-366-02-07 Fig. 2 全長: 17.5cm ¥8,800 フェディ
- 43-366-03-07 Fig. 3 全長: 17.5cm ¥8,800 フェディ
- 43-883-16-07 全長: 16.5cm ¥8,800 バックアクション
- 43-886-01-07 全長: 17.5cm ¥10,500 5-Dジャパン
- 43-363-01-07 Fig. 36 / 37 全長: 17.5cm ¥8,800 ロードス
- 43-494-06-07 Fig. 5 / 6 全長: 17.5cm ¥7,000
- 23-061-40-07 全長: 16cm ¥8,500



- 43-365-01-07 Fig. 1 全長: 17cm ¥6,500 オーシャンバイン
- 43-365-02-07 Fig. 2 全長: 17cm ¥6,500 オーシャンバイン
- 43-884-03-07 Fig. 1L 全長: 17cm ¥8,800 オーシャンバイン
- 43-885-03-07 Fig. 2L 全長: 17cm ¥8,800 オーシャンバイン
- 43-700-01-07 Fig. 1 全長: 18cm ¥10,500 イグルハルト
- 43-700-02-07 Fig. 2 全長: 18cm ¥10,500 イグルハルト
- 43-700-03-07 Fig. 3 全長: 18cm ¥10,500 イグルハルト

※写真, イラストは原寸大

一般名称	商品名	クラス	番号
ノミ	マーチンノミ	一般手術器具	2881X00000000195

※写真, イラストは原寸大

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチンブレードホルダー

Point ①



ブレードを把持し、ロック後必要な大きさに割り取り、割ったブレードの方向を整えて使用。誤って、硬組織にブレードを押し付けるとずれるように設計されており、骨組織への侵襲を軽減します。

10-094-13-07

Point ①

左右に15°の角度を付与した当てやすいメスホルダー。臼歯部の切開に。

左 10-125-02-07 右 10-125-01-07

マーチンブレードホルダー


Point ①

使いやすい、可変式メスホルダー。5段階の角度調節が可能。

10-118-03-07

マーチンブレードホルダー

マーチンブレードホルダー



10-094-13-07  
全長：13cm  
¥76,000

10-159-00-09  
全長：13.5cm  
¥37,700

10-160-01-07  
全長：13.5cm  
¥15,500

10-120-04-07  
全長：16.5cm  
¥7,800

10-130-03-07  
No. 3  
全長：12cm  
¥3,400

10-125-02-07  
No. 3  
全長：12cm  
¥4,000

10-125-01-07  
No. 3  
全長：12cm  
¥4,000

10-137-71-07  
No. 7K  
全長：12.5cm  
¥4,000

10-137-07-07  
No. 7  
全長：16cm  
¥7,800

10-118-03-07  
全長：15.5cm  
¥32,000

ブレードプレーカー

※原寸大

※写真は原寸大

一般名称	販売名	クラス	番号
ナイフハンドル	マーチンブレードホルダー	一般医療機器	販出 2881X00005000209

マーチンエキスカベーター



43-487-40-07 木ノ本 喜史 Dr.

マーチン歯科用キュレット


Point !  
抜歯窩, 根切時の  
不良肉芽の搔爬に.



23-364-00-07 石井 宏 Dr.

マーチンエキスカベーター

マーチン歯科用キュレット



※写真は原寸大  
一般的名称 販売名 クラス 番号  
歯科用エキスカベーター マーチンエキスカベーター 一般診療機器 届出 288100005000204

※写真は原寸大  
一般的名称 販売名 クラス 番号  
歯科用キュレット マーチン歯科用キュレット 一般診療機器 届出 288100005000198

※写真は原寸大

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチン歯肉切除用メス



43-333-12-07 安東 俊夫 Dr.

マーチンエレベーター

外科インスツルメント

マーチン歯肉切除用メス



38-050-03-07  
Fig. 3  
全長: 16cm  
¥12,000  
イガルハルト

38-050-04-07  
Fig. 4  
全長: 16cm  
¥12,000  
イガルハルト

43-326-37-07  
Fig. 7  
全長: 17.5cm  
¥11,500  
キッドニータイプ

43-332-61-07  
全長: 17.5cm  
¥12,000  
カークランド

43-333-12-07  
Fig. 1 / 2  
全長: 17.5cm  
¥12,000  
オルバン

43-335-01-07  
全長: 16cm  
¥13,500  
5-Dジャパン

※写真は原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
歯肉切除メス	マーチン歯肉切除用メス	一般診療機器	国出   2991X00003000207



42-034-00-07  
Fig. 34  
¥15,000  
セルディン

※写真は原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
歯科用エレベータ	マーチンエレベーター	一般診療機器	国出   2981X00005000191



42-204-00-07  
Fig. 1,3S  
¥15,500  
ミニ

42-205-01-07  
Fig. 1,3RC  
¥15,500  
ミニ

※写真、先端の拡大写真・イラストは原寸大

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチンエレベーター

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチンエレベーター

マーチンエレベーター(ペリオトーム)

**Point ①**  
 抜歯窩の保護に.  
 チップの取り替えができます.

外科インスツルメント


マーチンエレベーター



42-222-01-07  
 Fig. 1  
 ¥ 15,500  
 ペイン



42-222-02-07  
 Fig. 2  
 ¥ 15,500  
 アピカル



42-223-01-07  
 Fig. 1A  
 ¥ 15,500  
 アピカル




42-223-02-07  
 Fig. 2A  
 ¥ 15,500  
 アピカル



42-304-00-07  
 Fig. 302  
 ¥ 15,000  
 アピカル



42-513-00-07  
 Fig. 0  
 ¥ 13,000  
 ペイン



42-514-00-07  
 Fig. 0A 鈍型  
 ¥ 13,000  
 ペイン



42-515-00-07  
 Fig. 0A 鋭型  
 ¥ 13,000  
 ペイン

ペリオトーム用  
 回転防止構造



23-360-01-07  
 全長：14cm  
 ¥ 15,500  
 ホルダー



23-360-02-07  
 No. 1  
 ¥ 3,400



23-360-03-07  
 No. 2  
 ¥ 3,400



23-360-04-07  
 No. 1A  
 ¥ 3,400



23-360-05-07  
 No. 2A  
 ¥ 3,400



23-360-06-07  
 No. 1B  
 ¥ 3,400



23-360-07-07  
 No. 2B  
 ¥ 3,400

マーチンエレベーター(ペリオトーム)

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

オススメ

※写真, 先端の拡大写真・イラストは原寸大

※写真は原寸大

一時的名称	販売名	クラス	番号
歯科用エレベータ	マーチンエレベーター	一般診療機器	届出   2881X00005000191

マーチン抜歯用鉗子




茂野 啓示 Dr.

**Point**  
 すべらずしっかり掴める  
 ダイヤ付 ダイヤモンド粒子つき。  
 ツメがないため、破折を  
 防ぎMIに抜歯できます。


5本で  
全歯に対応!!



40-401-00-07  
Fig. 1 D  
¥ 39,000



40-407-00-07  
Fig. 7 D  
¥ 39,000




40-417-00-07  
Fig. 17 D  
¥ 39,000




40-418-00-07  
Fig. 18 D  
¥ 39,000




40-422-00-07  
Fig. 22D  
¥ 39,000



40-413-00-07  
Fig. 13 D  
¥ 39,000



40-467-01-07  
Fig. 67 D  
¥ 39,000



40-449-00-07  
Fig. 49 D  
¥ 39,000




40-318-00-07  
Fig. 18  
¥ 23,000



40-351-00-07  
Fig. 51  
¥ 23,000



40-373-00-07  
Fig. 73  
¥ 26,500



一般名	販売名	クラス	品番
抜歯用鉗子	マーチン抜歯用鉗子	一般医療用	2881X00000000000

※原寸大

外科インスツルメント

マーチン抜歯用鉗子

外科インスツルメント

外科インスツルメント

マーチン抜歯用鉗子

インスツルメント

麻酔

ミラー・衛生商品

マーチン抜歯用鉗子

マーチン抜歯用鉗子



40-036-00-07  
Fig. 36  
¥ 26,500



40-046-01-07  
Fig. 46 L  
¥ 23,000



40-073-00-07  
Fig. 46 N  
¥ 31,000



41-010-09-07  
Fig. 105  
¥ 23,000



41-032-00-07  
Fig. 32  
¥ 23,000



41-151-01-07  
Fig. 151 A  
¥ 23,000



40-313-00-07  
Fig. 13  
¥ 23,000



40-317-00-07  
Fig. 17  
¥ 23,000



41-001-00-07  
Fig. 1  
¥ 23,000



41-053-05-07  
Fig. 53 L  
¥ 23,000



41-053-08-07  
Fig. 53 R  
¥ 23,000

※先端の拡大写真・イラストは原寸大

※先端の拡大写真・イラストは原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
抜歯用鉗子	マーチン抜歯用鉗子	一般医療機器	2881XXXX0000000

外科インスツルメント

マーチン抜歯用鉗子

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチン抜歯用鉗子

インプリント


麻酔

ミラー・衛生商品

マーチン抜歯用鉗子

マーチンキャリパス

マーチンヤスリ



43-893-02-07 43-893-01-07 水上 哲也 Dr.



41-501-00-07  
Fig. 501  
¥23,000



測定域：0-20mm


35-133-07-07  
全長：8cm  
¥56,000



測定域：0-80mm


17-407-01-07  
全長：8cm  
¥35,000

2面  
ギザあり



43-893-01-07  
全長：17cm  
¥10,600  
ペリオドンタルファイル

3面  
ギザあり




43-893-02-07  
全長：17cm  
¥10,600  
シュガーマンファイル

直型



ダイヤモンド付

43-810-00-07  
全長：17.5cm  
¥18,800  
ロンカッティ



ダイヤモンド付

曲型

43-810-01-07  
全長：17.5cm  
¥18,800  
ロンカッティ

※先端の拡大写真・イラストは原寸大

一般名	販売名	クラス	番号
抜歯用鉗子	マーチン抜歯用鉗子	一般医療機器	届出   2881X00005000200
整形外科用カリパ	マーチンキャリパス	一般医療機器	届出   2881X00005000224

一般名	販売名	クラス	番号
ヤスリ	マーチンヤスリ	一般医療機器	届出   2881X00005000197


※写真は原寸大

マーチン破骨鉗子


マーチン破骨鉗子

外科インスツルメント

マーチン破骨鉗子



23-799-12-07  
全長：12.5cm  
¥44,000  
フリードマン



23-801-14-07  
全長：13.5cm  
¥44,000  
フリードマン



23-807-17-07  
全長：16.5cm  
¥54,000  
クリーブランド



23-836-90-07  
全長：14.5cm  
¥64,000  
フリードマンマイクロ




23-877-15-07  
全長：15.5cm  
¥92,000  
ブーラ



23-887-18-07  
全長：19cm  
¥92,000  
ラスキン



23-819-18-07  
全長：17.5cm  
¥54,000  
ハートマン



23-835-30-07  
全長：14.5cm  
¥64,000  
フリードマンマイクロ



23-836-30-07  
全長：15cm  
¥59,000  
フリードマンマイクロ



37-389-01-07  
4 × 4 mm  
¥115,000  
ケリソン

※先端の拡大イラストは原寸大

※先端の拡大イラストは原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
手前骨鉗子	マーチン破骨鉗子	一般手術機	2881X00005000205

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチン破骨鉗子

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

マーチンオステオトーム

マーチンオステオトーム

作業部幅：5mm

作業部幅：10mm

メンブレンプレイス

作業部幅：φ1.0mm  
目盛り：3.0mm  
ピンオステオトーム

作業部幅：6mm



23-105-06-07  
全長：13.5cm  
¥14,000  
エビカー



23-136-60-07  
全長：17cm  
¥8,800  
ランボッテミニ



23-500-02-07  
全長：18cm  
¥14,000  
コーナー/  
ウェスターマン



43-894-01-07  
全長：17.5cm  
¥12,000  
コーナー/  
ウェスターマン




38-786-06-07  
全長：16cm  
¥22,500  
ダートレイムンロ




1/2  
エビカー

平型




38-796-04-07  
全長：18cm  
作業部幅：4mm  
¥31,000

平型




38-796-06-07  
全長：18cm  
作業部幅：6mm  
¥31,000

平型




38-796-08-07  
全長：18cm  
作業部幅：8mm  
¥31,000

曲型



38-799-06-07  
全長：18cm  
作業部幅：6mm  
¥31,000

曲型



38-799-08-07  
全長：18cm  
作業部幅：8mm  
¥31,000

ソケットリフト用



1/2  
コーナー/  
ウェスターマン



43-896-00-07  
Fig. 0  
全長：17.5cm  
¥12,000



43-896-01-07  
Fig. 1  
全長：17.5cm  
¥12,000



43-896-02-07  
Fig. 2  
全長：17.5cm  
¥12,000



43-896-03-07  
Fig. 3  
全長：17.5cm  
¥12,000

※写真は原寸大

※1/2の表記がない先端の写真・イラストは原寸大

一時的名称	販売名	クラス	番号
歯科用インプラント手術器具	マーチンオステオトーム	一般手術器具	2881300005000206

外科インスツルメント

マーチンオステオトーム

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチンオステオトーム

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

※ノミは P42

マーチンマレット



作業部幅：φ 30mm  
重 量：300g

23-215-19-07  
全長：19cm  
¥ 39,000  
コトル



作業部幅：φ 20mm  
重 量：140g

23-216-01-07  
全長：16.5cm  
¥ 18,200  
ウィリガー



作業部幅：φ 25mm  
重 量：215g

23-264-19-07  
全長：19cm  
¥ 39,000  
ハルバード

マーチンプラガー



43-506-01-07  
Fig. 1  
全長：16cm  
¥ 3,900

43-506-02-07  
Fig. 2  
全長：16cm  
¥ 3,900

43-506-03-07  
Fig. 3  
全長：16cm  
¥ 3,900

マーチンスプレッター



43-507-02-07  
Fig. 20  
全長：16cm  
¥ 5,500

43-507-04-07  
Fig. 40  
全長：16cm  
¥ 5,500

43-507-06-07  
Fig. 60  
全長：16cm  
¥ 5,500

※写真は原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
マレット	マーチンマレット	一般医療機器	届出 2881X00005000194

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用根管プラグ	マーチンプラグ	一般医療機器	届出 2881X00005000193
歯科用根管スプレッダ	マーチンスプレッダ	一般医療機器	届出 2881X00005000192

※先端の拡大写真含む、イラストは原寸大

オススメ

ロ、考案キット

外科インスツルメント

マーチンプラグ／スプレッダ

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

外科インスツルメント

マーチンマレット

マーチン充填器



44-272-03-04 荒木 秀文 Dr.

**Point** ①

逆根管治療用充填器

44-272-01-07    44-272-03-07  
44-272-04-07

ラウンド/スパチュラ    ラウンド/スパチュラ    ラウンド/スパチュラ    ラウンド/スパチュラ    ラウンド/スパチュラ

根切用  
角度:90°  
シングル

根切用  
角度:90°  
カウンター  
アングル

マーチン歯鏡

**Point** ①

根尖切除用マイクロミラー


42-710-03-04    42-710-05-04

メタル表面  
反射ミラー

φ2.5mm  
角度:45°  
マイクロ用 スクエア

メタル表面  
反射ミラー

φ5.0mm  
角度:45°  
マイクロ用 ラウンド



44-390-02-07 Fig. 2 全長:17.5cm ¥4,500

44-390-12-07 Fig. 2A 全長:17.5cm ¥4,500

44-390-13-07 Fig. 3A 全長:17.5cm ¥4,500

44-272-01-07 全長:16.5cm ¥8,800 5-D ジャパン

44-269-03-07 全長:17cm ¥6,500 チューリッヒ

44-272-03-07 全長:17.5cm ¥6,500 チューリッヒ

44-272-04-07 全長:17.5cm ¥6,500 チューリッヒ



42-710-03-04 Fig. 1 ¥7,800

42-710-05-04 Fig. 2 ¥7,800

42-746-02-07 全長:12cm ¥2,000 ミラーホルダー

42-757-08-07 全長:14cm ¥3,400 ミラーホルダー

※写真は原寸大

一般的名称	形状名	クラス	番号
歯科用充填器	マーチン充填器	一般用充填器	2881X0005000011

※写真,イラストは原寸大

一般的名称	形状名	クラス	番号
歯鏡	マーチン歯鏡	一般用歯鏡	2881X0005000001

外科インスツルメント

マーチン充填器

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

マーチン歯鏡

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

マーチン開創器



38-520-02-07  
38-520-03-07 石井 宏 Dr.


Point ①

すべらず固定し、低侵襲。



薄さわずか0.4mm. 細いガイドグループを可能に

ISHII  
リトラクターキット  
(4本セット)  
¥100,000



マーチン止血鉗子




※先端の拡大写真, イラストは原寸大

一般名	商品名	クラス	番号
開創器	マーチン開創器	一般手術機器	2881300005000190
鉗子	マーチン止血鉗子	一般手術機器	2881300005000208

マーチン止血鉗子



マーチンタオルクランプ



※先端の拡大写真, イラストは原寸大

一般名	商品名	クラス	番号
インプラント手術器具	マーチンタオルクランプ	一般手術機器	2881300005000221
鉗子	マーチン止血鉗子	一般手術機器	2881300005000208

マーチン開口器

マーチン開口器

外科インスツルメント

マーチン開口器

オススメ

ロカ案キット

外科インスツルメント

マーチン開口器

インプラント

麻酔

ミラー・衛生商品

1/3  
コッホーランゲンベック

1/2  
15-317-02-07  
全長：21.5cm  
作業部：35 × 8 mm  
¥19,200

1/2  
15-317-03-07  
全長：21.5cm  
作業部：35 × 11 mm  
¥19,200

1/2  
15-317-04-07  
全長：21.5cm  
作業部：35 × 15 mm  
¥19,200

1/2  
15-317-05-07  
全長：21.5cm  
作業部：40 × 11 mm  
¥19,200

1/3  
コッホー

1/2  
15-351-03-07  
全長：23cm  
作業部：42 × 15 mm  
¥22,000

1/2  
38-249-14-01  
全長：14cm  
作業部幅：26mm  
¥8,800

1/3  
15-361-02-07  
全長：23cm  
作業部：25 × 22 mm  
¥22,000  
ミッデルドルフ

作業部幅：37mm

1/3  
ランゲンベック

1/2  
15-291-03-07  
全長：22cm  
作業部：30 × 15 mm  
¥16,500

1/2  
15-293-04-07  
全長：22cm  
作業部：40 × 11 mm  
¥19,200  
ランゲンベック

1/2  
38-240-00-07  
全長：9.5cm  
¥9,500  
全顎用

1/2  
38-265-00-01  
全長：14.5cm  
¥14,500  
作業部幅：22mm

※イラストは原寸大


※イラストは原寸大

一般的名稱	販売名	クラス	番号
外科用開口器	マーチン開口器	一般医療機器	2881X00055000189

マーチン開口器




マーチン開創器



マーチンエキスポローラー

Point ①  
逆根管治療用  
エキスポローラー  
43-400-02-07



※イラスト・縮尺表記のない写真は原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用開創器	マーチン開創器	一般医療機器	届出 2981300005000190
歯科用開口器	マーチン開口器	一般医療機器	届出 2981300005000189

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用探針	マーチンエキスポローラー	一般医療機器	届出 2981300005000187

※原寸大

外科インスツルメント

マーチン開口器 / 開創器

オススメ

D. 考案キット

外科インスツルメント

マーチンエキスポローラー

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品

### マーチンプローブ

0.5mm まで正確に 歯冠長をとらえる 根管長を瞬測




秋山 勝彦 Dr.

**Point** ①

プローブに数値が入って  
**0.5 mm** 幅の正確な計測を  
一目で!

目盛り幅  
**0.5mm**

43-301-01-07



マーチンプローブ

- 43-356-08-07 Fig. 8 全長: 16cm ¥3,800
- 43-356-11-07 Fig. 11 全長: 16cm ¥3,800
- 43-736-15-07 Fig. CP 15 UNC 全長: 16cm ¥5,000
- 43-736-22-07 Fig. CPNG 22 全長: 16cm ¥5,000
- 43-301-01-07 全長: 16cm ¥13,000 **Akiyama**
- 43-347-40-07 全長: 17.5cm ¥9,500 **ナーバス**

※原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯周ポケットプローブ	マーチンマーチンプローブ	一般医療機器	届出 2881X00005000188

### マーチン歯周用キュレット

**Point** ①


インプラント体のクリーニングにもご活用ください。  
軽量中空のオールチタン製  
力が伝わりやすいための10mm幅ハンドルです。  
43-334-06-07 43-334-08-07 43-334-12-07 43-334-14-07



加藤 久子 DH

幅: 10.0mm

- 前歯用 グレーシーキュレット
- 白歯(頬側/舌側)用 グレーシーキュレット
- 白歯(近心)用 グレーシーキュレット
- 白歯(遠心)用 グレーシーキュレット
- 前歯用 グレーシーキュレット
- 白歯(頬側/舌側)用 グレーシーキュレット
- 白歯(近心)用 グレーシーキュレット
- 白歯(遠心)用 グレーシーキュレット



- 43-334-06-07 Fig. 5-6 全長: 17.5cm ¥13,500 **チタン**
- 43-334-08-07 Fig. 7-8 全長: 17.5cm ¥13,500 **チタン**
- 43-334-12-07 Fig. 11-12 全長: 17.5cm ¥13,500 **チタン**
- 43-334-14-07 Fig. 13-14 全長: 17.5cm ¥13,500 **チタン**
- 43-339-06-07 Fig. 5-6 全長: 17.5cm ¥9,500 **ビッググレーシー**
- 43-339-08-07 Fig. 7-8 全長: 17.5cm ¥9,500 **ビッググレーシー**
- 43-339-12-07 Fig. 11-12 全長: 17.5cm ¥9,500 **ビッググレーシー**
- 43-339-14-07 Fig. 13-14 全長: 17.5cm ¥9,500 **ビッググレーシー**

※写真は原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯周用キュレット	マーチン歯周用キュレット	一般医療機器	届出 2881X00005000199

マーチン歯周用キュレット

マーチン砥石

43-840-00-04  
115 × 40 × 10/2mm  
¥5,500




マーチン  
歯周用キュレット

マーチンスクレーパー

マーチンコードパッカー




46-185-03-07 46-185-04-07  
南昌宏 Dr.



前歯用  
クレーシー  
キュレット  
臼歯(頬側/舌側)用  
クレーシー  
キュレット  
臼歯(近心)用  
クレーシー  
キュレット  
臼歯(遠心)用  
クレーシー  
キュレット  
直型マイクロ  
曲型マイクロ

43-336-06-07 Fig. 5/6 全長: 17.5cm ¥8,500 ミニ  
43-336-08-07 Fig. 7/8 全長: 17.5cm ¥8,500 ミニ  
43-336-12-07 Fig. 11/12 全長: 17.5cm ¥8,500 ミニ  
43-336-14-07 Fig. 13/14 全長: 17.5cm ¥8,500 ミニ  
43-800-01-07 全長: 17.5cm ¥11,000 ロンカッティ  
43-800-02-07 全長: 17.5cm ¥11,000 ロンカッティ  
43-364-01-07 Fig. 1/2 全長: 17.5cm ¥8,500 プリチャード



ユニバーサル  
キュレット  
ユニバーサル  
キュレット  
マイクロ

43-290-13-07 Fig. 13/14 全長: 17.5cm ¥8,500 コロンビア  
43-290-40-07 Fig. 4R/4L 全長: 17.5cm ¥8,500 コロンビア  
43-800-00-07 全長: 17.5cm 11,000¥ ロンカッティ  
43-311-05-07 Fig. 5/33 全長: 17.5cm ¥8,500  
43-311-15-07 Fig. T2/3 全長: 17.5cm ¥8,500  
43-312-10-07 Fig. H6/H7 全長: 17.5cm ¥9,500  
46-185-03-07 全長: 17.5cm ¥11,500 5-D ジャパン  
46-185-04-07 全長: 16.5cm ¥11,500 5-D ジャパン

※写真は原寸大

※写真は原寸大

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用スクレーパー	マーチンスクレーパー	一般医療機器	届出 2881X00005000203
歯科用圧入充填器	マーチンコードパッカー	一般医療機器	届出 2881X00005000225
歯周用キュレット	マーチン歯周用キュレット	一般医療機器	届出 2881X00005000199

外科インスツルメント

マーチン歯周用キュレット

オススメ

Dr. 考案キット

外科インスツルメント

インプラント

麻酔

ミフィー・衛生商品



**マイクロストップ**  
55-861-50-04  
滅菌用コンテナ  
外径：310 × 189 × 65mm  
内径：283 × 177 × 40mm  
¥96,000

**Point ①**  
フィルタ交換不要、耐久 10,000 回  
◆フィルタは取り外しが可能で、簡単に水洗・再使用ができます。  
◆オートクレーブ滅菌、132°C対応。

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| <b>1</b> | マイクロストップ用ラベルフレーム<br>55-864-12-04<br>上蓋用(赤)<br>¥1,200 (1個) | <b>2</b> | マイクロストップ用コードラベル<br>55-864-01-04<br>上蓋用<br>¥2,800 (1個) |
| <b>3</b> | マイクロストップ用コードラベル<br>55-864-05-04<br>側面用<br>¥2,400 (1個)     | <b>4</b> | マイクロストップ用固定シールド<br>55-996-76-04<br>¥68,000 (1,000個)   |



**コンテナ用ワイヤメッシュトレイ**  
55-808-20-01  
260 × 170 × 28mm  
¥31,000 (1個)

滅菌は蒸留水で

- |  |   |
|--|---|
| <b>シリコンマット</b><br>55-009-00-04<br>コンテナ用<br>264 × 174mm<br>¥31,000 (1個) | <b>組立て型トレイ用 S と M に対応ワイヤメッシュトレイ用</b><br>55-009-01-04<br>252 × 161mm<br>¥24,000 (1個) |
|--|---|



**コンテナ用組立て型トレイ S**  
55-015-10-01  
277 × 171 × 30mm  
¥68,000 (1個)

**コンテナ用組立て型トレイ M**  
55-015-20-01  
277 × 171 × 38mm  
¥68,000 (1個)

- |          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | インスツルメントホルダー M<br>55-004-03-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ用 S と M に対応<br>長さ：162mm<br>¥3,200 (1個)  | <b>1</b> | インスツルメントホルダー L<br>55-004-02-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ用 S と M に対応<br>長さ：237mm<br>¥3,200 (1個) |
| <b>2</b> | 組立て型トレイ用固定シールド<br>55-008-01-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ S と M に対応<br>162 × 20mm<br>¥4,500 (1個) | <b>3</b> | インスツルメント保持用スプリング M<br>55-006-02-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ S に対応<br>¥6,500 (1個)              |

- |          |   |          |  |          |  |
|----------|---|----------|--|----------|--|
| <b>3</b> | インスツルメントフィキシャー<br>55-007-01-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ S に対応<br>¥1,200 (1個) | <b>4</b> | インスツルメント保持用スプリング L<br>55-006-01-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ S に対応<br>¥10,000 (1個) | <b>5</b> | インスツルメント保持用プラグ<br>55-005-01-04<br>コンテナ用(上げ底)<br>組立て型トレイ用 M に対応<br>¥5,500 (16個) |
| <b>3</b> | 55-007-02-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ M に対応<br>¥1,200 (1個)                   | <b>4</b> | 55-006-05-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ M に対応<br>¥7,800 (1個)                        | <b>5</b> | 55-005-02-04<br>コンテナ用<br>組立て型トレイ用 S と M に対応<br>¥5,500 (16個)                    |

# ドリルと患部を冷まし、見やすく注水洗浄

## アクア プレス イリゲーター

見やすく・洗い流しながら冷却

水量コントロールも自由自在

オートクレーブ滅菌可能で経済的



夏堀 礼二 Dr.

ゴム球により手で生食パックを加圧、最大水量と放水量を安全に2箇所コントロールし、術中の洗浄冷却を繊細かつ的確に行えます。オーバーヒート、交差感染を防止します。シンプルで軽く、移動も容易でセッティングや分解洗浄が簡単です。  
注意：オートクレーブ滅菌134°C以下、乾燥工程なし



注水による洗浄、冷却



サージカルガイドの内部も冷却洗浄できます。



最大水量を制限できますので、骨補填物の流出や、創面へのダメージを防ぎます。

### ロンヴィッヒ社

- アクア プレス イリゲーター  
●1セット... ¥65,800  
セット内容  
プレッシャーポーチ ..... 1個(エアポンプ, 専用ホース付)  
イリゲーションシリンジ ..... 1個  
サブライスパイク ..... 1個  
イリゲーションニードル ..... 1個  
フローレギュレーター ..... 1個  
シリコンホース ..... 1本(φ2mm×2m)



プレッシャーポーチ ※エアポンプ、専用ホース付  
●1個... ¥27,500  
1ℓ/500ml可、  
オートクレーブ滅菌不可

イリゲーションニードル  
●1個... ¥10,100  
オートクレーブ滅菌可



イリゲーションシリンジ  
●1個... ¥35,500  
オートクレーブ滅菌可

フローレギュレーター  
●1個... ¥16,500  
オートクレーブ滅菌可



サブライスパイク  
●1個... ¥19,800  
オートクレーブ滅菌可

シリコンホース φ2mm×2M  
●1個... ¥3,500  
オートクレーブ滅菌可

# インプラント印象をいつでも各個トレイなしで

ミラトレー インプラント

**各個トレイ不要・穴あけ時間をカット**

**透明フィルムで位置確認が容易**

**張られたフィルムが印象材を保持**

トレーに透明フィルムを使うことで各個トレイなくインプラント印象採得を可能にしました。急患時などにもオススメです。

中島 康 Dr.




採得



- ① 試摘し、印象圧が均等になるよう余剰をバテで埋めます
- ② 本印象材をトレーに盛り
- ③ ガイドピンの頭が出てくる迄押します
- ④ ドライバーを使用しピンをゆるめます
- ⑤ 採得完了

ミラトレー インプラント  
6個入/ケース... ¥8,400  
サイズ  
S・上顎 M・上顎 L・上顎  
S・下顎 M・下顎 L・下顎  
アソート(上下各サイズ入)



	上顎			下顎		
	S(S1)	M(S2)	L(S3)	S(I3)	M(I3)	L(I3)
a	70mm	75mm	79mm	69mm	73mm	78mm
b	55mm	60mm	65mm	56mm	61mm	66mm

## 外科用カーバイドバー

Surgical carbide bars

# インプラント埋入方向の修正, 歯根分割に



インプラント用  
サイドカッティングバー  
セット価格  
¥15,000 / 3本入  
(各単品 ¥5,400 / 1本入)



	インプラント用 サイドカッティングバー φ2.0	インプラント用 サイドカッティングバー φ2.5	インプラント用 サイドカッティングバー φ3.0	ホリコ カーバイドバー	コントラ	コントラ	FG
刃部長(mm)	16	16	16		C162 204 016	C162A 204 016	C267 314 016
頭部最大径(mm)	2.0	2.5	3.0		1.6	1.6	1.6

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科印象採得用トレー	ミラトレー インプラント	一般医療機器	届出 2881X00005000270
歯科用カーバイドバー	ホリコ カーバイドバー	一般医療機器	届出 2881X00005000290

# 口腔内を影なく照らすLED 視界をふさがずフリーハンド

オルボ/オルボHタイプ

**無影灯なしでも明るい**

**約12500ルクスで見たいところに光が届く**

**滅菌済み 個別包装で衛生的**



約12500ルクス(50mm)



林 揚春 Dr.

高田 光彦 Dr.

ポータブルオルボセット	LEDライト	携帯バッテリー	LEDライト延長用コード
<p>携帯バッテリー LEDライト サージチップ用</p> <p>ストラップ (バッテリーケース等に固定できます)</p> <p>充電器</p> <p>●ポータブル・オルボセット .....¥45,000</p> <p>セット内容 携帯バッテリー 1個 LEDライトサージチップ用 1本 充電器・ストラップ 各1個 ¥14,000</p>	<p>●ロエコ サージチップ用 (外径6.5mm用)</p> <p>●排唾管用(外径6.0mm用)</p> <p>●長さ:50cm 1本.....¥17,000</p>	<p>●携帯バッテリー 1個.....¥25,500</p>	<p>●長さ:50cm 1個..... ¥6,000</p> <p>オートクレーブ滅菌可 (132℃乾燥工程なし)</p>

## デンタタッチ社

オルボ(サージチップ用)  
仕様:光源...白色LEDライト(1W)×2  
電源...100~240V 50/60Hz  
重量...6g(マウスピース部)

●1セット... ¥42,800

セット内容  
アダプター ..... 1ヶ  
コントロールコード ..... 1本  
(304cm)  
マウスピース ..... 2本

オルボHタイプ(排唾管用)  
仕様:光源...白色LEDライト(1W)×2  
電源...100~240V 50/60Hz  
重量...6g(マウスピース)

●1セット... ¥45,000

セット内容  
アダプター ..... 1ヶ  
コントロールコード ..... 1本  
(304cm)  
LEDライト ..... 2本

オルボHタイプは、外径6.0mmの排唾管用品です。点灯時に発熱を伴うため、必ずバキューム作動による空気冷却を行いながら使用してください。バキュームホースへはコントロールコードに付属しているマジックテープで固定してください。

一般的名称	販売名	クラス	番号
歯科用口腔内手術灯	オルボ	一般医療機器	届出 2881X00005000261

# プレゼンでよく見るバキューム

サージチップマイクロ 1.2  
サージチップマイクロ 4.8


3段階調節可能な先端径 (1.2マイクロタイプ)

金属を傷つけないプラスチック製

先端が長く、より届きやすい(4.8タイプ)



1本で  
3通りの威力  
(サージチップ・マイクロ1.2)  
詰まったら  
外して続行!




サージチップ φ1.2mm  
(サージチップマイクロ 1.2)  
REF 462 012

¥8,550 (20本入/箱)  
※ダブルアダプター1組付  
※モリタアダプター別売

サージチップ φ4.8mm  
(サージチップ 4.8)  
REF 462 048

¥8,200 (20本入/箱)  
※ダブルアダプター1組付  
※モリタアダプター別売

金属に触れても安心(プラスチック製)



林 成謙 Dr.

# 角度自在に根管内や サイナスバキューム

サージチップ エンド

根尖近くまでしっかり吸引 (ファイル#60相当)

曲げ&固定ができて視野確保

滅菌済み 個別包装で衛生的




▶ 4パーツを自由に、  
曲げ&固定できます  
▶ 先端が湾曲に沿う!

目詰まりには、  
先端をカットして  
そのまま  
使用できます。



実物大



池村 仁克 Dr.

エンド外科でも視野を確保。

※紙コップに生食を入れ、使用のたびに吸引していただきますと、目詰まり防止になります



古澤 成博 Prof.

サージチップエンド  
¥9,000/20本入



バキューム直結アダプター付属

内容  
チップ20本  
+  
Wアダプター

※モリタのみ別売アダプター要



国産用φ11mm  
アダプター付属



海外用φ16mm  
アダプター付属



モリタ  
アダプター(別売)  
¥1,600


## 3サイズで滅菌スペースを確保し器材を保護

ステリ・クイック

個別滅菌包装で在宅診療にもぴったり

表面は吸水性で、体液や汚染を吸収

裏面は撥水コーティングで、  
テーブルを汚さない



個別滅菌包

ステリ・クイック

材質:表面…吸水セルロース  
(血液・薬液が垂れません)  
裏面…撥水ポリエチレン

- サイズ:S 35×50cm 80枚入/箱… ¥12,000
- サイズ:M 50×70cm 50枚入/箱… ¥12,500
- サイズ:L 70×100cm 25枚入/箱… ¥9,800

## オペ器具のコード・ハンドルを汚染から防御

ステリ・スリーブ

使いやすくて安心の個別滅菌包装

吸水性の表面と、器材を汚さない内面撥水

長いコードもしっかり包み込みます



両端を粘着テープで  
しっかり固定できます。

個別滅菌包装

ステリ・スリーブ

表面…吸水セルロース  
裏面…撥水ポリエチレン

- 25枚入/箱… ¥11,000

## タービンで歯肉を形整

セラミック ティッシュ トリマー

FGタービンで簡単操作

電気メスいらすの歯肉形成

パンチングやポンティング形成に



宅重 豊彦 Dr.

FGタービンに接続し、術部の血液、唾液等を洗い流した後、綿球やエアードで完全に乾燥させ、先端が30°~45°の角度になるように保持し、フェザータッチで使用します。往復運動させ少量ずつ削除し歯肉形成、歯肉切除、不良肉芽の除去等を行います。

注意:麻酔下で使用してください。

過度の圧での押し付けや、一度で深く切ること避け、血液凝固を妨げないようタービンの注水を止めて使用してください。歯牙や骨などの硬組織に触れることは極力避けてください。清掃・滅菌:水および中性洗剤を使用してください。ベンジンなどの溶剤の使用は避けてください。オートクレーブ滅菌:135℃、乾燥滅菌180℃以下。ケミクレーブ・超音波洗浄も可。推奨回転数:300,000~500,000rpm

ロンヴィッヒ社

- セラミック ティッシュ トリマー ●1個… ¥15,000



## 奥まで届き よく見える シャンクが伸びて全長25mm

ホワイトカーバイドバー

埋状智歯・サージカル

根管上部形成~根充材除去

FG	1SL	2SL	4SL	6SL	8SL
サイズ	008	010	014	018	023

FG	700SL	701SL	702SL	703SL	FG	1557SL	1558SL	FG	1702SL	1703SL
サイズ	010	012	016	021	サイズ	010	012	サイズ	016	021

※金属補綴物の除去には、使用できません。GWゴールドバーをご使用ください。

天蓋除去・窩洞形成

不良肉芽をバーで簡単に搔爬  
骨面・根面が奥までしっかりスムーズに

FG	557SL	558SL
サイズ	010	012

■FGSLサージカル



見えるロングバー

見えない作業部

荒木 秀文 Dr.

根面・骨面を素早く清掃・形成

FG	7104SL	7108SL	FG	7902SL
サイズ	014	028	サイズ	010

■フィニッシングバー

S.S. ホワイト社

ホワイトカーバイドバー  
FGSL/RASLサージカル  
●5本入… ¥2,800

ホワイトカーバイドバー  
フィニッシングバー(5本入)  
●5本入… ¥8,500

# 長い25mmで外科処置～エンド処置まで対応

GWサージカルバー

GWゴールドバー

ロングシャンクで広い術野を確保

チタンなどあらゆる修復物に対応する特殊強化ブレード

深部へのアクセスもらくらく

ポスト除去～エンドまで幅広く応用可能

フラップオペ時の骨形成でも効果的

強度試験をクリアし刃折しにくい高品質バー

埋伏智歯の抜歯, エンド用(根管口探索, 根充物撤去)。はじめに所望のラウンドバーを用いて深い目の溝を掘り, フィッシャーバーにて歯冠部を切断します。

抜群の切削力を発揮し, 大幅にチェアタイムを短縮します。歯質の大幅除去, エンド用の(髄室拡大用)バーとしても効果的です。


※ホワイトカーバイドバー FG 1557・1558・330 など(ノーマル)は, メタル修復物の除去に対応できません。その場合は, メタル除去対応の刃部をもつ, GW2・GW1をはじめ, 当頁の GW シリーズをご使用下さいませ。



GW-2



吉田 格 Dr.



澤田 則宏 Dr.

USA	GW2R	GW4R	GW6R	GW8R
ISO 010	010	014	018	023
GW (10本入)	31203	31204	31205	31206
GW (100本入)	—	—	—	—
GWS (10本入)	—	—	—	—
GWSL (5本入)	32227	32228	32225	—

金属ポスト除去(GWSL)

GW2P	GW330	GW1	GW245
ISO 010	008	010	009
31207	31208	31201	31218
—	—	31225	—
—	31219	31221	—
—	—	—	—

GW701	GW702
ISO 012	016
31216	31217
—	—
—	—

USA	GW34	GW35	GW37
ISO 008	010	014	—
GW (10本入)	31209	31210	31211
GW (100本入)	—	—	—
GWS (10本入)	—	—	—
GWSL (5本入)	—	—	—

GW556	GW557	GW558
ISO 008	010	012
31212	31213	31215
—	31220	—
—	32226	—

金属ポスト除去(GWSL)

GW1557	GW2
ISO 010	012
31214	31202
—	31226
32229	—

FG・GW (10本) 全長19mm ¥5,800  
 FG・GW (100本) 全長19mm ¥43,000

FG・GWSLサージカル(5本) 全長25mm ¥4,100  
 FG・GWS ショートシャンク(10本) 全長17mm ¥5,800

# すばやく,キレイな骨面修正に

ホワイト フィニッシングバー

ブレードが誇る高い切削力

すばやい修正で時間短縮

研削痕を残さない滑らかな切削面

歯周・骨外科用の25mmロングバー

ISO	010	012	014	018	023	028
USA/12枚刃	7002	7003	7004	7006	7008	7009
FG (5本入)	32404	32405	32406	32407	32408	32409
USA/30枚刃	—	—	9004	9006	9008	—
FG (5本入)	—	—	32433	32434	32435	—

009	010	012
7801	7802	7803
32427	32428	32429
—	—	9803
—	—	32441

ISO	014	018	023
USA/12枚刃	7404	7406	7408
FG (5本入)	32418	32419	32420
USA/30枚刃	—	9406	—
FG (5本入)	—	32436	—

013	016	019
7204	7205	7206
32413	32414	32415

012	014
7303	7304
32416	32417

ISO	010	014
USA/12枚刃	7642	7664
FG (5本入)	32423	32424
USA/30枚刃	9642	—
FG (5本入)	32439	—

008	010	012
—	7572	7583
—	32421	32422
9561	9572	—
32437	32438	—

009	010	014
CFT1	CFT2	CFT3
32401	32402	32403

ISO	010	013
USA/12枚刃	7702	7713
FG (5本入)	32425	32426
USA/30枚刃	—	9713
FG (5本入)	—	32440
FGSL (5本入)	—	—

014	018	028
7104	7106	7108
32410	32411	32412
—	—	—
—	—	—
32516	—	32517

009	010	012	014
7901	7902	7903	—
32430	32431	32432	—
—	—	9903	9904
—	—	32442	32443
—	32518	—	—

ISO	014	015
USA/10枚刃	SE6-10	SE9-10
FG (5本入)	32444	32445

FGSL (5本) 全長25mm ..... ¥8,500  
 FG (5本) 全長19mm ..... ¥5,400  
 FG (5本) 全長19mm ..... ¥6,480

# セメントを残さず周囲炎をおこさない インプラント上部構造、 長期プロビ用レジンセメント

インプラントリンク セミ

取れにくく、はずしやすい

浮きあがらずにフィット 薄さわずか8ミクロン

余剰セメントは1秒光重合後、ジェル状に一塊除去

浮き上がらない薄さ8ミクロンを実現し、接着強さは暫間用レジンセメントと永久用レジンセメントの中間の値に設定されています。その結果、永久的なセメンティングに十分耐える接着強さを持ちながら、必要な時には除去が可能であるせみパーマメント特性を有しています。

インプラントリンク セミ セット内容  
1本入/箱...¥8,500 シリンジ(5ml) ..... 1本  
ミキシングチップ4:1 ..... 10本  
(ブラウン)



# セメントを残さず周囲炎をおこさない

テンポリンク クリアー

補綴色調のシミュレーション

フィルム状に硬化するため  
撤去時の除去がペロリと容易

最大の特徴である透明色を活かし、ラミネートベニア、前歯部のクラウンブリッジの仮着に使用することで、色調のトラブルが起こりません。4:1練和、デュアルキュア

審美的プロビジョナルに



テンポリンククリアーでシミュレートしたプロビジョナルの装着

テンポリンク クリアー  
1本入/箱...¥8,500  
セット内容  
シリンジ(5ml) ..... 1本  
ミキシングチップ4:1 ..... 10本  
(ブラウン)

一般名	販売名	クラス	番号
歯科用コンポジットレジンセメント	インプラントリンクセミ	管理医療機器	特許 221ABZ000056000
歯科用コンポジットレジンセメント	テンポリンク クリアー	管理医療機器	特許 221ABZ000054000

# スクリーホール封鎖に使いやすい 光重合型レジン系仮封材

テンポフィル2


ペーストタイプで適度な弾性

練和が不要で除去時めかんたん

不快なおいがありません

ワンペーストタイプで窩洞修復などの暫間被覆材をすばやく行えます。硬化後は適度な弾力性があり、辺縁部を傷つけることなく一塊除去が可能。インプラントのスクリーホールを封鎖する際にも便利です。

テンポフィル2  
3本入/箱...¥8,500  
セット内容  
シリンジ(5ml) ..... 3本



インプラントスクリーホールの封鎖に最適

貞光 謙一郎 Dr.



窩洞から一塊で除去!



一般名	販売名	クラス	番号
歯科用高分子系仮封材	テンポフィル2	管理医療機器	特許 221ABZ000061000

# 過剰圧・カートリッジ割れを防ぐMI設計

ヘンケジェクト

操作しやすいグリップタイプ

患者さんにやさしい圧力制御(小児用90, 成人用20)

注入時の疲れを軽減



伊藤 哲 Dr.

ヘンケジェクト 浸潤麻酔・歯根膜麻酔用注射器	ヘンケジェクト90ニュートン(小児用) 浸潤麻酔・歯根膜麻酔用注射器(圧力コントロール付)	ヘンケジェクト120ニュートン(成人用) 浸潤麻酔・歯根膜麻酔用注射器(圧力コントロール付)
ヘンケジェクト ●1個・・・¥49,800 [セット内容]本体・・・1丁 保護用スリーブ・・・2個	ヘンケジェクト90 ●1個・・・¥59,800 [セット内容]本体・・・1丁 保護用スリーブ・・・2個	ヘンケジェクト120 ●1個・・・¥59,800 [セット内容]本体・・・1丁 保護用スリーブ・・・2個
●メタル製バーレル レギュラータイプ用 1個・・・¥6,000	●メタル製バーレル 90、120タイプ用 1個・・・	●メタル製バーレル 90、120タイプ用 1個・・・
●ピストンロッド レギュラータイプ用 1個・・・¥7,000	●ピストンロッド 90、120タイプ用 1個・・・	●ピストンロッド 90、120タイプ用 1個・・・
●ストップボタン 1個・・・¥3,000	●ストップボタン 1個・・・	●ストップボタン 1個・・・
●保護用スリーブ 1個・・・¥1,500	●保護用スリーブ 1個・・・	●保護用スリーブ 1個・・・

# 麻酔浸透スピードに合わせてMI注入

ソフトジェクト

微妙な圧力の変化を指で確認できる

パーツを3分割できラクに清掃



伊藤 哲 Dr.

歯周組織への  
負荷を軽減

親指の操作で適圧麻酔を行えるダイヤル方式の注射器です。  
漏洩や過度な圧力が加わると、  
適度なフィードバックを指で感じることができるため、  
トラブルを未然に防ぐことが可能です。



ソフトジェクト	ソフトジェクト	パーツ
●1個・・・¥75,000 [セット内容] 本体・・・1丁 保護用スリーブ・・・1個	●メタル製バーレル 1個	¥15,000
	●保護用スリーブ 1個	¥1,500

一般名	販売名	クラス	番号
歯科用麻酔用注射器	ヘンケジェクト	一般医療機器	2881X00005000134
歯科用麻酔用注射器	ヘンケジェクト90ニュートン	一般医療機器	2881X00005000134
歯科用麻酔用注射器	ヘンケジェクト120ニュートン	一般医療機器	2881X00005000134

一般名	販売名	クラス	番号
歯科用麻酔用注射器	ソフトジェクト	一般医療機器	2881X00005000134

## シリジェット使用方法

本体に内蔵された強力なスプリングの圧力で麻酔液を注入します。

- 1 コックハンドルを最後まで固定するとスプリングが押し込まれます。(トリガーに触れないでください)
- 2 液量を0.025mLに設定。
- 3 トリガーを引いて麻酔液を発射します。


**POINT** 患部へ垂直に接触させて注入します。事前のエア乾燥が奏効を早めます。



## 乾燥・密着・直角

初めて使用される前に、何度か発射動作の練習を行い、トリガーの感触に慣れてください。テニスのラケットを握る要領で持ち、人差し指を軽くトリガーの上に置いて押すと、噴射口から麻酔液が発射されます。

- 1 シリジェットを打つ場所の歯肉を十分に、乾燥させます。  
※麻酔液の浸透が早くなり、早く・確実に奏効が得られます。  
※唾液が付着した状態で打つと、唾液が入り込み、口内炎などの発生原因となります。
- 2 乾燥後、打つ場所に、シリジェットの先端が密着するようにセットします。  
※麻酔液の浸透が早くなり、早く・確実に奏効が得られます。  
※唾液が付着した状態で打つと、唾液が入り込み、口内炎などの発生原因となります。
- 3 打つ場所に対して、シリジェットが直角になるようにします。  
※斜めになりすぎると、痛みが大きくなり、組織を傷つけてしまいます。
- 4 シリジェットの先端を歯肉に強く押し当てないようにします。  
先端を当てた後、すぐに発射動作を行います。  
※先端が長時間、歯肉に接触していると、患者様が不快に感じる場合がありますので、ご注意ください。



## 滅菌方法


内部に麻酔液が残った状態でオートクレーブを行うと、麻酔液が固まり、詰まりや漏れなどの動作不良が発生しますので、必ず蒸留水で麻酔液を洗い流してからオートクレーブ滅菌を行ってください。

- 1 蒸留水のカートリッジを装填します。
- 2 コックハンドルを上げて蒸留水を充填します。
- 3 液量を最大の0.2mLに設定し、1本全てを打ち切ります。
- 4 空のカートリッジを外さずに、付けたまま滅菌バッグに入れ、オートクレーブ滅菌を実施してください。  
※高温によりゴム等の内部部品を傷めますので、乾燥工程は省いてください。
- 5 滅菌終了後は、本体内部に蒸留水が溜まった状態ですので、次回使用前に、麻酔液への切替作業を必ず実施してください。

### 蒸留水メンテナンスの必要性



## パーツと役割



## 麻酔液への切替


購入直後は、シリジェット本体に蒸留水が溜まった状態となっております。使用前に必ず、下記の説明に従い麻酔液への切替を行ってください。



※麻酔液への切替が不十分で、内部に溜まった蒸留水が発射されてしまった場合は、麻酔効果が得られませんので、ご注意ください。

## メンテナンス

本体表面に麻酔液が付着した状態で放置しますと、麻酔液が酸化し、茶褐色に変色します。同様に、麻酔液が内部に残ったまま放置されますと、結晶化し、ゴム類の劣化が急速に進行するため動作不良の原因となります。



## よくある質問

### Q. 麻酔の効果はどれくらいですか？


A. 麻酔の奏効は、浸透麻酔と表面麻酔のちょうど中間程度です。発射後、15~20秒という短時間で効果が現れますので、適用後にうがいを薦め、注入した歯肉面へただちに処置が行えます。奏効の深度と範囲を広げながらその後約20分間、麻酔効果が持続いたします。なお、シリジェットのみの処置では、抜歯、抜髄はできません。

### Q. くっつけて打つのですか？離してもいいのですか？

A. 歯肉と密着させてください。離れてしまうと、麻酔液が粘着上で跳ね返されて奏効が得られないうえ、粘着面を損傷させ痛みが発生します。ただし、歯肉に強く押し当てすぎると痛みを感じるため、シリジェットの自重でそっと置いてあげるといった感じで先端を密着させてください。

### Q. 1回に発射する量はどれくらいですか？

A. 1回に発射する量は、0.025mLです。量を増やすほど、痛みと衝撃が増しますので、ご注意ください。0.025mL以上の量での使用は、衝撃が強くなり出血の恐れも多くなりますので、経験則によるご判断が必要です。出血時には必ず過酸化水素水で消毒してください。



# 安心感を与える 針のない 即効性麻酔

シリジェット

無針で体が動いても危険がない

即効性があり、時間短縮

感染予防にも効果的

針の無い麻酔器, 針を刺す恐怖心を取り除いてくれます。処置後, 10~15秒ほどですばやく奏効が得られるため, 処置時間を短縮することができます。

SRP, レーザー治療, 小児のぐらついた抜歯などにも適用が可能です。もちろん, 針を刺す前麻酔として使用いただくことで, 麻酔針刺入時の痛みからも解放されます。発射時の量は0.025mlと非常に少量です。



伊藤 哲 Dr.

針がないから 怖くない



シリジェット  
サイズ: W272xH35xD19mm  
重量: 570g  
1丁 ..... ¥338,000



ラバーキャップ  
(滅菌可能シリコン製)  
4個 ..... ¥2,900

ステリロングカバー  
(滅菌可能シリコン製)  
3個 ..... ¥4,700

【付属品】  
ラバーキャップ ..... 2個  
ステリロングカバー ..... 1個  
ウォーターカートリッジ ..... 3本  
専用レンチ ..... 1個  
説明DVD ..... 1枚



A4 待合室用シート ..... 1枚  
患者さん用POP ..... 1枚

一般名 販売名 クラス 番号  
「カートリッジ装着なし皮下注射用」シリジェット | 管理医療機器 | 承認 | 145008L0055S000

# あらゆる場面でさっとキレイ

オレンジソルベント

とれにくい大量の  
印象材・セメントも簡単除去

お肌にやさしい

さわやかなオレンジの香り



インスツルメントも



お顔の汚れも



オレンジソルベント  
8オンス入り  
●1本... ¥2,700

木藤 裕樹 Dr.

スパークル液

スパークル液1:9の希釈液で使用

インスツルメントの洗浄が瞬時に行え、  
血痕や膿を除去します。



スパークル液  
主成分: 塩化ベンザルコニウム 5%  
トリトンX-100 2.5%  
946ml入/本 ¥8,500

インターブロックス サイズ・最小通過径

	4S ナノ	3S スーパーマイクロ	SS マイクロ	S ミニコニカル	M ミニ	L コニカル ML シリンダリカル	LL マキシ	3L X-マキシ	4L XX-マキシ
①...テーパ型									
ブラシ径 (mm)	1.9	2.0	2.4	2.0-4.0	3.0	3.0-5.0	4.2-5.7	4.5-9.0	6.0-11.0
ワイヤー径 (mm)	0.38	0.5	0.56	0.6	0.7	0.8	0.94	0.94	0.94
最小通過径 (mm)	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	2.1	2.4	2.7

ISO 16409  
本製品は、ISO 16409に準拠したサイズ展開です。

インターブロックス プロ

規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク (nano)	6本	あり
3S オレンジ (supermicro)		
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)	4本	なし
ML グレー (cylindrical)		
LL パープル (maxi)		
アソート (mix) (4S・3S・SS・S・M・L/各1)	6本	あり

医院価格/¥600(6本) メーカー希望患者価格/¥750(6本)

インターブロックス プラス

規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク (nano)	6本	あり
3S オレンジ (supermicro)		
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)	4本	なし
LL パープル (maxi)		
① 3L グレー (x-maxi)		
① 4L ブラック (xx-maxi)	4本	なし
アソート (mix) (4S・3S・SS・S・M・L/各1)	6本	あり

医院価格/3L,4L以外 ¥600(6本) メーカー希望患者価格/¥750(6本)  
/3L,4L ¥600(4本) メーカー希望患者価格/¥750(4本)

インターブロックス フレキシブル

規格/サイズ	内容量	キャップ
3S オレンジ (supermicro)	6本	あり
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)		
ML ホワイト (cylindrical)	6本	あり
LL パープル (maxi)		

医院価格/¥540(6本) メーカー希望患者価格/¥675(6本)

するふわフロス

規格/サイズ	内容量
ピンク	50m

医院価格/¥550 メーカー希望患者価格/¥680

ハリタ 舌クリーナー

規格/サイズ	内容量
全長約16cm 最大幅約3.7cm	1個

※色はお選びいただけません。ご了承下さい。

医院価格/¥400 メーカー希望患者価格/¥500

インターブロックス プロ 院内指導用

規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク (nano)	100本	あり
3S オレンジ (supermicro)		
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)	40本	なし
ML グレー (cylindrical)		
LL パープル (maxi)		

医院価格/¥10,000(100本) メーカー希望患者価格/¥125(個別包装)

インターブロックス プラス 院内指導用

規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク (nano)	100本	あり
3S オレンジ (supermicro)		
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)	40本	なし
LL パープル (maxi)		
① 3L グレー (x-maxi)		
① 4L ブラック (xx-maxi)	40本	なし

医院価格/3L,4L以外 ¥10,000(100本) メーカー希望患者価格/¥125(個別包装)  
/3L,4L ¥6,000(40本) メーカー希望患者価格/¥188(個別包装)

インターブロックス フレキシブル 院内指導用

規格/サイズ	内容量	キャップ
3S オレンジ (supermicro)	100本	あり
SS グリーン (micro)		
① S レッド (mini conical)		
M イエロー (mini)		
① L ブルー (conical)		
ML ホワイト (cylindrical)	6本	あり
LL パープル (maxi)		

医院価格/¥9,000(100本) メーカー希望患者価格/¥115(個別包装)

インプラントブラシ

規格/サイズ	内容量	キャップ
舌側用	1本	なし
細型歯頸部用		
歯間・アバットメント用		
歯肉用		

医院価格/各 ¥610 メーカー希望患者価格/¥760

■ デントエイド 歯間ブラシ 患者用パンフレット 30枚

■ インターブロックス チェアサイド・受付用スタンド 1個

# 息さわやかスツキリ、インプラント用歯ブラシ

## インプラントブラシ



歯列を  
のりこえて

入りこむ  
細型2列

加藤 久子 DH

## 見えない舌側まで しっかりみがける!

サルカス深部まで  
毛先が入りこんで清潔に!



歯肉にやさしい、  
やわらかブラシ



歯間部、  
アバットメント清掃に



歯肉用  
歯間部、アバットメント用  
舌側用  
細型歯頸部用  
●各1本...¥610  
(メーカー希望患者価格...¥760)



# しっかりと舌苔を除去

## ハリタ 舌クリーナー

しっかりと握りやすいプラスチック製

すばやく汚れをしごきとる幅広デザイン

耐久性に優れた素材で、長く使えます

ハリタ舌クリーナー 全長 約16cm  
最大幅 約3.7cm ●1本...¥400  
(メーカー希望患者価格...¥500)



口臭の原因となる舌苔(ぜったい)をへら状クリーナーで一気に除去します。握りやすいハンドルとしっかりしたプラスチック素材は、耐久性抜群です。無理な力を入れず、軽いストロークでご使用下さい。ドライマウスの方は注意してお使い下さい。


# すみずみまでとどく使いやすい角度つき

インターブロックスプラス

トラブルを予防! よごれ具合と出血・炎症を確認

歯肉やメタル、インプラントを傷つけないワイヤー

長く使えて、スツと通る



ポッキリと折れにくい!  
力を分散させる新設計

黒でよごれ、白で出血を自己診断  
2色のブラシで患者さん自身が治せる



矯正ブラケットまわりにも  
抜けないPuコーティング強化ワイヤー

インプラントを傷つせずに  
周囲炎をメンテできます

白歯部へのアクセスも良好な90度アングル  
大欠損も磨ける豊富な9サイズ展開。  
患者さん自身が白毛で出血、黒毛でプラークを確認でき、  
清掃度UP!  
折れにくく、しっかりとしたワイヤーには、  
ポリウレタンコーティングが施されており、  
補綴物やインプラントに直接触れても安心です。



## 丈夫でしなやか、折れにくい



過度の力がかからない中空構造。  
ワイヤーが折れにくく、  
歯のすき間にすつと入っていきます

欠損部・孤立歯の  
清掃に最適  
3L (グレー)・4L (ブラック)



# どこでも届く! 2か所も曲がる歯間ブラシ

インターブロックスプロ

歯のすき間・矯正にあわせて2か所が曲がりよくとどく!

ソフトでもちやすい

衛生的なキャップつき



選べる  
8サイズ



## ふわ? と膨らみ、歯のすきまにフィット、切れずに快適お掃除

するふわフロス

繊維がふくらみプラークに密着、キレイにつつまみこんで除去!

ワックスつき・フッ素配合で使いやすい

丈夫で長持ち、切れにくい

プラークに密着、つつみこんで除去!



ふくらんで  
ぴたっとフィット、  
よごれを除去



佐野 明美 DH

# 根分岐部を超明るく!!

超明度 タンタルマイクロミラー

根管奥まで明るい

直視と同じライブ色

ぼやけずブレない表面反射



**くっきり、あかるい!!**



暗く、色もかわるメタルミラー

木ノ本 喜史 Dr.

**タンタルコーティング**

岡口 守雄 Dr.

# 明るく、かるい、疲れないミラー

超明度 かるくつきりミラー

衛生的で継ぎめがない一体型

明るく、くっきりにじまない表面反射

ロディウムコーティングよりも、リアルな色調


かるくて  
持ちやすい  
10グラム!



青島 徹児 Dr.

佐野 明美 DH

表面実寸




サイズ#4/#5 単品 各1,200円  
5本アソート (各色1本)5,500円  
[カラー]イエロー、ピンク、ミント、ラベンダー、ブラック  
ハーネンクラット社

恐怖心を  
あたえない  
ポップな色合い

[非表面反射ミラー]



[表面反射ミラー]



すっきり  
シャープ

[ロディウムコート]



[タンタルコート]



イスマスも  
くつきり



\*ミラー表面の傷・焼き付きを防ぐため、超音波洗浄・濡れた状態や蒸留水以外での滅菌はお避けください。

ハーネンクラット歯鏡

実物大



3×6mm 5mm 3mm

超明度タンタルマイクロミラー 円 3mm	円形 Φ3mm	¥18,800
超明度タンタルマイクロミラー 円 5mm	円形 Φ5mm	¥18,800
超明度タンタルマイクロミラー 長円 3×6mm	長円形 3×6mm	¥21,000
超明度タンタルマイクロミラー 2本セット	ハンドル2本、円 3mm、長円 3×6mm	¥39,800
超明度タンタルマイクロミラー 3本セット	ハンドル3本、円 3mm、円 5mm、長円 3×6mm	¥58,500

かるくて丈夫!!  
指になじむ  
PEEK製

エルゴフォームハンドル  
■1本 ¥1,000



水色 白 緑 紺

一般名	販売名	クラス分類	番号
歯鏡	ハーネンクラット 歯鏡	一般 (1)	届出 2881X00005003310

一般名	販売名	クラス分類	番号
歯鏡	ハーネンクラット 歯鏡	一般 (1)	届出 2881X00005003310

# みやすく、疲れないミラー

ウルトラビジョンFS

シャープに輪郭くっきり

明るくクリア2重像なし

直視のリアルなカラー


平行線入りの大型ミラー



坪田 有史 Dr.



<実物大>



メガパラレロメーター

3mm

■1ヶ入 ¥3,200



5  
やや大

■12ヶ入 ¥6,800



4  
標準

■12ヶ入 ¥6,800



最後臼歯遠心  
幼児に最適

0  
ミニ

■3ヶ入 ¥3,000

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
鏡	ハーネンクラット 鏡	一般 (1)	届出 3661X00005000310



ロディウムコーティング



ウルトラビジョンFS

高橋 登 Dr.

天川 由美子 Dr.



水色 白 緑 紺

かるくて丈夫!!  
指になじむ  
PEEK製

エルゴフォームハンドル  
■1本 ¥1,000

# 傷からミラーを守る

ミラー保護カバー

機械洗浄, オートクレーブOK

ミラーを傷つけない

丈夫で裂けにくい



<カバーなし>

傷のついた表面

<カバーあり>  
傷の少ない表面

カバーをつけて  
傷を回避!!

※サイズ #4・#5 ※同色6個入り・30個入り  
■6個入 ¥3,000 ■30個入 ¥12,000

ご使用上の注意

1. 薬液滅菌禁止
2. オートクレーブには蒸留水を使用する
3. 乾燥した状態でオートクレーブし、乾燥工程は省く

ミラーギア社



ピンク 青 緑 オレンジ 黄色

『売るためだけでなく、つくりだすため』

**MOKUDA**

〒650-0047  
神戸市中央区港島南町4丁目7番5号  
TEL (078) 303-8241

[www.mokuda.co.jp](http://www.mokuda.co.jp)

バラエティ豊かなMOKUDAのカタログ

ディーラーにお申しつけください



総合 研磨・調整 イチオン エンド メンテナンス

お取扱店