







OKABE Co., Ltd.

# OKABE ORTHODONTIC PRODUCT CATALOG



Vol.3





# OKABE ORTHODONTIC PRODUCT CATALOG Vol.3



# CATALOG INDEX

OKABE ORTHODONTIC PRODUCT CATALOG Vol.3

## Dr-Kim Head Lamp

Dr-Kim Head Lamp (ドクターキム ヘッドランプ)

Dr-Kim Loupe (ドクターキム ルーペ)

Dr-Kim Telescope (ドクターキム テレスコープ)

Dr-Kim D-CAM2 (ドクターキム ディーカム2)

P04-07

## Stripping Solution

OKABE STRIPPING SOLUTION

Hi Speed Interproximal Starter Kit (ハイスピード インタープロキシマルキット)

Stripping Diamond Bur (ストリッピングダイヤモンドバー)

Diamond 3Disc Intro Kit (ダイヤモンド3ディスクイントロキット)

Diamond Disc Safety Guards (ダイヤモンドディスクセーフティガード)

ES-30A (ディスクング専用コントラハンドピース)

Disking Starter Set (ディスクング スターターセット)

Stripping Tip (ストリッピングチップ)

EG-50VT (ストリッピング専用コントラハンドピース)

Interproximal Diamond Strips (ダイヤモンドストリップス)

Lip Ring Retractor (リップリングリトラクター)

Contact Gauge (コンタクトゲージ)

P08/09

P10/11

P12/13

## Aligner Accessories

Acrylic Polishers(Fine Grit) (アクリルポリッシャー)

Polishing Wheels(Fine) (ポリッシングホイール)

Cutting Wheel (カッティングホイール)

Aligner Cutter (アライナーカッター)

Aligner Punch (アライナーパンチ)

Aligner Forming Plier (アライナーフォーミングプライヤー)

EZ Attachment (EZアタッチメント)

P14/15

P16/17

## Debonding Solution

Debonding Burs Intro Kit (ディボンディングバーキット)

Finishing Polishing Points (フィニッシングポリッシングポイント)

P18

## Accessories

Multi-Adjustable Facemask (マルチアジャスタブル フェイスマスク)

Comfort Cover (コンフォートカバー)

DuraLock PLUS (デュラロック プラス)

P19

P20/21

## FotoSan Blue

FotoSan Blue (フォトサン ブルー)

P22/23

## 顎口腔機能診断 保険適応機器

ARCUS digma 2 (アルクスディグマ 2)

MOTION VISI-TRAINER V-1 (モーションビジトレナー)

P24/25

## Purchase Order

[ 注文・FAXオーダーフォーム ]

P26/27



# ドクターの頭脳に一番近い場所には Dr-Kimヘッドランプがある。



世界を照らす

**DR-KIM**  
HEADLAMP



# Dr-Kim Head Lamp

## FEATURE and ADVANTAGE -特徴と利点-

| 人間工学に基づいたデザイン(世界初C-band)となっております。

| 本体重量(バッテリー装着時)わずか150gと非常に軽く、  
長時間装着時でも術者への負担が非常に軽減されます。

| 上下2箇所のライトにより術野の影が限りなく少なくなります。

| ダブルオン、オフシステムーライトを上下に動かすことで  
オン、オフの切り替えが簡単に出来ます。

| 光源は半永久的に使用出来るLEDライトを  
使用しております。(明るさ0~70000ルクスまで調整可能)

| 充電式バッテリーを使用する為、  
ワイヤレスでコードが手術の妨げに  
なることはありません。



医療機器製造販売届出番号 40B1X10003GE0005

No  
3005

Dr-Kim(ドクターキム)  
ヘッドランプ本体 105,000円(税別)

充電器1個、充電式バッテリー2個付属

○バッテリー充電可能回数 / 500回程度

○連続使用時間 / 2.5時間(70000LUX時)、6時間(35000LUX時)

○充電時間 / 2時間程度

※オプションにより、ルーペDKL-5(倍率1.5倍)やテレスコープDKT-3(倍率2.5倍)の装着が可能です。

# Option

Dr-Kim Head Lampは様々なオプションにより、ルーペDKL-5(倍率1.5倍)や  
テレスコープDKT-3(倍率2.5倍)、D-CAM2の装着が可能です。

## Dr-Kim Loupe

No  
3010

Dr-Kim ヘッドランプ用 ルーペ  
9,000円(税別)

ヘッドランプ用ルーペ  
○倍率 / 1.5倍 ○重さ / 16g

DKL-5



瞳孔間距離(左右の瞳の中心から中心)が2種類あります。(62mm / 66mm)

## Dr-Kim Telescope

No  
3009

Dr-Kim ヘッドランプ用  
テレスコープ  
60,000円(税別)

ヘッドランプ用テレスコープ  
○倍率 / 2.5倍 ○重さ / 19g

DKT-3



瞳孔間距離(左右の瞳の中心から中心)は御自分で調整が可能です。

## Dr-Kim D-CAM2

D-CAM2はDr-Kimヘッドランプ(DKH-50)に装着し作業部を撮影、  
パソコンモニターシステムを通じてリアルタイムで映像を  
ディスプレイ及び保存する装置です。

No  
3030

Dr-Kim(ドクターキム)  
ヘッドランプ用カメラ D-CAM2  
156,000円(専用ソフト込/税別)

- 重量: 本体(レンズ + カメラ制御部) 13g
- 解像度: FHD 1920 × 1080 / HD 1280 × 720

[セット内容]

- カメラ本体 ①レンズ及びセンサー部 ②FPCB ③カメラ制御部
- ④1.2m 5pin-USB 映像信号出力ケーブル
- コネクター ⑤5M USB延長ケーブル ⑥専用ソフト

D-CAM2



ZOOM



### Hi Speed Interproximal Starter Kit to P10



### Stripping Diamond Bur to P10

No. 7101 ~ No. 7106



## Diamond Bur

細い専用のダイヤモンドバーを使うことにより、様々な角度や方向からアプローチすることが可能です。

No. 4014



### ES-30A [CONTRA] to P11

No. 5010-0



### Diamond 3Disc Intro Kit to P11

## Disk&Contra, Cover

ディスクングによるIPRです。非常にスピーディーにストリッピングを行うことが可能です。

### Diamond Disc Safety Guards to P11



No. 5030

### Interproximal Diamond Strips to P13



No. 5020-0

## Hand Stripping

従来の手動によるストリッピングです。他のインストルメントによる施術後、隅角を整えたり、形成を行うことができます。

# OKABE STRIPPING SOLUTION

## Lip Ring Retractor

施術時に口唇を傷つけない様にするためのリトラクター。



No. 5035

### Lip Ring Retractor to P13

## Stripping Tip & Contra

No. 4012



### EG-50VT [CONTRA] to P12

to P12

PMTc(上下運動する)コントラに装着して使用する製品で、チップの先端が軟組織に当たっても傷つけることなく安全に施術することが可能です。

### Stripping Tip For Eva Contra to P12



No. 320-00

## Contact Gauge

歯間を何ミクロン削ったかを確認するための専用ゲージ。



No. 30001

### Stripping Contact Gauge to P13

to P13



# Hi Speed Interproximal Starter Kit

IPR (Inter Proximal Reduction)をダイヤモンドバーで行うことにより非常にスピーディーで正確に歯牙の表面のエナメル質を削合することが可能です。

- 均一で良質なダイヤモンド粒子を使用することにより安定した削合が可能です。
- 高速ハンドピース対応。



No 5001-0

ハイスピードインタープロキシマルスターターキット 21,000円(税別)

スターターキット内容(IPR用ダイヤモンドバー5種類10本、専用滅菌ケース付)  
 ○Medium Grit Long×2 ○Fine Grit Long×2 ○Medium Grit Short×2  
 ○Fine Grit Short×2 ○Fine Grit mosquito×2  
 ※滅菌につきましては170℃までの滅菌もしくは134℃までのオートクレーブにて3分以上の滅菌をお願い致します。

IPR用ダイヤモンドバー単品  
 [高速ハンドピース対応] (各5本入)

 No 5001-1 Fine Grit Long 7,500円(税別)	 No 5001-2 Medium Grit Long 7,500円(税別)
 No 5001-3 Fine Grit Short 7,500円(税別)	 No 5001-4 Medium Grit Short 7,500円(税別)
 No 5001-5 Fine Grit Mosquito 7,500円(税別)	

医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000060

# Stripping Diamond Bur

より正確でスピーディーにエナメル質を削合することができます。6種類のLINE-UPで前歯、小臼歯、仕上げまでストリッピングを行うことが可能となりました。

<p>前歯用</p> No 7101 FINELONG ファインロング	<p>臼歯用</p> No 7103 EXTRAFINE エクストラファイン	<p>仕上げ用</p> No 7105 MOSQUITO モスキート
 No 7102 NORMALLONG ノーマルロング	 No 7104 FINE ファイン	 No 7106 ZACHRISSON ザクリソン

● FINE / 35-45μm  
 ● EXTRAFINE / 10-20μm  
 ● NOMAL / 75-90μm

Bur Stand



No 7110 滅菌用バースタンド 2,000円(税別)

ストリッピング用ダイヤモンドバー単品 [タービン対応] 各5本入 2,500円(税別)

- 精密加工による優れた削合力と耐久性
- 形状は前歯用、小臼歯用、ザクリソンタイプ(6種類) ○タービン用
- 1本当たり500円(税別)という非常に手頃な価格実現(5本入り1セットで販売)

医療機器届出番号 40B1X10004000003

# Diamond 3Disc Intro Kit

医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000060

回転型の非常にしなやかな(厚み0.1mm~0.2mm)ダイヤモンドディスクでIPRを行うことにより歯牙の両サイドの削合とカンタリングを行うことが可能です。スムーズに多くの量の削合を行い、歯間のコンタクトポイントやintra-archスペースを作成いたします。当製品は多くの有名なライナーシステムでも採用されております。

No 5010-0

ダイヤモンド3ディスクイントロキット 14,000円(税別)

イントロキット内容(直径19mm IPR用ダイヤモンドディスク3種類各1本、専用滅菌ケース付)  
 ○Double-sided Diamond Disc(直径19mm、厚み0.17mm 両面)  
 ○Single-sided Diamond Disc(直径19mm、厚み0.10mm 片面)  
 ○Double-sided Mesh Diamond Disc(直径19mm、厚み0.20mm両面)  
 ※滅菌につきましては170℃までの滅菌もしくは134℃までのオートクレーブにてお願い致します。



IPR用ダイヤモンドディスク単品(ダイヤモンドディスク2枚、心棒1本入)

 No 5010-1 Double-sided Diamond Disc (直径19mm、厚み0.17mm 両面) 5,000円(税別)	 No 5010-2 Double-sided Mesh Diamond Disc (直径19mm、厚み0.20mm両面) 6,200円(税別)	 No 5010-3 Single-sided Diamond Disc (直径19mm、厚み0.10mm片面) 5,000円(税別)
--	--	---

# Diamond Disc Safety Guards

○本製品はディスプレイです。○術野を確認しながらストリッピングを行うことが可能です。○ドリット(Doriot)タイプのハンドピースに装着可能です。○先生方がお持ちのハンドピースに適合するかどうかをご確認の上、お買い求め下さい。



No 5030

ダイヤモンドディスクセーフティガード(15個入) 6,200円(税別)



医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000060

# ES-30A

ディスクング専用コントラハンドピース



No 4014

ES-30A ディスクング専用コントラハンドピース単体 28,000円(税別)

医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000060

# Disking Starter Set

ディスクング専用コントラハンドピース+ダイヤモンドディスクセーフティガード/15個入+ダイヤモンド3ディスクイントロキットの3点セット。

No 9001

ディスクングスターターセット 48,000円(税別)



医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000060



# STRIPPING TIP FOR EVA CONTRA

The highest diamond tips for IPR(stripping) & ENAMELOPLASTY

- ACCURATE** 臼歯部にも非常にアプローチしやすい形状で正確にストリッピングすることが可能です。
- SAFETY** チップが直接軟組織に触れても傷つけにくい構造となっております。
- SPEEDY** 上下運動するコントラに装着してお使い頂くことによりスピーディーに施術することが可能です。→チェアタイムの削減、患者様が口をあけている時間の減少
- SIMPLE DESIGN** 一体型で使いやすいデザイン。ステンレス基盤に5種類のダイヤモンド粒子を両面コーティング。基盤部分に穴を開けることにより目詰まり、熱を持つことを押さえることが可能です。



## DIAMOND PARTICLE SIZE -両面-



**No. 320-00** スターターセット 7,500円(税別)  
全種類のチップが1つずつ(5種類)

**補充用** 4,500円(税別)  
同サイズ3個入り

医療機器届出番号 40B1X10003GE0030

# EG-50VT

ストリッピング専用コントラハンドピース  
本製品は世界で初めてストリッピングツール専用として開発されたコントラハンドピースです。

- 信頼の日本製 ○低振動、低ノイズ / 患者様への負担を減らします。
- 耐久力、製品寿命を重要視し、摩擦部分をステンレス素材に。
- 減速 4 : 1 ○上下運動(ストローク幅1.3mm)
- 各メーカーのストリッピングツールに合う設計。
- ※オートクレープ滅菌可能(134℃まで)
- ヘッドの長さ8.5mm、ヘッドの直径8.0mm、首の部分の長さ39.0mm



医療機器製造販売承認番号 225ALBZX00008000

**No. 4012** ストリッピング専用  
コントラハンドピース「EG-50VT」42,000円(税別)

# Interproximal Diamond Strips

ストリッピング、形成、カンタリングなどの際に手で細かい部分をコントロールしながら使用できるデザインとなっております。ストリップタイプなので歯間に簡単にアプローチすることができ、正確にエナメル質の削合を手動でコントロールしながら行うことで非常に自然な仕上がりを実現することができます。ステンレススティールに穴を開けることで視認性、コントロール性、柔軟性を実現しています。

- ダイヤモンドの粒子のサイズ エクストラファイン(15ミクロン)、ファイン(30ミクロン)、ミディアム(45ミクロン)の3種類
- 片面、カラーコード ○ステンレススティールにダイヤモンドコーティング
- 厚み / エクストラファイン(0.08mm)、ファイン(0.10mm)、ミディアム(0.12mm)の3種類
- 中央部分にはコーティング無し ○幅3.75mm ○長さ / 147.0mm ※134℃までのオートクレープ可



**No. 5020-0** インタープロキシマル ダイヤモンドストリップス  
スターキット 12,700円(税別)  
スターキット内容(幅3.75mmエクストラファイン、ファイン、ミディアム3種類各3本、合計9本入)  
○Interproximal Strips(エクストラファイン 黄色)×3  
○Interproximal Strips(ファイン 赤)×3  
○Interproximal Strips(ミディアム 青)×3

インタープロキシマルストリップス  
単品(幅3.75mm、各10本入) 各13,500円(税別)

**No. 5020-1** EXTRA FINE  
エクストラファイン(黄)

**No. 5020-2** FINE  
ファイン(赤)

**No. 5020-3** MEDIUM  
ミディアム(青)

医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000059

# Lip Ring Retractor

IPR(ストリッピング)の際に患者様の口唇をガードします  
○大人、子供問わず使用することが出来ます。 ○薬液滅菌のみ可。  
○ボンディング時や口腔内の撮影の際に使用することも可能です。  
○医療用のプラスチックを使用しております。



**No. 5035** リップリングリトラクター  
2個入 2,500円(税別)

医療機器製造販売届出番号 13B2X00013000056

# Stripping Contact Gauge

歯間を何ミクロン削ったかを確認するための専用ゲージ。  
○サイズ: 0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm



**No. 30001** ストリッピングコンタクトゲージ  
5サイズ入 / ドイツ製 7,500円(税別)



## Acrylic Polishers

Fine Grit

チェアサイドにてアライナー装置やリテーナーの調整(最終研磨やポリッシング)に使用出来ます。

○シリコン製 ○ヘッド全長24mm ○推奨回転数 / 最大10000回転  
※滅菌は170℃までの滅菌もしくは134℃までのオートクレーブにてお願い致します。

No  
5040

アクリルポリッシャー  
6個入 4,800円(税別)



医療機器製造販売届出番号 1382X00013000061

## Polishing Wheels

Fine

○アライナー装置やリテーナーの最終研磨やポリッシングに使用出来ます。

No  
5045

ポリッシングホイール  
12個入 4,000円(税別)



医療機器製造販売届出番号 1382X00013000061

## Cutting Wheel

アライナー装置やリテーナーを瞬時にカットいたします。  
クオリティの高いステンレススチールを使用しております。

○直径10mm ○推奨回転数 / 最大10000回転  
※滅菌は170℃までの滅菌もしくは134℃までのオートクレーブにてお願い致します。

No  
5050

カッティングホイール  
1個入 3,300円(税別)



医療機器製造販売届出番号 1382X00013000060

## Aligner Cutter

先端部のブレードで  
アライナー矯正装置に幅5mm、  
縦最大7mmの切り込みを瞬時に  
作成することが可能です。

No  
9013

アライナーカッター  
15,000円(税別)



## Aligner Punch

アライナー矯正装置に直径2mmの穴を  
瞬時に作成することが可能です。

No  
9014

アライナーパンチ  
15,000円(税別)



## Aligner Forming Plier

アライナー矯正装置に窪みを作成します。  
透明矯正装置に熱を加えず、ターゲットの  
場所に深さ1.5mm・直径2mm程の窪み  
を作成することができます。

No  
9015

アライナーフォーミングプライヤー  
15,000円(税別)



医療機器製造販売届出番号 4081X10004000006



## EZ Attachment

キュアリングライト C02専用

マウスピース矯正用の  
アタッチメント接着用ツール

照射エリアを絞り、直接圧接によるアタッチメントの個別接着を実現。  
径4mmの先端形状とシリコン素材による高精度の圧接が、  
バリの発生を最小限にとどめます。

ディスポーザブル

滅菌済

補助を必要とせず、一人でのアタッチメント接着が可能です。  
大幅な時間短縮が、患者様への負担を軽減します。  
衛生的な滅菌済・ディスポーザブルタイプで  
安心してご利用いただけます。

※キュアリングライトC02のみに使用可能です。  
※脱落防止のため、専用スリーブを装着してご利用ください。  
○素材:シリコン ○サイズ:φ10×H10mm ○カラー:ネイビー



No  
C02-50 EZアタッチメント  
50個入 13,500円(税別)



## 精密に硬化範囲を制限

照射エリアを集中させることで硬化範囲を制限でき、精密な施術が可能になります。



## 圧接照射が可能

幹部にしっかりと圧接し、照射することが可能になります。



## 衛生面も安心

滅菌済みでディスポーザブルタイプなので衛生面でも安心して使用できます。

## Detailed Information

照射角度 90° 波長範囲 440 - 480nm 光量 1400 - 1600mw/cm<sup>2</sup>

バッテリー充電時間	約2時間	ライトガイド	φ10mm
バッテリー充電回数	約500回	充電スタンドサイズ	φ88×H30mm
ハンドピースサイズ	φ27×235mm	充電スタンド重さ	168g
ハンドピース重さ	160g	自動電源OFF機能	60秒

## Starter kit

○EZアタッチメント 50個入 ○キュアリングライト C02(本体)  
○バッテリー(ハンドピース内蔵) ○充電スタンド ○ACアダプター  
○キュアリングライトプロテクティブ ライトシールド×1  
○ペン型キュアリングライトスリーブショートスモール×100  
○キュアリングライトヘッドプロテクティブカップ×5個  
○熱保護リング×6個 ○取扱説明書 ○保証書



No  
FL-0101 EZアタッチメント スターターキット  
45,000円(税別)  
○EZアタッチメント 50個入  
○キュアリングライト C02(本体)



## 豊富なカラー展開

10色の豊富なカラーバリエーション



## 開口わずかで負担を軽減

わずかな開口で使用することが可能なので、施術時の負担を大きく軽減できます。



## 咬合面に垂直に照射

照射角度が90°のため、咬合面に光を垂直に照射できます。

医療機器製造販売届出番号 2782X00268000043



# Debonding Burs Intro Kit

- このバーはディボンディング、フィニッシングの際、頬側、舌側に関わらず使いやすい理想的な形状をしております。
- 錆びない加工をしております。
- ハイススピードコントラ用。



No 5060-0

ディボンディングバーイントロキット 17,400円(税別)

イントロキット内容(4種類8本入り、専用滅菌ケース付)  
 ○Fluted Long Taper(ヘッド長さ8.0mm)×2 ○Fluted Long Flame(ヘッド長さ8.0mm)×2  
 ○Fluted Long Football(ヘッド長さ4.4mm)×2 ○Finishing Polishing Points(ヘッド長さ8.0mm)×2  
 ※滅菌につきましては170℃までの滅菌もしくは134℃までのオートクレーブにてお願い致します。

ディボンディングバー 単品(各5本入)



No 5060-1  
 Fluted Long Taper  
 (ヘッド長さ8.0mm)  
 6,500円(税別)



No 5060-2  
 Fluted Long Flame  
 (ヘッド長さ8.0mm)  
 6,500円(税別)



No 5060-3  
 Fluted Long Football  
 (ヘッド長さ4.4mm)  
 6,500円(税別)

医療機器製造販売届出番号 1382X00013000060

# Finishing Polishing Points



フィニッシングポリッシングポイント(3本入) 4,800円(税別)

- ヘッド長さ8.0mm
- 5ミクロンのダイヤモンドをシリコンにコーティングしております
- ディボンディング後、更に最終研磨をしたい場合にオススメです
- 推奨回転数1万回転
- ハイススピードコントラ用

No 5060-4

医療機器製造販売届出番号 1382X00013000061

# Multi-Adjustable Facemask

- 通気孔により、空気の流れを確保しムレません。
- 調整域が広いので、どの患者様にもフィットしやすいデザインとなっております。
- 強度があるクロスバー。
- 患者様の快適性を最大限に追求しております。
- 非常に軽いボディ。
- 調整用スクリーンも耐久性を考慮した、六角タイプとなっております。

No 5090

マルチアジャスタブルフェイスマスク 6,400円(税別)

本体×1、六角KEY×1、  
 チンカップ用、額用のパッド×各2枚入

# Comfort Cover The Ideal Alternative to Relief Wax

Fits Aesthetic and Metal Brackets


OrthoTechnology社のコンフォートカバーを装着することにより患者様が歯列矯正治療中に楽器演奏も可能となり、また、スポーツなどをする際の口唇や口腔内の裂傷や違和感のリスクを大幅に軽減します。これによりカバー用マウスピースなども不要となります。

コンフォートカバー 5セット入り 4,000円(税別)

- コンフォートカバーは患者様(1名分)ごとに個別パッケージされておりますのでどこにでも簡単に持ち運ぶことができます。
- 各社のブラケット、メタルブラケット、審美ブラケットに関わらず毎日簡単に装着することが出来ます。
- 素材はラテックスフリーです。
- 極端な叢生の患者さんには使用できませんが、軽度から中度の患者さんには使用可能です。

No 5200

医療機器製造販売届出番号 1382X00013000061



Forehead Rest with Dual free-flow Air Vents  
 Chin Cup with Free-Flow Air Vent  
 額用のレストに2箇所の穴をあけることにより、通気性を考慮したデザインとなっております

Durable Screws  
 調整用スクリーンは六角の形状をしており、耐久性を考慮したデザインとなっております。

Vertical Main Frame  
 メインフレームは腐食に強い最高級のスチンレス素材を使用しております。また、フレームをスクエアにすることで回転を防止します。

Ergonomic Forehead  
 人間工学に基づいて作られた額用のレストはしっかりしたプラスチック素材で形成されており、付属の六角レンチにより自由自在に調節が可能です。

Horizontal Crossbar  
 この水平クロスバーは上下方向に自由自在に調節することができ、この部分に複数のエラストックをすべることなくかけることが可能です。また、強度を上げるためメタルにプラスチックコーティングしております。

Chin cup with Full Range of Motion Option  
 調整用スクリーンを緩めスライドさせることにより回転することなく、ポジションを自由自在に調節することが出来ます。これにより患者様が違和感なく口の開閉の動きを行うことが可能です。

Ergonomic Chin Cup  
 人間工学に基づいて作られたChin Cupもしっかりしたプラスチック素材で形成されており、直接触れる部分には医療用のクッションを取り付けることが可能です。(取り外し可)六角レンチで調整することによりポジションを自由自在に調節することが出来ます。

医療機器製造販売届出番号 1382X00013000062





# Not your Ordinary. Impression Tray!

印象剤の強力な保持に対して  
アドヒーシブスプレーを  
必要としません。

DuraLock PLUSを使うことにより…

### 時間の削減

トレイをアドヒーシブでコーティングしたり、コーティング剤が乾く時間を待つ  
という様な余計な時間の削減が可能です。印象のプロセスが非常にシンプルになります。

### 様々なサイズ設定

DuraLock PLUSは子供用から大人用まで6種類のサイズ設定をしておりますので、  
患者様の口腔内のサイズにあった正確な印象がいつも可能です。

### 頑丈で長持ち

DuraLock PLUSはしっかりとした材料で作られ非常に強度がありますので印象の装着、  
脱着の際のゆがみがなく正確な印象を行うことができます。



初めてお使いの先生方

## DuraLock PLUS

No  
5100-0

デュラロック プラス スターターキット  
合計60個入 8,400円(税別)  
各サイズ6種類(上顎用5個、下顎用5個ずつ)

デュラロック プラス 単品 同サイズ 50個入 7,000円(税別)





# FotoSan® Blue

## double action blue light

New World Wide Patent — Pending Technology

**Curing composites in 2s/5s**  
High power 4000mW / cm2 による最短2秒のレジン硬化

**Adjustable tip**  
上下に15° の調節可能な先端

**Pen grip**  
非常に使いやすいエルゴノミクス デザイン

### FotoSan Blue Features

電池タイプ	リチウムイオン	使用容量	約760秒
電圧	3.2V	出力強度	3.700-4.000mW/cm2
電圧	1.200mA	出力スペクトル	450-470nm
充電時間	2時間		

## Starter kit

No 6000

フォトサンブルー  
スターターキット  
298,000円(税別)

- FotoSan Blue本体
- 先端カバー/30個
- 専用チップ4種類/各50個
- 専用ジェル3種類/各10本
- バリアスリーブ(オープン・クローズ)/各250枚



## Accessory 付属品(別売)

No 6020



本体の  
先端に装着する  
ディスプレイカバー

先端カバー  
10本入 700円(税別)

No 6023



バリアスリーブ(オープンタイプ)  
250枚入 2,500円(税別)

No 6024



バリアスリーブ(クローズタイプ)  
250枚入 2,500円(税別)

### 専用チップ

各種チップ 単品 50個入 1,650円(税別)

No 6011



光重合用・粘膜炎用  
BLUNT TIP φ8mm

No 6012



PERIO用  
PERIO TIP Short  
長さ/15mm

No 6013



PERIO用  
PERIO TIP Long  
長さ/23mm

No 6014



ENDO用  
ENDO TIP

### 専用ジェル

No 6040



Gel 0.5ml

1セット10本入  
12,000円(税別)

No 6041



Gel 1.5ml

1セット10本入  
24,000円(税別)

No 6042



Liquid 0.5ml

1セット10本入  
12,000円(税別)





## ARCUS digma 2 顎口腔機能診断保険適用機器

医療機器製造販売届出番号 215008ZY00022000

下顎運動の計測・分析は、想像を超えた領域へ。人の感覚を超えた情報をもたらします。

高機能な歯科治療ユニットと機能計測システムによって構成。診療現場のさまざまなニーズにワンストップでお応えできます。

「KaVo アルクスディグマII」は、高性能な歯科治療ユニットと機能計測システムによって構成されており、診療現場のさまざまなニーズにワンストップでお応えできます。歯科診療において的確かつ素早い診断は非常に重要です。それは迅速な所見と完全なドキュメンテーションの確実な記録によってもたらされます。患者様から採取・記録・分析した咬合器調整値レポートは、自動的に読みやすい方式で「アルクスディグマII/KIDソフトウェア」に保存・出力ができます。もちろん院内のソフトからも参照可能です。「KaVo アルクスディグマII」の導入により、スタッフには的確な情報とアドバイスを、ラボには患者様のデータを正しく渡す事ができ、ドクター～スタッフ間の分析結果の共有とラボへの指示が大幅に簡素化されます。

### フェイスボウ

高精度無騒音超音波測定システムと無接触の測定操作。



マイクロホン8個・発信器4個を備える高精度の無騒音超音波測定システムを搭載。測定制度はアルクスディグマよりも向上しています。5分ほどの時間で、咬合器に必要な矢状顎路、側方顎路側方、イミディエートサイドシフト (ISS) などの重要な調整値を確認でき、データとして記録できます。他のメーカーの咬合器の調整値もプログラミングすることができます。

### コントロールユニット

ブート時間が無くカラータッチパネル付。コンパクトで携帯に便利。



携帯用・定置式・デンタルユニットへの組み込みも可能で使い方は自由自在。半調節型咬合器プログラミングのための前方・側方下顎運動の測定、リアルタイム顎運動記録、下顎運動視覚化するデジタル方式咬合器セットアップレポートだけでなく、EAFFベイン位置処置の診断も可能。EMGユニットによる筋電図検査も対応しています。タッチパネルによる操作で使い方のガイダンスも準備され、親切な設計となっております。

### EMG - 筋繊維の活動電位を測定(オプション 50万円)

診断・処置前の筋電図検査により、筋繊維の活動電位の測定が可能。



患者様の潜在的な顔面筋肉動作を測定できますので、歯列矯正記録のような診断治療目的に使用可能です。2チャンネルのEMGを使用して顔面神経動作(例:前方側頭筋、咬筋)を測定でき、データはリアルタイムで記録・視覚化されます。

KaVo アルクスディグマII 1,900,000円(税別)

№ 2150

[システム内容]

- 国別アダプター付電源装置 ○バイトフォークサポート(バイトフォークジョイント)
- アルクスディグマスタンド ○アルクスディグマベースユニット ○フットスイッチ
- アクシャルピン ○アルクス evo フェイスボウ ○アルクスディグマレシーバー
- フェイスボウ用リファレンスポインター(フランクフルト平面およびカンベル平面を基準)
- 下顎アタッチメント(クラッチ) ○KTS バイトフォーク ○通常のバイトフォーク
- アルクスディグマトランスミッター ○アルクスディグマII用リファレンスポインター

## MOTION VISI-TRAINER V-1

顎口腔機能診断保険適用機器

「下顎運動路描記装置」として特定診療報酬算定の保険適応[区分A2(特定包括)]。

モーションビジトレーナーは赤外線LEDを使った下顎運動解析装置です。

下顎切歯点に付けたLEDの光を、2台のセンサーで3次元記録。

専用ソフトをインストールしたWindowsPCで下顎運動の切歯点における運動経路を、前頭面・矢状面に表示します。

また、その運動の時間軸表示や平均経路、運動経路やリズムの安定性もチャートによりわかりやすく表示します。



歯科用下顎運動測定器  
モーション ビジトレーナー V-1  
980,000円(税別)

[システム内容]

- コントロールユニット ○専用ヘッドギア
- L型センサーホルダー ○PSDセンサー
- ターゲットLED ○LEDコントロールラー
- LEDアタッチメント(5入り)
- 専用ソフト、取り扱い説明書
- [サイズ]w80×h250×d200(mm)

№ 4010

医療機器製造販売届出番号 222AFBZX00130000



# PURCHASE ORDER

## FAXでのご注文 **FAX:092-561-8070**

上記番号にて24時間ご注文承ります。

在庫があるものに関しましては、14:00までのご注文が当日発送となります。

お電話でのお問い合わせは土・日・祝祭日除く9:00～17:00にお願いいたします。(TEL:092-561-8198)

27ページのFAXご注文用オーダーフォームをご利用ください

FAXご注文用のオーダーフォームは弊社HPからもダウンロード可能です。

## 弊社HPからのご注文 **www.okabe118.co.jp**

弊社HPのご注文 (ORDER)欄よりご注文頂くことも可能です。

### [お届け、ご請求、お支払い、送料、返品について]

#### ○お届け

ご注文頂きました製品につきましては郵便物・福山通運便・ヤマト ネコポスにて、弊社に在庫がある場合ご注文から翌日～3日後(一部地域4日後)にお届けいたします。ご希望の場合、弊社より送り状をFAXさせて頂きます。日祝祭日、時間帯、期日指定をご希望の際はご注文時にその旨お申し付けくださいませ。(祝祭日の配達、時間指定は有料となります。)

弊社に在庫が無い場合は発送予定日がわかり次第、FAXにてご連絡させていただきます。

#### ○ご請求について

ご注文頂きました製品と一緒に納品書・請求書を発送させて頂きます。

#### 〈お支払い方法〉

##### 銀行振込

請求書に記載された銀行口座(福岡銀行)宛へお振込み手続きをお願い致します。  
※振り込み手数料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。

##### 郵便振替

請求書に同封の振り替え用紙にてお支払いいただきますようお願いいたします。

##### クレジットカード

アメリカンエクスプレスクードによるお支払いが可能です。但し初回のみお客様情報の登録が必要です。

#### ○送料

通常は無料です。ただし、下記の場合はお客様にご負担をお願いします。

〈1〉祝祭日指定・期日指定・時間指定をご希望の場合。 〈2〉1回のご注文金額が総額1万円未満の場合。

#### ○商品の交換および返品

商品の不良、配送時の破損、ご注文と違う商品が届いた場合は、お手数ですが商品到着後2週間以内に弊社までご連絡の上、弊社まで着払いにてご返送ください。なお、商品は医療用具に該当いたしますので、下記の場合には交換および返品をお断りさせていただきます。

〈1〉商品の包装を開封された場合。 〈2〉お客様の使用方法に問題のあった場合。 〈3〉再販不可能な商品。受注発注製品及び特注品。









FOR THE PATIENT

OKABE

# OKABE ORTHODONTIC PRODUCT CATALOG

Dr-Kim Head Lamp  
Stripping Solution  
Aligner Accessories  
Debonding Solution  
Accessories  
FotoSan Blue

顎口腔機能診断保険適応機器

株式会社 岡部

〒811-1362 福岡県福岡市南区長住2-2-23  
TEL 092-561-8198 FAX 092-561-8070  
<http://www.okabe118.co.jp>

OKABE Co., Ltd

ZIP CODE 811-1362  
2-2-23 Nagazumi, Minami-ku Fukuoka Japan  
TEL +81-92-561-8198 FAX +81-92-561-8070

