


衛生士 / 患者さんグッズ

MOKUDA



# 歯ブラシでは半分以上 お口のおよごれが残っている



歯と歯の間に  
残るよごれ  
**52%**

お口のなかのよごれは、  
歯間ブラシやフロスを使わないと  
キレイにできず、歯周病になってしまいます。  
スペインからやってきた 新感覚の歯間ブラシ  
『インタープロックス』と  
『するふわフロス』で  
お口の健幸をサポートします。

## インタープロックスで お口全体 すっきり 健幸に!



### Point 1

## よごれと出血が見える 2色のブラシ


患者さんの目で とりのこしのわかる 白黒ブラシ。  
快適な院内指導と患者さんのホームケアに。



## 丈夫でしなやか! おれにくい

### Point 3

ずっと歯のすき間に入るしなやかなワイヤー、  
抜け、折れ、飲みこみ事故を防ぐ安全性。



### Point 2

## かぶせもの・矯正・ 歯ぐきにもやさしい!

ワイヤーをポリウレタンで、やさしく包みました。  
インプラント体、矯正器具、メタルクラウン、歯肉  
などへの いたみやキズつきをふせぎます。



### 交換の目安

毛先が壊れてしまったり **交換1**、  
折れ曲がったり **交換2**、  
よごれがたまったら  
交換の合図です。



インタープロックス プロ

# どこでも届く! 2カ所も曲がる 歯間ブラシ

奥のほうや 矯正に  
2カ所が 曲がり  
よくとどく!



ソフトで もちやすい

指にフィットする凹みつき



衛生的な キャップつき

バッグに、ポーチに、そのままイン!  
1本ごとにキャップつき




選べる  
8サイズ



# すみずみまでとどく 使いやすい 角度つき

## 角度つきで かんたんアクセス


届きにくい奥歯(臼歯部)や、  
歯の裏側(舌側・口蓋部)からの清掃に



豊富な  
9サイズ



interprox.



欠損部・孤立歯の清掃に最適  
3L(グレー)・4L(ブラック)

出血発見 ← 白色

プラーク発見 ← 黒色

やさしい  
キズつき防止  
加工ワイヤー

## 丈夫でしなやか、おれにくい

過度の力がかけられない中空構造。  
ワイヤーが折れにくく、  
歯のすき間にすっと入っていきます



中空構造



しなやかワイヤー

するふわフロス

# ふわっ と膨らみ、歯のすきまにフィット ちぎれずに 快適おそうじ!

繊維がふくらみ プラークに密着,  
キレイにつつみこんで 除去!

プラークをしっかりと からめとります



佐野 明美 DH



大容量  
50m!



ワックスつき・フッ素配合で 使いやすい

丈夫で長持ち、切れにくい

フロスの使用方法

■ 輪にする使いかた ( オススメ! )



フロスを35cmカットし  
端を二重結びにします。

キレイな面を毎回使って、  
使用後に 少しずつ ずらし  
回転させながら使います。

■ 指に巻く使いかた



フロスを25cmカットします。  
指先からひじまでの長さが  
目安です。

片方の中指にフロスを軽く  
2~3回巻きつけます。

10cmあけて、残りを  
反対側の中指に巻き  
つけます。

【上の歯】




親指と人差し指でフロスを  
ピンと張るように上向きに  
押さえます。




人差し指を口の中、親指をそと  
に引き、のこぎりのようにゆっくり  
往復させフロスを歯のあいだに  
収めます。

【下の歯】



両手の人差し指でフロスを  
ピンと張るように、下向きに  
押さえます。



のこぎりのようにゆっくり動かし、  
フロスを歯のすき間に収めます。


# 前歯部のお手入れに、ストレートタイプ

やさしい、  
キズつき防止 加工ワイヤー

2色ブラシは プラーク←黒色、  
出血←白色を 同時に見やすい



Step 1



Step 2

ネックを曲げることで  
奥歯にも使用できます。

## ハリタ 舌クリーナー

# 舌のお手入れで 息さわやか

幅広いへら形で、やさしくよごれ除去

外出・旅行先でも、お口すっきり

使用後は、水洗いでさっとキレイ  
プラスチック製



※色はお選びいただけません。ご了承下さい。



ハリタ 舌クリーナーの使いかた


1

ハリタ舌クリーナーを舌上にのせます。



2

奥から手前にやさしく数回引いてよごれをかきだします。



3

使用後は水洗いをし、水分をふき取って保管してください。



※舌の奥深くを刺激すると嘔吐反応の原因となる恐れがあります。 ※強く擦ると舌の粘膜を傷つけるおそれがありますのでご注意ください。

インプラントブラシ

# 毎日のお手入れに、インプラント用 歯ブラシ

見えない  
歯の裏側・奥の歯 まで  
しっかりみがける!

のりこえ  
とどく!

■舌側用




歯列をのりこえて  
入り込む細型2列



加藤 久子 DH

■細型歯頸部用



歯ぐきの奥や  
サルカス深部まで  
毛先が入りこんで  
清潔に!



■歯間・アバットメント用



歯のすきま、  
インプラントの  
アバットメント  
清掃に




■歯肉用



歯ぐきにも  
やさしい、  
やわらかブラシ



インターブロックス サイズ・最小通過径



本製品は、ISO 16409に準拠したサイズ展開です。



	4S	3S	SS	S	M	ML	L	LL	3L	4L
①...テーパー型				①①①			①①①		①	①
ブラシ径(mm)	1.9	2.0	2.4	2.0-4.0	3.0	3.0-5.0	4.2-5.7	4.5-9.0	6.0-11.0	
ワイヤー径(〃)	0.38	0.5	0.56	0.6	0.7	0.8	0.94	0.94	0.94	
最小通過径(〃)	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	2.1	2.4	2.7	

■ インターブロックス プロ



規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク	6本	あり
3S オレンジ		
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
ML グレー		
① L ブルー	4本	なし
LL パープル		
アソート(mix) (4S・3S・SS・S・M・L/各1)	6本	あり

インターブロックス プロ 院内指導用



規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク	100本	あり
3S オレンジ		
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
ML グレー		
① L ブルー	40本	なし
LL パープル		

■ インターブロックス プラス



規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク	6本	あり
3S オレンジ		
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
① L ブルー		
LL パープル	4本	なし
① 3L グレー		
① 4L ブラック	6本	あり
アソート(mix) (4S・3S・SS・S・M・L/各1)		

インターブロックス プラス 院内指導用



規格/サイズ	内容量	キャップ
4S ピンク	100本	あり
3S オレンジ		
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
① L ブルー		
LL パープル	40本	なし
① 3L グレー		
① 4L ブラック		

■ インターブロックス フレキシブル



規格/サイズ	内容量	キャップ
3S オレンジ	6本	あり
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
ML ホワイト		
LL パープル		

インターブロックス フレキシブル 院内指導用



規格/サイズ	内容量	キャップ
3S オレンジ	100本	あり
SS グリーン		
① S レッド		
M イエロー		
ML ホワイト		
① L ブルー		
LL パープル		

■ するふわフロス



規格/サイズ	内容量
ピンク	50m

■ インプラントブラシ



用途	内容量	キャップ
舌側用	1本	なし
細型歯頸部用		
歯間・アパートメント用		
歯肉用		

■ ハリタ舌クリーナー



規格/サイズ	内容量
全長約 16cm 最大幅約 3.7cm	1個
※色はお選びいただけません。ご了承下さい。	

■ デントエイド 歯間ブラシ 患者用バンフレット 30枚



■ インターブロックス チェアサイド・受付用スタンド 1個





# ズレない、芯入り ロングワッテ



実物大

市販ロールの「5倍の長さ」で、乾燥だけでなく、「舌圧排」から「開口補助」とあらゆる用途に使用できます。

平井 順 Dr.



浮かない! 端も全体も 形状キープ



アシスタント なしで 上下左右に 歯肉圧排



全顎 頬舌を 2本で圧排 乾燥



きれいな印象



気泡のない美しさ



交換せずに、1本で治療が行えます。コットンが吸収した水分をバキュームで吸引除去。

浮き上がらずにピタッと安定!  
プラスチック芯



- 100入/箱
- 1 φ 9 × 80mm (REF160 001) 35014
  - 2 φ 10 × 80 // ( // 002) 35015
  - 3 φ 10 × 100 // ( // 003) 35016
  - 5 φ 8 × 100 // ( // 005) 35017

人気 No.1 サイズ

一般名	学名	クラス分類	番号
長巻綿巻	ロエコパロティスロール	一般 (1)	歯 2813000000000

# ほぐれず、型崩れせず、糸クズを残さずに塗布

ケバ立たずに柔らかく、高い吸水性でしっかり塗りこめます。

漂白、増白剤は使用しておりません。



- 000 φ3mm (REF210 000) 1.5g 35023
- 00 φ4 // ( // 100) 4g 35024
- 0 φ5 // ( // 110) 4g 35025

# 簡単に取り出せる、ワンタッチオープン

ケース入りでコットンペレットを 変形させず、一つずつ取り出せます。

オートクレーブ滅菌対応。

ほぐれず、さっとつかめます。



- ソロマット-N (本体付)
- 000 φ3mm (REF223 000) 1g 35026
- 00 φ4 // ( // 100) 2g 35027
- 0 φ5 // ( // 110) 2.5g 35028
- ソロマット-N リフィル (補充用)
- 000 φ3mm (REF213 000) 1g×6 35029
- 00 φ4 // ( // 100) 2g×6 35030
- 0 φ5 // ( // 110) 2.5g×6 35031

一般名	学名	クラス分類	番号
コットンボール	ロエココットンボール	一般 (1)	歯 2813000000000

## 歯石を除去, 歯質は守る!




凸凹ホール ノンカット

薄さ  
0.05  
mm

巾4 × 150mm

表面の凸凹ホール部で  
歯石を除去

最薄0.05mm  
届きにくい歯間部に



丸橋 理沙 DH

Dr. 向けに▶▶



西川 義昌 Dr.



余剰セメント  
歯間・CRのバリ  
をカット


薄さ  
0.05  
mm

ブレードカット

巾4 × 150mm



波澤 龍之 Dr.



目詰まりせず,  
すばやく仕上げる

CR研磨調整・ディスクング

ダイヤ穴あき

巾3 × 150mm

アソート ブレードカット/凸凹ホールノンカット  
ダイヤ穴あき中研磨/最終研磨 各2枚 8枚 09903  
歯石・余剰セメント除去用 凸凹ホールノンカット 50μ 10枚 09905  
CR/バリ・歯間カット用 ブレードカット 50μ 12枚 09904

荒研磨用 ダイヤ穴あき 140μ 10枚 09906  
中研磨用 // 100μ // 09907  
最終研磨用 // 70μ // 09908

荒研磨用 カーボンランダム 100μ 12枚 09909  
中研磨用 // 90μ // 09910  
最終研磨用 // 70μ // 09911

商品名	規格	発売元	品番
凸凹ホールノンカット	4 × 150mm	ホリコ	09903
ブレードカット	4 × 150mm	ホリコ	09904
ダイヤ穴あき	3 × 150mm	ホリコ	09906

## オレンジソルベント [アッカーマン]


## あらゆる場面で さっとキレイ

こびりついた印象材・セメントをカンタン除去

お肌にやさしい

さわやかなオレンジの香り

インストゥルメントも



After

お顔の汚れも



After



オレンジソルベント  
8オンス (235ml) 入り  
52701

木藤 裕樹 Dr.

\* 患者様の口腔内や粘膜にはご使用いただけません。

# 明るく かるい、 疲れないうミラー

- かるくて 持ちやすい 10g!
- 衛生的で 継ぎ目がない 一体型
- 明るく、くつきりにじまない 表面反射
- ロディウムコーティングよりも、リアルな色調
- 患者さんに 緊張感や つめたさをあたえない



規格:4  
 アソート/5本 (各色1本) 58026  
 イエロー/1本 58016  
 ピンク/ // 58017  
 ミント/ // 58018  
 ラベンダー/ // 58019  
 ブラック/ // 58020

規格:5  
 アソート/5本 (各色1本) 58027  
 イエロー/1本 58021  
 ピンク/ // 58022  
 ミント/ // 58023  
 ラベンダー/ // 58024  
 ブラック/ // 58025



佐野 明美 DH

\*ミラー表面の傷・焼き付きを防ぐため、超音波洗浄・濡れた状態や蒸留水以外での滅菌はお避けください。\*132℃以下でオートクレープし、乾燥工程は省いてください。

## ミラー保護カバー [ミラーギア]

# ミラーを キズから守る

機械洗浄、オートクレープ時に

丈夫で裂けにくい サイズ4と5

キレイな表面を維持

水が通ってしっかり洗浄



ピンク/青/緑/オレンジ/黄  
 同色6個入・同色30個入

\*薬液滅菌禁止。\*オートクレープには蒸留水を使用してください。  
 \*乾燥した状態でオートクレープし、乾燥工程は省いてください。

## ウルトラビジョン [ハーネンクラット]




# 見やすく 明るいミラー

高橋 登 Dr.



天川 由美子 Dr.

ウルトラビジョンFS 規格:5 幅24mm/12本入 58003  
 規格:4 幅22mm/ // 58002  
 規格:0 幅14mm/3本入 58001



## 平行線入りの大型ミラー

メガバラレロメーター  
 37×22mm  
 58004



エルゴフォームハンドル  
 全長:135mm  
 水色 58005 緑 58007  
 白 58006 紺 58008

\*ネジの規格が確実に合う。軽い専用エルゴフォームハンドルとの併用をおすすめします。

説明書名	販売名	クラス分類	番号
図説	ハーネンクラット 図説	一般 (1)	輸出 ZSR1X0700U000210




おすすめチェアサイド  
 カタログもご覧ください

# マーチン 歯周用キュレット

インプラント体のクリーニングにもご活用ください。  
 軽量中空のオールチタン製。  
 力が伝わりやすく、太めの10mm幅ハンドルです。

43-334-06-07  
 // -08- //  
 // -12- //  
 // -14- //



加藤 久子 DH

前歯用  
グレーシー  
キュレット

白歯・頬舌側用  
グレーシー  
キュレット

白歯・近心用  
グレーシー  
キュレット

白歯・遠心用  
グレーシー  
キュレット

前歯用  
グレーシー  
キュレット

白歯・頬舌側用  
グレーシー  
キュレット

白歯・近心用  
グレーシー  
キュレット

白歯・遠心用  
グレーシー  
キュレット

直型  
マイクロ

軽量非磁  
チタン

軽量非磁  
チタン

軽量非磁  
チタン

軽量非磁  
チタン



43-334-06-07  
Fig. 5/6  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61120

43-334-08-07  
Fig. 7/8  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61121

43-334-12-07  
Fig. 11/12  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61122

43-334-14-07  
Fig. 13/14  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61123

43-339-06-07  
Fig. 5/6  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61157

43-339-08-07  
Fig. 7/8  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61158

43-339-12-07  
Fig. 11/12  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61160

43-339-14-07  
Fig. 13/14  
全長:17.5cm  
幅:10.0mm  
61161

43-800-01-07  
全長:17.5cm  
61327

チタン

チタン

チタン

チタン

ビッググレーシー

ビッググレーシー

ビッググレーシー

ビッググレーシー

ロンカッティ

※原寸大 ※00000:モクダコード

一般的名称

販売名

クラス分類

番号

歯周用キュレット

マーチン歯周用キュレット

一般(1)

品出

2881X00005000199

硬ブレードで 歯石をかたんん除去

シャープな先端で ラクラク清掃



43-840-00-04  
115×40×10/2mm  
61331

Arkansas

佐野 明美 DH

曲型  
マイクロ

前歯用  
グレーシー  
キュレット

臼歯・頬舌側用  
グレーシー  
キュレット

臼歯・近心用  
グレーシー  
キュレット


臼歯・遠心用  
グレーシー  
キュレット

ユニバーサル  
キュレット

ユニバーサル  
キュレット

近心用  
マイクロ  
キュレットI

遠心用  
マイクロ  
キュレットII



43-800-02-07  
全長:17.5cm  
61328

43-336-06-07  
Fig. 5/6  
全長:17.5cm  
61130

43-336-08-07  
Fig. 7/8  
全長:17.5cm  
61131

43-336-12-07  
Fig. 11/12  
全長:17.5cm  
61133

43-336-14-07  
Fig. 13/14  
全長:17.5cm  
61134

43-290-13-07  
Fig. 13/14  
全長:17.5cm  
61067

43-290-40-07  
Fig. 4R/4L  
全長:17.5cm  
61069

43-340-01-07  
Fig. 11/12  
全長:17.5cm  
64063

43-340-02-07  
Fig. 13/14  
全長:17.3cm  
64064

ロンカッティ

ミニ

ミニ

ミニ

ミニ

コロンビア

コロンビア

Akiyama

Akiyama

# マーチン スケーラー

# マーチン エクスプローラー

マイクロ



43-800-00-07

全長:17.5cm  
61326

43-311-05-07

Fig. 5/33  
全長:17.5cm  
61078

43-311-15-07

Fig. T2/3  
全長:17.5cm  
61081

43-312-10-07

Fig. H6/H7  
全長:17.5cm  
61087

細型

細型



43-400-03-07

Fig. 3  
全長:17.5cm  
61188

43-400-30-07

Fig. 3A  
全長:17.5cm  
61195

43-402-33-07

Fig. 3A  
全長:17.5cm  
61206

ロンカッティ

※原寸大 ※00000:モクダコード

一般的名称	販売名	クラス分類	番号
歯科用スケーラ	マーチンスケーラー	一般 (I)	届出 2881X00005000203
歯科用探針	マーチンエクスプローラー	"	" 2881X00005000187

■0.5mmまで正確に ■歯冠長をとらえる ■根管長を瞬測



43-301-01-07

秋山 勝彦 Dr.

プローブに  
数値が入って  
**0.5mm幅**を  
一瞬で記録, 計測!

目盛り幅  
**0.5mm**

ズバリ!  
数字つき

目盛り  
3-6-8-11mm



目盛り  
3-6-8-11mm



目盛り  
1 ~ 15mm



目盛り  
2-4-6-8-10-12mm



目盛り  
0.5 ~ 22mm



根分岐部用



根分岐部用

43-356-08-07  
Fig. 8  
全長:16cm  
61173

43-356-11-07  
Fig. 11  
全長:16cm  
61175

43-736-15-07  
Fig. CP 15 UNC  
全長:16cm  
61306

43-736-22-07  
Fig. CPNG 22  
全長:16cm  
61307

43-301-01-07  
全長:16cm  
61511

Akiyama

43-347-40-07  
全長:17.5cm  
61166

ナーバス


※原寸大 ※00000:モクダコード

歯間ブラシで通せる「いちばん細い歯と歯のすきま」(=最小通過径)です。








## インタープロックス プロ

- 4S ピンク  0.6mm
- 3S オレンジ  0.7mm
- SS グリーン  0.9mm
- S レッド  1.0mm
- M イエロー  1.1mm
- ML グレー  1.3mm
- L ブルー  1.3mm
- LL パープル  2.1mm

## インタープロックス プラス


- 4S ピンク  0.6mm
- 3S オレンジ  0.7mm
- SS グリーン  0.9mm
- S レッド  1.0mm
- M イエロー  1.1mm
- L ブルー  1.3mm
- LL パープル  2.1mm
- 3L グレー  2.4mm
- 4L ブラック  2.7mm

## インタープロックス フレキシブル

- 3S オレンジ  0.7mm
- SS グリーン  0.9mm
- S レッド  1.0mm
- M イエロー  1.1mm
- ML ホワイト  1.3mm
- L ブルー  1.3mm
- LL パープル  2.1mm

チェックシート

様



memo

-----

-----

-----

-----

※患者さんへのチェックシートとして コピーのうえ ご配布いただけます。

『売るためではなく、つくりだすため』

# MOKUDA

神戸市中央区港島南町4丁目7番5号  
TEL (078)303-8241 〒650-0047

[www.mokuda.co.jp](http://www.mokuda.co.jp)





# 患者さん/歯科衛生士用カタログ掲載製品 価格表

※医院様価格を掲載しております。患者様にご覧いただくことがない様、お気をつけください。

## インターブロックス プロ

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
4Sピン (nano)	600円 (6本)	750円 (6本)	P2
3Sピン (supermicro)			
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
ML 初付 (cylindrical)			
L ブルー (conical)			
LL パーブル (maxi)			

## インターブロックス プロ 院内指導用

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
4Sピン (nano)	10,000円 (100本)	125円 (1本)	P2
3Sピン (supermicro)			
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
ML 初付 (cylindrical)			
L ブルー (conical)			
LL パーブル (maxi)			

## インターブロックス プラス

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
アソート (mix)	600円 (6本)	750円 (6本)	P3
4Sピン (nano)			
3Sピン (supermicro)			
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
L ブルー (conical)			
LL パーブル (maxi)			
3L グレー (x-maxi)	600円 (4本)	750円 (4本)	
4L ブラック (xx-maxi)			

## インターブロックス プラス 院内指導用

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
4Sピン (nano)	10,000円 (100本)	125円 (1本)	P3
3Sピン (supermicro)			
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
L ブルー (conical)			
LL パーブル (maxi)			
3L グレー (x-maxi)	6,000円(40本)	188円(1本)	
4L ブラック (xx-maxi)			

## インターブロックス フレキシブル

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
3Sピン (supermicro)	540円 (6本)	675円 (6本)	P5
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
ML 初付 (cylindrical)			
LL パーブル (maxi)			

## インターブロックス フレキシブル 院内指導用

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
3Sピン (supermicro)	9,000円 (100本)	115円(1本)	P5
SSグリーン (micro)			
S レッド (mini conical)			
M イロ (mini)			
ML 初付 (cylindrical)			
LL パーブル (maxi)			

## するふわフロス

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
ピンク	550円 (1個)	680円 (1個)	P4

## ハリタ舌クリーナー

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
—	400円 (1個)	500円 (1個)	P5

## インプラントブラシ

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
舌側用	610円 (1本)	760円 (1本)	P6
細型歯頸部用			
歯間・アバットメント用			
歯肉用			

## デントエイド歯間ブラシ 患者用/インプレット

規格	医院価格	希望患者価格	ページ
30枚入	980円	115円(1本)	P7
インターブロックス 院内スタンド	2,800円		

## パロティスロール

規格	入数	価格	ページ
1 Φ9×80mm (REF160 001)	100入/箱	4,100円	P8
2 Φ10×80mm (REF160 002)			
3 Φ10×100mm (REF160 003)			
5 Φ8×100mm (REF160 005)			

## コットンボール コットンペレット

規格	入数	価格	ページ
000 Φ3mm (REF210 000)	1.5g	3,800円	P8
00 Φ4mm (REF210 100)	4g		
0 Φ5mm (REF210 110)	4g		

## コットンボール ソノマット-N (本体付)

規格	入数	価格	ページ
000 Φ3mm (REF223 000)	1g	11,500円	P8
00 Φ4mm (REF223 100)	2g		
0 Φ5mm (REF223 110)	2.5g		

## コットンボール ソノマット-Nリフィル

規格	入数	価格	ページ
000 Φ3mm (REF213 000)	1g×6	9,500円	P8
00 Φ4mm (REF213 100)	2g×6	8,800円	
0 Φ5mm (REF213 110)	2.5g×6		

## ホリコ 研磨調整ストリップス

規格	入数	価格	ページ
アソート	8枚	3,500円	P9
CRバリ・歯間カット用 ブレードカット 50μ	12枚	2,100円	
歯石・余剰セメント除去用 凸凹ボールノンカット 50μ	10枚	2,100円	
粗研磨用 ダイヤ穴あき 140μ	10枚	6,200円	
中研磨用 ダイヤ穴あき 100μ			
最終研磨用 ダイヤ穴あき 70μ			
粗研磨用 カーボランダム 100μ	12枚	2,100円	
中研磨用 カーボランダム 90μ			
最終研磨用 カーボランダム 70μ			

## オレンジソルベント

規格	入数	価格	ページ
—	235ml	2,700円	P9

※すべて税抜き価格です。

超明度  
かるくつきりミラー

規格	入数	価格	ページ
#4 アソート	5本	5,500円	P10
#4 イエロー	1本	1,200円	
#4 ピンク			
#4 ミント			
#4 ラベンダー			
#4 ブラック			
#5 アソート	5本	5,500円	
#5 イエロー	1本	1,200円	
#5 ピンク			
#5 ミント			
#5 ラベンダー			
#5 ブラック			

ミラー保護カバー

規格	入数	価格	ページ
#4 緑	6個	3,000円	P10
#4 オレンジ			
#4 ピンク			
#4 青			
#4 黄色			
30入徳用 #4 緑	30個	12,000円	
30入徳用 #4 オレンジ			
30入徳用 #4 ピンク			
30入徳用 #4 青			
30入徳用 #4 黄色			
#5 緑	6個	3,000円	
#5 オレンジ			
#5 ピンク			
#5 青			
#5 黄色			
30入徳用 #5 緑	30個	12,000円	
30入徳用 #5 オレンジ			
30入徳用 #5 ピンク			
30入徳用 #5 青			
30入徳用 #5 黄色			

ハーネクラット歯鏡

規格	入数	価格	ページ
ウルトラビジョン FS0	3枚	3,000円	P10
ウルトラビジョン FS4	12枚	6,800円	
ウルトラビジョン FS5	12枚	6,800円	
メガパラレロメーター	1枚	3,200円	
エルゴフォームハンドル 水色	1本	1,000円	
エルゴフォームハンドル 白			
エルゴフォームハンドル 緑			
エルゴフォームハンドル 紺			
エルゴフォームハンドル 紺			

マーチン  
歯周用キュレット

規格	入数	価格	ページ
43-334-06-07	1本	13,500円	P11
43-334-08-07			
43-334-12-07			
43-334-14-07			
43-339-06-07			
43-339-08-07	1本	9,500円	
43-339-12-07			
43-339-14-07			
43-800-01-07	1本	11,000円	P12
43-800-02-07	1本	11,000円	
43-336-06-07	1本	8,500円	
43-336-08-07			
43-336-12-07			
43-336-14-07			
43-290-13-07			
43-290-40-07			

マーチン  
スケーラー

規格	入数	価格	ページ
43-800-00-07	1本	11,000円	P13
43-311-05-07	1本	8,500円	
43-311-15-07			
43-312-10-07	1本	9,500円	

マーチン  
エキスポローラー

規格	入数	価格	ページ
43-400-03-07	1本	2,600円	P13
43-400-30-07			
43-402-33-07			

※すべて税抜き価格です。

マーチン  
ブロープ

規格	入数	価格	ページ
43-356-08-07	1本	3,800円	P14
43-356-11-07			
43-736-15-07	1本	5,000円	
43-736-22-07			
43-301-01-07	1本	13,000円	
43-347-40-07	1本	9,500円	

**「売るためでなく、つくりだすため」 MOKUDA 齋茂久田商会**  
 神戸市中央区港島南町4丁目7番5号  
 TEL (078) 303-8241 FAX (078) 303-2151 Web www.mokuda.co.jp Email info@mokuda.co.jp

※この価格表には、2018年5月現在の価格を掲載しております。