

Programat®

歯科用ファーンネス プログラマツト



1976
Programat® P1



2016
Programat® P710 SE

40年の歴史が生み出した、
Ivoclar Vivadentの技術の集結

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Programat®

プログラマット

プログラマットが初めて紹介されたのは、1976年。

以来、40年以上、このプログラマットは、世界を牽引してきました。

現在、Ivoclar Vivadentの技術を集結したこのファーネスは、精度と利便性を向上させ、世界中で使用されています。

Programat® EP

プログラマット EPシリーズ プレスファーネス


プログラマット EP5010

プログラマット EP3010



▶ FPF 機能

Fully automatic press function



ファーネスに埋没リングを入れ、スタートボタンを押すだけで、すべてのプレス工程を自動的に行う機能です。ファーネス本体が、リングを適切な温度まで加熱し、適切な時間でプレスを行います。そのため、加熱不足や加圧不足などの失敗を最小限に抑え、短時間でプレス工程が完了します。

Programat® P

プログラマット P シリーズ ポーセレンファーネス

プログラマット P710

プログラマット P510

プログラマット P310



Programat® CS

プログラマット CS シリーズ クリスタライゼーション/ポーセレンファーマス

プログラマット CS2



プログラマット CS3



NEW

Programat® CS4

プログラマット CS4
クリスタライゼーション/シンタリングファーマス




Programat® S1 1600

プログラマット S1 1600 シンタリングファーマス



赤外線カメラ IRT/INFARED Technology



一部のプログラマットには、赤外線カメラが内蔵されており、修復物の温度をキャッチします。どのような症例でも均等に乾燥できるよう、それぞれの症例にあった予備乾燥ができ、小さな修復物では、過剰な乾燥をせず、最大20%時間を短縮して効率的な焼成が可能です。

Programat® app

プログラマット app



現在行われている焼成工程、焼成温度をお手持ちのタブレットから確認できるアプリです。他の部屋からでもプログラマットの作動を確認いただけます。



