

SMT Salivary Multi Test
多項目・短時間唾液検査システム




患者さん一人ひとりのお口の状態に合わせたセルフケア提案をしてみませんか？

SMTは5分で測定できる唾液検査です。

- ① … 採取  ② … 測定  ③ … 結果 



「10秒間、軽く洗口する」



「試験紙と専用機器で測定」



「測定結果を患者さんと共有」

SMTは3ステップの簡単操作で、測定時間はわずか5分。しかも一度の検査で6項目を測定。手間も時間もかけずに患者さんの「お口の健康状態」を測定できます。

SMTで測定できる6項目の唾液因子

SMTは試験紙を用いて、「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目を測定します。その検査結果は、既に確立された各種の分析法と相関を示すことを実証済みです。

歯の健康に関する項目	むし歯菌	むし歯菌が多いと、歯の表面に歯垢(プラーク)が付着しやすく、歯の健康を損なうことが知られています。
	酸性度	唾液の酸性度が高いと、口腔環境は酸性になり、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。
	緩衝能	唾液には、むし歯菌や食物由来の酸を中和する機能(緩衝能)がありますが、その働きが弱いと、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。
歯ぐきの健康に関する項目	白血球	歯と歯ぐきの間で細菌や異物が増加すると、体の防御作用により唾液中の白血球が増加することが知られています。
	タンパク質	口腔内細菌や、歯と歯ぐきの間にあるバイオフィーム(プラーク)の影響により、唾液中のタンパク質が多くなることが知られています。
口腔清潔度に関する項目	アンモニア	口腔内の細菌総数が多いと、唾液中のアンモニアが多くなることが知られており、口臭等の原因になるといわれています。

セルフケア提案型歯科医院への第1歩に

～唾液検査から始めるセルフケア提案～

唾液検査結果

- お口の健康度、体質把握
- 口腔内全般の状況把握

見えない状態を見える化



SMT

(多項目・短時間唾液検査システム)

口腔内所見

- 診査のための情報収集
- リスク部位の特定
- 口腔内の全体状況把握


生活習慣

(食生活・セルフケア)

- 改善提案の特定
- 食事(回数・質)
- セルフケア(回数・ツール・手法)

保健指導

一人ひとりに合った
セルフケア提案



患者さんとの
コミュニケーションに役立つツールとして

例) う蝕予防製品の提案

Check-Up

フッ化ナトリウム
1450ppm



ペースト

歯科用フッ化物配合歯磨剤 医薬部外品
Check-Up standard
標準価格 440円 205060780
希望患者価格 550円(税別)

1450ppm



ジェル

フッ化物配合ジェル 医薬部外品
Check-Up gel ミント
標準価格 500円 205060781
希望患者価格 630円(税別)

例) 歯周病予防製品の提案

Systema

フッ化ナトリウム
950ppm



ペースト

歯周病予防歯磨剤 医薬部外品
Systema Dentalpaste α
標準価格 415円 205060501
希望患者価格 500円(税別)

1450ppm



ペースト

歯周病予防歯磨剤 医薬部外品
Systema Haguki Plus PRO
標準価格 720円 205060750
希望患者価格 900円(税別)

1450ppm



ジェル

歯周病予防歯磨剤 医薬部外品
Systema SP-T ジェル
標準価格 1,200円 205060752
希望患者価格 1,500円(税別)

販売 ライオン歯科材株式会社 発売 株式会社モリタ

SMTの詳細は、専用ウェブサイトをご覧ください。

▶ <http://lionpro.lionshop.jp/> ライオン 唾液検査 検索

●SMTに関するお問い合わせはe-mailにて「daeki@lion.co.jp」までお願いいたします。

ライオン歯科材株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7 お客様センター TEL 0120-556-913
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

PUB NO.M6161.2.2012.23,365II.IO/ZU 208530423

SMTに関する院内セミナー等はLサポから申し込み可能です

登録方法 Lサポは 医院様ごとの無料登録制です。

STEP 1 まずは「Lサポサイト」へ
<http://418yobou.jp/>



STEP 2 Lサポについての情報をご覧の上、
「WEB登録フォーム」へ。
登録フォームへの入力をお願いいたします。

Lサポに関するお問合せ

ライオン歯科材 予防歯科コンタクトセンター TEL: 0120-418-134

予防歯科は 良い歯の 意味よ