



# 3M ESPE Product Catalog

2013

# テクノロジープラットフォームと 3M ESPE

3Mは、全世界の65ヵ国以上の国と地域で系列会社を持ち、  
自動車関連、電子機器関連、建築関連といった産業分野から生活関連分野、  
ヘルスケア分野まで、幅広い分野にイノベーションを提供しています。

その秘密は、「テクノロジープラットフォーム」。

3Mは、精密コーティング技術のように、多様な製品を生み出す可能性を持った  
汎用性の高い技術基盤をテクノロジープラットフォームと呼んでいます。

現在では46のテクノロジープラットフォームがリストアップされており、  
これらを組み合わせることによって、他に類を見ないユニークな製品を生み出しています。

3M ESPE(歯科用製品事業部)は、米国とドイツに研究開発拠点があり、  
全世界の60以上の国や地域から3M ESPEの製品を供給しています。  
グローバル規模での高品質な製品とサービスの提供により、  
歯科医療の発展に貢献することが、私どもの願いです。

今後とも3M ESPEの製品をご愛用くださいますようお願い申し上げます。

# CONTENTS

 <p> <b>充填・接着・研磨</b>            Filling Materials  <b>1</b> </p>	 <p> <b>接着・合着セメント</b>            Luting Cements  <b>14</b> </p>	 <p> <b>印象材</b>            Impression Materials  <b>21</b> </p>
 <p> <b>クラウン</b>            Temporary Crowns and Bridges  <b>31</b> </p>	 <p> <b>光重合器</b>            Equipment  <b>36</b> </p>	 <p> <b>麻酔</b>            Local Anesthetics  <b>37</b> </p>
 <p> <b>技工</b>            Dental Laboratory Supplies  <b>38</b> </p>	 <p> <b>予防</b>            Prevention  <b>45</b> </p>	 <p> <b>索引</b>            index  <b>49</b> </p>

# フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン

光重合型低粘度ナノフィラー コンポジットレジン

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン／販売名：フロー 注入チップ

「サッと流れ、キレがよく、ピタッと留まる」優れた操作性。  
これ1本で、I級、IV級、V級窩洞、  
くさび状欠損やポーセレン等の破折修理など  
幅広い症例に対応。

- 研磨によって滑沢な面が得られ、しかも光沢が持続するため、ステインやブランクが付着しにくい。
- 天然歯に近い蛍光性を持たせ、より自然な色合いでの修復が可能。
- 重合収縮を20%改善(当社従来品比)。
- 天然歯と明瞭に識別できるX線造影性。

★ 全12シェード



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
6032A1	フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン	A1 ボディシェード	2g/ チップ 20個  各3,200円
6032A2		A2 ボディシェード	
6032A3		A3 ボディシェード	
6032A3.5		A3.5 ボディシェード	
6032A4		A4 ボディシェード	
6032B1		B1 ボディシェード	
6032B2		B2 ボディシェード	
6032C2		C2 ボディシェード	
6032D2		D2 ボディシェード	
6032W		W ホワイトニングシェード	
6032XW	XW ホワイトニングシェード		
6032OA3	OA3 オパールシェード(デンティンシェード)		
6032A1T	フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン トリプルバリューパック (3本パック)	A1 ボディシェード	2g×3本 /チップ 20個  各6,600円
6032A2T		A2 ボディシェード	
6032A3T		A3 ボディシェード	
6032A3.5T		A3.5 ボディシェード	
6032A4T	A4 ボディシェード		
製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
3700TJ	フロー注入チップ	20個×2(計40個)	1,500円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン

光重合型ナノフィラー コンポジットレジン

販売名：フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン

ペーストには適度なコシがあり、  
充填器離れがよく、前歯部Ⅳ級修復や  
臼歯部咬合面の形態付与も簡単。

1ミクロンの1/1000というナノフィラーを結合構造にする3M独自のナノクラスター技術。シリカフィラーだけでなくジルコニアフィラーを採用することで、操作性、強度、耐摩耗性、審美性など審美修復に求められる諸性能を持ったコンポジットレジンです。

- 研磨によって滑沢な面が得られ、しかも光沢が持続し、ステインやブランクが付着しにくい。
- 臼歯部咬合面に使用できる強度と、エナメル質に近い耐摩耗性。
- 天然歯に近い蛍光性を持たせ、自然な色合いでの修復が可能。
- Aシェードを中心に、積層充填可能な3種の透明度を用意。

当社フロアブル コンポジットレジンの各シェードとも適合しています。

★ 全10シェード



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
5916A1B	A1B ボディシェード	4g	各2,900円
5916A2B	A2B ボディシェード		
5916A3B	A3B ボディシェード		
5916A3.5B	A3.5B ボディシェード		
5916A4B	A4B ボディシェード		
5916B2B	B2B ボディシェード		
5916A2D	A2D デンティンシェード		
5916A3D	A3D デンティンシェード		
5916A4D	A4D デンティンシェード		
5916A2E	A2E エナメルシェード		

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# フィルテック™ シュープリーム XTE コンポジットレジン

光重合型ナノフィラー コンポジットレジン (保険適用外)

販売名：フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン / 販売名：レストラティブ ディスペンサー



## よりハイレベルな治療に応える、自費診療のためのナノフィラーコンポジットレジン

マルチシェードテクニック(積層充填)に適したコンポジットレジンです。ピタパン® クラシカルシェードガイドに準拠したシェードに加え、デンティンシェード(低透明度)、ボディ(中程度の透明度)、エナメル(高透明度)、トランスルーセント(超高透明度)という透明度のバリエーションを持っており、優れた蛍光性も有しているため、限りなく天然歯に近い修復が可能です。また、3M独自のジルコニアナノフィラーとナノクラスター技術を採用しているため、積層充填に欠かせない付形性の良さ、充填器にベタつかない操作性を実現し、審美修復に必須の滑沢性や、強度、耐摩耗性などの物性も備えており、審美的要求の高い患者さんの期待に応えることができます。

★ 全36シェード、X線造影性/蛍光性あり

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
5915TK	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン スターターパック	5915 A1D,A2D,A3D,WD, A1B,A2B,A3B,A3.5B, A4B,WB,A1E,A2E, A3E,WE,GT,AT レストラティブ ディスペンサー 5707SD 専用収納ケース シェードガイド作成キットシェード セレクションガイドお客様登録カード 各1	88,600円

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
5915MN	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン ミニントロキット	5915 A3B,A3.5B,A2E フィルテック シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン OA3 1本 6032OA3 スリッチボンド ユニバーサル アパッシング ユニバースタブ 10本 4125S レストラティブ ディスペンサー 1個 5707SD シュープリームXTEカプセル取 納ケース1個 白歯部 コンポジットレジン修復 マニュアル 1冊	30,200円

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
5915A1B	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン	A1B ボディシェード	0.2g x 20カプセル 各7,600円
5915A2B		A2B ボディシェード	
5915A3B		A3B ボディシェード	
5915A3.5B		A3.5B ボディシェード	
5915A4B		A4B ボディシェード	
5915A6B		A6B ボディシェード	
5915B1B		B1B ボディシェード	
5915B2B		B2B ボディシェード	
5915B3B		B3B ボディシェード	
5915B5B		B5B ボディシェード	
5915C1B		C1B ボディシェード	
5915C2B		C2B ボディシェード	
5915C3B		C3B ボディシェード	
5915D2B		D2B ボディシェード	
5915D3B		D3B ボディシェード	
5915WB		WB ボディシェード	
5915XWB	XWB ボディシェード		

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
5915A1D	フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン	A1D デンティンシェード	0.2g x 10カプセル 各4,350円
5915A2D		A2D デンティンシェード	
5915A3D		A3D デンティンシェード	
5915A4D		A4D デンティンシェード	
5915B3D		B3D デンティンシェード	
5915C4D		C4D デンティンシェード	
5915WD		WD デンティンシェード	
5915A1E		A1E エナメルシェード	
5915A2E		A2E エナメルシェード	
5915A3E		A3E エナメルシェード	
5915B1E		B1E エナメルシェード	
5915B2E		B2E エナメルシェード	
5915D2E		D2E エナメルシェード	
5915WE		WE エナメルシェード	
5915XWE		XWE エナメルシェード	
5915CT		CT(クリア) トランスルーセントシェード	
5915BT	BT(ブルー) トランスルーセントシェード		
5915GT	GT(グレー) トランスルーセントシェード		
5915AT	AT(アンバー) トランスルーセントシェード		

製品番号	製品名	希望医院価格
5707SD	レストラティブ ディスペンサー	7,500円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# フィルテック™ Z250 コンポジットレジン

光重合型低重合収縮コンポジットレジン

販売名：フィルテック Z250 コンポジットレジン



## 前・臼歯共用コンポジットレジン

ジルコニアフィラー採用により、臼歯部咬合面にも使用できる優れた機械的強度を実現。重合収縮率も低くなりました(当社従来品比較)。また、日本人の天然歯を研究して作られたシェードにより、色合わせもより簡単になりました。

★ 全12シェード、X線造影性あり

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
6020A1	A1	4g	各5,200円
6020A2	A2		
6020A3	A3		
6020A3.5	A3.5		
6020A4	A4		
6020B1	B1		
6020B2	B2		
6020B3	B3		
6020C2	C2		
6020D3	D3		
6020I	I 切端色インサイザル		
6020UD	UD ユニバーサルデンティン		

# Z100™ コンポジットレジン

光重合型コンポジットレジン

販売名：Z100 コンポジットレジン

3M独自の単一なジルコニア系フィラーを連続的に配合し、優れた耐摩耗性と天然歯との色調適合性(カメレオン効果)を持つ前歯・臼歯共用の光重合型コンポジットレジンです。充填器にベタつかず、タレない、操作性に優れた充填材です。

★ 全11シェード、X線造影性あり



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
5904A1	Z100 コンポジットレジン	A1	4g 各5,200円
5904A2		A2	
5904A3		A3	
5904A3.5		A3.5	
5904A4		A4	
5904B2		B2	
5904B3		B3	
5904C2		C2	
5906P		乳歯色ピド	
5906CY		歯頸部色サービカルイエロー	
5906UD		ユニバーサルデンティン	

# フィルテック™ P60 コンポジットレジン

光重合型低重合収縮臼歯用コンポジットレジン

販売名：フィルテック P60 コンポジットレジン

臼歯部修復に適した操作性と  
優れた耐摩耗性

通常のコンポジットレジンよりも硬めのペーストで、充填器へのベタつきも少なく、咬合面の複雑な形態を容易に付与できます。また、重合収縮率を抑えており、一塊充填に適したパッカブル コンポジットレジンです。

★ 全3シェード、X線造影性あり



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
4720A3	フィルテック P60 コンポジットレジン	A3	4g 各5,200円
4720B2		B2	
4720C2		C2	

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。



# ビトレマー™ R トライキュア型ガラスアイオノマーセメント

充填・支台築造用

販売名：ビトレマー R / 販売名：充填用チップ / 販売名：レストラティブ ディスペンサー



光硬化反応、ガラスアイオノマー反応、ダークキュア反応の3種類の硬化方式を採用した充填用レジン強化型ガラスアイオノマーセメントです。光が十分に届かない部分でも硬化反応するので、充填のみならず支台築造などの症例にもご使用いただけます。



充填用チップ

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
3303RJ	ビトレマーR トライキュア型 ガラスアイオノマーセメント 充填用セット	粉末 A3 5g 3303A3 粉末 A4 5g 3303A4 液 8mL 3303L プライマー 2mL 3303P 混和皿 練板紙 スプーン2本	各16,400円
		粉末 支台築造用ブルー 5g×2 3303BLUE 液 8mL 3303L プライマー 2mL 3303P 注入チップ 10個 3303DT 混和皿 練板紙 スプーン2本	

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
3303A3	ビトレマーR	粉末 A3	4,400円
3303A3.5		粉末 A3.5	4,400円
3303A4		粉末 A4	4,400円
3303PED0		粉末 乳歯用ビド	4,400円
3303BLUE		粉末 支台築造用ブルー	4,400円
3303L		液	7,600円
3303P		プライマー	6,400円
3303FG	フィニッシング・グロス	6,400円	
3303DT	充填用 チップ	チップ(オレンジ色) ピストン	50個 50個 11,000円
5707SD	レストラティブ ディスペンサー		7,500円

# ビトラボンド™ 光重合ガラスアイオノマー裏装材

販売名：ビトラボンド光重合ガラスアイオノマー裏装材

冠水の可能性を最小にし、歯質への接着を強化した光重合型のガラスアイオノマー裏装材です。ライナーとしてだけでなくベースとしても使用でき、30秒間の光照射で次の処置に移れ、スムーズな診療が可能になります。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
7510	ビトラボンド 光重合ガラスアイオノマー裏装材 基本セット	液 5.5mL 7512L 粉末 9g 7512P 練板紙 1961P スプーン	16,800円

## ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
7512L	ビトラボンド光重合ガラスアイオノマー裏装材	液	5.5mL
7512P		粉末	9g

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ

歯科用象牙質接着材・歯科セラミックス用接着材料・歯科金属用接着材料・歯科用知覚過敏抑制材料

販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ

この1本、この1滴で  
 7つの症例に使える、  
 新しい1ステップの接着材です。

- エナメル質、象牙質、金属、ジルコニア、アルミナ、ガラスセラミックス、コンポジットレジン各被着体へ前処理なしで接着するため、諸プライマーの在庫管理、品質管理に経済的に貢献します。
- 各症例がワンステップ処理で簡単に行えるため、テクニカルエラーの発生リスクを大幅に軽減できます。

## 〈7つの症例〉

- ・ コンポジットレジン充填の接着
- ・ 知覚過敏抑制剤(保険適用)
- ・ 窩洞・支台歯のシーリング
- ・ コンポジットレジンリペア時の前処理
- ・ ポーセレンリペア時の前処理
- ・ 小窩裂溝充填時の前処理
- ・ ポーセレンラミネートベニアの前処理



### ■ ボトルタイプ

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
41254	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ イントロキット	ボトル(5mL) 1本 ディスプレイ用 アプリケーターブラシ (XSサイズ) 50本 ディスプレイ用 混和皿 48枚	15,000円
41258	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ 補充品	ボトル(5mL) 1本	12,000円
41258W	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ ダブルパック	ボトル(5mL) 2本	21,600円

### ■ ユニドースタイプ

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
41256	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ ユニドースタイプ 100本入り	ユニドース(11mL) 100本	12,000円
41255	スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ ユニドースタイプ 50本入り	ユニドース(5.5mL) 50本	6,400円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# アドパー™ シングルボンド プラス

歯科用接着システム

販売名：シングル ボンド プラス/販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ/販売名：スコッチボンド エッチャント/販売名：ブラシチップ

## 被膜が薄く※1、審美修復に適しています

プライマーとアドヒーシブが一体化したボンディング材で、エナメル質への強固な接着が証明されているリン酸エッチングを併用したボンディングシステムです。エナメル質に29MPa以上、象牙質に28MPa以上※2の強力な接着力を誇ります。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
51102	アドパー シングル ボンド プラス (ボトル)	7.7mL	21,300円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	3mL×2本 エッチャント ディスペンシングチップ 25個×2袋 41274	9,000円
7423	スコッチボンド エッチャント ボトルタイプ (リン酸水溶液)	9mL	4,200円
1919	ブラシチップ	アプリケーター ハンドル ディスポーザブル ブラシ	3本 120本 4,750円
1919BJ		ディスポーザブル ブラシ	120本 3,200円

※1 当社従来品比 ※2 出典：3M ESPE ラボデータ


### ■ テクニックガイド

#### ① エッチャント処理



- エッチャントをエナメル質および象牙質に同時に塗布。
- 15秒、放置。
- 10秒、水洗。  
通常の乾燥はしない。

#### ② 溜まった水の除去



- 溜まっている水を軽くエアリーにて吹き飛ばす。  
エアリー条件：1秒以内  
又は、溜まっている水\*を綿球にて吸い取る (プロットイング)。  
※詳しくは添付文書を参照。

#### ③ ボンディング処理



- アドヒーシブをブラシにつけて歯面に15秒の間に2、3回続けて塗布し、塗り拡げる。
- エアードライ約5秒。  
ゆるやかなエアードライで波を打っているアドヒーシブが動かなくなるまで乾燥。
- 10秒間、光照射。

# スコッチボンド™ マルチパーパス プラス

## 光重合型歯科用接着材

販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ / 販売名：スコッチボンド エッチャント / 販売名：ブラシチップ / 販売名：スコッチボンド マルチパーパス プラス

### 3ステップのスタンダードタイプボンディング材

エッチャント、プライマー、アドヒーズブという接着の基本に沿った3ステップのボンディング材です。エナメル質には強固な接着が証明されているリン酸エッチング、従来のボンディング材の弱点であった湿潤象牙質へはプライマーの採用によって接着力をさらに強化しました(当社従来品比較)。ドライな歯面はもちろん、生活歯のウェットな歯面に対しても強い接着力が得られ、信頼性の高い治療が可能になりました。



製品番号	製品名	製品内容 (補充品番号)	希望医院価格	
7542	スコッチボンド マルチパーパス プラス	プライマー	8mL	
7543		アドヒーズブ	8mL	
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	3mL×2本 エッチャント ディスペンシング チップ:25個×2袋 41274	9,000円	
7423	スコッチボンド エッチャント ボトルタイプ(リン酸水溶液)	9mL	4,200円	
1919	ブラシチップ	アプリーケーター ハンドル	3本	
1919BJ		ディスポーザブル ブラシ	120本	
		ディスポーザブル ブラシ	120本	3,200円

# コジェット™ サンド

歯科用アブレイブ研削材

販売名：コジェット サンド／販売名：リライエックス セラミック プライマー／販売名：マイクロエッチャーⅡ  
製造販売元：株式会社エイコー 販売元：株式会社モリムラ 届出番号：13B1X10098010011



## セラミックから金属までの 表面処理としてお勧めします

ロカテック™ サンド技工用サンドブラスターのチェアサイド用アルミナ研削材です。接着性レジンセメント使用に際しての前処理や、メタルボンドの破折修復にご使用になれます。

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
68411M	コジェット サンド チェアサイド パック	コジェット サンド40g／3本 68411 リライエックス セラミック プライマー5mL 2721	83,300円
		マイクロエッチ・ブローキット(ダンビル社製)マイクロエッチャーⅡ 1台 マイクロエッチ・ブロー(エア缶) 250g/1本 マイクロエッチ・ブロー 金具 1個	
68411	コジェット サンド	補充品 40g×3本	16,200円
2721	リライエックス セラミック プライマー	5mL	8,100円

# スコッチボンド™ エッチャント

販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ / 販売名：スコッチボンド エッチャント / 販売名：ブラシチップ

塗布部分が一目でわかる、  
青色の35%リン酸ゲルです。



製品番号	製品名	製品内容 (補充品番号)	希望医院価格
7423	スコッチボンド エッチャント ボトルタイプ (リン酸水溶液)	9mL	4,200円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ (リン酸ゲル)	3mL×2本 エッチャント ディスペンシング チップ:25個×2袋 41274	9,000円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ	25個	980円
1919	ブラシチップ	アプリケーター ハンドル	3本
1919BJ		ディスポーザブル ブラシ	120本
		ディスポーザブル ブラシ	120本
			3,200円

# レストラティブ アクセサリー

販売名：ブラシチップ / 販売名：マトリックステープ / 販売名：コンポジットレジン用充填器 / 販売名：ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1919	ブラシ チップ	アプリケーター ハンドル	3本
1919BJ		ディスポーザブル ブラシ	120本
41904		ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ(黄色)	50本
			2,150円

製品番号	製品名	希望医院価格
1939	マトリックステープ	9.5mm幅× 21.3m
1940		補充用カートリッジ (厚さ 50µm)
		4,500円
		2,700円

製品番号	製品名	希望医院価格
1948J	コンポジットレジン用充填器	2本
		2,100円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ソフレックス™

## ポップオン研磨ディスク

販売名：ソフレックス

コンポジットレジン充填後の平滑面の研磨、特に最終仕上げにご使用ください。エナメル質と同等の滑らかな面が得られます。コンポジットレジンによるポーセレンの破折修理、貴金属補綴物の最終仕上げ、矯正のディボンディング後の歯面研磨にも効果的です。

\*専用マンドレルでご使用ください

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
1980	ソフレックス ポップオン 研磨ディスク 基本セット	直径9.5mm 荒 30枚 1981C 直径9.5mm 中荒 30枚 1981M 直径9.5mm 細 30枚 1981F 直径9.5mm 極細 30枚 1981SF 直径12.7mm 荒 30枚 1982C 直径12.7mm 中荒 30枚 1982M 直径12.7mm 細 30枚 1982F 直径12.7mm 極細 30枚 1982SF コントラ用 マンドレル 1本	13,400円



### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1981C	ソフレックス ポップオン 研磨ディスク 補充品	直径9.5mm 荒 85枚	各5,000円
1981M		直径9.5mm 中荒 85枚	
1981F		直径9.5mm 細 85枚	
1981SF		直径9.5mm 極細 85枚	
1982C		直径12.7mm 荒 85枚	
1982M		直径12.7mm 中荒 85枚	
1982F		直径12.7mm 細 85枚	
1982SF		直径12.7mm 極細 85枚	

# ソフレックス™

## XT研磨ディスク

販売名：ソフレックス

コンポジットレジン充填後の隅角、隣接面の最終仕上げに素晴らしい効果を発揮する研磨ディスクです。薄く、しなやかな弾力のあるポリエステルのディスクです。

\*専用マンドレルでご使用ください

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
2380	ソフレックス XT 研磨ディスク 基本セット	直径9.5mm 荒 30枚 2381C 直径9.5mm 中荒 30枚 2381M 直径9.5mm 細 30枚 2381F 直径9.5mm 極細 30枚 2381SF 直径12.7mm 荒 30枚 2382C 直径12.7mm 中荒 30枚 2382M 直径12.7mm 細 30枚 2382F 直径12.7mm 極細 30枚 2382SF コントラ用 マンドレル 1本	13,400円



### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
2381C	ソフレックス XT 研磨ディスク 補充品	直径9.5mm 荒 85枚	各5,000円
2381M		直径9.5mm 中荒 85枚	
2381F		直径9.5mm 細 85枚	
2381SF		直径9.5mm 極細 85枚	
2382C		直径12.7mm 荒 85枚	
2382M		直径12.7mm 中荒 85枚	
2382F		直径12.7mm 細 85枚	
2382SF		直径12.7mm 極細 85枚	




# ソフレックス™

## 研磨ストリップス

販売名：ソフレックス

ソフレックス™ 研磨ストリップスはソフレックス™ ディスクと同じ微細な研磨材を使ったストリップスです。隣接部のコンポジット充填面が容易にしかも滑沢に研磨できます。

製品番号	製品名		製品番号	希望医院価格
1954	ソフレックス	仕上げストリップス	広巾 荒・中荒 (17cm×3.9mm) 150枚	7,600円
1954N			細巾 荒・中荒 (17cm×1.9mm) 100枚	5,700円
1956		研磨ストリップス	細・極細 (17cm×3.9mm) 120枚	6,800円



# ソフレックス™

## マンドレル

販売名：ソフレックス

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
1983RA	ソフレックス マンドレル 研磨ディスク専用	コントラ用マンドレル	3本	各4,750円
1983HP		ハンドピース用マンドレル		
1983FG		フリクショングリップ用 マンドレル		



▲コントラ用マンドレル



# ビトレマー™ 2 ペースト

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

販売名：ビトレマー 2 ペースト / 販売名：シリコンパッド / 販売名：ミキシングパッド

接  
着  
・  
合  
着  
セ  
メ  
ン  
ト

## 新しくなった ビトレマー™ 2 ペーストが 診療スタイルを変えます


光照射で余剰セメントを硬化できるため、症例に合わせたタイミングで簡単に除去。また、探針やデンタルフロスで、ポロツと塊のまま除去できます。光照射をしなくても、化学重合によりセット後2分で余剰除去を行えます。(最終硬化：補綴物セット後5分)

\*適合、保持に不安がある症例には  
リライエクス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科用接着用レジンセメント(P17)を  
お勧めします。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
3527JTK	ビトレマー 2 ペースト	トライアルパック ビトレマー 2 ペースト クリッカーディスペンサー1本 練板紙1冊 1961P	6,800円
3527J		スタンダードパック ビトレマー 2 ペースト クリッカーディスペンサー2本 練板紙 2冊 1961P	12,000円
3527JB		ジャンボパック ビトレマー 2 ペースト クリッカーディスペンサー 5本 練板紙 2冊 1961P	27,500円
3601	シリコンパッド	1枚	1,300円
1961P	練板紙(ビトレマー用)	75×64mm 4冊	3,100円

### ■ 光照射が、診療スタイルを変えます! ビトレマー™ 2 ペースト の化学重合と光照射での比較



※詳しくは、添付文書または、テクニックガイドをご参照ください。

# ビトレマー™ ルーティング セメント

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

販売名：ビトレマー ルーティング セメント / 販売名：ミキシングパッド / 販売名：シリコーンパッド

## 使いやすさで選ぶなら ビトレマー™ ルーティング セメント

余剰セメントの除去が容易な合着用グラスアイオノマー系レジンセメントです。粉と液の馴染みがよく練和も容易でグラスアイオノマー特有のフッ素除放性を有しています。

- メタルクラウンの合着
- メタルインレー、アンレーの合着
- 既成メタルポスト及び鋳造コアの合着
- 矯正用メタルバンドの合着

\*適合、保持に不安がある症例にはリライエックス™ ユニセム 2 オートミックス(P17)をご利用ください。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
3505J	ビトレマー ルーティング セメント 基本セット	粉末 16g 3505P 液 9mL (11g) 3505L 練板紙 1961P 計量スプーン 2本	9,800円

### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
3505P	ビトレマー ルーティングセメント	粉末	16g
3505L		液	9mL (11g)
			<b>各5,800円</b>

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1961P	練板紙(ビトレマー用)	75×64mm 4冊	3,100円
3601	シリコーンパッド	1枚	1,300円

# ビトレマー™ ルーティングセメント ファストセット

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

販売名：ビトレマー ルーティングセメント ファストセット / 販売名：ミキシングパッド / 販売名：シリコーンパッド

## 余剰部分が取り除きやすく治療時間も短縮

ビトレマー™ ルーティング セメントよりも装着してからの硬化時間が、約1分短縮。患者さんが嘔み続ける時間も短縮できます。

- メタルクラウンの合着
- メタルインレー、アンレーの合着
- 既成メタルポスト及び鋳造コアの合着
- 矯正用メタルバンドの合着

\*適合、保持に不安がある症例にはリライエックス™ ユニセム 2 オートミックス(P17)をご利用ください。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
3504J	ビトレマー ルーティング セメント ファストセット 基本セット	粉末 16g 3504P 液 9mL (11g) 3504L 練板紙 1961P 計量スプーン 2本	9,800円

### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
3504P	ビトレマー ルーティングセメント ファストセット	粉末	16g
3504L		液	9mL (11g)
			<b>各5,800円</b>

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1961P	練板紙(ビトレマー用)	75×64mm 4冊	3,100円
3601	シリコーンパッド	1枚	1,300円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ケタック™ セム イージーミックス

グラスアイオノマーセメント

販売名：ケタック セム イージーミックス / 販売名：ミキシングパッド / 販売名：シリコンパッド

接  
着  
・  
合  
着  
セ  
メ  
ン  
ト

## 混ぜやすさを追求した グラスアイオノマーセメント

顆粒状のパウダーにより、粉の計量がばらつきにくく安定した粘稠度と物性が得られます。保持力にも優れ、被膜も薄くなるので、浮き上がりのリスクを低く、セットすることが可能です。

- メタルクラウンの合着
- メタルインレー、アンレーの合着
- 既成メタルポスト及び鑄造コアの合着
- 矯正用メタルバンドの合着



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
56900	ケタック セム イージーミックス グラスアイオノマーセメント 基本セット	粉末 30g 56902 液 12mL 56904 点滴器 計量スプーン 練板紙 70144J	8,600円

### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
56902	ケタック セム イージーミックス グラスアイオノマーセメント	粉末	30g 7,200円
56904		液	12mL 2,200円
70144J	練板紙 ケタック セム イージーミックス用	70×80mm4冊	1,750円
3601	シリコンパッド	1枚	1,300円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス リライエックス™ ユニセム 2 クリッカー™

## 歯科接着用レジンセメント

販売名：リライエックス ユニセム 2 オートミックス / 販売名：リライエックス ユニセム 2 クリッカー

### 術後疼痛の発生率が低い※レジンセメント新登場!

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメントが目指したのは、幅広くお使いいただけるNewスタンダードのレジンセメント。

接着力の高さや、テクニカルエラーを減らす術式の簡単さはもちろん、より確実なミキシングのためにオートミックス・システムを採用。

また、硬化前が親水性、硬化後が疎水性に変わるという特性により、湿潤下で高い接着を発揮します。根管用に開発されたエンドチップを使用することで、根管内への直接填入も可能になり、コアの接着にも使いやすくなりました。

そして、1,593症例について発生率わずか0.25%とほとんど無く\*、有髄歯の症例にお使いいただける製品です。

※出展：Baseline report, May 2010, Dr. Dr. A. Syrek



▶リライエックス™ ユニセム 2 クリッカー™ ディスペンサー 歯科接着用レジンセメント

#### ■ リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
56846	リライエックス ユニセム 2 オートミックス	A2 ユニバーサル シリンジ 8.5g×1本 ミキシングチップセメント用 10本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 10本 56919 エンド用チップセメント用 10本 56919	各12,000円
56847		A3 オペーク シリンジ 8.5g×1本 ミキシングチップセメント用 10本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 10本 56919 エンド用チップセメント用 10本 56919	
56848		トランスルーセント シリンジ 8.5g×1本 ミキシングチップセメント用 10本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 10本 56919 エンド用チップセメント用 10本 56919	
56849	リライエックス ユニセム 2 オートミックス パリビューパック(3本セット)	A2 ユニバーサル シリンジ 8.5g×3本 ミキシングチップセメント用 30本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 20本 56919 エンド用チップセメント用 15本 56919 口腔内注入チップセメント用 5本 56918	各29,400円
56857		A3 オペーク シリンジ 8.5g×3本 ミキシングチップセメント用 30本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 20本 56919 エンド用チップセメント用 15本 56919 口腔内注入チップセメント用 5本 56918	
56858		トランスルーセント シリンジ 8.5g×3本 ミキシングチップセメント用 30本 56851 ミキシングチップセメント用ワイド 20本 56919 エンド用チップセメント用 15本 56919 口腔内注入チップセメント用 5本 56918	
56851	リライエックス ユニセム 2	ミキシングチップセメント用 30個	3,000円
56919		エンド用チップセメント用パック ミキシングチップセメント用ワイド 15本 エンド用チップセメント用 15本	2,250円
56918		口腔内注入チップセメント用パック ミキシングチップセメント用ワイド 15本 口腔内注入チップセメント用 15本	2,250円

#### ■ リライエックス™ ユニセム 2 クリッカー™ 歯科接着用レジンセメント

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
56875	リライエックス ユニセム 2 クリッカー	A2 ユニバーサル クリッカー ディスペンサー 1本、練板紙 1冊 70144J	各15,800円
56876		A3 オペーク クリッカー ディスペンサー 1本、練板紙 1冊 70144J	
56874		トランスルーセント クリッカー ディスペンサー 1本、練板紙 1冊 70144J	

#### ■ リライエックス™ セラミック プライマー

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
2721	リライエックス セラミック プライマー	5mL	8,800円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

リライエックス™ ユニセム アプリカップ™  
リライエックス™ ユニセム マキシカップ™

歯科接着用レジンセメント

販売名：リライエックス ユニセム

接  
着  
・  
合  
着  
セ  
メ  
ン  
ト

## 歯質への前処理なしで高い接着力を有する接着用レジンセメント

高い接着力を有しており、従来の接着性レジンセメントに必要であったエッチング、ブライミング等の前処理が不要のシンプルな術式です。  
(当社従来品との比較) カップミックス™ 自動練和器でミキシングするアプリカップ™ カプセル、マキシカップ™ カプセルと、クリッカー™ ディスペンサー入りのペーストタイプの2タイプからお選びいただけます。

- 前処理なしのシンプルな術式です。\*
- 従来の接着性レジンセメントと同等の接着力を有しています。(当社比)
- 便利なデュアルキュアです。
- 計量・ミキシングの違いにより2つのタイプからお選びいただけます。

※セラミックインレー、セラミッククラウンの内面には、リライエックス™ セラミックプライマー(シランカップリング材)の併用を推奨します。



▲リライエックス™ ユニセム アプリカップ™(右)  
リライエックス™ ユニセム マキシカップ™(左)  
歯科接着用レジンセメント

### ■ 補充品

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
56819	リライエックス ユニセム アプリカップ	A1 20カプセル 延長チップ 10個 77550	11,700円
56818		A2 ユニバーサル 50カプセル 延長チップ 10個 77550	各21,400円
56817		A3 オペーク 50カプセル 延長チップ 10個 77550	
56816		トランスルーセント 50カプセル 延長チップ 10個 77550	
56820		ホワイト オペーク 20カプセル 延長チップ 10個 77550	11,700円
37160		アクチベーター/アプライヤー アプリカップアクチベーター 1個 アプリカップアプライヤー 1個 練板紙 1冊 70144J	21,400円
77550		延長チップ 10個	1,900円
56834		リライエックス ユニセム マキシカップ	A2 ユニバーサル 20カプセル
56833	A3 オペーク 20カプセル		
56832	トランスルーセント 20カプセル		
37180	アクチベーター/アプライヤー マキシカップ アクチベーター 1個 マキシカップ アプライヤー 1個 練板紙 1冊 70144J		

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# リライエックス™ ベニアセメント

## ベニア接着システム

販売名：リライエックス ベニアセメントペースト／販売名：リライエックス トライインペースト

ポーセレンラミネートベニア専用であり、スコッチボンド™ ユニバーサルアドヒーズブと組み合わせて使用する光重合型のレジンセメントです。色調の経時的な変化が少なく、高い審美性を維持できます。試適用のリライエックス™ トライインペーストもご用意しております。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
7614A1	リライエックス ベニアセメントペースト	A1	3g
7614A3		A3	3g
7614TR		トランスルーセント	3g

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
7614A1T	リライエックス トライインペースト	A1	2g
7614A3T		A3	2g
7614TRT		トランスルーセント	2g



# リライエックス™ レジン セメント

接着性レジンセメント

販売名：リライエックス レジン セメント／販売名：シングル ボンド プラス／販売名：リライエックス セラミック プライマー

接着・  
セメント  
合着

## 余剰部分が取りやすい接着性レジンセメント

リライエックス™ レジン セメントは補綴物の接着用にデュアルキュア型を採用しており、前処理材として接着システムのアドパー™ シングルボンドプラスと組み合わせてお使いいただけます。歯質に対する高い接着力を有し、シランカップリング材であるリライエックス™ セラミックプライマーの使用により、メタル、ポーセレン、ハイブリッド等の幅広い補綴物にご使用いただけます。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
3415A1	リライエックス レジン セメント	ペースト A1	各10,000円
3415A3		ペースト A3	
51102	アドパー シングルボンド プラス	7.7mL	21,300円
2721	リライエックス セラミック プライマー	5mL	8,800円



### ■ テクニックガイド(キャストコアの場合)


修復物接着面の処理

#### コア接着面の準備

- ・接着面をサンドブラスト処理



- キャストコアの接着面処理
- セラミックプライマーを補綴物に塗布
- ・5秒間乾燥



#### セメントの塗布

- ・セメントを10秒間練和
- ・練和したセメントをコア接着面または根管内に塗布



#### 接着

- ・コアをゆっくりとセット
- ・セット後約3～5分後に余剰セメントを除去、6分以上放置、その後必要に応じ形成



#### ① エッチャント処理

- ・エッチャントを根管内塗布
- ・15秒間放置
- ・10秒間水洗
- ・エアブロー2秒間
- ・溜まっている水をペーパーポイントで吸い取る

注) エッチャントが根管内に残らない様に十分に水洗と水の吸い取りを繰り返してください。



#### ② アドヒーシブ処理

- ・アドヒーシブを根管内に2回塗布
- ・溜まっている水をペーパーポイントで吸い取る
- ・エアで十分に乾燥 (5秒以上)



#### ③ 光重合

- ・光照射

歯質接着面の処理

### ■ テクニックガイド(インレー・アンレー・クラウン・ブリッジの場合)

修復物接着面の処理

#### 修復物接着面の準備

- ・ポーセレンはメーカーの指示に従ってエッチング
- ・金属はサンドブラスト処理
- ・コンポジットはサンドブラスト処理又はメーカーの指示に従う。



- ① 補綴物の接着面処理
- ・セラミックプライマーを補綴物に塗布
- ・5秒間乾燥



- ② セメントの塗布
- ・セメントを10秒間練和
- ・練和したセメントを補綴物接着面又は歯面に塗布
- ※セメント量の目安:クラウンではクリッカー™ディスペンサーを3回操作



#### 接着

- ・補綴物をゆっくりとセット
- ・セット後約3～5分後に余剰セメントを除去



#### 光重合

- ・マージン部を40秒間光重合
- または6分以上放置



#### ① エッチャント処理

- ・エッチャントをエナメル質および象牙質に同時に塗布
- ・15秒間放置
- ・10秒間水洗
- ・ブロッティングまたはエア1秒



#### ② アドヒーシブ処理

- ・アドヒーシブを2回塗布
- ・十分乾燥 (5秒以上)



#### ③ 光重合

- ・各方向から10秒ずつ照射

歯質接着面の処理



# 印象材 製品比較

## ■ 3M ESPE 推奨する印象材製品組み合わせ表

付加型シリコーン (ビニルポリシロキサン) 印象材	トレーマテリアル (ヘビーボディ)	ウォッシュマテリアル (レギュラーボディ・ライトボディ)
<b>連合印象1回法</b> 精密印象 右の組み合わせは、全て連合印象2回法に用いることができます。	インプリント™ 3 印象材 ベンタ™ ヘビーボディ ボジション™ ベンタ™ インプリント™ 3 印象材 ヘビーボディ	インプリント™ 3 印象材 レギュラーボディ インプリント™ 3 印象材 ライトボディ
<b>単一印象1回法</b> 精密印象	インプリント™ 3 印象材 モノフェーズ	
<b>連合印象2回法</b> 精密印象	エクスプレス™ 印象材 パテ(手練和)	インプリント™ 3 印象材 レギュラーボディ インプリント™ 3 印象材 ライトボディ エクスプレス™ 印象材 ライトボディ (ファスト) (レギュラー) エクスプレス™ 印象材 ライトボディ・ミディアム
<b>単一印象1回法</b> 概形印象	ボジション™ ベンタ™	
ポリエーテルラバー印象材		
<b>単一印象1回法</b> 精密印象	インプレガム™ ベンタ™ ソフト	

3M ESPEでは、基本的にインプリント™ 3 印象材による連合印象1回法をお勧めしています。連合印象1回法では2回法に較べ簡単な操作で印象採得が行え、短時間で印象採得が完了します。一般的に印象精度に優れ失敗の少ない印象法はヘビーボディとウォッシュを別々に重合させる連合印象2回法や各個トレーを用いたモノフェーズ印象材による単一印象ですが、インプリント™ 3 印象材は非常に優れた性能と操作性を持つため、既成トレーを用いた連合印象1回法でも十分精度の高い印象採得が可能です。

- : ベンタミックス™ 3 印象材自動練和器
- : ギャラン™ ディスベンサー
- : 手練和

## ■ 3M™ ESPE™ 印象材製品比較

製品番号	製品名	材質	ミキシングチップ	硬化時間	練和方式	クラウン&ブリッジ	デンチャー	インプラント	スタディモデル
10771PH	インプリント™3 印象材 ベンタ™ ヘビーボディ	付加型 シリコーン	ベンタ™ ミキシングチップ レッド 71512	■ 2:00 ● 3:30	ベンタミックス™3	○		○	
10771	インプリント™3 印象材 ヘビーボディ	付加型 シリコーン	ギャラン™ ミキシングチップ(グリーン) 71450	■ 2:00 ● 4:00	ギャラン™ ディスベンサー	○		○	
10779	インプリント™3 印象材 レギュラーボディ	付加型 シリコーン	ギャラン™ ミキシングチップ(イエロー)ウォッシュ用 71452 ギャラン™ 口腔内注入チップ(イエロー) 71452	■ 1:00 ● 3:30	ギャラン™ ディスベンサー	○		○	
10778	インプリント™3 印象材 ライトボディ	付加型 シリコーン	ギャラン™ ミキシングチップ(イエロー)ウォッシュ用 71452 ギャラン™ 口腔内注入チップ(イエロー) 71452	■ 1:00 ● 3:30	ギャラン™ ディスベンサー	○		○	
10781	インプリント™3 印象材 モノフェーズ	付加型 シリコーン	ベンタ™ ミキシングチップ(グリーン) 71512	■ 1:00 ● 4:00	ギャラン™ ディスベンサー			○	
29012	ボジション™ ベンタ™	付加型 シリコーン	ベンタ™ ミキシングチップ 71512	■ 1:30 ● 1:30	ベンタミックス™3	○*			○
31730	インプレガム™ ベンタ™ ソフト	ポリエーテル	ベンタ™ ミキシングチップ 71512	■ 2:45 ● 3:15	ベンタミックス™3	○	○		

- … 操作時間
- … 口腔内保持時間

\* ボジションベンタは本来既概形印象材ですが、ウォッシュマテリアルと併用すれば精密印象のヘビーボディとして使用できます。  
 \* ライトボディ、レギュラーボディ、ヘビーボディ、ベンタヘビーボディ、モノフェーズ、ポリエーテルは、印象材採得後 30分経過後から石膏注入が可能。14日以内。  
 ご使用前に、製品に入っている添付文書を必ずお読みください。



# インプリント™ 3 印象材

親水性付加型シリコーン印象材

販売名：インプリント 3 印象材 / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド



寒天印象材のようなフローと優れた親水性に加え、高い伸縮性と引き裂き強度を有していることから、印象撤去時の変形を少なくした新しいシリコーン印象材です。ガンタイプとペンタ™ 自動練和タイプからお選びいただけます。

印象材

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格	
P310770	ペンタ イントロダクトリー キット	ペンタ ヘビーボディ ベースペースト 300mL 1本 10771PH ペンタ ヘビーボディ キャタリスト 60mL 1本 10771PH ペンタ カートリッジ 1個 P3808 レギュラーボディ 50mL 1本 10779 ライトボディ 50mL 1本 10778 ペンタ ミキシング チップレッド 10個 71512 ギャラン ミキシング チップ イエロー 5本 71452 ギャラン 口腔内注入 チップ 5個 71462 インプリント 3 イントラオーラルシリンジ 5本 71472 トレアドヒーズ 17mL 1本 7307		31,750円	
10770	イントロダクトリー キット	ヘビーボディ 50mL 2本 10771 レギュラーボディ 50mL 1本 10779 ライトボディ 50mL 1本 10778 ギャラン ミキシング チップ グリーン 10本 71450 ギャラン ミキシング チップ イエロー 10本 71452 ギャラン 口腔内注入チップ 10個 71462 トレアドヒーズ 17mL 1本 7307		18,800円	
10771PH	インプリント 3 印象材	ペンタ ヘビーボディ	ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本	3:30	30,500円
10771		ヘビーボディ	カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(グリーン) 10本 71450	4:00	16,000円
10771B		ヘビーボディ リフィルパック	カートリッジ 50mL 10本 ギャラン ミキシング チップ(グリーン) 10本 71450		26,800円
10778		ライトボディ	カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー) 5本 71452 インプリント 3 イントラオーラルシリンジ 5本 71472	3:30	各14,600円
10779		レギュラーボディ	カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー) 5本 71452 インプリント 3 イントラオーラルシリンジ 5本 71472	3:30	
10781		モノフェーズ	カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(グリーン) 10本 71450	4:00	16,000円
P3808	ペンタ ヘビーボディ カートリッジ P3	ペンタミックス 3用 1個		各9,100円	
77808	ペンタ ヘビーボディ カートリッジ P2	ペンタミックス 2用 1個			
71512	ペンタ ミキシングチップ レッド	50個		5,800円	

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# インプリント™ II

親水性付加型シリコーン印象材

販売名：インプリント II / 販売名：インプリント II ベンタ ヘビー ボディ / 販売名：ベンタ ミキシングチップ レッド



稠度の異なる2種類のウォッシュとトレーマテリアル(ヘビーボディ)による連合印象一回法用印象材です。親水性に優れているため、マージン部へのフローが良好で細部にわたる印象が得られます。又、優れた弾性ひずみを有し、特にインプラントの症例にも適しています。

ガンタイプとベンタ™ 自動練和タイプからお選びいただけます。ベンタ™ 自動練和タイプは、ベンタミックス™ 自動練和器にセットして、ボタンを押すだけで均質で気泡のない練和ペーストが得られ、低コスト印象採得が可能になりました。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
P9370PT	インプリント II ベンタ ヘビー ボディ	スターターセット P3 ベースペースト 300mL 9371P キャタリストペースト 60mL 9371P カートリッジ P3 P3804 ベンタ™ ミキシングチップレッド 10個 71512		22,300円
9371P		リフィルパック ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本	4:00	28,500円
P3804		カートリッジ P3		各9,100円
77804		カートリッジ P2		
71512	ベンタ ミキシングチップ レッド	50個		5,800円

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
9371	インプリントII ギャラン ヘビーボディ	カートリッジ(紫色)50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(グリーン)10本 71450	4:00	15,000円
9371B		カートリッジ(紫色)50mL 10本 ギャラン ミキシングチップ(グリーン)20本 71450		26,800円
9378	ギャラン ライトボディ ウォッシュ	カートリッジ(黄色)50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー)20本 71452	4:00	各15,000円
9379	ギャラン レギュラーボディ ウォッシュ	カートリッジ(若草色)50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー)20本 71452	4:00	

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ポジション™ ペンタ™

高弾性付加型シリコーン印象材

販売名：ポジション ペンタ / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド



印象材

- 高弾性なので撤去が容易です。
- インプリント™ 3、インプリント™ II 付加型シリコーン印象材のウォッシュと組み合わせて使用します。
- 単一でスタディモデル、プロビジョナルのための印象としても使用できます。

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
P29032	ポジション ペンタ	イントロダクトリー キット P3		各18,300円
29012		リフィルパック	ベース 300mL 2本 カタリスト 60mL 2本	
P3681		カートリッジ P3	ペンタミックス3用 1個	各9,900円
77681		カートリッジ P2	ペンタミックス2用 1個	
71512		ペンタ ミキシングチップ レッド	50個	

※インプリント™ 3 印象材との連合印象の場合：3分30秒

※インプリント™ II 印象材との連合印象の場合：4分

# エクスプレス™ 印象材

付加型シリコーン印象材

販売名：エクスプレス印象材 / 販売名：パテ スプーン



## 2回法の付加型シリコーン印象材

寸法・表面精度、弾性歪み、引き裂き強度、および経時的寸法安定性に優れています。  
症例に応じて、カートリッジを変えるだけで、容易に硬化時間と稠度が選べます。

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
7301	ライトボディ ファスト	カートリッジ(青色) 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー) 20本 71452	3:30	各16,200円
7302	ライトボディ レギュラー	カートリッジ(緑色) 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー) 20本 71452	5:00	
7322	ライトボディ ミディアム	カートリッジ(紫色) 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ(イエロー) 20本 71452	5:00	
7312	パテ	ベース305mL (550g) キャタリスト305mL (550g)	5:00	14,500円
7314	パテ スプーン	ベース用(オレンジ) キャタリスト用(白)		1,050円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# インプレガム™ ペンタ™ ソフト

ポリエーテルラバー精密印象材

販売名：インプレガム ペンタ ソフト

精密印象に必要な機能を高めたポリエーテル印象材。1種類のマテリアルで行なう単一印象材です。ラバー系ですが、素材そのものが親水性のため支台歯周辺りもよくなじみ、細部にわたって正確な印象が採得でき、満足度の高い補綴物が得られます。ペンタミックス™印象材自動練和器にセットして、ボタンを押すだけで均質な練和ペーストが得られます。



印象材

製品番号	製品名		製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
P31734	インプレガム ペンタ ソフト	スターターセット P3	ベースペースト 300mL 31730 キャタリストペースト 60mL 31730 カートリッジ P3 P3787 ペンタ ミキシングチップレッド 10個 71512 ペンタ エラストマーシリンジ 71210 ポリエーテルアドヒーシブ 17mL 30600		23,700円
31730		リフィルパック	ベースペースト 300mL 2本 キャタリストペースト 60mL 2本	3:15	26,400円
P3787		カートリッジ P3	ペンタミックス 3用 1個		各9,900円
77787		カートリッジ P2	ペンタミックス 2用 1個		

# インプレガム™ ソフト ミディアム ボディ

ポリエーテルラバー精密印象材

販売名：インプレガム ソフト ミディアム ボディ / 販売名：ミキシングパッド / 販売名：ポリエーテルアドヒーシブ / 販売名：エラストマーシリンジ



インプレガム™ ペンタ™ ソフトポリエーテルラバー精密印象材のハンドミックスタイプです。

製品番号	製品名	製品内容	口腔内保持時間	希望医院価格
31755	インプレガム ソフト ミディアムボディ	基本セット ベース 120mL 2本 キャタリスト 15mL 2本 練板紙 チューブキー	3:30	7,500円
70190	練板紙	印象材用ミキシングパッド ラージ 125×180mm 24シート		1,050円
30600	ポリエーテルアドヒーシブ	17mL		2,100円
71209	エラストマーシリンジ	シリンジ 付属品一式		11,100円
71225	エラストマー シリンジ 注入チップ 補充用	プラスチックチップ 12個		3,350円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器

販売名：ペンタミックス 3 印象材自動練和器

## ミキシングスピードアップ 簡単な操作で印象材を自動練和

これまで販売しておりましたペンタミックス™ 2 自動練和器の後継機種にあたり、ミキシングスピードを改善し、小型化された製品です。使い方もよりシンプルで簡単になりました。インプリント™ 3 ペンタ™ ヘビー ボディ印象材、インプリント™ II ペンタ™ ヘビー ボディ印象材、ポジション™ ペンタ™ 印象材、インプレガム™ ペンタ™ ソフト印象材に使用できます。

- ミキシングスピードが倍になったことにより、操作に余裕がです。
- サイズがコンパクトになり、小さなスペースに置くことが可能です。
- デザインが一新され、簡単な操作でミキシングチップの交換が出来ます。



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
77875	ペンタミックス 3 印象材自動練和器	50Hz / 60Hz 1台	203,100円

# ペンタミックス™ アクセサリー

販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド / 販売名：ペンタ エラストマーシリンジ



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
71512	ペンタ ミキシングチップ レッド	50個	5,800円
71210	ペンタ エラストマー シリンジ	エラストマー シリンジ 1本 替え注入チップ 4本 替えシリンジ 4本 ブラシ 1本	11,100円
71225	エラストマー シリンジ 注入チップ 補充用	プラスチックチップ 12個	3,350円



\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# インプリント™ バイト

親水性付加重合型 シリコーン咬合採得材

販売名：インプリント バイト

## 40秒でシャープに硬化する精度の高い咬合採得材

極めてシャープに硬化するため、採得時に顎位が変化することなく、かつ、患者さんの負担を軽減できます。  
また、チキントロピー性により、塗布時には垂れず、咬合時には流れるペースト。快適にそして的確に咬合採得ができます。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	口腔内保持時間	希望医院価格
36850	インプリントバイト	インプリント バイト カートリッジ 50mL 4本 ギャラン ミキシングチップ (グリーン) 20本 71450	0:40	13,000円
71460	インプリント バイト用 口腔内注入 チップ	50個		4,200円

# エクスプレス™ レジストレーション・マテリアル

咬合印象採得材

販売名：エクスプレス レジストレーション・マテリアル

## パテタイプの付加型シリコーン咬合採得材

付加型シリコーンを使用した、パテ状の咬合印象採得材で、短時間に精度の高い咬合採得ができます。採得後のトリミングも容易です。

製品番号	製品名	製品内容	口腔内保持時間	希望医院価格
6160J	エクスプレス レジストレーション・ マテリアル	ペースト A 550g ペースト B 550g スプーン 2本	1:30	19,200円





# ラミテック™ ポリエーテル咬合採得材

## ポリエーテル咬合採得材

販売名：ラミテック ポリエーテル咬合採得材／販売名：ミキシングパッド／販売名：ラミテック シリンジ

- 親水性に優れ、低いフローで抵抗なく閉口できますので、精度の高い鮮明な咬合採得ができます。
- 硬化後の寸法精度は、数日間経過しても変化がありません。
- メス等による切除に対しても適度な剛性を有しています。



製品番号	製品名	製品内容	口腔内保持時間	希望医院価格
33710	ラミテック ポリエーテル咬合採得材	ベース 120mL 2本 キャタリスト 15mL 2本 シリンジ 練板紙 チューブキー	3:00	19,500円
33050	ベース	120mL		7,200円
33020	キャタリスト	15mL		4,100円
72041	シリンジ	5本		3,700円
70190	練板紙 印象材用ミキシングパッド ラージ	125×180mm 24シート		1,050円

## 印象材 アクセサリー

販売名：エラストマーシリンジ／販売名：ポリエーテルアドヒーシブ／販売名：トレーアドヒーシブ／販売名：ミキシングパッド



▲トレー アドヒーシブ(フタ白) ▲ポリエーテルアドヒーシブ(フタ赤)



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
71209	エラストマーシリンジ	シリンジ付属品一式	11,100円
70190	練板紙 印象材用ミキシングパッド ラージ	125×180mm 24シート	1,050円
30600	ポリエーテルアドヒーシブ(ポリエーテル印象材用)	17mL	2,100円
7307	トレーアドヒーシブ(付加型シリコーン用)	17mL	3,100円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。



# ギャラン™ アクセサリー

販売名：ギャラン ディスペンサー／販売名：ギャラン ミキシングチップ



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
77580	ギャラン ディスペンサー	1個	15,100円
71450	ギャラン ミキシングチップ	グリーン ヘビーボディ用	各14,400円
71452		イエロー ウォッシュ用	
71462		口腔内注入チップ(イエロー)	
77590	ギャラン ディスペンサー用ブランジャー	1個	2,700円

# インプリント™ 3 イントラオーラル シリンジ

販売名：インプリント 3 イントラオーラル シリンジ

## ミキシングチップが、 シリンジになりました!

ミキシングチップのようにディスペンサーにセットでき、取り外して口腔内注入シリンジとしてそのまま使える手軽さ! とにかく軽くてコンパクトです。指先で繊細な操作をすることができ、歯肉縁下にも正確に注入できます。既存のミキシングチップ+口腔内注入チップに比べ、チップ内の残量が少なく、印象材料の無駄を省けます。



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
71472	インプリント 3 イントラオーラル シリンジ	20本	5,000円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# 3M™ インプレッショントレイ

シリコン印象用トレイ

販売名：3M インプレッショントレイ

## トレアドヒーシブ不要の3M™ インプレッショントレイで快適な印象を

3M™ インプレッション トレイはラバー系印象用のディスプレイタイプ  
のトレイです。剛性が高くトレイの変形が少ないため精度の高い印象採得が  
可能であり、独自のセルフリテンション設計によりトレイ接着材が不要です。



製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
71615	3M インプレッション トレイ	上顎Sサイズ	10個 各3,800円
71616		上顎Mサイズ	
71617		上顎Lサイズ	
71618		下顎Sサイズ	
71619		下顎Mサイズ	
71620		下顎Lサイズ	

# プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル

歯科用暫間クラウン&ブリッジ

販売名：プロテンプ 4 テンポラリーマテリアル

## オートミキシングシステムとナノフィラーの採用

プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアルは、化学重合コンポジットレジン  
のテンポラリー材料です。オートミキシングにより気泡混入の少ない  
テンポラリークラウンをチェアサイドで作製いただけます。独自の  
ナノフィラーを採用しているため、フィラーによる凹凸が少なく、  
自然でスムーズな光沢を再現します。従来の研磨は必要なく、  
硬化後アルコールで拭き取るだけで滑沢な表面が得られます。



### ■ 作業時間の目安



※詳しくは、添付文書または、テクニックガイドをご参照ください。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
46953SP	スターターセット	A2 カートリッジ 50mL 1本、A3 カートリッジ 50mL 1本 ギャラン ディスベンサー 10:1 1本、ギャラン ミキシングチップ ブルー 16本×2組	26,000円
46954	プロテンプ 4 テンポラリーマテリアル	カートリッジ A1	各13,000円
46956		カートリッジ A2	
46957		カートリッジ A3	
46972		カートリッジ A3.5	
46960		カートリッジ B3	
46959		カートリッジ プリーチ	
71453	ギャラン ミキシングチップ	ブルー 50本	7,000円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# プロテンプ™ クラウン

臼歯部・犬歯部用暫間クラウン


販売名：プロテンプ クラウン



プロテンプ™ クラウンは、コンポジットレジン製の既成クラウンで、装着前は、柔らかく、口腔内での形態修正後に光硬化させます。

プロテンプ™ クラウンの部位、サイズは全9種類。

- 50610 上顎大白歯 L (Molar Upper Large)
- 50611 上顎大白歯 S (Molar Upper Small)
- 50612 下顎大白歯 L (Molar Lower Large)
- 50613 下顎大白歯 S (Molar Lower Small)
- 50614 上顎小臼歯 L (Bicuspid (Premolar) Upper Large)
- 50615 上顎小臼歯 S (Bicuspid (Premolar) Upper Small)
- 50616 下顎小臼歯 (Bicuspid (Premolar) Lower)
- 50617 犬歯 L (Cuspid (Canine) Large)
- 50618 犬歯 S (Cuspid (Canine) Small)



クラウン

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
50610	上顎大白歯 L (Molar Upper Large) 補充品	5歯	各7,500円
50611	上顎大白歯 S (Molar Upper Small) 補充品	5歯	
50612	下顎大白歯 L (Molar Lower Large) 補充品	5歯	
50613	下顎大白歯 S (Molar Lower Small) 補充品	5歯	
50614	上顎小臼歯 L (Bicuspid(Premolar) Upper Large) 補充品	5歯	
50615	上顎小臼歯 S (Bicuspid(Premolar) Upper Small) 補充品	5歯	
50616	下顎小臼歯 (Bicuspid(Premolar) Lower) 補充品	5歯	
50617	犬歯 L (Cuspid(Canine) Large) 補充品	5歯	
50618	犬歯 S (Cuspid(Canine) Small) 補充品	5歯	

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ポリカーボネイト暫間用クラウン

茂久田商会取扱製品

販売名：ポリカーボネイト暫間用クラウン

グラスファイバー入り強化ポリカーボネイト製の暫間クラウンです。はさみ、プライヤーで簡単に調節でき亀裂が生じにくく、バーを使っても熱による樹脂の付着が少ないです。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
C-180	ポリカーボネイト暫間用クラウン 前歯・小白歯60形態 (60形態 モールド ガイドつき)	120歯 セット	28,900円
12,25,103 等	ポリカーボネイト暫間用クラウン 補充品	5歯	830円



## ■ クラウン サイズ表

### 中切歯上顎(右) 1

製品番号	P-100	P-101	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14
長径	14.0	13.0	12.2	11.4	11.0	10.8	10.7
短径	10.0	9.4	8.8	8.3	8.0	7.7	7.5

### 側切歯上顎(右) 2

製品番号	P-2	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24
長径	10.9	10.5	10.0	9.5	9.5	8.5
短径	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	5.6

### 犬歯上、下顎(右) 3

製品番号	P-300	P-301	P-30	P-31	P-32	P-33	P-34
長径	13.0	12.4	11.9	11.5	11.0	10.7	10.4
短径	8.9	8.5	8.2	8.0	7.8	7.5	7.2

### 前歯下顎一長(左右共通) 21|12

製品番号	P-60	P-61	P-62	P-63	P-64
長径	12.3	11.3	11.1	10.5	9.9
短径	6.3	5.9	5.6	5.3	5.1

### 第1小白歯上、下顎(左右共通) 41|4

製品番号	P-40	P-41	P-42	P-43	P-44
長径	10.1	9.8	9.3	8.9	8.4
短径	7.5	7.0	6.8	6.6	6.4

### 中切歯上顎(左) 1

製品番号	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-102	P-103
長径	10.7	10.8	11.0	11.4	12.2	13.0	14.0
短径	7.5	7.7	8.0	8.3	8.8	9.4	10.0

### 側切歯上顎(左) 2

製品番号	P-25	P-26	P-27	P-28	P-29	P-200
長径	8.5	9.5	10.0	10.5	10.9	11.5
短径	5.6	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3

### 犬歯上、下顎(左) 3

製品番号	P-35	P-36	P-37	P-38	P-39	P-302	P-303
長径	10.4	10.7	11.0	11.5	11.9	12.4	13.0
短径	7.2	7.5	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9

### 前歯下顎一短(左右共通) 21|2

製品番号	P-65	P-66	P-67	P-68	P-69
長径	8.0	8.5	9.1	9.6	10.4
短径	5.0	5.1	5.3	5.6	6.0

### 第2小白歯上、下顎(左右共通) 51|5

製品番号	P-50	P-51	P-52	P-53	P-54
長径	9.9	9.2	8.9	8.6	8.1
短径	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2

単位(mm)



# ナイクロ乳歯冠

茂久田商会取扱製品

販売名：ナイクロ乳歯冠

すぐれた解剖学的形態を有したステンレススチール製乳歯冠です。

簡単な適合作業で診療時間が短縮できます。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
ND-96	ナイクロ乳歯冠 第一乳臼歯・第二乳臼歯48形態 96歯セット	96歯 セット	49,600円
D-UL-2 E-LR-7 等	ナイクロ乳歯冠 補充品	5歯	3,220円



## ■ クラウン サイズ表

上顎(右)				上顎(左)			
第2乳臼歯 E]		第1乳臼歯 D]		第1乳臼歯 D]		第2乳臼歯 E]	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
E-UR-2	9.2	D-UR-2	6.7	D-UL-2	6.7	E-UL-2	9.2
E-UR-3	9.6	D-UR-3	7.1	D-UL-3	7.1	E-UL-3	9.6
E-UR-4	10.0	D-UR-4	7.4	D-UL-4	7.4	E-UL-4	10.0
E-UR-5	10.4	D-UR-5	7.7	D-UL-5	7.7	E-UL-5	10.4
E-UR-6	10.8	D-UR-6	8.0	D-UL-6	8.0	E-UL-6	10.8
E-UR-7	11.2	D-UR-7	8.4	D-UL-7	8.4	E-UL-7	11.2

下顎(右)				下顎(左)			
第2乳臼歯 E]		第1乳臼歯 D]		第1乳臼歯 D]		第2乳臼歯 E]	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
E-LR-2	9.4	D-LR-2	7.3	D-LL-2	7.3	E-LL-2	9.4
E-LR-3	9.8	D-LR-3	7.7	D-LL-3	7.7	E-LL-3	9.8
E-LR-4	10.2	D-LR-4	8.1	D-LL-4	8.1	E-LL-4	10.2
E-LR-5	10.6	D-LR-5	8.5	D-LL-5	8.5	E-LL-5	10.6
E-LR-6	11.0	D-LR-6	8.9	D-LL-6	8.9	E-LL-6	11.0
E-LR-7	11.4	D-LR-7	9.3	D-LL-7	9.3	E-LL-7	11.4

単位(mm)

クラウン



# ピド・フォームクラウン

茂久田商会取扱製品

販売名：ピド・フォームクラウン

乳前歯の多面にわたるう触や破折歯をコンポジットレジンで歯冠修復する際のクラウンフォームです。透明なフィルムですから、光重合型コンポジットも使用できます。適度な弾性があるため、トリミングが容易です。圧接、撤去のための十分な強度があります。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
915100	ピド・フォームクラウン上顎乳中切歯・側切歯用クラウンフォーム	120歯セット	41,000円
914001 ~ 914034	ピド・フォームクラウン補充品	5歯	1,800円



## ■ クラウン サイズ表

上顎(右)				上顎(左)			
側切歯 B)		中切歯 A)		中切歯 A)		側切歯 B)	
製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅	製品番号	近遠心幅
UR-L-1 914031	4.3	UR-C-1 914011	6.0	UL-C-1 914001	6.0	UL-L-1 914021	4.3
UR-L-2 914032	5.1	UR-C-2 914012	6.7	UL-C-2 914002	6.7	UL-L-2 914022	5.1
UR-L-3 914033	5.9	UR-C-3 914013	7.4	UL-C-3 914003	7.4	UL-L-3 914023	5.9
UR-L-4 914034	6.7	UR-C-4 914014	8.1	UL-C-4 914004	8.1	UL-L-4 914024	6.7

単位 (mm)



# エリパー™ LED 光重合器

光重合器 / LED光重合器

販売名：エリパー LED 光重合器

## 光の直進性を高めた軽量・コンパクトな 高性能LED光重合器

- 距離が離れていてもパワーを維持
- 大口径10mmのライトガイドが広い照射面積をカバー
- 2つのボタンで簡単操作
- 軽量で持ちやすいプラスチックボディ
- 430 - 480nmの幅広い波長域

製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格	
76961	エリパー LED 光重合器	ハンドピース 充電器 ライトガイド(10mm 照射口径) 1本 アイシールド 1個 キュアリングディスク 3枚	98,000円	
76963	エリパー LED 光重合器	ライトガイド	10mm 照射口径	11,900円
76964		充電器		7,000円
76965		キュアリングディスク	5枚	1,900円
76971		アイシールド		2,200円



光  
重  
合  
器

# エリパー™ S10 光重合器

LED 光重合器

販売名：エリパー S10 光重合器

## 人間工学的なデザインに基く機能性と、 医療用機器に必要な清潔さを 兼ね備えたハイパワー光重合器

- 放射照度1,200mW/cm<sup>2</sup>
- 大口径10mmのライトガイド
- 継ぎ目のない一体成型のステンレスボディ
- 高性能リチウムイオンバッテリー
- オートクレーブ滅菌が可能なライトガイド

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格	
76952	エリパー S10 光重合器	ハンドピース 充電器 ライトガイド(10mm 照射口径) アイシールド リチウムイオンバッテリー	180,000円	
76956	エリパー S10 光重合器	バッテリー	16,200円	
76958		ライトガイド	10mm 照射口径	29,200円
76957		アイシールド		2,350円



\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。



# キシレステシン™ A 注射液(カートリッジ)

白水貿易取扱製品

歯科用局所麻酔剤

販売名：キシレステシンA注射液(カートリッジ)



## 防腐剤無添加の歯科用局所麻酔剤

防腐剤(メチルパラベン)が添加されていません。

キシレステシン™ A 注射液(カートリッジ)は防腐剤無添加で25年の実績を持ちます。

遮光性、密閉性が高い缶入り包装にてお届けします。(1.8mL×50カートリッジ入)

### ■ 成分1mL中

リドカイン塩酸塩…20mg

アドレナリン(別名:エピネフリン)…0.0125mg

添加物：乾燥亜硫酸ナトリウム含有

麻酔



# ラヴァ™ フレーム

歯科切削加工用セラミックス

販売名：ラヴァ フレーム



## Lava™ フレームは仕上がりの審美性を一段と高めます

ラヴァ™ フレームはより高い精度と曲げ強度で、最大8歯のブリッジまでご使用いただけます。さらにフレームを8色から選択でき、より天然歯に近い審美性を再現できるジルコニアフレームです。

\*ブリッジは実寸48mmまでとなります。

# ラヴァ™ プラス ジルコニア

歯科切削加工用材料

販売名：ラヴァ プラス ジルコニア

## ここまで天然歯の美しさに近づきました!

ラヴァ™ プラス ジルコニアは、透明感・色・解剖学的な形態となった歯科用CAD/CAM材料です。

### 美しい透明感

天然歯に近い透明感を  
実現します。



### 自然な色・グラデーション

シェーディング法による塗り分けで、  
自然なグラデーションを表現します。



### シェードは8色

■ラヴァ™ プラス ジルコニアは、  
VITA® クラシカル シェードガイド等をベースに  
製作しています。



★ご注文からお届けまでの流れはP.40をご覧ください。

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# ラヴァ™ アルティメット

歯科切削加工用レジン材料

販売名：ラヴァ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料

## 審美性・滑沢性・強度・耐摩耗性に優れた 新しい CAD/CAMブロックです。

耐衝撃性に優れ、対合歯と補綴物のダメージリスクを軽減。

- 瞬間的な衝撃・ねじれ・咬合力のショックを吸収します
- 補綴物と歯質それぞれへのストレスを軽減します
- チッピング・破折のリスクを軽減できます
- インプラント・歯槽骨へのダメージを軽減します

滑沢持続性、耐摩耗性に優れ、セラミックスのような  
自然で美しい滑沢性を、長時間保持し続けることができます。



★ご注文からお届けまでの流れはP.40をご覧ください。

シロナ デンタルシステムズ取扱製品 Cerec®ご使用の先生向け

2サイズとも、豊富なシェードをご用意しました。

シェード		サイズ14L 製品番号 (寸法：幅14.5mm×高さ18mm×奥行14.5mm)	
LT	HT	LT 低透過性	HT 高透過性
		2914A1-LT	2914A1-HT
		2914A2-LT	2914A2-HT
		2914A3-LT	2914A3-HT
		2914A3.5-LT	
		2914B1-LT	2914B1-HT
		2914C2-LT	
		2914D2-LT	
		2914BL-LT	
		希望医院価格(税抜き本体価格) サイズ14L：15,000円(5個入り)	

サイズ12 製品番号 (寸法：幅10mm×高さ15mm×奥行12mm)	
LT 低透過性	HT 高透過性
2912A1-LT	2912A1-HT
2912A2-LT	2912A2-HT
2912A3-LT	2912A3-HT
2912A3.5-LT	
2912B1-LT	2912B1-HT
2912C2-LT	
2912D2-LT	
2912BL-LT	
希望医院価格(税抜き本体価格) サイズ12：12,500円(5個入り)	

ミリングセンター方式 Cerec®をお持ちでない先生向け

ラヴァ™ フレーム、ラヴァ™ プラス ジルコニア、ラヴァ™ アルティメットの  
ご注文からお届けまでの流れ



ラヴァ™ システム取り扱い技工所、Lava™ 認定デザインセンター、Lava™ 認定ミリングセンターについては、下記「3M ESPE 歯科用製品ホームページ」内の「取り扱い技工所」をご覧ください。まずは、お取引先の技工所までお問い合わせください。

※シェードはCerec®用と同色を準備しております。

# シンフォニー™

## 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン

販売名：シンフォニー

### 強く、美しい次世代型ハイブリッドレジン

今、審美修復に求められる要素である細部まで表現できる審美性、対合歯を磨耗させない優しさ、破折不い弾性をもった強さをシンフォニー™ 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジンに兼ね備えています。



製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49000	シンフォニー	マスターセット	ペースト 40色 オペーカー 21色	377,500円

#### ■ シンフォニー™ デンティンマテリアル 補充品〔ディスベンサー〕

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49100	シンフォニー	シングルパック DA1	各5g (3.1mL)	各5,300円
49110		シングルパック DA2		
49120		シングルパック DA3		
49130		シングルパック DA3.5		
49140		シングルパック DA4		
49160		シングルパック DB1		
49170		シングルパック DB2		
49180		シングルパック DB3		

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49190	シンフォニー	シングルパック DB4	各5g (3.1mL)	各5,300円
49210		シングルパック DC1		
49220		シングルパック DC2		
49230		シングルパック DC3		
49240		シングルパック DC4		
49260		シングルパック DD2		
49270		シングルパック DD3		
49280		シングルパック DD4		

#### ■ シンフォニー™ エナメルマテリアル&エナメルエフェクトマテリアル 補充品〔ディスベンサー〕

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49300	シンフォニー	シングルパック E1	各5g (3.1mL)	各5,300円
49310		シングルパック E2		
49320		シングルパック E3		
49330		シングルパック E4		
49340		シングルパック E5 ポーラー		
49350		シングルパック E6 サン		

#### ■ シンフォニー™ マジックシェード 補充品〔ディスベンサー〕

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49410	シンフォニー	シングルパック I1 オージュンブルー	各5g (3.1mL)	各5,300円
49420		シングルパック I2 アトランティス		
49430		シングルパック I3 チェスナット		
49440		シングルパック I4 ハバナ		
49450		シングルパック I5 オレンジ		
49460		シングルパック I6 カーキ		
49470		シングルパック I7 パネラ		
49480		シングルパック I8 ハニーイエロー		
49490		シングルパック I9 ジンジャ		
49491		シングルパック I10 レッド		
49492		シングルパック I11 テラコッタ		

#### ■ シンフォニー™ トランスルーセント オパールマテリアル 補充品〔ディスベンサー〕

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49360	シンフォニー	シングルパック T1 ニュートラル	各5g (3.1mL)	各5,300円
49370		シングルパック T2 イエロー		
49380		シングルパック T3 ブルー		
49390		シングルパック T4 グレイ		

#### ■ シンフォニー™ オペーク デンティン 補充品〔ディスベンサー〕

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
49500	シンフォニー	シングルパック D01 イロ-ブラウン	各5g (3.1mL)	各5,300円
49520		シングルパック D02 ブラウン		
49530		シングルパック D03 レッドブラウン		
49540		シングルパック D04 ライトグリーン		
49550		シングルパック D05 グリーングレイ		

# シンフォニー™

## 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン

販売名：シンフォニー／販売名：シンフォニー セラミックプレート／販売名：シンフォニー ガラス板

### ■ シンフォニー™ オペーカーパウダー 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
49600	オペーカーパウダー A1	各5g	各4,000円
49610	オペーカーパウダー A2		
49620	オペーカーパウダー A3		
49630	オペーカーパウダー A3.5		
49640	オペーカーパウダー A4		
49660	オペーカーパウダー B1		
49670	オペーカーパウダー B2		
49680	オペーカーパウダー B3		
49690	オペーカーパウダー B4		
49710	オペーカーパウダー C1		
49720	オペーカーパウダー C2		
49730	オペーカーパウダー C3		
49740	オペーカーパウダー C4		
49760	オペーカーパウダー D2		
49770	オペーカーパウダー D3		
49780	オペーカーパウダー D4		

### ■ シンフォニー™ インテンシブ オペーカーパウダー 補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
49810	オペーカーパウダー I01 ピンク	各5g	各4,000円
49820	オペーカーパウダー I02 オレンジ		
49830	オペーカーパウダー I03 ブラウン		
49840	オペーカーパウダー I04 パープルグレイ		
49850	オペーカーパウダー I05 オーカー(黄土)		

### ■ シンフォニー™ オペーカーリキッド、その他補充品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
49860	オペーカーリキッド	8mL	4,000円
47180	シンフォニー 石膏分離材	10mL	2,100円
49870	アクチベーターリキッド(表面活性剤)	5mL	3,400円

### ■ シンフォニー™ 関連製品

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
49900	シンフォニー ハンドメイドシェードガイド	1個	3,200円
49910	シンフォニー デイスパンサー用ハンドピース	1個	2,600円
49920	シンフォニー セラミックプレート	1個	9,350円
49950	シンフォニー ガラス板 遮光カバー付き	1個	6,500円



# ビジオ™ ベータ バリオ 真空光重合器

技工用光重合器

販売名：ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器



「高真空光重合」なので、未重合や低重合を防ぎます。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
77106	ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器	本体	50Hz 414,800円
77107			60Hz 414,800円
77170		交換ランプ	8,300円
3528	ビジオ ベータ バリオ 専用真空ポンプ	アルバック 社製	140,400円
3528SMR	ビジオ ベータ バリオ 専用真空ポンプ	オイル	500mL ×2 7,700円

# ビジオ™ アルファ

技工用光重合器

販売名：ビジオ アルファ



## センサー感知式予備重合ライト

手をかざすと、自動点灯するのでレジンの築盛に便利です。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
77129	ビジオ アルファ	本体	50/60Hz 151,200円
77160		交換ランプ	5,500円

# ロカテック™

歯科技工用金属表面加工器

販売名：ロカテック ジュニア / 販売名：ロカテック サンド / 販売名：エスベジル

## 金属・ポーセレン・レジンに 使用できるサンドブラスター

金属・ポーセレンの表面の接着面を処理するシステムです。プレシャスメタルをはじめ多くの補綴物の表面処理に効果的です。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格	
77031	専用サンドブラスター		233,300円	
1000	ロカテック ジュニア	ジェットペンシル	26,600円	
1001		タンク	19,700円	
68130		先端ノズル	13,900円	
68340S		ソフト(接着強化用) シリカコーティング軟素材・ マージン用	30μm 3kg 1袋	24,300円
68340	ロカテック サンド	ソフト(接着強化用) シリカコーティング標準用	30μm 3kg 3袋	72,800円
68350		プレ(表面研削用)	110μm 3kg 3袋	37,100円
68360		エスベジル	8mL	21,200円
68300		エスベジル	8mL	2,500円



# ベストガム™

ポリエーテルラバー歯肉模型材

販売名：ベストガム

ベストガム™ ポリエーテルラバー歯肉模型材は、オーバーカントゥアーしたクラウンをあらかじめ模型上で、歯肉マージンとの適合をチェックするための材料です。歯周学的に衛生的、且つ審美性の高い補綴物の製作に不可欠な材料です。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
86020	ベストガム ポリエーテルラバー 歯肉模型材	ベース 130g キャタリスト 20g チューブキー 練板紙	9,000円



\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。



# クリンプロ™ XT バーニッシュ

知覚過敏抑制材料

販売名：クリンプロ XT バーニッシュ




知覚過敏を抑制する、  
レジン強化型ガラスイオノマー系  
知覚過敏抑制材料です。

光重合で象牙細管をすばやく封鎖、長期にわたり歯面を  
しっかり保護し続けます。

さらに塗布部分の知覚過敏を抑制するだけでなく、塗布  
直後から長期にわたりエナメル質の再石灰化を促進するた  
めの、フッ素(フッ化物)・リン・カルシウムを徐放し続けます。  
また、フッ素(フッ化物)は、フッ素(フッ化物)入り歯磨剤  
にてブラッシングする毎にリチャージされます。

矯正用ブラケット周囲、酸触症傾向のある歯質の保護、  
萌出中の臼歯の歯面保護など幅広い用途に対応します。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
12248S	クリンプロ XT バーニッシュ	クリッカー ディスペンサー(5g)1本 練板紙 1冊 1961P	8,700円

# クリンプロ™ シーラント

販売名：クリンプロ シーラント / 販売名：スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ

狙ったところに適量塗布できるシリンジと極細チップ。  
光照射でペーストの色がピンクから白へ変わるシーラント。

- 光照射でペーストの色がピンクから白に変化するため、術中は塗布範囲が分かり易く、術後は歯の色になじみます。
- シリンジ形状であるため、狙ったところに直接填塞できます。
- 極細先端チップであるため、適量をコントロールできます。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
12646E	クリンプロ シーラント スターターキット (前処理エッチングタイプ)	シーラント シリンジ 1.2mL 1本 12627 シーラント ディスペンシング チップ 10個 12626T スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ 3mL 1本 41263 エッチャント ディスペンシング チップ 25個 41274	7,900円
12627	クリンプロ シーラント	シーラント シリンジ 1.2mL 1本 シーラント ディスペンシング チップ 10個	4,300円
12626T	クリンプロ シーラント ディスペンシング チップ	10個	700円
41263	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ (リン酸ゲル)	3mL 2本 エッチャント ディスペンシング チップ 50個 41274	9,000円
41274	エッチャント ディスペンシング チップ	25個	900円

# コンサイス™ 光重合型ホワイトシーラント

販売名：コンサイス光重合型ホワイトシーラント

光照射で、硬化がスムーズ

光重合型の初期う触填塞材です。光照射20秒(ハロゲン照射器)で、硬化することにより、患者さんの負担が大幅に軽減できます。



製品番号	製品名	製品内容(補充品番号)	希望医院価格
1930W	コンサイス光重合型 ホワイトシーラント レジン液(ホワイト) 補充品	6mL	11,000円

\*製品内容・価格等は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

予  
防

## クリニック用抗菌マスク

マスクの中布に、銅イオンを固着させ、抗菌・消臭効果があるマスクです。耳が痛くなりやすく、一日中快適にお使いいただけます。

製品番号	製品名		製品内容	希望医院価格
2000AB	クリニック用	ブルー	175×88mm 50枚	各2,900円
2000AP	抗菌マスク	ピンク	145×88mm 50枚	



## アセプテックス™ プラスマスク

### 水を通さないカップ型

レーヨン不織布製の耐水性カップ型マスクです。水を通さないだけでなく、平均5ミクロンの微粒子を捕集し、粉じん捕集効率も優れたマスクです。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1942FB	アセプテックス プラスマスク	ブルー	各50枚 各5,100円
1942FR		ローズ	



# 3M™ タイオンマスク

## 感染予防に

米国で外科手術用に開発されたディスポーザブルマスクで、優れたフィルター効果を持ち、長時間の装着にも負担になりません。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
1818	3M タイオンマスク プリーツ型 ライトブルー	各50枚	8,400円

# 3M™ 防じんマスク 歯科技工用

## 飛散する粉じんから あなたの健康を守ります

歯科技工用に作業しやすく、疲れない衛生的なマスクです。国家検定で認められた信頼性の高い防じんマスクで、目に見えない粉じんから守る防じんマスクです。

製品番号	製品名	製品内容	希望医院価格
8710-DS1	歯科技工用 防じんマスク	ホワイト カップ型	20枚 6,100円
9312J-DS1		(排気弁付き) ホワイト 折りたたみ式	3,600円
9913-DS1	歯科技工用 マスク	粉じん、防臭機能つき (活性炭入り) グレー カップ型	各10枚 5,950円
8812J-DS1		粉じん用(排気弁付き) ホワイト カップ型	4,900円

## 医療機器およびクラス分類表

医療機器の分類	クラス分類	販売名	認証/届出番号
管理	II	インプリント II	21500BZY00451000
管理	II	インプリント II ベンタ ヘビー ボディ	219AKBZX00085000
管理	II	インプリント 3 印象材	220AKBZX00165000
一般	I	インプリント 3 イントラオーラル シリンジ	13B1X10109000249
一般	I	インプリント バイト	13B1X10109000165
管理	II	インプレガム ソフト ミディアム ボディ	219AKBZX00087000
管理	II	インプレガム ベンタ ソフト	219AKBZX00088000
一般	I	エクस्प्रेस レジストレーション・マテリアル	13B1X10109000167
管理	II	エクस्प्रेस印象材	16100BZY01261000
管理	II	エスベジル	21100BZY00526000
一般	I	エラストマー・シリンジ	13B1X10109000216
一般	I	エリパー LED 光重合器	13B1X10109000252
一般	I	エリパー S10 光重合器	13B1X10109000241
一般	I	ギャラン ディスベンサー	13B1X10109000211
一般	I	ギャラン ミキシングチップ	13B1X10109000210
管理	II	クリンプロ シーラント	222AKBZX00098000
管理	II	クリンプロ XT パーニッシュ	221AKBZX00082000
管理	II	ケタック セム イージーミックス	220AKBZX00138000
一般	I	コジェット サンド	13B1X10109000202
管理	II	コンサイズ光重合型ホワイトシーラント	21400BZY00496000
一般	I	コンボジットレジン用充填器	13B1X10109000197
一般	I	充填用チップ	13B1X10109000214
一般	I	シリコンパッド	13B1X10109000115
管理	II	シングル ボンド プラス	220AKBZX00145000
管理	II	シンフォニー	219AKBZX00072000
一般	I	シンフォニー ガラス板	13B1X10109000209
一般	I	シンフォニー セラミックプレート	13B1X10109000208
管理	II	スコッチボンド エッチャント	21300BZY00242000
管理	II	スコッチボンド マルチパーパス プラス	20700BZY00509000
管理	II	スコッチボンド ユニバーサル アドヒージブ	224AKBZX00054000
管理	II	スコッチボンド ユニバーサル エッチャント シリンジ	224AKBZX00142000
一般	I	ソフレックス	13B1X10109000198
一般	I	ディスポーザブル アプリケーターブラシ XSサイズ	13B1X10109000110
一般	I	トレーアドヒージブ	13B1X10109000118
管理	II	ナイクロ乳歯冠	16000BZY01087A01
一般	I	パテ スプーン	13B1X10109000120
一般	I	ビジオ アルファ	13B1X10109000200
一般	I	ビジオ ベータ バリオ 真空光重合器	13B1X10109000201
一般	I	ビド・フォームクラウン	13B1X10109000113
管理	II	ビトラボンド光重合ガラスアイノマー裏装材	20200BZY00265000
管理	II	ビトレマー 2 ベースト	224AKBZX00107000
管理	II	ビトレマー ルーティング セメント	20700BZY00468000
管理	II	ビトレマー ルーティングセメント ファストセット	21200BZY00666000
管理	II	ビトレマー-R	20600BZY00335000
管理	II	フィルテック P60 コンボジットレジン	21300BZY00372000
管理	II	フィルテック Z250 コンボジットレジン	21100BZY00250000
管理	II	フィルテック シュープリム XTE コンボジットレジン	221AKBZX00173000
管理	II	フィルテック シュープリム ウルトラ コンボジットレジン	221AKBZX00174000
管理	II	フィルテック シュープリム ウルトラ フロー コンボジットレジン	222AKBZX00110000
一般	I	ブラシチップ	13B1X10109000196
一般	I	フロー 注入チップ	13B1X10109000213

## 医療機器およびクラス分類表

医療機器の分類	クラス分類	販売名	認証/届出番号
管理	II	プロテンプ 4 テンポラリーマテリアル	221AKBZX00079000
管理	II	プロテンプ クラウン	220AKBZX00055000
一般	I	ベストガム	13B1X10109000122
一般	I	ベンタ エラストマーシリンジ	13B1X10109000215
一般	I	ベンタ ミキシングチップ レッド	13B1X10109000127
一般	I	ベンタミックス 3 印象材自動練和器	13B1X10109000188
管理	II	ポジション ベンタ	219AKBZX00086000
一般	I	ポリエーテルアドヒージブ	13B1X10109000119
管理	II	ポリカーボネイト暫間用クラウン	15100BZY00992000
一般	I	マトリックステーブ	13B1X10109000139
一般	I	ミキシングパッド	13B1X10109000126
管理	II	ラヴァ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料	224AKBZX00015000
管理	II	ラヴァ フレーム	219AKBZX00071000
管理	II	ラヴァ プラス ジルコニア	224AKBZX00097000
一般	I	ラミテック シリンジ	13B1X10109000114
一般	I	ラミテック ポリエーテル咬合採得材	13B1X10109000164
管理	II	リライエックス セラミック プライマー	220AKBZX00144000
管理	II	リライエックス トライインペースト	21500BZY00212000
管理	II	リライエックス ベニアセメントペースト	21400BZY00487000
管理	II	リライエックス ユニセム	219AKBZX00193000
管理	II	リライエックス ユニセム 2 オートミックス	223AKBZX00006000
管理	II	リライエックス ユニセム 2 クリックカー	224AKBZX00027000
管理	II	リライエックス レジン セメント	21100BZY00473000
一般	I	レストラティブ ディスベンサー	13B1X10109000161
一般	I	ロカテック サンド	13B1X10109000206
一般	I	ロカテック ジュニア	13B1X10109000217
一般	I	3M インプレッショントレイ	13B1X10109000112
管理	II	Z100 コンポジットレジン	20900BZY00371000

### ■ 医薬品

	販売名	承認番号
	キシレステンA注射液(カートリッジ)	20300AMY00340000

## 3M ESPE 製品索引

ア行	ページ		ページ
アセブテックス™ プラスマスク	47	ビド・フォームクラウン	35
アドバー™ シングルボンド プラス 歯科用接着システム	8	ビトラボンド™ 光重合ガラスアイオノマー裏装材	6
インプリント™ II 親水性付加型シリコーン印象材	23	ビトレマー™ R トライキュア型ガラスアイオノマーセメント 充填・支台築造用	6
インプリント™ 3 印象材 親水性付加型シリコーン印象材	22	ビトレマー™ 2 ペースト 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント	14
インプリント™ 3 イントラオーラル シリンジ	30	ビトレマー™ ルーティング セメント 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント	15
インプリント™ バイト 親水性付加重合型 シリコーン咬合採得材	28	ビトレマー™ ルーティングセメント ファストセット 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント	15
インプレガム™ ソフト ミディアム ボディ ポリエーテルラバー精密印象材	26	フィルテック™ P60 コンポジットレジン	5
インプレガム™ ベンタ™ ソフト ポリエーテルラバー精密印象材	26	フィルテック™ Z250 コンポジットレジン	4
3M™ インプレッション トレイ シリコーン印象材トレー	31	フィルテック™ シューブリーム XTE コンポジットレジン	3
エクスプレス™ レジストレーション・マテリアル 咬合印象採得材	28	フィルテック™ シューブリーム ウルトラ コンポジットレジン	2
エクスプレス™ 印象材 付加型シリコーン印象材	25	フィルテック™ シューブリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン	1
エラストマーシリンジ	29	ブラシチップ	11
エリバー™ S10 光重合器 LED光重合器	36	プロテンプ™ 4 テンポラリーマテリアル 歯科用暫間クラウン&ブリッジ	31
エリバー™ LED 光重合器 光重合器/LED光重合器	36	プロテンプ™ クラウン 臼歯部・犬歯部用暫間クラウン	32
		ベストガム™ ポリエーテルラバー歯肉模型材	44
<b>カ行</b>		ベンタミックス™ 3 印象材自動練和器	27
キシステシ™ A注射液(カートリッジ) 歯科用局所麻酔剤	37	ベンタミックス™ アクセサリー	27
ギャラン™ アクセサリー	30	ボジション™ ベンタ™ 高弾性付加型シリコーン印象材	24
クリニック用抗菌マスク	47	ポリエーテルアドヒーズ	29
クリンプロ™ シーラント	46	ポリカーボネイト暫間クラウン	33
クリンプロ™ XT バーニッシュ 知覚過敏抑制材料	45	3M™ 防じんマスク 歯科技工用	48
ケタック™ セム イージーミックス ガラスアイオノマーセメント	16		
コジェット™ サンド 歯科用アブレイブ研削材	10	<b>マ〜ラ行</b>	
コンサイズ™ 光重合型ホワイトシーラント	46	マトリクスステーブ	11
コンポジットレジン用充填器	11	ラヴァ™ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料	39~40
		ラヴァ™ フレーム 歯科切削加工用セラミックス	38
<b>サ行</b>		ラヴァ™ プラス ジルコニア 歯科切削加工用材料	38
シンフォニー™ 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン	41~42	ラミテック™ ポリエーテル咬合採得材	29
スコッチボンド™ エッチャント	11	リライエックス™ ベニアセメント ベニア接着システム	19
スコッチボンド™ マルチパーパス プラス 光重合型歯科用接着材	9	リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス/リライエックス™ ユニセム 2 クリッカー™ 接着性レジンセメント	17
スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズ	7	リライエックス™ ユニセム アプリカップ™ / マキシカップ™ 歯科接着用レジンセメント	18
ソフレックス™ 研磨製品	12~13	リライエックス™ レジン セメント 接着性レジンセメント	20
Z100™ コンポジットレジン 光重合型コンポジットレジン	5	練板紙 印象材用	29
		ロカテック™ 歯科技工用金属表面加工器	44
<b>タ〜ナ行</b>			
3M™ タイオンマスク	48	<b>その他</b>	
トラーアドヒーズ	29	レストラティブ アクセサリー	11
ナイクロ乳歯冠	34	印象材 製品比較	21
		印象材 アクセサリー	29
<b>ハ行</b>		医薬機器およびクラス分類表	49~50
ビジオ™ アルファ 技工用光重合器	43		
ビジオ™ ベータ バリオ 真空光重合器 技工用光重合器	43		





## スリーエム ヘルスケア株式会社

1960年に3M社と住友電気化学工業(株)などの合弁によって設立された住友スリーエム(株)は、1965年から医療用製品の輸入販売を開始し、1967年に歯科用製品の第1号としてコンポジットレジン<sup>TM</sup>の輸入販売を開始し、歯科分野に進出しました。

1976年、より専門的で、充実したサービス体制を強化することを目的に、住友スリーエムの事業の中からヘルスケア事業を独立させ、住友スリーエムと3M社との折半出資で、スリーエムヘルスケア(株)の前身であるスリーエム薬品を設立しました。

1984年に、社名を現社名スリーエムヘルスケア(株)に変更し、その後も品質の高い製品を輸入販売してきました。販売してきた製品は、多くの先生方から高い評価を得ています。

- 1984年 シラックス<sup>TM</sup> 光重合型コンポジットレジン 販売開始
- 1985年 エクスプレス<sup>TM</sup> 歯科用シリコーン印象材 販売開始
- 1995年 ビトレマー<sup>TM</sup> ルーティングセメント グラスアイオノマー系レジンセメント 販売開始
- 2001年 ドイツ ESPE社と事業統合  
キシレステシン<sup>TM</sup> 歯科用局所麻酔剤 ほか販売開始
- 2003年 シンフォニー<sup>TM</sup> 歯冠修復用マイクロハイブリッドレジン 販売開始
- 2006年 ラヴァ<sup>TM</sup> 歯科用切削加工セラミックス 販売開始
- 2008年 リライエックス<sup>TM</sup> ユニセム 歯科接着用レジンセメント 販売開始
- 2010年 フィルテック<sup>TM</sup> シュープリーム ウルトラ 光重合型ナノフィラーコンポジットレジン 販売開始  
エリパー<sup>TM</sup> S10 光重合器 販売開始
- 2011年 リライエックス<sup>TM</sup> ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメント 販売開始
- 2012年 ラヴァ<sup>TM</sup> アルティメット 歯科切削加工用レジン材料 販売開始  
ラヴァ<sup>TM</sup> プラスジルコニア 販売開始  
エリパー<sup>TM</sup> LED 光重合器 販売開始  
スコッチボンド<sup>TM</sup> ユニバーサル アドヒーシブ 販売開始
- 2013年 ビトレマー<sup>TM</sup> 2 ペースト 合着用グラスアイオノマー系レジンセメント 販売開始

---

スリーエム ヘルスケア株式会社

設 立 1976年1月23日

資 本 金 9億6,000万円

※本カタログは2013年6月現在の製品、認証番号、届出番号を掲載しております。

※製品内容・価格等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。

※3M、ESPE、フィルテック、Z100、ビトレマー、ビトラボンド、アドバー、スコッチボンド、コジェット、リライエックス、ソフレックス、ケタック、アプリカップ、マキシカップ、クリッカー、インプリント、インプレガム、エクスプレス、ポジション、ペンタ、ペンタミックス、ラミテック、ギャラン、プロテンプ、エリパー、キシレステシン、ラヴァ、シンフォニー、ビジオ、ロカテック、ベストガム、クリンプロ、アセブテックス、コンサイズ、Lavalは、3M社またはその関連会社の商標です。ビタバン®はVITA社の商標です。Cerec®は、Cerec社の商標です。

詳しい情報は… **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

**3M** ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社  
歯科用製品事業部

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2013. All rights reserved  
DEN-013-PN(061315)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは  
3M ESPE コールセンター

**☎0120-332-329**

※受付時間 / 9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)  
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、  
03-6409-3157をご利用ください。