

D
DENTAURUM

INVESTMENT CATALOG

埋没材総合カタログ



- rema® dynamic S
- rema® Exakt
- Castorit®-super C
- rematitan® Plus
- rema® Exakt F
- CASTORIT®
all speed
- rematitan® Plus
SPEED



レマダイナミックS
rema[®] dynamic S

- 最終焼却温度のリングファーネスに入れる事ができ時間の短縮になります。
- 金属床、コンビネーションデンチャーにご使用頂けます。
- 寒天印象、シリコン印象どちらでも可能です。

粉末

A	20kg (112×180g)	105-600-50
---	-----------------	------------

専用液

B	1000mL	105-620-50
---	--------	------------

スピードリキッド

C	1000mL	105-623-50
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220024

レマエグザクトF
rema[®] Exakt F

- キメが細かく表面再現性に優れています。
- 硬化後は室温からファーネスの最高昇温速度で加熱することができ素早く焼却することができます。
- 粘度が低く取扱いやすい埋没材です。

粉末

A	20kg (50×400g)	105-020-50
---	----------------	------------

専用液

B	1000mL	105-501-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220027

レマエグザクト
rema[®] Exakt

- デントウラム社のベーシック埋没材。
- シリコン印象はもちろん、寒天印象にも最適です。

粉末

A	20kg (50×400g)	105-020-00
---	----------------	------------

専用液

B	1000mL	105-501-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220023

	レマダイナミックS 急速加熱型金属床用リン酸塩系埋没材	レマエグザクトF 金属床用リン酸塩系埋没材	レマエグザクト 金属床用リン酸塩系埋没材
用途	金属床、コンビネーションデンチャー	金属床、コンビネーションデンチャー	金属床
予備加熱	急速加熱可能	急速加熱可能※1	急速加熱不可
寒天印象	+++	+++	+++
シリコン印象	+++	+++	++
操作性	++	+++	+
硬さ	+++	++	++
掘り出し	++	+++	++
操作時間	++	+++	+
貴金属床	+	+	+++

※1 室温から最高昇温率で昇温できます

+++/excellent ++/very good +/good

■ キャストリットオールスピード

Castorit®-all speed

- プレシャス&ノンプレシャス用リン酸塩系埋没材です。
- 950°Cのリングファーネスに入れる事ができます。
- 粘度が低く操作時間も長いいため取扱いしやすくなっています。

粉 末

A	6kg (100×60g)	105-740-00
---	---------------	------------

オールスピード液

B	1000mL	105-745-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220040

■ キャストリットスーパーC

Castorit®-super C

- ノンプレシャスメタル専用リン酸塩系埋没材です。
- カーボンフリー。
- 操作性がよく掘り出しもしやすくなっています。

粉 末

A	6kg (40×150g)	106-721-00
---	---------------	------------

スーパーC液

B	1000mL	106-704-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220032

	キャストリットオールスピード 急速加熱型リン酸塩系C&B用埋没材	キャストリットスーパーC リン酸塩系ノンプレシャスC&B用埋没材
用途	オールアロイ (除くチタン)	CoCr・NiCr
インレー・オンレー (プレシャスメタル)	++	-
クラウン&ブリッジ	+++	+++
インプラント上部構造	+++	++
ミリング、アタッチメント	+++	++
予備加熱	急速加熱可能	急速加熱不可
操作性	+++	++
表面性状	+++	++
パワーリキッド	使用不可	使用可

+++/excellent ++/very good +/good

TITANIUM

■ レマタイタンプラススピード

rematitan® Plus Speed

- 950°Cのリングファーネスに入れることができスピーディーに铸造できます。
- チタン床、チタンクラウンどちらにも使用できます。

粉 末

A	20kg (80×250g)	107-620-00
---	----------------	------------

スピード液

B	1000mL	107-625-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220031

■ レマタイタンプラス

rematitan® Plus

- 純度の高い材料のみを使用しているためチタンの反応を最小限に抑えます。
- それぞれの専用液を使用することにより希釈などの手間が省けます。

粉 末

A	20kg (80×250g)	107-600-00
---	----------------	------------

専用液P (デンチャー用)

B	1000mL	107-601-00
---	--------	------------

専用液C&B (クラウン用)

C	1000mL	107-602-00
---	--------	------------



医療機器届出番号27B1X00020220030

■ パワーリキッド Power Liquid

- レマエグザクト、レマエグザクトF、レマダイナミックS、キャストリットスーパーCに使用できる共用液です。
- それぞれの埋没材に合わせて希釈し使用します。
- 1本でより多くの埋没に使用できるのでコストを抑えることができます。

1000mL

105-502-00



医療機器届出番号27B1X00020220023

■ メジャリングビーカー Measuring Beaker

105-995-00



■ ケラフリース Kera-Vlies

- アスベストを含まない体に優しいセラミックライナーです。

25m (幅50mm×厚さ1mm)

127-250-00



D
DENTAURUM

お問い合わせ先 有限会社 インターグローブ

本社 大阪市淀川区新高1-1-15

TEL.06 (6396)4448 FAX. ☎ 0120 (24)0892

24時間 おやくに

東京営業所 東京都千代田区飯田橋4-4-8 朝日ビル201号

TEL.03 (5276)0353 FAX.03 (5276)0354