



**MERIT 1**  
作業時間の短縮で  
診療を効率的に

**MERIT 2**  
効率的な洗浄サイクルで  
余分な器材が  
不要

**MERIT 3**  
機械洗浄だから  
ケガによる感染  
リスクを軽減

# [洗浄・消毒] 1サイクル最短約 **25**分

医療器具を洗浄から消毒まで1サイクルわずか約25分で洗い上げるホシザキのウォッシャーディスインフェクター。スピーディーな洗浄時間と確かな洗浄能力でホシザキのテクノロジーが医療の現場を支えます。

卓上設置可能なコンパクトサイズ  
幅 630× 奥行450× 高さ 580mm

手洗いでは困難な 80℃の熱湯を  
10 分間キープして消毒が可能

※標準コース、当社指定の酵素系洗剤を使用、初期給湯温度60℃とした場合の洗浄・消毒時間です。  
給湯器の設置状況により1サイクル時間が異なる場合があります。



ホシザキ  
ウォッシャーディスインフェクター  
**MWD-80UA2**



## Save cost


人件費と水のムダも抑えて手洗いよりも経済的

器材をセットすればあとは洗浄器におまかせ。「スタッフが休憩時間や残業時に洗浄作業」などということもなくなります。医療器具を余分に揃える必要もなく、経費の削減にもつながります。

※ 使用条件 原水温度:25℃、給湯温度:60℃、電気代:27円/kWh、ガス代:8.5円/kWh、水道代(上下水道):366円/m<sup>3</sup>、MWD用洗剤(酵素):1665円/kg、手洗い用洗剤(中性)270円/450ml、人件費:900円/h □手洗い条件:中性洗剤を使用し、35点の器材を洗浄後、10L/分のお湯(60℃)ですすぎ(給湯は、ガス瞬間沸かし器より60℃で給湯) □MWD条件:酵素洗剤を使用し、35点の器材を洗浄及び80℃で10分間の消毒をおこなう(酵素洗剤:標準コース…運転時間約25分)

□コスト比較 (当社指定の酵素系洗剤の場合)

◎手洗い



◎MWD-80UA2



1回で  
約**126.1円**  
の節約に

## Useful


使いやすい工夫で日々の作業をバックアップ

□形・大きさがまちまちな医療器材にも専用のラックでしっかり対応


歯科用




産婦人科用



哺乳瓶用




耳鼻科用



□庫内のお手入れも簡単、衛生的



取り外しもカンタン設計



お手入れ部品は5点

### ホシザキ株式会社

本 社 / 〒470-1194 愛知県豊明市栄町南館3-16 ☎(0562)97-2111  
東 京 / 〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1  
住友不動産大崎ガーデンタワー21階 ☎(03)6275-3210  
大 阪 / 〒540-0026 大阪府中央区内本町2-2-12 ☎(06)4792-5501

ホームページもご覧いただけます。  
[www.hoshizaki.co.jp](http://www.hoshizaki.co.jp)

●お求めは信用ある当店で

### ペンترون ジャパン株式会社

PENTRON  
JAPAN INC.

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F・6F  
TEL. 03-5746-0316