



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント スプリント シリーズ

dima
Product Information



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント スプリント シリーズ

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

SHOFU INC.




dima Print Splint Series

ディーマ プリント スプリント シリーズに 「クリア」が登場

ディーマ プリント スプリント クリア

適合状態が確認しやすく、清潔感の高いクリア色を追加しました。



【内容量】1,000g

販売名 ディーマプリント スプリント クリア
 一般的名称 歯科咬合スプリント用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000098

ディーマ プリント ソフト スプリント ブルー/ホワイト

造形後もソフトな状態が続くため、強い衝撃や咬合圧から歯や顎を守ります。用途に合わせて2色から選択可能です。



【色調】ブルー/ホワイト
 【内容量】1,000g
 【標準医院価格】¥60,000

販売名 カーラ プリント4.0
 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060900021

販売名 ディーマプリントソフト スプリント
 一般的名称 歯科咬合スプリント用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000091

販売名 ディーマプリント オルソ
 一般的名称 歯科咬合スプリント用材料
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000086

ディーマ プリント オルソ

曲げ強度が高く、マウスピース製作にも使用可能です。



【色調】ライトブルー
 【内容量】1,000g
 【標準医院価格】¥50,000

※ ディーマインクシリーズの造形には、専用の3Dプリンター「カーラ プリント4.0」をご使用ください。

※ 作製したスプリントの使用期間は30日を超えないこと。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp

販売元



世界の歯科医療に貢献する


株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL.(075)561-1112(代)

●支社：東京 (03)3832-4366 ●営業所：札幌 (011)232-1114/仙台 (022)713-9301/名古屋 (052)709-7688/京都 (075)757-6968/大阪 (06)6330-4182/福岡 (092)472-75

www.shofu.co.jp

BeutiBond Xtreme



貞光歯科医院 院長
貞光 謙一郎 先生

臨床現場の声を
お届けします。




ビューティコア使用時における ビューティボンド Xtremeの臨床的活用

2015年に支台築造材料として登場した「ビューティコアシステム」は築造用とポスト部填入用のペーストを個々に設計し、さらに松風社独自の予防的ガラスフィラー「S-PRGフィラー」を配合したユニークなレジンコア材料である。歯質保護という観点から新しいコア材料として注目され、配合された「S-PRGフィラー」によって6種のイオンを口腔内にリリースし口腔環境を健全な状況に保つことが期待される。

私個人としては、特に①口腔内環境を中性に近づける酸中和能、②歯の再石灰化を助けるイオンの徐放、③細菌の付着を抑える抗プラーク付着性に注目している。当院ではバイオアクティブな効果が期待される充填材料やセメント材料に加えて、この「ビューティコアシステム」を臨床に用いてきた。

これまで「ビューティコア」との組み合わせにおいて活用してきた「ビューティデュアルボンド EX」の新バージョンとして「ビューティボンド Xtreme」が発売された。そこで、本クリニカルレポートでは「ビューティボンド Xtreme」と「ビューティコア」を用いた症例を紹介しつつ、「ビューティボンド Xtreme」の臨床的活用について記述する。

酸 緩 衝 能



〈イメージ図〉

乳酸水溶液 (pH4.0) 浸漬時のpH変化

