

New

# PrograMill DRY

プログラミル PM DRY

PrograMill  
DRY

ivoclar  
digital

**THE COMPACT AND  
SPECIALIZED  
SYSTEM SOLUTION**

→ Connected to you

[ivoclardigital.com](http://ivoclardigital.com)

ivoclar  
digital®

# PrograMill DRY

## プログラミル PM DRY

プログラミル PM DRY は、乾式加工用の5軸ミリングマシンで、酸化ジルコニウムのクラウンやブリッジ、およびデジタルデンチャーを正確かつ迅速に製造できます。

プログラミル PM DRY は、IvoclarDigital ワークフローに統合されており、歯科修復物を経済的に作成するための快適で信頼性の高い方法をユーザーに提供します。

材料のディスクは、工具を必要とせず、片手で簡単に交換することができます。

### 特長

- コンパクトサイズ
- オープンシステム
- 工具不要のディスク取付
- 高精度で再現性のある結果
- IvoclarDigital ワークフローに統合



PrograMill  
DRY



ivoclar  
digital



## コンパクトなシステムソリューション

- 酸化ジルコニウム用など、専用機としても
- 歯科技工所内での設置場所に困らないコンパクトサイズ

## IvoclarDigital ワークフローに統合

- 簡単、スピーディー、信頼性の高い製造
- Ivoclar Digital CAM ソフトウェアによるプロセスの信頼性と時間の節約
- 包括的なサポートサービス

## ディスクのスピーディかつ簡単な交換

- 工具を使用せず、ディスクの取付が可能
- 簡単でユーザーフレンドリーな操作

## 対応する補綴設計

- クラウン
- ブリッジ
- デジタル デンチャー

## 加工可能材料


- IPS e.max ジルキャド プライム
- IPS e.max ジルキャド
- Ivotion イボーション
- Ivotion デント
- Ivotion デント Multi
- Ivotion ベース
- プロアート CAD Try-In

# DIGITAL EXPERTISE UNDER ONE ROOF

## 製品内容

### プログラミル PM DRY

746261 1セット



### イボーションデンチャーリング PM DRY

750661 1セット

### スピンドルサービスセット PM DRY

746383 1セット

### プログラミル CAM セット (RFID リーダー付)

691953 1セット

### プログラミル CAM PC

691691EN 1セット

### プログラミル サクションユニット

689973EU 1セット

### ミリングバー

#### ツール イエロー PM DRY



単位：各1本

酸化ジルコニウム用	1.0c	2.5c	0.3	0.7	1.0	2.5
製品番号	748039	748040	748037	748041	748042	748043

#### ツール グリーン PM DRY

PMMA/ワックス用	0.7c	1.0c	2.5c	f1.5	0.7	1.0	2.5
製品番号	748047	748048	748049	748050	748044	748045	748046

### プログラミル PM DRY

サイズ	D545 x W450 x H630 mm
重量	91 kg
加工方式	乾式
加工軸	5 軸 (A 軸 360° B 軸 ± 35°)
ディスク装填数	1 枚
ミリングバー収容数	16 本
スピンドル出力	500 W
スピンドル回転数	60,000 rpm

### 加工可能な材料

酸化ジルコニウム/PMMA/ワックス

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24  
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657  
www.ivoclarvivadent.jp  
info.japan@ivoclarvivadent.com

PRPMD1B01

ivoclar  
digital®