

■ オプション品 ラインナップ ○オプション品は別途ご購入いただけます。

オプション品
1番人気!



ボックス

一番人気のボックス。
粉塵や臭いを閉じ込めます。
ボックス内にはLEDライトが点灯します。



ボックス + 蛇腹ホース (150cm)

150cmの蛇腹ホースで本体とボックスを繋ぐことができます。



蛇腹ホース (70cm)

ボックス内に腕やハンドピースを入れる必要
のないシンプルなホース型の吸引口です。

*ボックスとは接続できません。



LED付き蛇腹ホース (70cm)

手元を照らすLEDライトが付いたホース型
吸引口です。

*ボックスとは接続できません。



プロテクター

切削時の破片や粉塵をブロックします。



フットペダル (155cm)

吸引の開始・停止を足元でコントロールし
ます。



清潔で快適な職場で、
治療に専念。



技工用小型吸引装置

POWACOM
パワフル & コンパクト

Forest-one

〈お問い合わせ先〉

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-32-5

TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106 MAIL/info@forest-one.co.jp

その“本音”をスッキリ解決しませんか。



ドクター

口腔内から外した
技工物をチェアサイドで
削るのは、本当は
気を遣う…



衛生士

粉塵が舞うと
掃除が大変…



衛生士

粉塵や臭いが気になる…
患者さんも実は
気になっているのでは…



技工士

患者さんが装着する
技工物は、清潔な環境で
製作したい…



技工用小型吸引装置「POWACOM」は、 院内を汚す粉塵、不快な臭いを吸い取ります。

「どうせ吸引力が弱いのではないか？」そう思われている先生に、是非お試しいただきたい【吸引装置】です。

吸引力が強すぎる場合は吸引力を弱く調節することも可能です。

コンセントを差し込むだけで、すぐに使える。工事不要で移動も簡単です。

手元を明るく照らすLEDライトは、毎日の診療をサポートします。



2つの
フィルター

POWERFULな
7段階の吸引力

POWACOMには、
“選ばれている理由”が
たくさんあります。



堀口靖史先生/堀口歯科医院(京都)

POINT
その1

工事不要だから、
導入しやすい。

吸引装置導入時の面倒な工事は必要がないため、導入しやすく、電源(コンセント)があればどこでも設置できます。



POINT
その2

ライト付きで手元が明るい。

ボックスとLED付き蛇腹ホースはライト付き。
薄暗い場所でも手元が明るく、細かく神経を使う作業をサポートしてくれます。



元島道信先生/元島歯科クリニック(熊本県)

POINT
その3



小型で軽量。だけどパワフル。

重さ3kgと小型ながらパワフルな吸引力。
組み立てや分解が容易で持ち運びが可能
なため、置き場所を選ばず、往診でもご
使用いただけます。

POWACOMの
吸引力を動画でも
ご確認いただけます!



■ サイズ



VOICE
1

相澤 一郎 先生

ソフィア歯列矯正歯科医院

吸引力も十分で、チェアサイドに置いても音もそれほど気になりません。ボックス内にライトが点くので見やすく、作業しやすいです。石膏やレジンの切削、リングルブラケット作製時のベース面のサンドブラスト処理にも便利だと思います。



VOICE
2

秦 佑樹 先生

よっかいち矯正歯科医院

「まさに POWERFUL (パワ) & COMPACT (コン)」

矯正歯科専門の当院では技工スペースでの模型の切削作業が1日に頻回に行われます。開院時から技工用吸引装置を技工スペースに設置し、使用していましたが、どうも粉塵への吸引力が物足りず、作業が終わると床は真っ白という状態に悩まされていました。しかし、吸引装置をPOWACOMに変更してからは、技工スペースの掃除の頻度が格段に減りましたし、

収納棚や机の隅に粉塵や削りカスが蓄積されている、という事態も見当たらなくなりました。また吸引力の調整が簡単に7段階で可能なので、状況に応じて使い分けることが出来ます(当院では通常5で使用しています)。見た目も従来の無骨な機械的な装置でなくスタイルッシュな形態なので、こだわりの診療所にはオススメの一品です。

VOICE
3

堀口 靖史 先生

堀口歯科医院

チェアサイドでデンチャーの調整をする事はよくあります。これまで衛生面や臭いは気になっていましたが、良い解決法はありませんでした。しかし、この吸引装置はコンパクトながら吸引力が強くしっかりと役割を果してくれます。またボックスにはライトが点くため、これまでよりも手元が見やすくなり助かっています。訪問診療においても、ベッドサイドで明るい視野が確保できること、切削粉塵や臭いが飛散せず掃除が楽になりました。



VOICE
4

綿引 淳一 先生

AQUA 日本橋 DENTAL CLINIC

私のクリニックでは、頻繁に削合調整を行う機会があります。そこで、オススメしたいのがPOWACOMです。POWACOMは、十分な吸引力はもちろん、高い視認性があるシールドは前面が簡単に外せて掃除が簡単に出来ます。

またとてもユニークなデザインでクリニックのレイアウトの変化にも柔軟に対応が可能です。是非、先生のスタイルに合った有効な活用法を見付けて下さい。