

瞬輝！

HAKUSUI

ジルコニア研磨が かんたん！！

ジルコニア研磨バー サンポリッシャー

Zirconia polishing bur



滅菌

できます！

歯科補綴物(クリニカル)や歯科技工物(テクニカル)の研磨に

made
in
Germany

SUN


ジルコニアの

「美しさ」再発見

未来を磨く

耐久性を追及!

ジルコニアも
ピツカピカ!



製造元 SUN社(ドイツ)

動画でCHECK



品質に自信あり!!

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。

SUN社独自で開発した材料を調査し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。

サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得



ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

二ケイ酸リチウム (LS2) ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマーゼンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。



一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高い材料です。形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がりに、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップ で上げることができます

STEP 1 形態調整
BWG / AWG



STEP 2 形態修正
MCP

STEP 3 最終仕上げ研磨
EZA / TCP



- 荒研磨
- ▼
- 中研磨
- ▼
- 光沢研磨
- ▼
- スーパー光沢研磨

シンタリングには
VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーネス
ジルコマット6100MS

STEP 1

BWG

形態調整 HP用
プレシタジルコニア

プレシタの安全な調整

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器



メディアム/ファイン 中研削/光沢研削	164104MF
サイズ [mm]	φ10 × 22.7
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854300
標準価格(1本)	¥1,100



グレーゾーン
サポートピンをすばやく削合



ホワイトゾーン
ポリリッシャーでサポートピンの
削合部分を研磨・形成



緻密な研磨
ファイン
すばやく削合
メディアム



ホワイトゾーン
グレーゾーン

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、
プレシタクラウンを安全に研磨することができます。
グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、
無着色のホワイトゾーンで表面への色移りなく、繊細な
作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することが
できます。

シリコン素材

AWG

形態調整 HP用
プレシタジルコニア

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器



New
新発売

10本入

ファイン 光沢研削	106104F
サイズ [mm]	φ4.3 × 12
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854218
標準価格(10本)	¥2,700

Set



AWG テクニカルAセット	
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本	
商品コード	15854000
標準価格(1セット4本入)	¥1,800

メディアム/ファイン 中研削/光沢研削	560104MF
サイズ [mm]	φ7 × 19
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854200
標準価格(1本)	¥900

メディアム 中研削	111104M	115104M	146104M
サイズ [mm]	φ5.6 × 13	φ7 × 13	φ15 × 0.3
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854108	15854118	15854128
標準価格(10本)	¥3,000	¥3,500	¥3,800

STEP
2

形態修正

形態修正がかんたん!! 修正時間短縮
減りにくく経済的!!

効率の良い修正!!

MCP	大きく修正
荒研削	中研削

繊細な仕上がり!!

PSC	繊細な修正
細研削	

New
新発売

MCP

形態修正 荒研削 中研削 HP用
焼結ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシヤスメタル

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ


Set

MCP テクニカルセット

138104C / 138104M / 151104M 各1本
商品コード 15853500
標準価格(1セット3本入) ¥9,300

切削量が多い修正に最適!

コース			
荒研削	138104C	159104C	219104C
サイズ [mm]	φ4 × 11	φ15 × 3.5	φ22 × 3
推奨回転数 [rpm]	20,000	8,000	8,000
商品コード	15853510	15853520	15853530
標準価格(1本)	¥3,000	¥3,900	¥6,900



MCPはMCEと比較して
粒子や配合比を変える事により、
耐久性が向上しました。

耐久性
の
向上!

表面の全体的な修正に最適!

メディアム				
中研削	133104M	138104M	151104M	239104M
サイズ [mm]	φ6.5 × 13	φ4 × 11	φ12 × 2.5	φ22 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	15,000	20,000	10,000	8,000
商品コード	15853540	15853550	15853560	15853570
標準価格(1本)	¥3,200	¥3,000	¥3,600	¥5,500

New
新発売

PSC

形態修正 細研削 HP用
ジルコニア / セラミック



医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- 高い耐久性
- 滑らかな仕上がり

繊細なマージン部や特長付けに使用



PSC パンサー ストーンセット

商品コード 15855000
標準価格(1セット6本入) ¥22,000

ファイン						
細研削	566104F	151104F	132104F	138104F	199104F	508104F
サイズ [mm]	φ3.5 × 10	φ12 × 2.4	φ5 × 13	φ4 × 10.5	φ5	φ2.5 × 7
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855060	15855030	15855010	15855020	15855040	15855050
標準価格(1本)	¥3,500	¥5,100	¥4,000	¥3,500	¥3,500	¥3,000

STEP 3

研磨

研磨がかんたん!! 時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!!



研磨の比較

エクストラコース EZA	ミディアム EZA TCP	ファイン EZA	エクストラファイン TCP
荒研磨	中研磨	光沢研磨	スーパー光沢研磨
粗い			細かい

EZA

- 最終仕上げ研磨
- 荒研磨
- 中研磨
- 光沢研磨
- HP用
- 通常研磨

焼結ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

Set

EZA テクニカルAセット
105104XC / 105104M / 105104F 各1本

商品コード **15850000**
標準価格(1セット3本入) **¥4,200**

- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる



エクストラコース

荒研磨

140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110
標準価格(1本)	¥7,500	¥4,000	¥1,500	¥1,700

ミディアム

中研磨

140104M	200104M	105104M	151104M	177104M
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210
標準価格(1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700

ファイン

光沢研磨

140104F	200104F	105104F	151104F	177104F
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ22 × 3.2	φ5.5 × 16	φ11.5 × 2.4
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310
標準価格(1本)	¥7,000	¥4,000	¥1,500	¥1,700

TCP

最終仕上げ研磨 中研磨 スーパー光沢研磨 HP用 こだわり研磨
 焼結ジルコニア / セラミック cad/cam冠の研磨に最適!



医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がりに



瞬時に高い光沢を出せる
 エクストラファインは、
 新世代ジルコニアに最適!!



※ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01

商品コード	15851000
標準価格(1セット)	¥42,000

研磨ペースト	PASTE01/20
サンポリッシャー ダイヤモンドペースト	
内容量	20g
商品コード	15852500
標準価格(1個)	¥18,000

ミディアム

中研磨

商品コード	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格(1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

エクストラ ファイン

スーパー光沢研磨

商品コード	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ [mm]	φ5.5 × 18	φ26 × 2	φ17 × 2.4	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格(1本)	¥1,500	¥7,000	¥4,500	¥4,000

インプラント アバットメント調整用



New 新発売

TPC パンサーアバットメントキット

140104M / 541104MSW4Z / 140104XC / 541104XCWSW4Z 各1本	
商品コード	15851300
標準価格(1セット)	¥23,000

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)を同時に研磨が可能!

New 新発売

エクストラ コース

荒研磨

商品コード	140104XC	541104XCWSW4Z
サイズ [mm]	φ26 × 2	φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	8,000	8,000
商品コード	15851320	15851330
標準価格(1本)	¥7,800	¥4,500

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!! 用途にあった形態が選べる!!

テクニカル

クリニカル


ラボワークで研磨



口腔内調整

すばやく仕上げる!!

完璧な仕上がり!!



EZA

荒研磨 中研磨 光沢研磨 CA用
ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

コース

荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700

- 研磨性が高い
- ダイヤモンド粒子入り
- カラーバリエーションが豊富
- 微調整で光沢度アップ

メディアム

中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700

Set

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード 15800000

標準価格 (1セット3本入) ¥ 2,500

ファイン

光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ3.3 × 7.5	φ6 × 8	φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,400	¥ 2,700	¥ 2,700




ドレッシングストーン

ドレッシングストーン BAW930

65×20×3.5mm

商品コード 15898000

標準価格 (1個) ¥ 1,000



ポリッシングバーの形態を整えるために使用します。

TCP

中研磨 スーパー光沢研磨 CA用
ジルコニア / セラミック



医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

メディアム

中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700

- セラミック・ジルコニア用
- 2工程で完璧な仕上がり
- 緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
- 耐摩耗性

エクストラファイン

スーパー光沢研磨	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	φ4.4 × 10.5	φ6 × 8	φ10	φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格 (3本)	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700	¥ 2,700



■ 焼成ファーンエス



ジルコニアシタリング(焼結)ファーンエス
ビタ ジルコマット 6100MS

医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器



ポーセレンファーンエス
バキューマット6000M

医療機器届出番号 27B1X00020223010 一般医療機器



プレスファーンエス
バキューマット6000MP

医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBZX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)



ブロック ホワイト LL1
ディスク ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)



ブロック ホワイト
ディスク ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スパートランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

ビタXZ XT(エクストラトランス)



ディスク ホワイト カラー A1 カラー A2 カラー A3 マルチカラー A1 マルチカラー A2 マルチカラー A3

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシタ用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBZX00017000 管理医療機器

ビタ YZ T カラーリングリキッド



ライト インテンス ミディアム ニュートラル

ビタ YZ HT/ST/XT シェードリキッド



HT 1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2 3M3 / 4M2 A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2

ST **XT** A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / B1 / B2 B3 / B4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D2 D3 / D4

ビタ YZ エフェクトリキッド



クロマ A-D ブルー ライトピンク ダークピンク オレンジ グレー ブラウン

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器認証番号 226AKBZX00042000 管理医療機器



スプレー

ペースト

パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBZX00138000 管理医療機器



ご注文はサンポリッシャー専用の注文書をご利用ください。

白水ホームページよりダウンロード！

サンポリッシャー注文書

検索



サンポリッシャー注文書 ▶ <https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/>



記載の標準価格は2021年8月現在のものです。(税別)



サン社(ドイツ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒336-0017 さいたま市南区南浦和3丁目3番2号 ☎(048)884-3951
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2021.8.P5,000 D30 Ver.2.1.1