


TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

吸収性歯科用骨再建インプラント材

GR Tack Pin

吸収性タックピン



滅菌済
再滅菌禁止
再使用禁止

帝人メディカルテクノロジー株式会社
TEIJIN MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.

メンブレン固定の 吸収性材料

GR Tack Pin

吸収性タックピン

組成


- L-乳酸グリコール酸共重合体(PLGA)共重合比率(LA/GA=88/12)
吸収性材料として臨床実績のある材料を採用
- 法定色素 紫色201号(着色剤、微量)
医薬品等に使用可能な色素として多くの埋込型医療機器で使用されている

特長


- 吸収性材料(分解吸収期間2-2.5年程度の設計)^{※1}のため抜釘が不要
- Tack Pinは紫色に着色しているので視認が可能

使用方法

- 専用器械(別売)^{※2}を用い骨孔を開け、挿入器で押し込んでTack Pinを骨孔に挿入



※1 GR タックピンの分子量維持率(青)と重量維持率(橙)




データ出典：社内試験データ
試験条件：リン酸緩衝液 (pH7.4) / 37℃に浸漬
点線箇所：GR タックピンと同種のポリマーを用いた当社製品試験データからの推算

品番	外観	入数	標準価格
GRT1530-1	全長 3mm	1本	5,000円
GRT1530-2	直径 1.5mm	2本	10,000円
GRT1530-4		4本	20,000円



「GRタックピン」, 「GR Tack Pin」は帝人メディカルテクノロジー株式会社の商標です。

お取扱店



※2 GR タックピン専用器械
販売名：GR タックピン スタンダード インストゥルメンツ
製造届出番号：27B1X00155003002

注意 温度管理ラベルが赤くなった製品は使用しないこと



使用不可の目安

- ×印以外の全面が完全に赤になっている。(ピンクもしくは一部が赤の場合は使用可)
- ×印がはっきりと見える。(元は薄く見える)

高度管理医療機器

一般的名称：吸収性歯科用骨再建インプラント材
承認番号：30300BZX00228000
販売名：GR タックピン

製造販売元

帝人メディカルテクノロジー株式会社

本社 / 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号(大阪三井物産ビル13F) TEL:(06) 4706-2160
東京営業所 / 〒162-0843 東京都新宿区市谷町二丁目31番地1(MTビル3F) TEL:(03) 6265-0223

帝人メディカルテクノロジー株式会社 ホームページ <https://teijin-medical.co.jp/> 右記のQRコードからもアクセスできます▶


株式会社日本歯科工業社
TEL:03-3836-2191 FAX:03-3836-2199



GR Tack Pin 専用器械ラインナップ

吸収性タックピン

GRタックピン® 専用標準器械セット

品名	品番	入数(個)	標準価格(円)	外観
GR Tack Pin Standard Instruments	GRHK	1	50,000	
内訳	ドリル先 (コントラ用) (全長 18mm 刃部 3.2mm)	D13-CAN-3	2	
	把持具ハンドル	TPH	1	
	把持具先端部 (直)	TPSC	1	
	メンブレンパンチ (パンチ穴直径 1.5mm)	KN-291-1	1	
滅菌ケース	2610A	1		

GRタックピン® オプション・単品専用器械

品名	品番	入数(個)	標準価格(円)	外観
ハンマー	T-HM-01	1	25,200	
ドリル先 (ストレート) (全長 50mm 刃部 3.2mm)	D13S-SHORT3	1	7,800	
ドリル先 (コントラ用) (全長 18mm 刃部 3.2mm)	D13-CAN-3	1	7,800	
把持具ハンドル	TPH	1	9,700	
把持具先端部 (直)	TPSC	1	18,200	
メンブレンパンチ (パンチ穴直径 1.5mm)	KN-291-1	1	8,900	
滅菌ケース	2610A	1	6,400	

「GRタックピン」、「GR Tack Pin」は帝人メディカルテクノロジー株式会社の商標です。

販売名: GRタックピン スタンダード インストゥルメンツ
製造販売届出番号: 27B1X00155003002

製造販売元

帝人メディカルテクノロジー株式会社

本社 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番33号 (大阪三井物産ビル13F) TEL: (06)4706-2160

東京営業所 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2丁目31番地1 (MTビル3F)

TEL: (03)6265-0223

帝人メディカルテクノロジー GR タックピン 専用ご注文書

- ご注文方法 下記の申込用紙の貴医院情報をスタンプや手書きにてご記載をお願いします。
お取引の歯科商店営業マンにお渡しいただくか、お取引の歯科商店様の情報をご記載いただき、
こちらの専用ご注文書を下記 FAX 番号まで送信をお願い致します。
お手数ではございますがご協力の程よろしくお願いいたします。

ご注文日： 年 月 日

貴医院名 (*必須)	
TEL ()	FAX ()

お取引歯科商店様名	
支店	担当者様名

ご注文商品

商品名	数量	商品名	数量
GRタックピン 専用標準器械セット		GRタックピン 1本入	
GRタックピン 2本入		GRタックピン 4本入	
ハンマー		ドリル (ストレート)	
ドリル (コントラ用)		把持具ハンドル	
把持具先端部 (直)		メンブレンパンチ	
滅菌ケース			

FAX : 03 - 3836 - 2199

社内使用欄 : 客先様ご発注番号 : _____

〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8
株式会社 日本歯科工業社
TEL:03-3836-2195 FAX:03-3836-2199