

PALA®

Product Information

Pala Xtreme



耐衝撃性義歯床用常温重合型レジン
パラ エクストリーム

Giving a hand to oral health.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

耐衝撃性

コアシェルテクノロジー

Core Shell Technology

ポリマーパール(ハードシェルに覆われた柔軟性のあるコア)が外からの衝撃を和らげ、義歯を破折しにくくする技術(コアシェルテクノロジー)を採用しています。




「最大応力拡大係数」と「全破壊仕事量」に関する JIS T 6501:2019 義歯床用レジンの要求事項を満たしています。

最大応力拡大係数 (MPa \cdot m^{1/2})



全破壊仕事 (J/m²)



適合精度


「パラ エクストリーム」は加熱重合レジンよりも重合温度が低く重合収縮や歪みが少ないため、適合精度の高い義歯製作が可能です。



「パラ エクストリーム」で製作した義歯と石膏模型の適合状態

強度と実用性のバランス


高強度だけでは患者様によるこんでいただけの義歯を製作することはできません。高い適合精度を得るために必要な術者の使いやすさ、生体親和性、長期間続く高い審美性のバランスを高次元で実現した、Palaシリーズ(当社義歯床用レジン)の頂点に立つ義歯床用レジンです。




Pala Xtreme®

色 調

■ ピンクベイン



■ ピンクライブ



■ R50 ベイン



■ クリア



包 装



販売名 パラ エクストリーム
 一般的名称 義歯床用アクリル系レジン
 分類 管理医療機器
 認証番号 302ABBZX00060000

粉:1,000g

- パラ エクストリーム 1KG ピンクベイン 製品番号:66070974
- パラ エクストリーム 1KG R50ベイン 製品番号:66070975
- パラ エクストリーム 1KG クリア 製品番号:66070976
- パラ エクストリーム 1KG ピンクライブ 製品番号:66070977

粉:100g

- パラ エクストリーム 100G ピンクベイン 製品番号:66070962
- パラ エクストリーム 100G R50ベイン 製品番号:66070963
- パラ エクストリーム 100G クリア 製品番号:66070964
- パラ エクストリーム 100G ピンクライブ 製品番号:66070965

液: ■ 500ML 製品番号:66070953 ■ 80ML 製品番号:66077039

関連機器



■ パラジェット レジン注入装置

販売名 パラジェット
 一般的名称 歯科技工用成型器
 分類 一般医療機器
 (歯科用ユーティリティーワックス)
 届出番号 27B1X00060900004



■ パラマート プレミアム
レジン加圧重合装置

販売名 パラマート プレミアム
 一般的名称 歯科技工用重合装置
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060900025

■ お問い合わせとご用命は…



■ 製造販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本 社:〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-13
 TEL.03-5803-2151

仙台営業所:〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-30-6-102

大阪営業所:〒590-0982 堺市堺区海山町 4-174

福岡営業所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-6-12

www.kulzer.co.jp