

Nacera® Pearl Natural


切削加工用セラミックス

ナセラジルコニアディスク



高透過性と強度を兼ね備えた次世代マルチレイヤー

新提案!



Nacera® パール ナチュラル

3Y-TZPと6Y-PSZの組み合わせにより天然歯のようにトランスルーセントから歯頸部への移行がとても自然で優しい色調を再現することができます。



Nacera®
パール シェード Nacera®
パール ナチュラル

NESTHING INFOMATION

① 配色が簡単!

エナメル部(Layer1)4mmから自然に歯頸部色に移行させることにより配色の設定が容易になりました。



Nacera®パールナチュラル20mmを使用した
ネスティングによる色の違い



POINT! Naceraチームによる素材の開発により焼成後に発生する各レイヤリング層の歪みを最小限にしました。(※Nacera従来品比較)

② 連結部の強度調節が簡単!

切端部に近い連結部でも十分に強度があるのでネスティングの配置に迷うことはありません。インプラントブリッジやロングスパンのケースには特におすすめです。



高強度と高透過性のコラボレーション



※Nacera Pearl NaturalにBlueXを使用することはできません

インレーからインプラントブリッジまで 様々な臨床のケースに対応できます。



写真提供: ジンヴィ・ジャパン合同会社 DTI部 様

商品構成

形状: 直径98.3mm 厚み/価格: 16mm 38,000円、20mm 42,000円、25mm 51,000円

色調: 0M2, A1, A2, A3, A3.5, ステラホワイト*, 0M3*, A4*, B1*, B2*, B3*, B4*, C1*, C2*, C3*, C4*, D2*, D3*
※25mmと「*」は受発注になります

医療機器の分類: 管理医療機器 認証番号: 228A0BZI00006Z00 販売名: Naceraセラミックス 一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス

選任製造販売業者 AJMD株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-4-5 真光ビルディング TEL.03-5614-0733



販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL.06-6773-3333

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL.03-3835-2653

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL.092-575-6060

<http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは