

グロッシー コート カラー

# GLOSSY COAT COLOR

## 発売記念キャンペーン

チェアサイド(口腔内)・ラボサイド(口腔外)で使用可能  
レジン系補綴装置のシェードを素早く・自由にコントロール




標準価格  
~~¥6,000~~ → **¥4,800** **20% OFF**



# GLOSSY COAT COLOR グロッシー コート カラー

## ■耐着色性


光重合による変色が極めて少なく、重合後も高い耐着色性を発揮します。



※自社実験  
(コーヒー2%水溶液に37℃で1週間浸漬)

## ■耐摩耗性


硬化後も良好な耐摩耗性を有します。



※自社実験(歯ブラシ摩耗試験10万回後)

## ■接着性

多くの被塗布物と優れた接着性を有します。



※自社実験(せん断接着強さ)

## ■使用ステップ ~チェアサイド(口腔内)~

本製品はレジン系補綴装置用です。歯質には使用できません。



## ■使用ステップ ~ラボサイド(作業模型上)~



## 使用例



※キャラクタライズ後はクリアーで表面をコートしています。

## 製品情報



商品名	グロッシー コート カラー	
規格・内容量	クリアー 8ml	標準価格6,000円のところ
価格	ブラウン 5ml	<b>¥4,800</b> <small>20% OFF</small>

可視光線照射器ノプレスA  
LEDキュアボックスプラス  
LEDトレーキュア  
アルテサーノIV

一般医療機器 歯科重合用照射器  
一般医療機器 歯科技工用重合装置  
一般医療機器 歯科技工用重合装置  
管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器届出番号 27B1X00130000019  
医療機器届出番号 23B1X10001A69013  
医療機器届出番号 23B1X10001A69014  
医療機器認証番号 302AFBZX00083000

製造販売元 (有)デンタルテクニカ  
製造販売元 山八歯材工業(株)  
製造販売元 山八歯材工業(株)  
製造販売元 山八歯材工業(株)

※青色LED(450~480nm)のみを光源とする可視光線照射器ではご使用いただけません。  
※口腔内でご使用される場合は、ライトガイドを塗布面に十分近づけて光照射を行ってください。

※ご注文 & お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命ください。  
●ご用命は...



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)