

J-Temp™

TEMPORARY RESIN
テンポラリーレジン



ラバーダム使用時の
隔壁に



矯正治療時の
バイト調整に



インプラント印象用
コーピングの固定に



MADE BY DENTISTS FOR DENTISTS

現役臨床家が考えた、
臨床で欲しかったテンポラリーレジン



開発者
Dr. Jaleena Jessop
CHIEF CLINICAL OFFICER,
ULTRADENT PRODUCTS, INC.



製品についての動画は
こちら



ULTRADENT
J-Temp
Light-Cured Temporary Resin
030-0510

J-Temp テンポラリーレジン

X線不透過、光硬化型フローアブルタイプのテンポラリーレジンです。
幅広く臨床で応用でき、重合収縮率は5%未満¹で患部周辺の
余分なマージンが出来にくくなっています。
口腔内でも識別しやすい薄紫色は、隣接歯等を
損傷することなく除去も容易です。



4897 J-Temp テンポラリーレジンキット

通常価格：7,700円

J-Tempテンポラリーレジン(1.2ml) × 4本
ブラックミニチップ × 20個

Purple
うすむらさき色


口腔内での識別が容易



出典：京都府 宮地歯科医院
宮地 秀彦 先生



使用方法や使用症例を
紹介している動画はこちらから



Delivery
操作性

シリンジデリバリーのため操作性が良く
セルフレベルリングのマテリアルは狙った場所に
デリバリーしやすく、光照射で硬化するため操作が簡単



動画で確認

Removal
除去が簡単

薄紫色のレジンは除去時に識別しやすく
硬化後の除去も簡単

¹Data on file

販売名：J-Temp テンポラリーレジン／一般的名称：歯科用高分子系仮封材料／管理医療機器／医療機器認証番号：305AKBZX00079000／室温保存

ULTRADENT JAPAN 株式会社

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-34-14 初台 TNビル 3F
TEL: 03-5365-1760 FAX: 03-5365-1759

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14-4 MF新大阪ビル 4F
TEL: 06-6151-3251 FAX: 06-6151-3252

0120-060-751 | www.ultradent.jp

第一種医療機器製造販売業 許可番号：13B1X10086 © 2024 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

2024.05