


クリアランスゲージ



- ・ハイブリットレジンやCAD/CAM冠や、CAD/CAMインレーには、金属の補綴物に比べ一定の厚み（クリアランス）の確保が必要となります。
- ・ゲージ先端径が2種類（φ1.5/φ2.0）あるため、クリアランスの確認が容易です。
- ・先端が球状なため、どの向きで計測しても同サイズになり、操作性に優れています。



コード No.13201
標準価格 **4,800円**



写真提供：窪田 努 先生（クボタ歯科院長）

CAD/CAM冠		CAD/CAMインレー	
前歯	臼歯	①小窩裂溝部	1.0~1.5mm以上
1.5~2.5mm以上	1.5~2.0mm以上	②イスムス	1.0~1.5mm以上
		③歯肉壁	1.0~1.5mm以上



※サイズは各メーカーの指定に従ってください。

ディープリトラクター

SU 型



- ・大白歯の頬粘膜までしっかり排除し、咬合面撮影時に有効です。
- ・デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)の使用時に有効です。




コードNo.	品名	標準価格	サイズ (mm)	
			a	b
22723	大人用	6,440円	80	12
22724	小児用	6,440円	67	9



- ・歯列弓状の圧排部が臼歯部の頬粘膜まで届いてしっかり排除できます。



- ・リトラクターのハンドルは、撮影の邪魔にならず、患者さんが把持しやすい設計です。



医療機器届出番号 11B1X1000650D104 一般的名称 歯科用開創器 販売名 ディープリトラクター SU型

ディープリトラクター

片顎用



- ・デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)の使用時に有効です。
- ・頬粘膜をしっかり排除し、形成時にも使用が可能です。



1

コード No.22721
標準価格 6,440円


(上顎右側・下顎左側用)



2


コード No.22722
標準価格 6,440円

(上顎左側・下顎右側用)




サイズ (mm)		
a	b	c
21	40	12

スキャニング時



形成時



写真提供: 津田 宏尚 先生 (インプラントセンター津田デンタルクリニック院長)

医療機器届出番号 11B1X1000650D105 一般的名称 歯科用開創器 販売名 ディープリトラクター

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※掲載製品の標準価格は、2025年1月21日現在のものです。 ※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元

株式会社YDM

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売

株式会社モリタ

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525
東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
http://www.dental-plaza.com/