

YOSHIDA

リプロメルト・リプロクリーン キャンペーン

増量

期間：2025年2月21日～4月18日

義歯洗浄剤 ※希釈せず原液で使用

リプロメルト

5～10分の超音波洗浄で、義歯に付着した頑固な歯石も除去可能。洗浄・除菌効果に優れた、歯科医院専用の義歯洗浄剤です。

リプロメルト通常品

内容量：1,800mL
標準価格：¥4,300

リプロメルト増量

内容量：100mL
標準価格：¥360

リプロメルト

標準価格 合計 **¥4,660**


489139

歯石
除去に




【使用方法】

①本剤を現液のまま補綴物全体が浸るまで容器に入れます。



②容器ごと超音波洗浄器に5～10分間程度かけます。



義歯洗浄剤 ※2倍希釈

リプロクリーン

5～10分の超音波洗浄で、タバコのヤニなどの頑固な汚れの漂白と除菌が同時にできる、歯科医院専用の義歯洗浄剤です。

リプロクリーン通常品

内容量：1,200mL
標準価格：¥4,700

リプロクリーン増量

内容量：100mL
標準価格：¥360

リプロクリーン

標準価格 合計 **¥5,060**


384202

着色
除去に




【使用方法】

①本剤を2倍に薄めて、充分攪拌の後、補綴物全体が浸るまで容器に入れます。



②容器ごと超音波洗浄器に5～10分間程度かけます。



※本チラシに記載の価格は2025年1月現在の標準価格(税別)です。

リプロメルト・リプロクリーン 増量キャンペーン 注文書

貴医院名

ご住所

TEL

()

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

発売元：株式会社 **ヨシダ**

東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター)

コードNo.	商品名	注文数
489139	リプロメルト 増量キャンペーン	
384202	リプロクリーン 増量キャンペーン	

■取扱店



(01)02747937022511

C02682/2025年1月/@1/新