

ZOOミニ

歯科衛生士さんと

患者様に快適を

お届けしたい！

超音波スケーリング時、
バキュームを持たなくて楽！
バネが開口器になるので
患者様もとても楽！

[ZOO シリーズ累計]

全世界で
43000本
販売実績

歯科衛生士さん1人でも簡単に装着完了




装着後

ZOOのバネは開口器になるので、患者様は口を開け続ける必要がなくなり、想像以上に楽に治療を受けることができ、非常に喜ばれます。



ZOOの 使い方



ZOOミニ
¥19,800(税込)


歯科衛生士さんの疲れを減らしたい!!

超音波スケーリング時

- ▶左手で、**力を入れて唇を開き**ながら吸引する必要がなくなります。
- ▶左手がフリーになるので、診療姿勢が良くなり、**首・肩が楽になります。**
- ▶バネが開口器になるので「**口を開けてください**」と声をかける必要がなくなります。

POINT

バネが開口器として働き
チューブに開いた穴から唾
液や水を連続で吸引します。



ZOOミニ
¥19,800(税込)

コネクターをお選び下さい

ZOOはチェアーのバキュームの直径「11mm」「16mm」「オサダ専用」の3つの中から選ぶ必要があります。国産の多くのチェアーは11mm。シロナ・カボ・ヨシダ等は16mm。オサダチェアーはオサダ専用をお選びください。

●11mm



●16mm



●オサダ専用



モリタのバキュームには「11mm」をご使用ください

モリタバキュームは直径10mmとなつてい
ます。11mmでも十分ご使用いただけます
が、外れやすい場合は「モリタ専用アダプ
ター」をご併用ください。

モリタ用アダプター
6,600円(税込)

※オートクレープ可能



**ZOOデモ品は11mm、16mm
選んでいただく必要はありません**

※11mmのZOOに16mmの交換用アダプターを
同封して送ります。

まずはZOOデモ品をお試ください。

各項目をご記入いただき、歯科商店の担当者様にお申込み下さい。デモ品は担当者様を通じて届けられます（デモ期間は14日間）。

歯科商店名	歯科商店の担当者名
歯科医院名	電話番号
歯科医院住所	

モリタ用アダプターを希望する・しない
どちらかに○をつけてください

希望する ・ 希望しない

オサダチェアーの方は
☐に✓チェックを入れてください

☐

ご希望のZOOデモ品(この欄は記入不要です)

ZOOミニ

【歯科商店様へ】

デモ品は内外歯材株式会社までお申込み下さい。

本 社【TEL:06-6771-5553／FAX:06-6779-7518】

名古屋【TEL:052-741-7011／FAX:052-741-7014】

※内外歯材株式会社へのデモ品の申し込みが困難な歯科商店様は
有限会社アプトまでFAX(06-6344-4177)でデモ品をお申込み下さい。

ZOOの全てがわかる
QRコード

- ZOOのYoutube 動画
- ZOOカタログ
- ZOOホームページ
- デモ品の申し込み方法

