

発売記念

SALE

CADCAM冠内面の適合調整・確認

WILLDENT

新発売！

morefit

モアフィット ブラック



容量 30ml

咬合紙では作業が難しい箇所でも簡単に使用できる“液体タイプ”

【内面の適合調整に】



CADCAM冠
内面調整例



【咬合調整に】



咬合調整例



- 模型への色残りはスチームで容易に除去可能
- 濃度調整で厚みの調整が可能（必ず専用の希釈液をご使用下さい）
- 乾燥が早くだまにならない
- 安定性抜群のこだわりの容器

※音がするまでよく振ってからご使用ください。

一般医療機器
歯科咬合採得用材料
届出番号 27B1X00118000015

製造販売元

有限会社 ウィルデント

530-0047 大阪市北区西天満3丁目7番22号
Tel:06-6367-0073 Fax:06-6367-0076


More Scan

ES-6



余分な反射をセーブし
鮮明で正確な 3D データを
得ることが可能

for your professional job



NET: 200 g

歯科用 CAD/CAM 専用

歯科技工用光学印象採得補助材料

一般医療機器 27B1X00118000013

製造販売元

有限会社 ウィルデント

530-0047 大阪市北区西天満3丁目7番22号
Tel.06-6367-0073 Fax.06-6367-0076