



ハイブラスター オーバルジェット用
松風 ホワイトアルミナ

white-alumina

高純度のアルミナで 白く、美しく



※写真はイメージです。


PEEK冠のサンドブラスト処理を白く、美しく

松風ブロック PEEKの保険適用必須要件であるアルミナサンドブラスト処理にお使いいただけます。
高純度の白いアルミナのため、クラウンの色調への影響を少なく抑えたサンドブラスト処理を行えます。

CAD/CAM冠用材料(V)
松風ブロック PEEK

保険適用！

条件なしで第一・第二・
第三大臼歯にもご使用
いただけます。



● CAD/CAM冠 (PEEK冠) 適用部位

PEEK冠
内面の比較



処理前



松風ホワイトアルミナでサンドブラスト処理後

SHOFU INC.

PEEK冠以外にも、 さまざまな用途にお使いいただけます

- 鑄造冠・鑄造床の部分処理
- 鑄造体やプレスセラミックスに付着した
埋没材や酸化膜の除去
- 陶材焼付金属冠のメタルフレームの
陶材焼成面の表面処理や、
オパーク材焼成前の処理
- 各種材質（レジン・ジルコニア等）の
表面処理



包装・価格



松風ホワイトアルミナ

【容 量】 3kg (1.5kg×2) … ￥4,520

関連製品



ハイブラスター オーバルジェット LED

一式 … ￥195,000

【付属品】 専用ガラスビーズ (1.5kg)、松風ハイアルミナ (1.5kg)、
スぺアノズル (ガラスビーズ用・ハイアルミナ用)、
シリカゲル500g (バスケットは本体に内蔵)、
腕抜き (1双)、フットコントローラー、
排気ホース (2m)、
耐圧ホース (ホースユニオン、ホースバンド付き)
※ 松風ホワイトアルミナは付属されておりません。



管理医療機器
医療機器認証番号: 3Q3AGBZX00083A01

歯科切削加工用レジン材料

松風ブロック PEEK

CAD/CAM 冠用材料 (V) 健保適用

5個入 … ￥28,000

【サイズ】 1種: サイズ14

【色 調】 2色: ホワイト・アイボリー

取扱い店

価格は2025年3月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口 (075) 778-5482 受付時間 8:30~12:00 12:45~17:00 (土日祝除く)

www.shofu.co.jp

● 支社: 東京 (03) 3832-4366 ● 営業所: 札幌 (011) 232-1114 / 仙台 (022) 713-9301 / 名古屋 (052) 709-7688 / 京都 (075) 757-6968 / 大阪 (06) 6330-4182 / 福岡 (092) 472-7595

2402DJJS-i-01