




ガラスファイバー強化型ディスク

松風カッティングディスク Gメッシュ

しなやか



メタル等歯科補綴装置の切断用

格子状に編まれたガラスファイバーでディスクを強化!
弊社従来品より柔軟性、耐久性、研削性がアップしました。

※写真は2202を使用しています。

※マンドレル(別売)はハンドピースの奥までしっかり差し込んでご使用ください。

SHOFU INC.

柔軟性・耐久性・研削性

割れにくく、しなやかなカッティングディスクが新登場。
切れ味するとく、短時間での切断が可能です。

松風カッティングディスク Gメッシュ



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風カッティングディスク Gメッシュ	歯科技工用 アブレーション研削器具	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000225

柔軟性に優れた薄型ディスク


2202

φ22mm×厚さ0.2mm



20枚入 ¥4,800


プレシャス合金製補綴装置のスプルー等の切断に。
柔軟性があるので割れにくく、ブリッジ等の連結部にも有効。



耐久性に優れた中厚ディスク

4007

φ40mm×厚さ0.7mm



20枚入 ¥7,680

ノンプレシャス合金製補綴装置のスプルー等の切断に。
ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金など硬度の高い合金のカットに有効。



関連製品



一般医療機器 届出番号
26B1X00004000093
松風マンドレル HP
12本入 ¥3,510

経済的な従来タイプ



一般医療機器 届出番号
26B1X00004000039
<ノンプレシャス合金製補綴物に>
松風カッティングディスク
●2507<φ25×0.7mm> 100枚入 ¥2,640
●3507<φ35×0.7mm> 100枚入 ¥6,960

このカタログに記載の価格は2024年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595