


フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン

Filtek™ Easy Match Universal Restorative






1つのシェードを選択するだけ

ブライト、ナチュラル、ウォームの3つのシェードから1つを選択するだけで、歯質との優れた色調適合性が得られます。



厚みによって遮蔽性・透明性をコントロール ブロッカーやオパークシェード不要



症例 4級窩洞修復


写真提供: 大谷 一紀 先生 (東京都開業)



独自のナノフィラーテクノロジー


独自の“ナノフィラー”（シリカナノフィラーとジルコニアナノフィラー）と“ナノクラスター”の結合構造により、賦形性、滑沢性、耐摩耗性に優れた性能を実現しました。

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン



デコボコができにくく表面性状が維持されるため、
ステインやプラークが付きにくくなる

従来のハイブリッドタイプ (弊社従来品※)



デコボコができやすく表面性状が損なわれるため、
光沢が失われやすくステインやプラークが付着しやすくなる



咬合面のエナメル質感



- 低重合収縮応力
- 一括充填 4mm



- 透明感が強いエナメル質 < 1.0mm
- 透明感が弱いエナメル質 > 1.0mm

形態の維持力



直後



3分後



ソルベンタムのコンポジットレジン技術を結集

3つのシェードで簡単に色合わせ ベタつきがなく簡単に賦形が可能な コンポジットレジン

Easy
簡単に

Match
調和する



ソルベンタム コンポジットレジンの歴史



フィラー含有量 %	重合収縮率 Watts%	圧縮強度 Mpa	曲げ強度 Mpa	破壊靱性 KIC, MPa m ^{1/2}	硬化時間 ブライト・ナチュラル・ウォーム
重量比:78.5 体積比:63.3	1.73	361	151	1.89	LED照射器 :10秒 ハロゲン照射器:20秒

社内データ

フィルテック™ イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン ラインナップ



フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ブライト

内容：シリンジ(4g) × 1本
製品番号：6120B
希望医院価格：3,600円



フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ナチュラル

内容：シリンジ(4g) × 1本
製品番号：6120N
希望医院価格：3,600円



フィルテック™ イージーマッチ
ユニバーサル コンポジットレジン
ウォーム

内容：シリンジ(4g) × 1本
製品番号：6120W
希望医院価格：3,600円

関連製品



フィルテック™ フィル アンド コア
フロー コンポジットレジン
プラス

内容：シリンジ(2g) × 1本
注入チップ×20個
製品番号：P4872U、P4872A1、
P4872A2
希望医院価格：2,800円



フィルテック™ シュープリーム
ウルトラ フロー
コンポジットレジン プラス

内容：シリンジ(2g) × 1本
注入チップ×20個
製品番号：P6032A1、P6032A2、
P6032A3、P6032A3.5、
P6032A4、P6032B1、
P6032B2、P6032C2、
P6032D2、P6032W、
P6032XW、P6032OA3
希望医院価格：3,400円



フィルテック™ シュープリーム
ウルトラ コンポジットレジン

内容：シリンジ(4g) × 1本
製品番号：5916A2D、5916A3D、
5916A4D、5916A1B、
5916A2B、5916A3B、
5916A3.5B、5916A4B、
5916B2B、5916A2E
希望医院価格：3,600円



スコッチボンド™ ユニバーサル
プラス アドヒーズブ
ボトルタイプ

補充品
内容：ボトル(5mL) × 1本
製品番号：41294J
希望医院価格：13,200円
ダブルパック
内容：ボトル(5mL) × 2本
製品番号：41294W
希望医院価格：23,700円

販売名:フィルテック イージーマッチ ユニバーサル コンポジットレジン 認証番号:306AKBZX00036000 / 販売名:フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン 認証番号:229AKBZX00030000
販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号:222AKBZX00110000 / 販売名:フィルテック シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン 認証番号:221AKBZX00174000
販売名:スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ 認証番号:302AKBZX00043000 / 販売名:フィルテック P60 コンポジットレジン 認証番号:21300BZY00372000
販売名:フィルテック Z250 コンポジットレジン 認証番号:21100BZY00250000

※掲載の内容および希望医院価格は、2025年2月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等を使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
DEN-1879-AJ(0225)PN/e.

一般歯科コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 月~金 (土日祝年末年始を除く)