



New
Arrival

beyond[®]
MAX[®]

新製品のご案内



Re:Born



 **beyond**[®] Whitening

1.99.6

従来の混和作業は一切不要

次世代型ホワイトニング材

beyond[®]
MAX[®]

特徴
1

効果を最大限発揮

ジェルは歯面に塗布するまで空気に触れることがないので、過酸化水素濃度の低下を最小限に抑えます。

◆混合後の過酸化水素濃度の推移

	直後	5分後	10分後
H2O2 (%) 濃度	29.50%	28.61%	28.17%

※製造所Beyond International Inc.にて

特徴
2

安定した品質

専用の混合チップで、均一な混和が可能になりました。

特徴
3

時間の節約

これまで混和作業に要したの手間と時間を節約できます。

特徴
4

使いやすさ・操作性

専用の混合チップをシリンジに取り付けるだけで、すぐに歯面にジェルを塗布できます。

調整
ジェル
充填済

過酸化
水素ジェル
充填済

販売名：ビヨンドMAX
一般的名称：歯科用漂白材（クラスⅢ）
医療機器承認番号：30700BZX00024000
保管条件：2～8℃
使用期限：製造日より18か月

今、第三世代へ 混和作業不要！

第三
世代



第二世代 シリンジ混和

- 空気に触れることなく混和できる
- 混和中に過酸化水素水が飛び散るリスクがない
- 2つのプランジャーを数十回も交互に押す必要があるため手間を要する



第二
世代

第一
世代

第一世代 ケース内混和

- 混和中に過酸化水素が空気に触れて濃度が低下する
- 混和中に過酸化水素水が飛び散るリスクがある
- 均一に混和するために時間を要する



〈使用方法〉 簡単3ステップ♪



ステップ 1

キャップを外します。



ステップ 2

混合チップを装着します。



ステップ 3

歯面に塗布します。

beyond[®]
MAX[®] を使った症例



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

beyond[®] Whitening

製品に関するお問い合わせは下記お電話またはホームページをご覧ください。

株式会社JBA 東京都品川区荏原1-18-11 TEL 03-5755-5505 FAX 03-5755-5545

〈製造販売業者〉インサイシブジャパン株式会社

〈製造業者〉Beyond International Inc.(U.S.A.)

<https://beyondwhitening.jp>

