

37% Etching Gel 2

37%エッチングジェル 2

37%エッチングジェル 2は、エナメル質用のリン酸エッチング材です。



- 高分子増粘材配合でシリカの含有を抑え、塗布後の水洗もスピーディーにおこなえます。
- 適度な粘性があり、付属のニードルチップでエッチング処理したい部分へ正確に抽出することができます。



ニードルチップ (22G)

- 包装単位: 37%エッチングジェル 2 5mLシリンジ×2本
付属品: ニードルチップ (22G) ×20本

[管理医療機器] 歯科材料5 歯科用接着充填材料 歯科用エッチング材 (36153000) 認証番号: 223A6BZX00210000号

象牙質の前処理には「イーライズ コンディショナー/プライマー」、
ボンディング処理には「イーライズ デンティンボンドⅡ」をご使用ください。

イーライズ コンディショナー

接着性モノマーとの反応に必要なカルシウム成分の減少を抑えながら、接着阻害となるスメア層を効果的に除去



[管理医療機器] 認証番号226AKBZX00084000号

イーライズ プライマー

ボンディング材の過剰な浸透と歯質内の水分上昇を同時に抑制、充填用レジンとの重合収縮によるコントラクションギャップを阻止



イーライズ デンティンボンドⅡ

イーライズ コンディショナー/プライマーで処理された象牙質に適したボンディング材



[管理医療機器] 認証番号22BAKBZX00008A01号

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。

