

# YOSHIDA

ドイツ生まれのDMG社製品が

特別プライスで購入できるチャンス!

# DMG CAMPAIGN

裏層治療 と 支台歯形成 に!

キャンペーン期間

2025 5/21 水

2025 7/18 金

歯科裏層用高分子系材料

## Ionosit Baseline



Point

### 1 グラスアイオノマーだから

前処理なく歯質に強固な接着、  
かつ高い生体親和性

Point

### 2 コンポジットだから

裏層材としての十分な強度

Point

### 3 シリンジタイプだから

練和不要で操作時間を短縮、  
窩洞に直接充填

販売名：アイオノジット ベースライナー  
一般的名称：歯科裏層用高分子系材料  
認証番号：220AKBZX00085000(管理)  
製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元：DMG社

歯科用支台築造材料

## LuxaCore Z Dual



Point

### 1 ジルコニア含有だから

優れた物性をもち、  
歯根破折のリスクを軽減

Point

### 2 適度な流動性だから

根管内填入しやすく、  
コアの築盛時はタレにくい

Point

### 3 デュアルキュアタイプだから

練硬化時間をコントロールしやすく、  
作業時間も短縮

DMG社従来品より性能UP!

圧縮強度  
380  
Mpa

曲げ強度  
150  
Mpa

販売名：ルクサコア Z-デュアル  
一般的名称：歯科用支台築造材料  
認証番号：222AKBZX00026000(管理)  
製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元：DMG社

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

## Ionosit Baseline



| コード    | 商品名                              | 特別価格 | 数量 |
|--------|----------------------------------|------|----|
| 390899 | アイオノジットベースライナー<br>スタンダードシリンジ 6本入 | ¥    |    |
| 390900 | アイオノジットベースライナー<br>スタンダードシリンジ 2本入 | ¥    |    |
| 723599 | アイオノジットベースライナー<br>(0.3g×20本入)    | ¥    |    |
| 724007 | アイオノジットベースライナー<br>(0.3g×6本入)     | ¥    |    |

## LuxaCore Z Dual



| コード    | 商品名                  | 特別価格 | 数量 |
|--------|----------------------|------|----|
| 686738 | ルクサコア Z-デュアル A3      | ¥    |    |
| 686745 | ルクサコア Z-デュアル ブルー     | ¥    |    |
| 686752 | ルクサコア Z-デュアル ライトオパーク | ¥    |    |

クラウン ブリッジ インプラント 義歯 治療に!

付加重合型シリコン印象材

Honigum Pro

販売名: ハニガムプロ  
 一般的名称: 歯科用シリコン印象材  
 認証番号: 302AKBZX00055000(管理)  
 製造販売元: (株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元: DMG社

限定  
600個



製品説明動画



限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格等はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

Point


## 1 高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

Point

## 2 ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくいので、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が可能です。

Point

## 3 馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物を作製することが可能になります。

## テクニカルデータ

| Honigum Pro    | Light  |        | Mono   |        | Fast   |        | Heavy  |        | Fast   |        | Putty  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                | Fast   |        | Fast   |        | Fast   |        | Fast   |        | Fast   |        | Soft   |
| ml             | 50     | 50     | 380    | 380    | 50     | 50     | 380    | 380    | 50     | 50     | 450    |
| 練和時間(分)        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0:30   |
| 口腔内操作時間(分)     | ≤ 1:00 | ≤ 0:30 | ≤ 1:00 | ≤ 0:30 | ≤ 1:00 | ≤ 0:30 |        |        |        |        |        |
| 最大口腔外操作時間(分)   | ≤ 2:45 | ≤ 1:30 | ≤ 2:45 | ≤ 1:30 | ≤ 2:45 | ≤ 1:30 | ≤ 2:45 | ≤ 1:30 | ≤ 2:45 | ≤ 1:30 | ≤ 3:15 |
| 口腔内での硬化時間(分)   | ≤ 3:15 | ≤ 2:00 | ≤ 3:15 | ≤ 2:00 | ≤ 3:15 | ≤ 2:00 | ≤ 3:15 | ≤ 2:00 | ≤ 3:15 | ≤ 2:00 | ≤ 3:15 |
| 寸法変化[24時間後](%) | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,4  | ≤ 0,5  |
| 圧縮永久ひずみ(%)     | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  | ≤ 0,5  |
| ショアA硬度         | = 48   | = 48   | = 56   | = 56   | = 56   | = 56   | = 68   | = 68   | = 68   | = 68   | = 62   |
| 圧縮ひずみ(%)       | = 4,0  | = 4,0  | = 2,8  | = 2,8  | = 2,8  | = 2,8  | = 1,8  | = 1,8  | = 2,0  | = 2,0  | = 2,2  |
| 色調             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

※出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

| ヨシダコード | 商品名                           | 価格 |
|--------|-------------------------------|----|
| 409214 | ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本         | ¥  |
| 409239 | ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本          | ¥  |
| 409246 | ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本         | ¥  |
| 457903 | ハニガムプロ モノボディ 380mlカートリッジ×1本   | ¥  |
| 457892 | ハニガムプロ ヘビーボディ 380mlカートリッジ×1本  | ¥  |
| 409253 | ハニガムプロ パテソフト ベース/キャタリスト各450ml | ¥  |

| ヨシダコード | 商品名                                | 価格 |
|--------|------------------------------------|----|
| 445371 | ハニガムプロ ファスト ライトボディ 50ml×2本         | ¥  |
| 445388 | ハニガムプロ ファスト モノボディ 50ml×2本          | ¥  |
| 445395 | ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 50ml×2本         | ¥  |
| 445406 | ハニガムプロ ファスト モノボディ 380ml×カートリッジ×1本  | ¥  |
| 445413 | ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本 | ¥  |