

医療ホワイトニング

TiON[®]
In Office

ティオンライト



Quick Resin

チェアタイムを短縮する 2つのモード

クイック

Quick モード *New*

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



レジン

Resin モード *New*

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。



ティオンライト
紹介動画はコチラ！




オフィス ホワイトニングの チェアタイムを短縮

照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
New レジン Resin	20 秒	歯肉保護レジンの硬化に
New クイック Quick	6 分	短時間で行いたいケースに
ノーマル Normal	12 分	通常モード
ロウ Low	12 分	知覚過敏が心配なケースに

照射光の波長域



仕様●

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸 法	本体 高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重 量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光 源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望医院価格●

本体1台、マウスガード(ティオンライト用)2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ)2個、六角レンチ(大)(小)各1個、電源コード1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ) コスモブルー/ティオンライト用
包装・希望医院価格●1個=¥7,000

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312