

医療ホワイトニング

TiON[®]
In Office

ティオンライト



TiON[®]

Quick Resin

チェアタイムを短縮する 2つのモード

クイック

Quick モード *New*

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。



レジン

Resin モード *New*

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。



ティオンライト
紹介動画はコチラ！




オフィス
ホワイトニングの
チェアタイムを短縮

照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
<i>New</i> レジン Resin	20 秒	歯肉保護レジンの硬化に
<i>New</i> クイック Quick	6 分	短時間でやりたいケースに
ノーマル Normal	12 分	通常モード
ロウ Low	12 分	知覚過敏が心配なケースに

照射光の波長域



仕様●

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸 法	本体 高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重 量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光 源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装・希望医院価格●

本体1台、マウスガード(ティオンライト用)2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ)2個、六角レンチ(大)(小)各1個、電源コード1本=¥555,000

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ) コスモブルー/ティオンライト用
包装・希望医院価格●1個=¥7,000

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312

キャンペーン期間 2025.5.21▶▶▶6.20〈数量限定〉

医療ホワイトニング
TiON
In Office

ティオン オフィス アフターケアサポート CAMPAIGN 第2弾

GC



インターナル
ブリーチ対応

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ティオン オフィス アフターケアサポートキャンペーン 第2弾」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

要冷蔵

医薬用外劇物

●オフィスホワイトニング材 シリンジA 1.0g 1本 ●オフィスホワイトニング材 シリンジB 1.0g 1本 ●リアクター2.0g 1本
●歯肉保護レジン 1.5g 1本 ●デイスボーザブルディッシュ 1個 ●デイスボーザブルブラシ 2本 ●デイスボーザブルファイバー付きチップ 2個

【希望医院価格】 ¥5,800 歯科用漂白材 ティオン オフィス 高度管理医療機器 222008ZX00785000

1 函

透明感のある自然な白さへ

「V-CAT®(可視光応答型光触媒)」の応用で、比較的低い過酸化水素濃度で高いホワイトニング効果と低刺激性を両立



ホワイトニング前



ホワイトニング中



ホワイトニング後

ティオン オフィス 1 函 と

キャンペーンセット品 ルシェロ歯みがきペースト ホワイト ピュアミント100g 1本を組み合わせ価格でご提供!

キャンペーンセット品

ホワイトニング後の白さ維持に!

3つの力で歯を白く

弱アルカリ性

着色汚れを
分解して浮かす

Lime粒子®

着色汚れを
やさしく落とす

PEG400

タバコのやにを落とす

むし歯予防

フッ素950ppm

ルシェロ歯みがきペースト ホワイト
1本に製品リーフレットを同梱!

薬用歯みがき類 医薬部外品

ルシェロ歯みがきペースト
ホワイト 100g1本

【希望医院価格】 ¥1,430

【希望患者価格】 ¥1,980 (税込)

1 本



【医療従事者向け】医療ホワイトニング ティオンホームページ



ばんだ歯科
須崎 明先生監修
よくわかる
ホワイトニング
BOOK



ティオン オフィス
医院での使用方法



医療ホワイトニング 患者様説明用シート

キトリ

✓ よくあるQ&A
✓ 資料ダウンロード etc...

役立つたくさんのコンテンツを
ご用意しております!

アクセスは
こちら!



ご注文書

キャンペーン期間: 2025年5月21日~6月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引/販売店	ご担当者

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ティオン オフィス 1 函	ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト ピュアミント 100g 1本	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支 店 ●東 京 (03) 3813-5751
●大 阪 (06) 4790-7333
●北 海 道 (011) 729-2130
営 業 所 ●東 北 (022) 785-8040
●名 古 屋 (052) 757-5722
●九 州 (092) 441-1286