


チェアサイド製品キャンペーン

キャンペーン期間 2025.6.23 月 ~ 7.18 金

ア・ウーノ

ア・ウーノ
とは？

- ✓ 色合わせ不要
- ✓ 色選択不要
- ✓ 在庫管理が簡単
- ✓ 治療時間短縮



1本で16シェードに対応可能




写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町） 竹内 一貴氏
使用シェード：ベースック（ホワイトニング後に形成）

✓ さらに合う White / Dark

White、Darkは、ホワイトニング後の歯や老年歯に対して使用することで、さらに幅広い色調表現の追求ができます。

I級窩洞（乳歯） White



V級窩洞 Dark



写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町） 竹内 一貴氏

明 ← → 暗																	
シェード 階層	ホワイトニング (乳歯含む)	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
I 級	White	ベーシック※															
II 級																	
III 級																	
IV 級																	
V 級		Dark															

老年歯の
V 級窩洞に
おすすめ

*C2～C4において、象牙質に及ぶ深い窩洞の場合は、象牙質部分にDarkを充填することで、より自然な仕上がりになります。

期間限定
バック

ホワイト&ダーク

White & Dark お試しパック

ア・ウーノの
詳しい情報は
こちら ▶
ア・ウーノ特設サイト



キャンペーン対象製品

f·U·NO

保険適用

ア・ウーノ 管理医療機器 歯科充填用コンボジットレジン 認証番号：304AABZX00013000

単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。

ユニバーサル



ア・ウーノ ユニバーサル
(ベージュ/St ベージュ)
各 4.0g (2.0mL) 2,900円

ローフロー



ア・ウーノ ローフロー
(ベージュ/St ベージュ/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

フロー



ア・ウーノ フロー
(ベージュ/St ベージュ/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

バック

同色3本バック
(ベージュ/St ベージュ)
・ユニバーサル/ローフロー/フロー
いずれか各3本
各8,250円

キャンペーン限定バック

ホワイト&ダークお試しバック
(ローフロー/フロー)
・St White 1本・St Dark 1本
計2本
各5,800円

TMR **AQUA BOND 0-n**

TMR-アークアボンド0-n

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、
歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号：303AABZX00049000



単品包装

TMR-アークアボンド0-n (5.0mL)
9,800円

バック

2本バック TMR-アークアボンド0-n
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 2本
18,620円

セット包装

TMR-アークアボンド0-n セット
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 1本
・ディスプレイアプリークーターブラシ 50本
・ディスプレイアプリークーター 25枚
10,500円

キャンペーン限定バック

TMR-アークアボンド0-n バック
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 1本
・TMR-アークアボンド0-n (1.0mL) 1本
9,800円

Zero Flow Etchant

ゼロフローエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材
認証番号：304AGBZX00100000



セレクトティブエッチングに最適な
リン酸エッチャント

単品包装

ゼロフローエッチャント (2.0mL)
付属品：ディスプレイニードルチップ
・21ga (内径：0.6 mm、緑) 5本
・25ga (内径：0.3 mm、青) 5本
2,000円

Multi Etchant

マルチエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料)
認証番号：228AABZX00136000



マルチに使える
エッチャント&クリーナー

単品包装

マルチエッチャント (2.0mL)
付属品：ニードルチップ マルチエッチャント用
5本
2,000円

M-TEG-PはYAMAKIN株式会社の登録商標です。製品や包装、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容量などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格 (税抜き) です。製品を使用するときは必ず最新の電子添付文書をご確認ください。

ご注文書

太枠内をご記入ください

貴社名			ご担当者		
ご住所			申込日		
TEL/FAX	TEL	FAX			
ア・ウーノ	ユニバーサル	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	ユニバーサルst	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	ローフロー	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	ローフローst	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	フロー	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	フローst	☐ 単品	本	☐ 同色3本バック	セット
	ホワイト ローフローst	☐ 単品	本		
	ホワイト フローst	☐ 単品	本		
	ダーク ローフローst	☐ 単品	本		
	ダーク フローst	☐ 単品	本		
ホワイト&ダークお試しバック	☐ ローフローst	セット	☐ フローst	セット	
TMR-アークアボンド0-n	☐ 単品	本	☐ 2本バック	セット	
	☐ セット	セット	☐ キャンペーン限定バック	セット	
ゼロフローエッチャント	☐ 単品	本			
マルチエッチャント	☐ 単品	本			
備考欄					

●個人情報保護法に基づき表記 (1) ご記入いただきましたお客様情報は、商品の発送、関連するお問い合わせ対応のため利用いたします。(2) ご記入いただきました個人情報、法令の要請を除き、お客様の同意なく業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3
大 阪・東 京・名 古 屋・福 岡・仙 台・高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨ ク ッ ク
製品に関するお問い合わせ ☎ 0120-39-4929

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店