


ス
ケ
ー
ラ
ー
選
び
に
迷
っ
た
ら
：

一般医療機器 歯科用スケーラ
製造販売届出番号：13B1X10238SS0001



イエテボリ大学型
スケーラー / キュレット

M23 / GX2

イエテボリ大学型スケーラー／キュレットは、スウェーデン・イエテボリ大学で長年に渡り研究開発された機器です。医療グレードのステンレス鋼を使用し摩耗に強く、また人間工学に基づいた形状で手首への負担を軽減します。





イエテボリ大学型 スケーラー M23

一般医療機器 歯科用スケーラー
製造販売届出番号：13B1X10238SS0001

M23 型スケーラーは、前歯用と臼歯用の2種類が1本にセットされ、なおかつポケット深部でも使用可能です。

【滅菌】高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）

※次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、エンカベンゼトニウム、ポピドンヨード、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンなど金属を腐食するような消毒剤は腐食等の原因となるので使用しないこと。



イエテボリ大学型 キュレット GX2

一般医療機器 歯科用スケーラー
製造販売届出番号：13B1X10238SS0001

GX2 型キュレットは両頭ダブルエッジタイプで、M23 型スケーラーの除石不可能な部位、前歯部、根分歧部などの使用に最適です。

【滅菌】高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）

※次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、エンカベンゼトニウム、ポピドンヨード、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンなど金属を腐食するような消毒剤は腐食等の原因となるので使用しないこと。



カラーグリップ 各色1パック2本入り

本品をベンジン又はエタノール等に浸し、タオルでつかみ装着してください。乾燥させると完全に密着します。また耐熱温度が高いので、そのまま殺菌消毒可能です。

●50秒以上浸さないこと。※熱耐久性：200℃以下



【お問い合わせ、ご注文】

株式会社 須山 歯研

歯材部 デンコ

〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂2-24-7

TEL (043)277-0051 FAX (043)277-8414

