

MEDIT



Making
Scanning
Easier



DIGITAL
SOLUTIONS



MEDIT *i600*

MEDIT *i* シリーズ比較表

MEDIT i600

MEDIT i700




仕様等

	一般的名称	デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	
	販売名	i600 & i700 オーラルスキャナ i600モデル	i600 & i700 オーラルスキャナ i700モデル
	承認番号	30300BZI00031000	
	製造販売元	株式会社ダブリューエスエム	
スキャン技術	スキャンフレーム	35FPS	70FPS
	光源	LED	
	スキャン深度	12～23mm	
	Camera Spec	8-bit	
精度	フルアーチ	10.9μm±0.98	
本体	寸法	248mm×44mm×47.4mm	
	重量	245g	
チップ	スキャンエリア	15mm×13mm	
	滅菌回数	100回	
	リバーシブルチップ	○	
モード	リモートコントロール	×	○
	UV-C LED	×	○
	スマートシェードガイド	○	
	HDモード	×	○

PC推奨スペック

	Windows		macOS
	ノートパソコン	デスクトップ	ノートパソコン/デスクトップ
CPU	Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-13700H Intel Core i7-12700H AMD Ryzen 7 7735H AMD Ryzen 7 6800H	Intel Core i7-13700K Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 5800X	M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M2 (8-core CPU, 10-core GPU) M2 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M3 (8-core CPU, 10-core GPU) M3 Pro (11-core CPU, 14-core GPU)
RAM	32GB		24GB
グラフィック	NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8GB以上) NVIDIA GeForce RTX 3070 (VRAM 8GB以上) NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8GB以上) *AMD Radeonはサポートされていません。		—
OS	Windows 10 64ビット Windows 11 (12世代以降 Intel Core プロセッサ推奨)		Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 Sequoia 15

※最新情報はMEDIT社のウェブサイトでご確認ください。
<https://www.medit.com/ja/>

付属品

i600 オーラルスキャナ	1台	ハンドピースカバー	1個	パワーデリバリーケーブル	1個
i600 オーラルスキャナ チップ	4個	リストストラップ	1個	ブラクティスモデル	1個
キャリブレーションツール	1個	パワーコード及びメディカルアダプター	1個	USBメモリ	1個
デスクトップクレードル	1個	パワーハブ	1個	ユーザーガイド	1冊
ウォールマウントホルダー	1個	USB 3.0ケーブル	1個		

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。価格は2025年5月現在のものです。消費税は含まれておりません。


販売元: 株式会社トクヤマデンタル ■ご用命は

デジタル機器のお問い合わせ
 0120-383-533 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240



ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

MEDIT i600 の特長




180° 回転チップ

チップは180°回転させて
セットすることができます。



取り外し可能な ケーブル

タイプC対応。



重さ245g 全長248mm

コンパクトで高い操作性。




取り外し可能なケーブル

スキャナー本体からケーブル
の取り外しが可能です。

スキャンボタン

スキャンの開始／停止の
コントロールをします。



180° 回転チップ

上向きに装着できるため
上顎のスキャン時に
持ちやすくなっています。

シンプルで簡単操作

ボタン1つでスキャンをコントロール。
初めて口腔内スキャナーを利用する
歯科医師、歯科衛生士の方におすすめ
です。

PCまわりをきれいに

USB Type-C ポートにケーブル1本で
接続。
電源ハブや余分なケーブルがなくなり、
持ち運びしやすくPCまわりがすっきり。
ユニット間の移動も容易に行えます。

最小システム要件：USB Type-C Power Delivery 5V、3A
の電力供給


245gの軽量さ

本体重量245gと非常に軽量で
持ちやすくなっています。


MEDIT i600 ではじめるデジタル印象採得

MEDIT Link データ管理・注文をトータルサポート

※MEDIT Appsは無料でダウンロードし、使用できます。




便利なアプリケーション、多彩なスキャンサポート機能




矯正シミュレーション

矯正シミュレーションを自動で生成。
動画でわかりやすく患者様へ説明できます。
※治療計画の作成ではございません。




スマイルデザイン

治療後の笑顔がどのように見えるか、
イメージを共有することが出来ます。




スキャンデータの比較

データの比較が出来るので、
染め出し後のブラッシング指導への活用や、
歯の摩耗度が計測可能。




Medit Occlusion Analyzer

上顎と下顎の間の咬合干渉を自動的に
分析し結果をカラーマップで表示できます。




Case Talk

患者さんがいつでもどこでもパソコンや
スマートフォンで自分の口腔内を確認可能。




Splints

スプリントの設計が出来ます。
AIで自動作成と手動での作成が選択可能。



インプレッションスキャン

印象体のスキャンを行い、
口腔内スキャンデータとマッチングさせ、
より精密なマージンやポストコアを
採得できます。



スマートカラーフィルタリング

グローブの色を登録しておくことで
手指を避けながらデータ取得が可能。



スマートスキャンガイド

強化されたユーザーガイダンスにより、
スキャン中に検出された異常に対する
サポートが提供されます。