

マイジנגガーポリッシャー

歯科用ゴム製研磨材

FP9742H

FP9752H



仕上げに差が出る、この粗さ
ジルコニア研磨にプラスワン



Since 1921
100 years of Quality in Dental



マイジンガーポリッシャー


形態番号	FP9742H	FP9752H
シャング種類/ ISOコード*	HP 040	HP 170
回転数*	20,000	20,000
		
	13.0	2.5
包装・希望 医院価格	1本=¥3,480	1本=¥8,980
注文コード	82048	82049

*1 例) 040 : 頭部最大径が4.0mm *2 最大許容回転数/分

マイジンガーポリッシャー 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 13B1X00155000277

適度な切削力で作業効率と仕上がりの美しさを両立させるジルコニア研磨バー

粗い面を均一に仕上げるのができ、マージンのオフセット調整やバイトポイントの調整などに有用です。このバーを今までの研磨システムにプラスすることで「調整後の細かな傷が除去できない」「仕上げまでに時間がかかる」「マージン等の薄い部分を削りすぎてしまう」などジルコニア研磨時のストレスを低減。大きな傷を残すことなく効率的に、研磨仕上げでもステイン仕上げでも次の作業に繋げることができます。



FP9742H FP9752H

形態修正・咬合調整に適した粗さで効率的に作業可能

火花が起きにくく発熱によるダメージを軽減

チェアサイドやラボサイドの研磨に使える2形態のラインナップ



Meisinger

FP9742H + プラスワン



写真提供：株式会社リープ・セラミック・アーツ 伊藤竜馬 DT

〈各ポリッシャー研磨面の比較〉



SEM 画像：ジーシー測定

関連製品

歯科用ゴム製研磨材

マイジンガー

アブレーションポイント

形態番号	AMZ652R
シャング種類/ ISOコード*	HP 035
回転数*	20,000
	
	10.5
注文コード	89319

歯科技工用アブレーション器具
マイジンガー
アブレーションポイント
一般医療機器
13B1X00155000278

歯科用ゴム製研磨材

マイジンガーポリッシャー

プレポリッシング

形態番号	FPDCA04	FPDCA06
シャング種類/ ISOコード*	HP 040	HP 170
回転数*	20,000	20,000
		
	13.0	2.5
注文コード	82181	82179

歯科用ゴム製研磨材
マイジンガーポリッシャー
一般医療機器
13B1X00155000277

*1 例) 040 : 頭部最大径が4.0mm *2 最大許容回転数/分

ツヤ出し

形態番号	FPDCA10	FPDCA12
シャング種類/ ISOコード*	HP 040	HP 170
回転数*	20,000	20,000
		
	13.0	2.5
注文コード	82182	82180

歯科用ゴム製研磨材
マイジンガーポリッシャー
一般医療機器
13B1X00155000277


仕上げ

形態番号	FP140 ブラシ
シャング種類/ ISOコード*	HP 220
回転数*	15,000
	
注文コード	89401

歯科用ゴム製研磨材
マイジンガーポリッシャー
一般医療機器
13B1X00155000277

歯科用研磨キット

マイジンガーラスターキット
ジルコニア ラボ用 6本入



包装●1 函セット(6本入):
マイジンガーアブレーションポイント各1本
(AM9736H(HP) 150, AMZ652R(HP) 035)
マイジンガーポリッシャー各1本
(FPDCA04(HP) 040, FPDCA06(HP) 170,
FPDCA10(HP) 040, FPDCA12(HP) 170)

注文コード 89275

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット
一般医療機器 13B1X00155000279

ダイヤモンドポリッシュペースト

ジーシー
セラシャインポリッシャー



包装●1 函: ペースト(20g) 1 個

歯科用研磨器材
ジーシー セラシャインポリッシャー
一般医療機器
28B3X10005000013
製造販売元 株式会社 マシンツール中央

※写真は原寸ではありません。
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年6月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらでもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

