

無料オンラインセミナー

「ZEN®」は本当に患者様を選ばない レジンセメントなのか

～ほぼ全ての被着体に接着する万能型レジンセメント「ZEN」のケーススタディ～

～講師～

医療社団法人まる歯 理事長

田中健久 先生

歯学博士

日本補綴歯科学会専門医

日本口腔インプラント学会専門医

日本顎咬合学会咬み合わせ認定医



三井化学グループにより開発されたレジンセメント「ZEN」。
最後発品でありながら医師からの評価が高い理由を、都内に7つの医院を持つ
演者より臨床・実験・保険診療のケーススタディから紐解きます。
セメント脱離経験ある先生・保険診療を短くしたい先生方必見！

セミナー日時

2025/7/2 (水)

19:00 - 20:00

受講料：無料

カンタン申込

手順① 下記のURLかQRコードへアクセス

<https://x.gd/FfuZZ>

※PC/スマホどちらでもOK！



手順② 参加登録完了メールが届きます。

手順③ 登録完了メールから参加(zoom)

※「ZEN」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
※セミナー申込時のご登録情報は今後弊社からの製品情報案内に使用させて頂くことがございます。

主催：クルツアージャパン株式会社



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

お問い合わせ先

ZEN® Universal Series

操作性と高接着力を体験してください

ZENは、どちらでしょう？

溶解性が低く
着色しにくい

どちらかがZEN
どちらかが従来品(サンメ
ディカル海外向け製品)
となります。

赤ワインに24時間浸漬(37℃)



ここにもこだわりが

余剰セメントの
除去が簡単！

余剰セメントが除去しやす
いため、チェアタイムを
短縮できます。



軽く押し出せて、止まる

優れたチキントロピー性

ペーストの押し出し感が良好で
圧を加えると流れてその後ピタリ
と止まります。



従来品 ZEN
(サンメディカル海外向け製品)

経済性にも配慮

新規ミキシングチップを
採用

チップ内に残るペーストを
32%減らせます。セメント
1本で大白歯クラウン約20
歯分使用できます。



32%
デッドボリューム
削減!

セメントの反応が分かる動画はこちら！



ZENセメントの水分との
反応動画



ZENセメントとZENボンドの
タッチキュア動画

＼ こちらもぜひご覧ください！ /



製品紹介動画



操作ステップ動画



ユーザーズボイス

ZEN公式サイト: <https://zen-universal.com/>

その他の特長・情報については、製品カタログをご確認ください



High-PA Monomer® 採用

ボンド塗布後の待ち時間「なし」

ボンド塗布後の光照射「なし」※1 ※1:セメント併用時



LLS® 採用

LLSの長期安定性により、開封後
であっても陶材等に高い接着性を
示します。

LLSのイメージ



用意するのは
「セメント&ボンド」のみ

ZEN ユニバーサルボンド単体で使用可能な処置

ボンディング、知覚過敏抑制、
シーリング・コーティング

接着モードと 使用材料	セルフアドヒーシブモード	アドヒーシブモード
対応可能な 被着体	エナメル質、象牙質、 金属、ジルコニア、アルミナ	エナメル質、象牙質、 金属、ジルコニア、アルミナ、 ガラスセラミックス、 レジン系材料、PEEK材

その他の特長・情報については、製品カタログをご確認ください

販売名: ZEN ユニバーサルセメント 一般的名称: 歯科接着用レジンセメント
分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 305AKBZX00052000
販売名: ZEN ユニバーサルボンド 一般的名称: 歯科用象牙質接着材
分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 305AKBZX00051000

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

※[ZEN] [High-PAモノマー/High-PA Monomer] [LLS] [DIS] はサンメディカル株式会社の登録商標です。

〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151