



CAD/CAM用高透光性ジルコニアブロック

松風ブロックZR ルーセント **CEREC**

— CEREC SpeedFire 対応 —
透光性と高強度を実現!

SHOFU
BLOCK ZR
Lucent **CEREC**

松風ブロック ZR ルーセント **CEREC** は、
東ソー社製の高透光性を有したジルコニア粉末を使用した
ジルコニアブロックです。

「ジルコニア粉末の高圧プレス法」により、高い透光性を示し
ながら1200MPa以上の曲げ強さを実現しています。

デンツプライシロナ社 CEREC SpeedFireに対応し、高速
焼結による短時間(22分)*での補綴装置の製作が可能です。

※ 補綴の厚みが2mm以下の場合。2mmを超える修復物は28分




For
CEREC

SHOFU INC.


色調再現を容易にする 「5層マルチレイヤー」

ステイニングによる色調調整作業が軽減するため、技工作業効率の向上に寄与します。

5層構造のグラデーションによる審美性と強度を兼ね備えており、
前歯から臼歯まで幅広い症例でお使いいただけます。



**SHOFU
BLOCK ZR
Lucent** CEREC



※ 写真は印刷のため、実際の色調とは異なる場合があります。

■ 包装・価格




松風ブロック ZR ルーセント CEREC

【サイズ】

2種類 / Sサイズ
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 15.5mm)
Mサイズ
(W: 20.0mm, D: 19.0mm, H: 19.0mm)

【色調】 A1, A2, A3, A3.5

【価格】 Sサイズ (3個入) ¥13,500
Mサイズ (3個入) ¥13,500



■ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック ZR ルーセント	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号: 302AGBZX00046A01

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

■ 焼結について

使用する焼結炉はデンツプライシロナ社で販売されている【CEREC SpeedFire】になります。

取扱い店