

ソールバイトSプラス エクストラハード・ボリュームパック Autumn SALE

プレミアムプラスジャパンが研究を重ねて作り上げた、ハイクオリティの日本自社製造品です。
操作性の良いソールバイトSプラス、硬さを最優先される方にはエクストラハードと用途や好みに合わせて
お選びいただけます。この機会にぜひお試しください！

- ▶ 付加型シリコーン印象材
- ▶ 咬合採得

テクニカルデータ(物性情報)

商品名	操作時間	口腔内保持時間	トータル時間	最終硬度	弾性ひずみ	寸法変化(48時間後)	硬化体の色
ソールバイトSプラス エクストラハード	20秒	30秒	50秒	95 Shore A	1.1%以下	0～-0.10%	パッションブルー
ソールバイトSプラス	20秒	30秒	50秒	90 Shore A	1.1%以下	0～-0.10%	マットブルー



SOLEBITE^{Plus}
Extra Hard

硬さ
最優先

咬合採得をより精密に、正確に。
最終硬度95ショアAと硬めのバイト材です。
インプラント等のより精度を要求する症例や遊離端欠損など嵌合の少ない症例にもおすすめです。

- 30秒硬化
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で
寸法を維持
- ショアA95
硬めでシャープ

ソールバイトSプラス
エクストラハード

PJ8190SP

特別価格
5,000円



SOLEBITE^{Plus}

扱いやすさ
押し出しの軽さ

操作性の良いソールバイトSプラスに6本入りボリュームパックが新登場！
セール期間中さらにお手頃な価格でご購入いただけます。

- 30秒硬化
ゆったり操作、即急硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90
「硬すぎず、軟らかすぎず」
扱いやすい適度な硬度

ソールバイトSプラス
ボリュームパック

PJ8110SP-6

特別価格
10,500円

2本セットに
比べお得！



ボリュームパックにはミキシング
チップが付属していません。
別売りのミキシングプラスを
合わせて使用ください。

- ・ロングタイプ
- ・Lサイズ
- ・グリーン
- ・入数 50本

ディスプレイ

DC-0123 6,000円

※ミキシングチップ(ミキシングプラス)は
セール対象外です。

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売所)

プレミアムプラスジャパン SNS

当社の最新情報をfacebook、Instagramで発信しています。
右記QRコードからご覧ください。



商品のクオリティ維持・追求の為、スペック・カラー等も予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により
実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※商品は税別価格です。

担当販売店

販売名：ソールバイトSプラス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00012
販売名：ミキシングプラス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00018