

CAD Titanium Disc

CAD チタンディスク

生体親和性と耐食性を兼ね備えた純チタン2種ディスク

物性 (JIS H 4650 純チタン2種)

分量 (%)		引張強さ (MPa)	耐力 (MPa)	伸び (%)	硬さ (HV)
チタン	その他 ^{*1}				
≥99.4	≤0.573	523MPa	443MPa	18%	249HV0.3

^{*}1 Fe, O, C, N, H



歯科非鋳造用チタン合金

CAD チタンディスク

■ 厚さ 10mm / 12mm / 14mm / 16mm / 18mm

■ 包装 1枚入

販 売 名: CADチタンディスク
一般的名称: 歯科非鋳造用チタン合金
分 類: 管理医療機器
認 証 番 号: 305AHBZX00042000

CAD WAX PRO

CAD ワックスプロ

高い焼却性のワックスディスク

- 切削性に優れたCAD/CAM用ワックスディスク
- クリストバライト埋没材またはリン酸塩系埋没材が使用可能



歯科用キャスト用ワックス

CAD ワックスプロ

■ 厚さ 14mm / 18mm / 20mm / 22mm

■ 包装 1枚入

販 売 名: CADワックスプロ
一般的名称: 歯科用キャスト用ワックス
分 類: 一般医療機器
届 出 番 号: 26B2X10018M00080

デンケン・ハイデンタル

CAD/CAM Disc series



CAD/CAM Disc series
that meets the expectations.

CAD Titanium Disc

Brillo Hybrid Resin Disc

ACRY-TONE DISC

ZircoArt 2

CAD WAX PRO

ノンメタルクラスプデンチャー、チタン、ハイブリッドレジンなど様々なミリングに対応する
デンケン・ハイデンタルのCAD/CAM用ディスクシリーズ



Features

- アクリートン ディスク: ノンメタルクラスプ・スプリント用レジンディスク
- ブリージョ ハイブリッドレジンディスク: 強度と審美性を併せもつハイブリッドレジンディスク
- ジルコアート2: 前歯からロングスパンブリッジまで対応するジルコニアディスク
- CAD チタンディスク: 生体親和性と耐食性を兼ね備えた純チタン2種ディスク
- CAD ワックスプロ: 高い焼却性のワックスディスク

RELATED
PRODUCT
関連製品

CADソフトウェア
exocad®

幅広い適用範囲と機能、さらなる拡張性で
スムーズなCAD/CAMワークフローを構築。



- 幅広い用途に対応
- ライセンスフリー
- フレキシブルな運用

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社: 京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎ 075-672-2118

☎ 03-3969-8000

☎ 092-710-5360

代理店

デンケン・ハイデンタル CAD/CAM Disc series

Flexible Resin

Hybrid Resin

Zirconia

Titanium

Wax


デジタルワークフローに欠かせないCAD/CAM用ディスクを
フレキシブルレジンからハイブリッドレジン、ジルコニア、チタン、ワックスまで幅広くラインナップ。
デンケン・ハイデンタルは、CAD/CAMマテリアルからデジタルラボワークをサポートします。

ACRY-TONE DISC

アクリトーン ディスク

耐久性があり、修理が容易な
ノンメタルクラスプ・スプリント用レジンディスク

- 高い弾性を持ち、
破折しにくい



※咀嚼を想定した37℃温水中で、たわみ量
5.8mmまで繰り返し負荷をかける試験

曲げ弾性率
1360MPa



- ミリングによる高い適合精度を実現

- 研磨性が高く、即時重合レジンや
専用接着材ティースロックボンドを
使用してレジン床と同様に修復可能



補修後

義歯床用熱可塑性レジン

アクリトーン ディスク

- 色調
#0(クリアー) / #7(ライブピンク)

- 厚さ
22mm / 25mm

- 包装
1枚入

販 売 名：アクリトーン ディスク
一般的名称：義歯床用熱可塑性レジン
分 類：管理医療機器
認 証 番 号：306AHBZX00052000



製品について
詳しくはこちら▶



RELATED
PRODUCT
関連製品

義歯床用接着材料

ティースロックボンド

アクリル系義歯床と強力に接着


- 包装 パウダー 50g / リキッド 50mL
- 色調 #0(クリアー) / #7(ライブピンク)

販 売 名：ティースロックボンド
一般的名称：義歯床用接着材料
分 類：管理医療機器
認 証 番 号：307AHBZX00008000



人工歯用
接着材

即時重合レジン®のような変色がなく、
義歯床と強力に接着。※当社製品比



Brillo Hybrid Resin Disc

ブリージョ ハイブリッドレジンディスク

強度と審美性を併せ持つ
ハイブリッドレジンディスク

- 3点曲げ強度ドライ240MPa、耐着色性、耐摩耗性の
物性バランスに優れ、幅広い用途に対応
- 天然歯のように見える蛍光性を保有
- 予後の治療経過に活きるX線造影性



歯科切削加工用レジン材料

ブリージョ ハイブリッドレジンディスク

- 色調
A1 / A2 / A3 / A3.5

- 厚さ
10mm / 14mm

- 包装
1枚入

販 売 名：ブリージョ ハイブリッドレジンディスク
一般的名称：歯科切削加工用レジン材料
分 類：管理医療機器
認 証 番 号：306AHBZX00040000

製品について
詳しくはこちら▶



※材料配合を調整することで、機械物性と経済性に優れた特性を持っています。
研磨工程を簡略化できるように、表面滑沢材での仕上げを推奨しています。


ZircoArt 2

ジルコアート2

前歯からロングスパンブリッジまで対応する
MT系グラデーションのジルコニアディスク

- エナメル層からサービカル層へ、
自然に移行するグラデーション

※イメージ



エナメル層 [20%]
エナメル層 [10%]
ボディ層 [20%]
ボディ層 [20%]
サービカル層 [30%]

- 患者ニーズの高い、さらなる審美性を
表現する明るめの色調

歯科切削加工用セラミックス

ジルコアート2

- 色調(グラデーション)
MT-A1 / MT-A2 / MT-A3 / MT-A3.5

- 厚さ
14mm / 18mm / 22mm

- 包装
1枚入

販 売 名：ジルコアート2
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
分 類：管理医療機器
認 証 番 号：302AHBZX00022000

