

CERAMIC CROWN

セラミック素材を含む高耐久・高精度な3Dプリント材料で、自然な審美性と生体適合性を備え、短時間で効率的な歯科修復物の製作を可能にします。

SprintRay社調べ

FLEXURAL STRENGTH 曲げ強度 **150 MPa ± 25**

FLEXURAL MODULUS 曲げ弾性率 **7500 MPa**

SHADE 色合い・色調


Bleach / A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / C2 / D2

セラミッククラウン



販売名：SprintRay クラウン
一般的名称：歯冠用硬質レジン
認証番号：307ADBZ100038000(管理)
製造販売元：有限会社プライムファイン

※CERAMIC CROWNの販売名はSprintRay クラウンです。



OnX TOUGH 2

歯科用3Dプリントに特化した高耐久性レジン。
長期使用に適した強度と耐久性を持ち、自然な審美性と精密な適合性を実現。

SprintRay社調べ

FLEXURAL STRENGTH 曲げ強度 **126 MPa**

FLEXURAL MODULUS 曲げ弾性率 **4281 MPa**

WORK OF FRACTURE 接着力 **1033 J/m²**

SHADE 色合い・色調

Bleach / Hollywood White / A1 / A2 / B1



販売名：SprintRay OnXタフ2
一般的名称：歯冠用硬質レジン／義歯床用アクリル系レジン
認証番号：307ADBZ100037000(管理)
製造販売元：有限会社プライムファイン

※OnX TOUGH 2の販売名は、SprintRay OnXタフ2です。

ハイブリッド義歯



Surgical Guide 3

迅速な造形かつ正確なインプラントガイド

- ・ SprintRay史上、最速の造形速度のサージカルガイド
- ・ 滅菌後も透明で美しい外観
- ・ 曲げ弾性率と強度の向上

SprintRay社調べ

曲げ強度 **105 MPa**

サージカルガイド

曲げ弾性率 **2579 MPa**

粘度 **343 Centipoise**

販売名：スプリントレイ サージカル3
 一般名称：歯科印象トレー用レジン/歯科用インプラント手術器具
 届出番号：13B1X00005000269(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※Surgical Guide 3の販売名は、スプリントレイ サージカル3です。



NightGuard Flex

臨床的に最大の速度、患者の快適さ
 そして耐久性を実現するように設計されています

- ・ 快適で洗浄しやすく、匂いもしない
- ・ 高い衝撃強度と柔軟性
- ・ 患者様の快適さに配慮したレジン素材

SprintRay社調べ

衝撃強度 **118 J/m**

印刷時間 **44 min**

ナイトガード

販売名：スプリントレイ スプリント フレックス
 一般名称：歯科咬合スプリント用材料
 届出番号：13B1X00005000256(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※NightGuard Flexの販売名は、スプリントレイ スプリント フレックスです。



Die and Model 2 Tan

高コントラストの歯科モデルを迅速に造形

- ・ 曲げ弾性率と強度の向上
- ・ プリント速度が最大10%向上
- ・ 高コントラストカラーにより、細部までを最大限に可視化
- ・ 熱成形材料から簡単に分離可能

SprintRay社調べ

曲げ強度 **91.5 MPa**

曲げ弾性率 **2650 MPa**

歯科模型

販売名：スプリントレイ ダイ&モデル2
 一般名称：歯科用樹脂系模型材
 届出番号：13B1X00005000259(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※Die and Model 2の販売名は、スプリントレイ ダイ&モデル2です。



Die and Model 2 Gray

アライナー制作用モデルを迅速に造形

- ・ 細部を説明するのに役立つ
 非常に高い色のコントラストを提供します

SprintRay社調べ

曲げ強度 **91.5 MPa**

曲げ弾性率 **2650 MPa**

歯科模型

販売名：スプリントレイ ダイ&モデル2
 一般名称：歯科用樹脂系模型材
 届出番号：13B1X00005000259(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※Die and Model 2の販売名は、スプリントレイ ダイ&モデル2です。




Study Model White2

患者への説明用に迅速に造形できる純白のモデル

- ・ 来院時のモックアップと
 ワックスアップで患者を満足させる
- ・ 硬化後でも純白色

歯科模型

販売名：スプリントレイ スタディモデル ホワイト2
 一般名称：歯科用樹脂系模型材
 届出番号：13B1X00005000260(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※Study Model White2の販売名は、スプリントレイ スタディモデル ホワイト2です。



IDB 2

数分でフルアーチの矯正器具を接着

- ・ 優れた引裂き抵抗、柔軟性、透過性、
 正確な装着のために改良された
 配合生体適合性があります。

IDB

販売名：スプリントレイ インダイレクトボンディング2
 一般名称：歯科印象トレー用レジン
 届出番号：13B1X00005000254(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※IDB 2の販売名は、スプリントレイ インダイレクトボンディング2です。



Gingiva Mask

正確な軟組織のレプリカを造形

- ・ 優れた引裂き抵抗
- ・ 柔軟でトリミングが簡単

ジンジバマスク/歯肉再現

販売名：スプリントレイ ジンジバ マスク
 一般名称：歯科用樹脂系模型材
 届出番号：13B1X00005000261(一般)
 製造販売元：株式会社ヨシダ
 ※Gingiva Maskの販売名は、スプリントレイ ジンジバ マスクです。



スプリントレイ 各種製品情報の詳細は
 こちらの二次元コードからご確認いただけます。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2025年9月現在。

禁無断転載

●お問い合わせ先  株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

●取扱店

コンタクトセンターCAD/CAM

フリーダイヤル:0800-170-1170 <http://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937023488

C02778/2025年9月/20/新