





3D プリンター造形用インク

ディーマ プリント シリーズ

dimao
Product Information

S-WAVE



SHOFU INC.

ディーマ プリント シリーズ


※ ディーマ プリントシリーズは、カーラ プリントシリーズ(3Dプリンター)専用の造形用インクです。
他の3Dプリンターには使用できませんのでご注意ください。

※ 歯科用樹脂、歯科用3Dプリンター開発メーカーならではの正確な情報を元に、インクの特性を引き出し、常により良い環境で
ご使用いただけるよう、カーラ プリントシリーズ(3Dプリンター)のファームウェア、シーケンスのバージョンアップデートを随時提供しております。

造形は推奨インクトレーをお使いください。

鋳造 パターン 造形用

ディーマ プリント キャスト ルビー



高精度な鋳造パターン製作用に開発された造形用インクです。精度の高い補綴装置の製作が可能です。

一般医療機器
届出番号 27B1X000600000096
【一般的名称】 歯科用パターンレジン
【包装】 1,000g 【色調】 レッド

ディーマ プリント キャスト エメラルド



クラウンから金属床まで、さまざまな鋳造パターンに使用可能な造形用インクです。(焼却時の寸法変化が少なく高精度な造形が可能です。)

一般医療機器
届出番号 27B1X000600000094
【一般的名称】 歯科用パターンレジン
【包装】 1,000g 【色調】 グリーン



模型 造形用

ディーマ プリント ストーン ベージュ



高精度な模型造形用インクです。マージンや歯牙の表面性状が確認しやすく、ジルコニアビルドアップ模型やマスター模型の製作が可能です。

一般医療機器
届出番号 27B1X000600000089
【一般的名称】 歯科用樹脂系模型材
【包装】 1,000g 【色調】 ベージュ

ディーマ プリント ストーン ベージュ スマート



コストと品質のバランスを重視した模型用インクです。高速造形が可能で、すぐれた機械的特性と精度を有します。

一般医療機器
届出番号 27B1X000600000101
【一般的名称】 歯科用樹脂系模型材
【包装】 1,000g 【色調】 ベージュ

ディーマ プリント ストーン ティール



模型造形用インクです。耐熱性があるため、熱可塑性シート(スプリント等)の圧接が可能です。ワイヤー色とのコントラストに優れるため、矯正用模型にも適しています。

一般医療機器
届出番号 27B1X000600000099
【一般的名称】 歯科用樹脂系模型材
【包装】 1,000g 【色調】 ブルーグリーン

使用後 使用後は、残存する重合物をろ過して取りのぞき、インクは清潔な容器へ移しかえてください。



インクトレーの
使用方法

咬合スプリント造形用

ディーマ プリント スプリント クリア



咬合スプリント造形用インクです。適合状態を確認しやすく、清潔感のあるクリア色です。

一般医療機器
届出番号 27B1X00060000098
【一般的名称】 歯科咬合スプリント用材料
【包装】 1,000g 【色調】 クリア

ディーマ プリント ソフト スプリント



咬合スプリント造形用のインクです。造形後もソフトな状態が続き、強い衝撃や咬合圧から歯や顎を守ります。

一般医療機器
届出番号 27B1X00060000091
【一般的名称】 歯科咬合スプリント用材料
【包装】 1,000g 【色調】 ホワイト、ブルー

サージカルガイド・個人トレー造形用

ディーマ プリント ガイド & トレー



個人トレー、サージカルガイドの製作が可能な造形用インクです。耐熱性が高いため、オートクレープ滅菌後も高強度、高精度を保ちます。

一般医療機器
届出番号 27B1X00060000100
【一般的名称】 歯科印象トレー用レジン
歯科用インプラント手術器具
【包装】 1,000g 【色調】 クリアオレンジ

ガム 模型 造形用

ディーマ プリント ジンジバマスク



ガム模型を製作するための造形用インクです。ゴム硬度が高く変形が少ない設計です。適度な弾力を有しており、補綴装置との適合具合を確認するのに適しています。

一般医療機器
届出番号 27B1X00060000095
【一般的名称】 歯科用機能系模型材
【包装】 1,000g 【色調】 ピンク

ディーマ プリント ティース&テンプ



テンポラリークラウン、プロビジョナルレストレーション造形用のインクです。1本で2シェードのカバーが可能です。

管理医療機器
届出番号 306AIBZX00006000
【一般的名称】 歯冠用硬質レジン
【包装】 1,000g
【色調】 3色：A1/B1、A2/B2、A3/A3.5

ディーマ プリント デンチャー ティース



テンポラリークラウン、プロビジョナルレストレーション造形用のインクです。

管理医療機器
届出番号 302AIBZX00003000
【一般的名称】 歯冠用硬質レジン
【包装】 1,000g 【色調】 3色：A1、A2、A3

テンポラリークラウン・プロビジョナルレストレーション造形用

ディーマ プリント
デンチャー ベース

近日発売



CAD上で製作したデジタルデンチャーを歯科用プリンターで造形し、義歯床を製作することが可能です。

管理医療機器
認証番号 302AIBZX00002000
【一般的名称】 義歯床用アクリル系レジン
【包装】 1,000g 【色調】 オリジナルピンク

ディーマ デンチャー ベース
プレミアム

コストと品質のバランスを重視した義歯床用インクです。高速印刷が可能で、すぐれた機械的特性と精度を有します。

管理医療機器
認証番号 306AIBZX00022000
【一般的名称】 義歯床用アクリル系レジン
【包装】 1,000g 【色調】 オリジナルピンク

ディーマ デンチャー ベース
トライ・イン

近日発売



試適用義歯を製作するための造形用インクです。

一般医療機器
届出番号 2781X00060000090
【一般的名称】 歯科適合試験用材料
【包装】 1,000g 【色調】 ホワイト

適用インク		適用トレイ (カラープリント 4.0 プロ)
	カラー プリント 4.0 プロ	カラー プリント キューブ
使用可能	<ul style="list-style-type: none"> キャストエメラルド ルビー ジンジバマスク デンチャーティース ソフトスプリント スプリントクリア ストーンページジュ ティール ガイド&トレイ デンチャーベース デンチャーベースプレミアム 	<ul style="list-style-type: none"> ルビー ジンジバマスク デンチャーティース スプリントクリア ストーンページジュ ティール ガイド&トレイ デンチャーベース
使用不可	—	<ul style="list-style-type: none"> キャストエメラルド ソフトスプリント デンチャーベースプレミアム



ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店

価格入り資料の
申込はこちら

販売元 **кулツアー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp

販売元



世界の歯科医に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983 京都市東山区福屋上高杉町111 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)

www.shofu.co.jp

●支社：東京(03)3832-4566 ●営業所：札幌(011)232-1114(仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7555)