

フリーアーム・シーテクトに、  
待望の **新モデル**

**登場。**

2025.12  
Release

Free Arm  
**SHI-TECT**

口腔外用サクション

**フリーアーム・シーテクト-S**

Point 01

**操作性アップ!**

自在に動くアームとフラットパネルでさらに扱いやすく



Point 02

**吸引力アップ!**

ターボモードを搭載。最大風量が 3.5 m<sup>3</sup>/min に



Point 03

**静音性アップ!**

静音性がさらに進化。会話も院内連携もスムーズに



※フリーアーム・アルテオ-S との比較



+

**セット使用**でいつも清潔!

**見えない内部まで、  
しっかり除菌。**



Free Arm  
**Bubbrilizer**

フリーアーム・バブリライザー

フリーアーム用除菌装置



カチッと装着  
かんたん除菌

▶ 詳しくは裏面

# 油断はリスクです。 感染対策見直しませんか？

感染対策、  
アップデートの時期かも？

その機種、  
何年使用していますか？

十分な感染対策が  
できていますか？



落ち着いたと思っていた感染症が、最近またじわりと増加傾向に。

今こそリスクを見直して、患者さんもスタッフも安心して通える歯科医院を目指しましょう。



Free Arm  
**SHI-TECT**

飛沫を発生源から吸引する口腔外用サクションで、  
院内の感染リスクをゼロへ。

## 一括管理で診療室全体をカバーする セントラル方式固定型



こんな医院様におすすめです！

- ✓ 複数ユニットで同時使用が多い
- ✓ 診療室の限られた空間を有効活用したい

### フリーアーム・シーテクト -FI (シーテクトシャッタ FI 型搭載)

クリーニングモードを搭載した第7世代フリーアーム。院内を引き立てるデザインで、操作性も静音性も進化。

セントラル方式固定型  
寸法: アーム可動範囲1550mm  
医療機器認証番号: 304AHBZX00013000号(管理医療機器)  
一般名称: 歯科用吸引装置  
販売名: フリーアーム・シーテクト A500 / 04582539071998



## 場所を選ばず設置できる プラグイン型

New



こんな医院様におすすめです！

- ✓ 配管工事なしで導入したい
- ✓ 必要に応じて移動して使用したい

### フリーアーム・シーテクト -S

吸引力は3.5m<sup>3</sup>/minとパワーアップ。6段階の風量調整、フィルター交換表示、タイマー機能を備え、洗練された操作性で快適にお使いいただけます。

プラグイン型 スーパーバイオフィルタ内蔵  
寸法: アーム可動範囲1550mm  
医療機器認証番号: 307AHBZX00019000号(管理医療機器)  
一般名称: 歯科用吸引装置  
販売名: フリーアーム・シーテクト-S A502 / 04582539072018



## 口腔外用サクションのさらなる除菌・清潔ケアに



### バブリングで内部の隅々まで除菌 フリーアーム・バブライザー

寸法: W120×D150×H310mm  
電源: アルカリ単3電池×4本  
質量: 約850g  
運転時間: 15分  
E250 / 04582539074753



フリーアームの先端に装着して、スイッチオンして帰るだけ。高い除菌効果のある成分を含んだガスをバブリングで発生させることで、フリーアームの内部をしっかりと除菌します。



### フリーアーム専用除菌シート フリーアーム・クリーニングシート (30枚入)

フリーアーム専用設計の除菌シート。外装はサッと拭き取り、アーム内部は専用スポンジにセットして使用することで、簡単に除菌と清掃が行えます。

B850 / 04582539075453

New

製品に関するお問い合わせは、ご利用されている歯科ディーラー様または下記までお問い合わせください。

株式会社 **東京技研**

東京本社 TEL: 03-3703-5581



企業サイト  
<https://www.tokyogiken.com>

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。 ■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

