




アテル、伝わる。

加齢性難聴の方との双方向対話に「聴こえのサポートツール」α・tell 誕生。



α・tell

「α・tell（アテル）」は無線で繋がるマイクと骨伝導ユニットを使い耳にあてるだけでクリアな音声を届けます。

医療や介護の現場に、もっと温かく心に響く対話を——。
対話の質を高め、豊かなコミュニケーションを実現することで、
現場で働く方々の負担を軽減し、笑顔あふれる瞬間を増やしたい。
—— そんな想いから α・tell「アテル」は生まれました。



伝わる安心と心の余裕を現場に届け
医療・介護現場の働き方改革をサポートします。




伝えたい時に、アテル。

常時着用するのではなく、必要な時に耳に軽く押しあてただけで聴こえにくい対話をスムーズに。
問診や大切なお話など、話し手が聞き手に寄り添って
コミュニケーションを図るための聴こえのサポートツールです。

誰にでも簡単に、伝わる。

補聴器のように利用者に合わせたチューニングが必要ありません。
一台で複数の方に使うことができます。
誰にでも、簡単に、そんな使い勝手の良さを求める現場の声をカタチにしました。



アテルと伝わり、伝えるためにアテル。

「聞き間違い」「聞き返し」が減り、双方のコミュニケーションストレスを軽減します。
声を大きく張ることや、何度も繰り返す負担が減ることで、
医療や介護のサービスをよりスムーズに提供できるようになります。

確かな聴こえを届ける圧倒的な骨伝導力

音声を明瞭にする帯域で一般的な骨伝導の振動子に比べ、骨伝導力(骨を介して音を伝える力)は100倍以上。
強い骨伝導力により超高精細な音声情報を内耳(蝸牛)全体に届けることで音声の明瞭度を高めています。

■ 主な仕様

マイクユニット

電源	DC 3.7V:内蔵充電式リチウムイオン電池 DC 5V:USB 充電時
マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー
許容動作温度	0℃～35℃
動作時間	約6時間
充電時間/充電温度	約1時間半/5℃～35℃
サイズ/重量	H68×W26×D29 [mm] / 18g

クレードル

電源	DC 5V:USB 充電時
----	---------------

スピーカーユニット

電源	DC 3.7V:内蔵充電式リチウムイオン電池 DC 5V:USB 充電時
振動子	超磁歪式骨伝導振動子
許容動作温度	0℃～35℃
動作時間	約7時間
充電時間/充電温度	約1時間半/5℃～35℃
サイズ/重量	H56×W48×D68 [mm] / 84g

サイズ/重量	H42×W74×D107 [mm] / 120g
--------	--------------------------



a·tellガイドで使い方・仕組みをもっと知ろう！



a·tell が変えるコミュニケーション



a·tell の活用シーン



a·tell のテクノロジー



加齢性難聴の特徴とは



聴こえのエビデンス



FAQ

QRコードからアクセス



FILLTUNE

企画製造元

FILLTUNE 株式会社

東京都港区南青山4丁目15番5号

TEL:03-5770-5823

歯科発売元



WASHIESU
MEDICAL

ワシエスメディカル株式会社

デンタルマーケット事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-31-8

TEL: 03-3815-7682 (部門直通) FAX: 03-3815-7695 (部門直通)

http://www.washiesu.com