

ウルトラバック バキュームフォーマーIII

医療ホワイトニング用カスタムトレイ作製、他マウスピース作成に

使用中もとっても静か

～ポンプ式吸引を採用しているため静音～

・過熱防止タイマー付き ・様々なシートタイプに対応

対応シート 角型シート (ソフトタイプ、ハードタイプ)

対応シートサイズ 130x130mmまで

厚み 0.5mm-4.0mmまで対応

製品仕様

本体寸法	180x250x320mm(WxDxH)
シートフレーム内寸法	131x131mm
重量	7kg
電源	AC100～125V, 50/60Hz
消費電力	ヒーター550W、ポンプ50W
保証期間	1年



6547-JP

ウルトラバック バキュームフォーマーIII

通常価格：¥111,100

注意:

ウルトラバック バキュームフォーマーIIIのプラグは三叉です
二穴のコンセントを使用されている場合には必ずアースを設置してください。
ご使用前には製品に同梱されている取り扱い説明書を必ずお読みください。

オプション品



ビーズとビーズケースをオプションとしてご用意しております。

ご使用される模型がトリミングされていない場合でも

吸引できるスペースをビーズで確保することができます。

ハードタイプ (スプリント) をご使用の方にオススメ。



1013803
バキュームフォーマーIII用
ビーズ 500g
通常価格：¥5,450



1013804
バキュームフォーマーIII用
ビーズケース
通常価格：¥13,130

販売名:ウルトラバック バキュームフォーマーIII / 一般的名称:歯科技工用成型器 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X100B6000082

ULTRADENT JAPAN 株式会社

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-34-14 初台TNEビル3F TEL.(03)5365-1760 FAX.(03)5365-1759
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル4F TEL.(06)6151-3251 FAX.(06)6151-3252
第一種医療機器製造販売業 許可番号:13B1X10086 ©2025 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

製品についてのお問い合わせは

無料 毎週開催

お昼休みに気軽に学べる!

ホワイトニング教室

今話題の

デュアルホワイトニングについても学べる!

オパールエッセンス デュアルホワイトニングキットには、BOOSTシリランジ2本とGo上下顎トレイ4個が入っています。

ホワイトニング教室は、オンラインでホワイトニングについて学ぶ無料セミナー。お昼休みに、気軽に参加して日々の臨床のお悩みや疑問を解決しませんか？

ホワイトニング教室

ベーシックコース

毎週
月曜日
13:00~

開催日は
こちらから



プログラム

- 1 ホワイトニングジャーニー 日本列島横断の旅
~オパールエッセンスシステム導入医院様インタビュー~
- 2 オパールエッセンスGoをはじめとする製品について
特徴、概要、禁忌禁止、知覚過敏への対処等
- 3 ホワイトニングに関するよくある質問
- 4 質疑応答

講師: 愛知学院大学歯学部保存修復学講座 主任教授 辻本暁正先生

毎回ライブで講師が質問に答えます!



ホワイトニング導入・活用例を 他院の取組みから学びませんか?

全国47都道府県のオパールエッセンスユーザー医院様から、インタビュー形式でホワイトニング導入例を伺います!



2週間ごとに
新しいコンテンツに更新!

ホワイトニング教室

アドバンスコース

毎月
2回
13:00~

開催日は
こちらから



プログラム

- 1 製品概要
- 2 オフィスホワイトニングを成功させる勘所
- 3 質疑応答セッション

毎回ライブで講師が質問に答えます!

オフィスホワイトニングを 成功させる勘所

歯科医院でオパールエッセンスBOOST
使用方法を落とし込むファーストステップ

オパールエッセンスBOOSTを購入してみた、もしくはこれから導入したいという医院様向けのオパールエッセンスBOOST (オフィスホワイトニング) に関するセミナーです。オフィスホワイトニングを導入し始めてまだわからないことがある! という方に、是非ご活用いただきたいセミナーです。



愛知学院大学歯学部
保存修復学講座
主任教授 辻本暁正先生

Opalescence™
MEMBERS

限定!

セミナーコンテンツアーカイブ配信のお知らせ

ホワイトニング教室の配信時間にお時間が合わない方に向けて、製品説明および過去の配信の一部をアーカイブ配信しています。メンバーズご登録(無料)でアクセスいただけるポータルサイトに、いつでもお好きなタイミングでご視聴ください。



詳細はこちら

販売名: オパールエッセンス デュアルホワイトニングキット / 一般的名称: 歯科用漂白材 / 高度管理医療機器 / 承認番号: 3070082I00005000 / 冷蔵保存

ULTRADENT JAPAN 株式会社

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-34-14 初台Tビル3F TEL (03) 5365-1760 FAX (03) 5365-1759
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区吉原2-14-4 MF新大阪ビル4F TEL (06) 6151-3251 FAX (06) 6151-3252
第一種医療機器製造販売業 許可番号: 13B1X10096 ©2025 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

0120-060-751 | www.ultradent.jp

製品についてのお問い合わせは

2025.08